

REGGIBRACCIO UNIVERSALE

MANUALE D'USO


E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

ITALIANO

 **Prima di utilizzare il prodotto, consultare un medico**

Indicazioni operative

1. Inserire il braccio infortunato nel reggibraccio (vedi **fig. 1**)
2. Far passare la tracolla sulla spalla, poi nell'apposito anello e fissarlo (vedi **fig. 2**)
3. Questo reggibraccio può essere regolato in base alla lunghezza del braccio del paziente (vedi **fig. 3,4,5**)



SIMBOLI

	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Numero di lotto
	Data di fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

REF 28623

 **Gima S.p.A.**
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
 Made in China

MD 

