

FASCE DI BLOCCAGGIO

- 19-08**
FASCIA ADDOMINALE CON BRETELLE
Codice nomenclatore 12.24.06.139
- 20-08**
FASCIA ADDOMINALE SEMPLICE
Codice nomenclatore 12.24.06.136
- 21-08**
FASCIA PELVICA
- 22-08**
FASCIA FERMAGAMBE
- 23-08**
FASCIA CON BRETELLE PER SIGNORA
Codice nomenclatore 12.24.06.139

FASCE DI BLOCCAGGIO

- 19-08**
FASCIA ADDOMINALE CON BRETELLE
Codice nomenclatore 12.24.06.139
- 20-08**
FASCIA ADDOMINALE SEMPLICE
Codice nomenclatore 12.24.06.136
- 21-08**
FASCIA PELVICA
- 22-08**
FASCIA FERMAGAMBE
- 23-08**
FASCIA CON BRETELLE PER SIGNORA
Codice nomenclatore 12.24.06.139

Indicazioni

Mantenimento della postura del paziente su carrozzine, comode o sedie e prevenzione delle cadute.

Descrizione

Supporto realizzato in vellutino accoppiato con parte interna in retina traspirante, imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione. Sistema di chiusura/apertura mediante clip rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso d'emergenza.

Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento, ma non deve essere serrato eccessivamente. Nella regolazione dei tiranti, consentire l'inserimento di una mano tra il paziente e il dispositivo.

Si raccomanda di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dalla fascia.

Intermed srl non assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose causati da un comportamento scorretto o da un uso improprio del dispositivo o da una eventuale manomissione dello stesso.

Indicazioni

Mantenimento della postura del paziente su carrozzine, comode o sedie e prevenzione delle cadute.

Descrizione

Supporto realizzato in vellutino accoppiato con parte interna in retina traspirante, imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione. Sistema di chiusura/apertura mediante clip rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso d'emergenza.

Avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento, ma non deve essere serrato eccessivamente. Nella regolazione dei tiranti, consentire l'inserimento di una mano tra il paziente e il dispositivo.

Si raccomanda di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dalla fascia.

Intermed srl non assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose causati da un comportamento scorretto o da un uso improprio del dispositivo o da una eventuale manomissione dello stesso.

Composizione

Tessuto vellutino accoppiato (Pam)

Tiranti poliestere

Imbottitura Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base Pes)

Interno retina traspirante (Pes)

(29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes)

ISTRUZIONI di LAVAGGIO



Lavabile a temperatura massima di 40°.
Non candeggiare. Non stirare. Centrifuga ridotta.
Possibilità di lavaggio a secco.

Garanzia 12 mesi per difetto di fabbricazione

Lotto di produzione **1006**

Prodotto da **ERREGI per INTERMED srl**



Dispositivo medico di Classe I
Direttiva 93/42/CEE

Composizione

Tessuto vellutino accoppiato (Pam)

Tiranti poliestere

Imbottitura Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base Pes)

Interno retina traspirante (Pes)

(29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes)

ISTRUZIONI di LAVAGGIO



Lavabile a temperatura massima di 40°.
Non candeggiare. Non stirare. Centrifuga ridotta.
Possibilità di lavaggio a secco.

Garanzia 12 mesi per difetto di fabbricazione

Lotto di produzione **1006**

Prodotto da **ERREGI per INTERMED srl**



Dispositivo medico di Classe I
Direttiva 93/42/CEE