



ALTURA

PESO

VENTANA BMI

CINTA METRICA

BOTÓN DE LIBERACIÓN DE LA CINTA METRICA

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA CALCULADORA DEL INDICE BMI – Body Mass Index

1) Girar el cuadrante para alinear estatura y peso y leer el recuadro de BMI

2) Indicación del color de la cinta métrica:  
BLANCO: puede ser falto de peso  
VERDE: peso y forma deseable  
NARANJA: alto riesgo para la salud

$BMI = \text{kg}/(\text{m})^2$   
Kg=kilogram  
M=metros

**GIMA**  
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Export: phone + 39 02 953854209/221/225 - fax + 39 0295380056  
- export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

Rev.2.05.12