

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	Curette chirurgiche
Descrizione Prodotto:	Dispositivi poliuso utilizzati per l'asportazione di tessuti durante interventi chirurgici
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	Aesculap AG - Tuttlingen
Officina di produzione:	Aesculap AG - Tuttlingen
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	Vedi elenco allegato
Classe di rischio:	Vedi elenco allegato
Codice CND:	Vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Una preparazione efficace è nella responsabilità esclusiva del gestore. Vi preghiamo di fare attenzione alle indicazioni ed alle normative descritte nell'istruzione d'uso e ai manuali nazionali dei regolamenti e delle normative.

PULIZIA: Pulizia automatica alcalina o manuale con / senza trattamento a ultrasuoni

DISINFEZIONE: Disinfezione termica 5 min a 90°C

ASCIUGATURA: Asciugatura a max 120°C 248 °F

PREPARAZIONE NEL PUNTO DI UTILIZZO : AD UMIDO O A SECCO.

SOSTANZE CHIMICHE E TEMPERATURE X LA PULIZIA E DISINFEZIONE: sostanze di tipo acido / neutro/ alcalino con/senza aggiunta di tensioattivi .CHIMICA a max 80°C o TERMICA con acqua completamente desalinizzata a max 93°C .

Si presuppone che per la pulizia e disinfezione vengano utilizzati prodotti omologati per il caso di impiego e che siano rispettate le concentrazioni, i tempi d'azione e le temperature raccomandate. E' necessario assicurare che sui prodotti non permangano residui. Per il risciacquo finale usare acqua completamente desalinizzata.

INFORMAZIONI TECNICHE

Lo strumentario chirurgico è in acciaio selezionato secondo gli standard Aesculap e nel rispetto delle normative vigenti.

Una preparazione efficace è sotto la responsabilità esclusiva del gestore.

Vi preghiamo di fare attenzione alle indicazioni ed alle normative descritte nell'istruzione d'uso e ai manuali nazionali dei regolamenti e delle normative.

PULIZIA: Pulizia automatica alcalina o manuale con /senza trattamento ad ultrasuoni

DISINFEZIONE: Disinfezione termica 5 min a 90°C

ASCIUGATURA: Asciugatura a max 120°C (248°F)

PREPARAZIONE NEL PUNTO DI UTILIZZO: Ad umido o a secco

SOSTANZE CHIMICHE :

Si presuppone che per la pulizia e disinfezione vengano utilizzati prodotti omologati per il caso di impiego e che siano rispettate le concentrazioni, i tempi d'azione e le temperature raccomandate.

NB: In caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire. Ciò può determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.

E' necessario assicurare che sui prodotti non permangano residui chimici. Per il risciacquo finale si raccomanda acqua completamente demineralizzata.

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	Sì
Sterile alla vendita:	NO
Risterilizzabile:	Fare riferimento alle istruzioni d'uso
Metodo di sterilizzazione:	Fare riferimento alle istruzioni d'uso
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	1 pezzo a confezione
Temperatura di conservazione:	Conservare a T ambiente, non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati
Biocompatibilità	Sì

	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No
Anno inizio commercializzazione:	2001.0
Garanzia:	Garanzia pluriennale sulla base dei seguenti requisiti: uso da parte di personale esperto, preparazione, massima cura durante le manipolazioni, sterilizzazione. Sono esclusi dalla garanzia: Danni violenti o overstressing Applicazioni improprie, non adatte all'uso del prodotto Danneggiamento per corrosione da mezzi chimici, come ad esempio uso di soluzioni saline Maneggiamento , pulizia e trattamento improprio durante la preparazione, (ad esempio uso di disinfettanti , agenti di pulizia o materiali di manutenzione inadatti) Invecchiamento naturale Inadatte condizioni di sterilizzazione (in particolare insoddisfacente qualità di vapore).
Manutenzione:	Per evitare durezze del movimento o corrosione da attrito, gli strumenti con snodi o con suolefici di scorrimento metalliche devono essere oliati prima di ogni sterilizzazione. Aesculap raccomanda l' utilizzo di JG600 o JG598 . in caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire . Cio' puo' determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FK111R	ELEVATORE FALANGI STRETTA 140MM 2,8MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529773/R
FK113R	ELEVATORE P.OSSA STRETTA 150MM LAR.4,5MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529774/R
FK114R	ELEVATORE PER OSSA LRG.6MM 150MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529775/R
FK116R	ELEVATORE BUCK-GRAMCKO SOTTI.150MM 7,5MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2275102/R
FK117R	ELEVATORE D'OSSA 6,0MM LARGO 160MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2393598/R
FK118R	ELEVATORE D'OSSA 8,0MM LARGO 160MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2505295/R
FK119R	ELEVATORE P FRAMMENTI OSSEI 2/15/125MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529776/R
FK135R	ELEVATORE D.LANE TRETHOWAN 215MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529777/R
FK136R	ELEVATORE D.LANE 255MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529778/R
FK140R	ELEVATORE D.BRISTOW 230MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529779/R
FK148R	RASPATORE COBBS LARGA 19MM 280MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2490184/R
FK156R	ELEVATORE P.OSSA WATSON-JONES 280MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529780/R
FK158R	ELEVATORE P.OSSA PER INTERVENTI CAVIGLIA	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529781/R
FK160R	LANGE-HOHMANN MOD.PICCOLO 250MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529782/R
FK161R	LANGE-HOHMANN MODIF.FIG 1	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529783/R
FK162R	LANGE-HOHMANN MODIF.FIG 2	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529784/R
FK166R	ELEVATORE P.OSSA PUN.LUNGA FINE	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529785/R
FK167R	ELEVATORE D'ANCA WAGNER 17,0MM 220MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529786/R
FK168R	ELEVAT.MUSC.SCHUMACHER MOD.WAGNER 350MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529787/R
FK169R	ELEVATORE HOHMANN-ALDINGER 270MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529788/R
FK170R	ELEVATORE PER OSSA LRG.10MM 220MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529789/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FK171R	ELEVATORE PER OSSA LRG.17MM 240MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2358260/R
FK172R	ELEVATORE HOHMANN OSSA 24MM LARG.260MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529790/R
FK173R	ELEVATORE HOHMANN OSSA 34MM LARG.285MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529791/R
FK174R	ELEVATORE VERBRUGGE-MULLER PER OSSAMM 44	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2496770/R
FK175R	ELEVATORE VERBRUGGE-MULLER PER OSSAMM 65	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529792/R
FK176R	ELEVATORE PER OSSA LRG.25MM 265MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2393601/R
FK177R	ELEVATORE SCHUMACHER OSSA 290MM LAR.35MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529793/R
FK180R	ELEVATORE D'OSSA BENETT 65MM LARGO 240MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529794/R
FK185R	ELEVATORE OSSA 8MM LARG.220MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2505209/R
FK186R	ELEVATORE OSSA 15MM LARG.245MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2393602/R
FK187R	ELEVATORE OSSA 22MM LARG.300MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2505298/R
FK188R	ELEVATORE OSSA 43MM LARG.230MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529795/R
FK189R	ELEVATORE OSSA 40MM LARG.290MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2275215/R
FK193R	ELEVATORE MURPHY-LANE 18/30MM 300MM	L0902	lr	SCA da 1 PZ	2529796/R
FK201R	MIOS LEVA HOHMANN MODIF.CRV.STRETTA	L091199	lr	SCA da 1 PZ	2530597/R
FK202R	MIOS LEVA HOHMANN MODIF.CRV.LARGA	L091199	lr	SCA da 1 PZ	2530598/R
FK211R	MIOS RETRATT.D'ANCA 90° STRETTO TAGL.	L091199	lr	SCA da 1 PZ	2530599/R
FK212R	MIOS RETRATT.D'ANCA 90° STANDARD TAGL.	L091199	lr	SCA da 1 PZ	2530600/R
FK213R	MIOS RETRATT.D'ANCA 90° LARGO TAGLIENTE	L091199	lr	SCA da 1 PZ	2530601/R
FK214R	MIOS RETRATT.D'ANCA 90° STRETTO PTA CTA	L091199	lr	SCA da 1 PZ	2530602/R
FK215R	MIOS RETRATT.D'ANCA 90° STANDARD PTA CTA	L091199	lr	SCA da 1 PZ	2530603/R
FK217R	MIOS RETRATT. ANCA 90° PLUS STAND. PUN.	L091199	lr	SCA da 1 PZ	2530604/R
FK218R	MIOS RETRATT.D'ANCA 90° STANDARD SMUSSO	L091199	lr	SCA da 1 PZ	2530605/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FK219R	MIOS RETRATT.D'ANCA 90° LARGO SMUSSO	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530606/R
FK221R	MIOS RETRATT.D'ANCA 30° STANDARD PUNTA V	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530607/R
FK222R	MIOS RETRATT.D'ANCA 45° STANDARD PUNTA V	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530608/R
FK223R	MIOS RETRATT.D'ANCA 60° STANDARD PUNTA V	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530609/R
FK224R	MIOS RETRATT.D'ANCA 90° STANDARD PUNTA V	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530610/R
FK230R	MIOS RETRATTORE ANCA 60° U A PUNTA	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2505307/R
FK231R	MIOS RETRATT.D'ANCA 30° STANDARD PUNTA U	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530611/R
FK234R	MIOS RETRATTORE D#ANCA 30°	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2432086/R
FK235R	MIOS RETRATT. ANCA 45° PLUS STR. A PUN.	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530612/R
FK237R	MIOS RETRATTORE COLLO FEM. 90° PLUS STD.	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530613/R
FK238R	MIOS LEVA DI COLLO FEMORALE 30° STRETTA	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530614/R
FK239R	MIOS LEVA DI COLLO FEMORALE 90° STRETTA	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530615/R
FK241R	MIOS RETRATT.D'ANCA 30° STRETTO TAGL.	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530616/R
FK243R	MIOS RETRATT.D'ANCA 45° STANDARD TAGL.	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530617/R
FK244R	MIOS RETRATT.D'ANCA 45° STANDARD SMUSSO	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530618/R
FK245R	MIOS RETRATT.D'ANCA 45° LARGO TAGLIENTE	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530619/R
FK246R	MIOS RETRATT.D'ANCA 45° LARGO SMUSSO	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530620/R
FK247R	MIOS RETRATT. COLLO F. 60° PLUS STD PUN.	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2530621/R
FK248R	MIOS ESTENSIONE DI LEVA DIR.	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2335269/R
FK249R	MIOS ESTENSIONE DI LEVA 60° ANG.	L091199	Ir	SCA da 1 PZ	2335273/R
FK292R	DISSETTORE WATSON-CHEYNE 130MM	L0315	Ir	SCA da 1 PZ	2380241/R
FK293R	DISSETTORE WATSON-CHEYNE 191MM	L0315	Ir	SCA da 1 PZ	2492259/R
FK300R	RASPATORIO WILLIGER LARG.6,0MM 160MM	L091201	Ir	SCA da 1 PZ	2480889/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FK316NR	RASPA CURVA ROTONDA 3MM 200MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335980/R
FK317NR	RASPA CURVA ANG 3MM 200MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335979/R
FK317R	RASPATORE CURVO LAMA RETTA 3,0MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2506738/R
FK318NR	RASPA RETTA ANG 6MM 200MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335978/R
FK319NR	RASPA CURVA ANG 6MM 200MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335977/R
FK321NR	RASPA CURVA ROTONDA 6MM 200MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335976/R
FK323NR	RASPA CURVA ANG 13MM 200MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335975/R
FK324NR	RASPA RETTA ROTONDA 14MM 200MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335974/R
FK325NR	RASPA CURVA ROTONDA 14MM 200MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335973/R
FK326NR	RASPA RETTA ROTONDA 20MM 200MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335981/R
FK341R	RASPATORE FARABEUF CRV.LG.12,5MM 145MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2480893/R
FK350R	RASCHIATORE SEDILLOT 18,0MM 185MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2393604/R
FK356R	RASPATORE LAMBOTTE LG.10MM 215MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2506739/R
FK357R	RASPATORE LAMBOTTE LG.15MM 215MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2506740/R
FK358R	RASPATORE LAMBOTTE LG.20MM 215MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2506741/R
FK359R	RASPATORE LAMBOTTE LG.25MM 215MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2393605/R
FK362R	RASCHIATORE JANSEN 15MM 165MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2224137/R
FK381R	RASCHIATORE SEMB 12MM 190MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2506742/R
FK383R	RASCHIATORE SEMB 13MM 230MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2506743/R
FK384R	RASCHIATORE SEMB 13MM 230MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2492268/R
FK423NR	RASPA CURVA ROTONDA 8MM 400MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335972/R
FK425NR	RASPA CURVA ROTONDA 17MM 400MM	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2335971/R
FK541R	RASCHIATORE TREANGLE TAGLIENTE RETTA	L091201	lr	SCA da 1 PZ	2275216/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FK630NR	CURETTE 2.8MM 180MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336247/R
FK630R	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG 0000	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2679514/R
FK631NR	CURETTE 3.6MM 180MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336246/R
FK631R	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG 000	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2679515/R
FK632NR	CURETTE 4.4MM 180MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336245/R
FK632R	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG 00	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2679516/R
FK633NR	CURETTE 5.2MM 180MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336244/R
FK633R	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG 0	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2679517/R
FK634NR	CURETTE 6.8MM 180MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336243/R
FK635NR	CURETTE 8.5MM 180MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336242/R
FK635R	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG 2	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2358979/R
FK636NR	CURETTE 10MM 180MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336241/R
FK636R	CURETTA TAGLIENTE VOLKMANN FIG 3	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2679519/R
FK637NR	CURETTE 11.5MM 180MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336240/R
FK638NR	CURETTE 13MM 180MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336239/R
FK639NR	CURETTE 14.5MM 180MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336238/R
FK640NR	CURETTE 2.8MM 240MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336237/R
FK641NR	CURETTE 3.6MM 240MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336236/R
FK642NR	CURETTE 4.4MM 240MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336235/R
FK643NR	CURETTE 5.2MM 240MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336234/R
FK644NR	CURETTE 6.8MM 240MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336233/R
FK645NR	CURETTE 8.5MM 240MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336232/R
FK646NR	CURETTE 10MM 240MM	L0901	Ir	SCA da 1 PZ	2336231/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FK647NR	CURETTE 11.5MM 240MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336230/R
FK648NR	CURETTE 13MM 240MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336229/R
FK649NR	CURETTE 14.5MM 240MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336228/R
FK650R	PALETTA ANTRO OVALE #2	L149001	lr	SCA da 1 PZ	2512229/R
FK664R	CURETTA TAGLIENTE DAUBENSPECK #00	L149001	lr	SCA da 1 PZ	2489808/R
FK679R	CUCCHIAIO PER MASTOIDE LEMPERT F.1	L149001	lr	SCA da 1 PZ	2275247/R
FK696NR	CURETTE DENTELLATA 9MM 300MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336227/R
FK698NR	CURETTE DENTELLATA15MM 300MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336226/R
FK743NR	CURETTE 5.2MM 300MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336225/R
FK745NR	CURETTE 8.5MM 300MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336224/R
FK747NR	CURETTE 11.5MM 300MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336223/R
FK753NR	CURETTE 5.2MM 400MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336222/R
FK755NR	CURETTE 8.5MM 400MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336221/R
FK757NR	CURETTE 11.5MM 400MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2336220/R
FK814R	CURETTA TAGLIENTE DOPPIA WILLIGER 140MM	L149001	lr	SCA da 1 PZ	2468112/R
FK817R	CURETTA AURICOLARE BARTH DOPPIA 180MM	L149001	lr	SCA da 1 PZ	2275254/R
FK840R	CURETTA DOPPIA VOLKMANN TAGLIENTE 130MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2393584/R
FK845R	CURETTA DOPPIA TAGLIENTE 130MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2275261/R
FK846R	CURETTA DOPPIA TAGLIENTE 160MM	L0901	lr	SCA da 1 PZ	2265400/R
FK913R	KERRISON SMONT.130°ALTO 200MM 2MM	L090901	lr	SCA da 1 PZ	2639474/R
FK914R	KERRISON SMONT.130°ALTO 200MM 3MM	L090901	lr	SCA da 1 PZ	2618781/R
FK915R	KERRISON SMONT.130°ALTO 200MM 4MM	L090901	lr	SCA da 1 PZ	2618782/R
FK943R	KERRISON SMONT.130°BASSO 230MM 2MM	L090901	lr	SCA da 1 PZ	2639622/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FK944R	KERRISON SMONT.130°BASSO 230MM 3MM	L090901	lr	SCA da 1 PZ	2639623/R
OF093	SPECOLI AURICOLARI ROSEN 3MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2275674/R
OF094	SPECOLI AURICOLARI ROSEN 4MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2275675/R
OF095	SPECOLI AURICOLARI ROSEN 5MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2275676/R
OF096	SPECOLI AURICOLARI ROSEN 6MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2275677/R
OF097	SPECOLI AURICOLARI ROSEN 7MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2275678/R
OF108C	SPECOLI AURIC.HARTMANN	L149004	I	SCA da 1 SET	2360674/R
OF112C	SPECOLO AURICOLARE HARTMANN D:5,0MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2513979/R
OF113C	SPECOLO AURICOLARE HARTMANN D:6,5MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2513981/R
OF114C	SPECOLO AURICOLARE HARTMANN D:8,0MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2360679/R
OF120C	SPECOLI AURICOLARI BOUCHERON D4,0-7,0MM	L149004	I	SCA da 1 SET	2836423/R
OF151	SPECOLO AURIC.SHEA 3,5X4,0MM INCLIN.	L149004	I	SCA da 1 PZ	2504015/R
OF152	SPECOLO AURIC.SHEA 4,0X5,5MM INCLIN.	L149004	I	SCA da 1 PZ	2496759/R
OF153	SPECOLO AURIC.SHEA 5,0X7,3MM INCLIN.	L149004	I	SCA da 1 PZ	2496760/R
OF271R	ANSA BILLEAU #1	L149002	I	SCA da 1 PZ	2497533/R
OF272R	ANSA BILLEAU #2	L149002	I	SCA da 1 PZ	2266126/R
OF277R	UNCINO LUCAE #1 140MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2360685/R
OF278R	UNCINO LUCAE #2 140MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2360686/R
OF279R	UNCINO LUCAE #3 140MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2360687/R
OF282R	UNCINO P.NERVI WAGENER #4 GRD.150MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2360705/R
OF283R	UNCINO P.NERVI WAGENER #3 MED.150MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2360706/R
OF284R	UNCINO P.NERVI WAGENER #2 PICC.150MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2444396/R
OF285R	UNCINO P.NERVI WAGENER #1 M.PICC.150MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2266112/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
OF288R	ELEVATORE AURICOLARE ST.BARTS	L149003	Ir	SCA da 1 PZ	2497009/R
OF313R	SPECOLO AURICOLARE HARTMANN D2,0MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2836429/R
OF316R	SPECOLO AURICOLARE HARTMANN D5,0MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2836432/R
OF317R	SPECOLO AURICOLARE HARTMANN D6,5MM	L149004	I	SCA da 1 PZ	2836433/R
OF410R	PINZA HARTMANN-WULLSTEIN 0,8X6MM	L140502	Ir	SCA da 1 PZ	2360708/R
OF411R	PINZA P.POLIPI HARTMANN 1,0X8MM	L140502	Ir	SCA da 1 PZ	2360709/R
OF439R	PINZA POLIPI AURIC.HARTMANN D2,5MM RETTA	L140502	Ir	SCA da 1 PZ	2444424/R
OF615R	AGO DE PARACENTESI LUCAE FRM.BAION.180MM	L140599	Ir	SCA da 1 PZ	2234552/R