



FASCIA FERMAPOLSO

Codice 27-08



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it



FASCIA FERMAPOLSO

Codice 27-08



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it

Indicazioni

Controllo dei movimenti in pazienti su carrozzina.

Descrizione

Dispositivo realizzato in vellutino accoppiato con parte interna in retina traspirante, imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione. Sistema di chiusura/apertura mediante clips rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso di emergenza.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata ma non deve essere serrato eccessivamente.

Sebbene il dispositivo sia indicato per controllare i movimenti del paziente esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dello stesso. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo.

Intermed srl non assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose causati da un comportamento scorretto o da un uso improprio del dispositivo o da una eventuale manomissione dello stesso.

Indicazioni

Controllo dei movimenti in pazienti su carrozzina.

Descrizione

Dispositivo realizzato in vellutino accoppiato con parte interna in retina traspirante, imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione. Sistema di chiusura/apertura mediante clips rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso di emergenza.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata ma non deve essere serrato eccessivamente.

Sebbene il dispositivo sia indicato per controllare i movimenti del paziente esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dello stesso. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo.

Intermed srl non assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose causati da un comportamento scorretto o da un uso improprio del dispositivo o da una eventuale manomissione dello stesso.

Composizione

Tessuto vellutino accoppiato (Pam)

Tiranti poliestere

Imbottitura Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base Pes)

Interno retina traspirante (Pes)

(29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes)

ISTRUZIONI di LAVAGGIO



Lavabile a temperatura massima di 40°.
Non candeggiare. Non stirare. Centrifuga ridotta.
Possibilità di lavaggio a secco.

Garanzia 12 mesi per difetto di fabbricazione

Lotto di produzione **0908**

Prodotto da **ERREGI per INTERMED srl**



Dispositivo medico di Classe I
Direttiva 93/42/CEE

Composizione

Tessuto vellutino accoppiato (Pam)

Tiranti poliestere

Imbottitura Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base Pes)

Interno retina traspirante (Pes)

(29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes)

ISTRUZIONI di LAVAGGIO



Lavabile a temperatura massima di 40°.
Non candeggiare. Non stirare. Centrifuga ridotta.
Possibilità di lavaggio a secco.

Garanzia 12 mesi per difetto di fabbricazione

Lotto di produzione **0908**

Prodotto da **ERREGI per INTERMED srl**



Dispositivo medico di Classe I
Direttiva 93/42/CEE