

TABLETTENZERKLEINERER

Zerkleinert Tablette jeder Größe.

- 1) Stellen Sie die Tablette in die transparente Vertiefung.
- 2) Schrauben Sie den blauen Teil bis zum Ende.
- 3) Lösen Sie das pulverisierte Medikament ins Wasser bzw. Milch...

ACHTUNG: Zerkleinern Sie keine Medikamente, die ihre Wirkung durch eine bestimmte Zeitspanne abgeben. Falls Sie Fragen haben kontaktieren Sie Ihren Apotheker.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

KRUSZARKA DO TABLEK

Rozdrabnia na proszek duże i małe tabletki.

- 1) Umieścić tabletkę w przezroczystym wgłębieniu.
- 2) Zakręcić do końca niebieską część.
- 3) Rozpuścić sproszkowany lek w mleku, soku...

UWAGA: nie kruszyć kapsulek o czasowym uwalnianiu, w razie wątpliwości skonsultować się z farmaceutą.

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

ΚΑΤΑΟΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ

Κονιοποιεί χάπια κάθε μεγέθους.

- 1) Τοποθετήστε το χάπι στην διάφανη κοιλότητα
- 2) Βιδώστε το μπλέ μέρος μέχρι το τέλος
- 3) Διαλύστε το φάρμακο σε σκόνη στο γάλα, νερό...

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη κομματιάζετε κάψουλες προγραμματισμένες στον χρόνο, εάν αμφιβάλετε, συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό σας.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.



**FRANTUMAPILLOLE
PILL PULVERIZER
BROYEUR DE PILULES
TRITURADOR DE PÍLDORAS
TABLETTENZERKLEINERER
ESMAGADOR DE PÍLULAS
KRUSZARKA DO TABLETEK
ΚΑΤΑΟΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ**

GIMA 25731

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante
Fabricante/Hersteller/ProducentΚατασκευαστής
Ningbo Pinbo Plastic Manufactory Co., LTD
6F, No.17 Building, 636 Duantang East Rd, Ningbo, 315012 China
Made in China

REF PT97644


Importato da / Imported by / Importé par
Importado por / Importado por / Importiert von
Importowane przez / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com





ITALIANO

FRANTUMAPILLOLE

Polverizza pillole di ogni misura.

- 1) Posizionare la pillola nella cavità trasparente.
- 2) Avvitare la parte blu fino in fondo.
- 3) Dissolvere il medicamento in polvere in latte, acqua...

ATTENZIONE: non frantumare capsule a rilascio temporizzato, nel dubbio consultare il proprio farmacista.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

ENGLISH

PILL PULVERIZER

Easily pulverize large or small pills.

- 1) Place pill in cavity of clean section.
- 2) Screw down blue top section all the way, that's all there is to it!
- 3) Dissolve powder in milk, juice ...

CAUTION: do not crush time-release medication, if in doubt, consult your pharmacist or physician.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

BROYEUR DE PILULES

Il pulvérise les pilules de toutes dimensions.

- 1) Positionner la pilule dans la cavité transparente.
- 2) Visser à fond la partie bleue.
- 3) Dissoudre le médicament en poussière dans du lait, de l'eau...

ATTENTION: Ne pas écraser les capsules à libération temporisée, en cas de doute consulter votre pharmacien.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

ESPAÑOL

TRITURADOR DE PÍLDORAS

Pulveriza píldoras de cualquier tamaño.

- 1) Colocar la píldora en la cavidad transparente.
- 2) Enroscar la parte azul hasta el fondo.
- 3) Disolver el medicamento en polvo en la leche, el agua...

ATENCIÓN: No triturar cápsulas de liberación temporizada, en caso de duda consultar al propio farmacéutico.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

PORTUGUÊS

QUEBRA-COMPRIMIDOS

Pulveriza comprimidos de qualquer medida.

- 1) Colocar o comprimido na cavidade transparente.
- 2) Rosquear a parte azul até o fundo.
- 3) Dissolver o medicamento em pó em leite, água...

ATENÇÃO: Não quebrar cápsulas a liberação temporizada, em caso de dúvida consultar o próprio farmacêutico.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.