



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

62x14,5cm

CUFFIA MONOUSO CON ELASTICO
DISPOSABLE CAP WITH ELASTIC
BONNETS AVEC ÉLASTIQUES
GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO
JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z GUMKĄ
BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC
EINWEGKAPPE MIT GUMMIZUG
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO
BORTTAGBART ELASTISK MÖSSA
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

GIMA 21097



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGDCE-SM35



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Import-
tat de / Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



IT

Nome prodotto Cuffia monouso con elastico
Codice prodotto FGDCE-SM35 (21097)
Modello prodotto Cuffia con elastico 62x14,5 cm
Struttura e composizione La cuffia è realizzata in SMS da 35-40g ed è dotata di elastico per il fissaggio.
Uso previsto Questo prodotto è pensato in particolare per l'isolamento generale in ambulatori, reparti, per l'ispezione e la pulizia delle stanze, in laboratorio ecc. È destinato all'uso da parte degli operatori sanitari negli ospedali e nelle cliniche, per mantenere un buon livello di igiene e contribuire al controllo delle infezioni.
Controindicazioni Questo prodotto è monouso e deve essere utilizzato subito dopo l'apertura della confezione. Se la confezione è danneggiata, il prodotto potrebbe essere esposto a umidità o muffa. Pertanto, si raccomanda di non utilizzarlo.
Modalità d'uso del prodotto
1. Aprire la confezione ed estrarre la cuffia, quindi tirare le estremità della cuffia con entrambe le mani.
2. Alzare le mani e posizionare la cuffia sulla testa e regolarla in modo da raccogliere completamente i capelli.

Conservazione Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito, con un'umidità relativa non superiore all'80%, privo di gas corrosivi, fresco, asciutto e ben ventilato.



Avvertenza

- Questo prodotto è monouso, non riutilizzare.
- Questo prodotto è monouso, non utilizzarlo in condivisione con altri.
- È vietato l'uso se la confezione o la cuffia sono danneggiate.

Avviso: Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente o il paziente.

Validità 3 anni.

Data di produzione Vedere la data sulla confezione

Data di scadenza Vedere la data sulla confezione

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

GB

Product Name Disposable Cap With Elastic
Product Code FGDCE-SM35 (21097)
Product Model Elastic on cap, 62x14.5cm
Structure and Composition The cap is made of 35-40gSMS, with elastic for fixing.
Intended use The products are mainly used for general isolation in outpatient clinics, wards, inspection rooms, cleaning room, laboratory etc. It is intended to be used by healthcare professionals in hospitals and clinics to maintain a good level of hygiene and contribute to infection control.
Contraindication The products can be used only once and should be used immediately after opening the package. If the package is damaged, the product is wet or moldy. Don't use them.
How to use the product
1. Open the product package and take out of the cap, and squeeze the ends of the cap with both hand.
2. Raise your hand and put the cap on your head and adjust it to make sure your hair is not leaking.
Storage It should be stored in a clean room with relative humidity not exceeding 80%, no corrosive gas, stored in a cool, dry and well ventilated.



Warning

- This product is disposal product, don't reuse.
- This product is single use, never share your product with another.
- It is forbidden to use when the packaging or the caps are damaged.

Notice: Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and competent authority of the Member State in which the user or patient is established.

Validity 3 years.

Date of production See date on packaging

Date of expiration See date on packaging

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies

	IT Codice prodotto GB Product code		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place
	IT Numero di lotto GB Lot number		IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully
	IT Fabbricante GB Manufacturer		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture		IT Dispositivo medico GB Medical Device
	IT Non sterile GB Non-sterile		IT Data di scadenza GB Expiration date		IT Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB Don't use if package is damaged
	IT Limite di umidità GB Humidity limit		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use		IT Dispositivo monouso, non riutilizzare GB Disposable device, do not re-use
	IT Limite di temperatura GB Temperature limit		IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community		IT Fragile, maneggiare con cautela GB Fragile, handle with care
	IT Questo lato su GB This side up		IT Maneggiare con cura GB Handle with care		IT Identificatore univoco del dispositivo GB Unique device identifier

FR

Nom du produit Bonnets avec élastiques

Code produit FGDC-SM35 (21097)

Product Model Élastique sur le bonnet, 62x14,5 cm

Structure et composition Le bonnet est en 35-40gSMS, avec élastique de fixation.

Utilisation prévue Les produits sont principalement utilisés pour l'isolement général dans les cliniques externes, les salles, les salles d'inspection, les salles de nettoyage, les laboratoires, etc. Ils sont destinés à être utilisés par les professionnels de la santé dans les hôpitaux et les cliniques pour maintenir un bon niveau d'hygiène et contribuer au contrôle des infections.

Contre-indication Les produits ne peuvent être utilisés qu'une seule fois immédiatement après l'ouverture de l'emballage. Si l'emballage est endommagé, le produit est humide ou moisi. Ne les utilisez pas.

Comment utiliser le produit

- Ouvrez l'emballage du produit et retirez le bouchon, puis pressez les extrémités du bonnet avec les deux mains.
- Levez votre main et mettez le bonnet sur votre tête et ajustez-le pour vous assurer que vos cheveux ne fuient pas.

Stockage Il doit être stocké dans une salle blanche avec une humidité relative ne dépassant pas 80%, sans gaz corrosif, dans un endroit frais, sec et bien ventilé.



Mise en garde

- Produit jetable, ne pas réutiliser.
- Ce produit est à usage unique, ne jamais partager votre produit avec un autre.
- Il est interdit d'utiliser ce produit si l'emballage ou les bouchons sont endommagés.

Notice: Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur ou le patient est établi.

Validité 3 ans.

Date de production Voir la date sur l'emballage

Date de péremption Voir la date sur l'emballage

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

ES

Nombre del producto Gorro desechable con elástico

Código del producto FGDC-SM35 (21097)

Modelo del producto Elástico del gorro, 62x14,5 cm

Estructura y composición El gorro está realizado con 35-40gSMS, con un elástico para fijarlo.

Uso previsto El producto se utiliza principalmente para el aislamiento general en clínicas ambulatorias, pabellones, salas de inspección, salas de limpieza, laboratorios, etc. Está destinado a ser utilizado por los profesionales sanitarios en hospitales y clínicas a fin de mantener un buen nivel de higiene y de contribuir al control de las infecciones.

Contraindicaciones El producto solo puede utilizarse una vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el envase. Si el envase está dañado, el producto aparecerá húmedo o mohoso. No lo utilice.

Cómo utilizar el producto

- Abra el paquete del producto, saque la tapa y apriete los extremos de la tapa con ambas manos.
- Levante la mano, póngase el gorro en la cabeza y ajústelo para que todo el pelo quede dentro.

Almacenamiento Debe almacenarse en una sala limpia con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.



Advertencia

- Este producto es de desecho, no lo reutilice.
- Este producto es para un solo uso, no lo comparta nunca con otra persona.
- Está prohibido utilizarlo cuando el paquete o las tapas estén dañadas.

Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el paciente.

Validez 3 años.

Fecha de producción Consulte la fecha en el paquete

Fecha de caducidad Consulte la fecha en el paquete

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

	FR Code produit ES Código producto		FR À conserver à l'abri e la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar		FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco
	FR Numéro de lot ES Número de lote		FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	FR Fabricant ES Fabricante		FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		FR Dispositif médical ES Producto sanitario
	FR Pas stérile ES No estéril		FR Date d'expiration ES Fecha de caducidad		FR Ne pas utiliser si le colis ES Es endommagé
	FR Limite d'humidité ES Limite de humedad		FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso		FR Dispositif pour usage unique, ES ne pas réutiliser
	FR Limite de température ES Limite de temperatura		FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea		FR Fragile, manipulez avec soin ES Frágil, manipular con cuidado
	FR Ce côté vers le haut ES Este lado hacia arriba		FR Manipulez avec soin ES Manipular con cuidado		FR Identifiant unique de l'appareil ES Identificador de dispositivo único

DE

Produktname Einwegkappe mit Gummizug
Produktcode FGDCE-SM35 (21097)
Produktmodell Gummizug an der Kappe, 62x14,5 cm
Struktur und Zusammensetzung Die Kappe besteht aus 35-40 g SMS, mit Gummizug zur Befestigung.
Bestimmungsgemäße Verwendung Die Produkte werden hauptsächlich für die allgemeine Isolierung in Ambulanzen, Kliniken, Untersuchungsräumen, Reinigungsräumen, Laboren usw. verwendet. Es ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Kliniken bestimmt, um ein gutes Hygieneniveau aufrechtzuerhalten und zur Kontrolle des Infektionsrisikos beizutragen.
Gegenanzeigen Die Produkte können nur einmal und sollten sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden. Wenn die Verpackung beschädigt ist, ist das Produkt nass oder schimmelig. Das Produkt darf in diesem Fall nicht verwendet werden.

Verwendung des Produkts

- Öffnen Sie die Produktverpackung, nehmen Sie die Kappe heraus und drücken Sie die Enden der Kappe mit beiden Händen zusammen.
- Heben Sie Ihre Hand und legen Sie die Kappe auf Ihren Kopf. Passen Sie die Kappe so an, dass keine Haare herausfallen.

Lagerung Sie sollte in einem sauberen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80%, ohne korrosive Gase, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.



Warnung

- Hierbei handelt es sich um ein Einwegprodukt; des dar nicht wieder verwendet werden.
- Hierbei handelt es sich um ein Produkt für den Einzelgebrauch, daher darf es nicht mit anderen Personen geteilt werden.
- Bei Beschädigung des Produkts oder der Verpackung ist dessen Gebrauch verboten.

Hinweis: Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist.

Gültigkeit 3 Jahre.

Produktionsdatum Siehe Datum auf der Verpackung

Ablaufdatum Siehe Datum auf der Verpackung

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

PT

Nome do produto Touca descartável com elástico
Código do produto FGDCE-SM35 (21097)
Modelo do Produto Elástico na touca, 62x14,5 cm
Estrutura e Composição A touca é feita com 35-40 g SMS, com elástico para fixação.
Utilização prevista Os produtos são utilizados principalmente para isolamento geral em ambulatórios, salas de tratamentos, de observação, de limpeza, laboratório etc. Destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde em hospitais e clínicas para manter um bom nível de higiene e contribuir para o controlo de infeções.
Contraindicações Os produtos podem ser utilizados apenas uma vez e devem ser utilizados imediatamente após a abertura da embalagem. Se a embalagem estiver danificada, os produtos estiverem húmidos ou com mofo, não os utilize.

Modo de utilização do produto

- Abra a embalagem do produto, retire a touca e aperte as pontas da touca com ambas as mãos.
- Levante a sua mão, coloque a touca na cabeça e ajuste-a para se certificar de que o seu cabelo não está de fora.

Armazenamento Deve ser armazenado num sala limpa com humidade relativa não superior a 80%, sem gases corrosivos, armazenado em local fresco, seco e bem ventilado.



Aviso

- Este produto é descartável, não reutilize.
- Este produto é de uso único, nunca partilhe o seu produto com outra pessoa.
- É proibido usar quando a embalagem ou as toucas estiverem danificadas.

Nota: Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador ou paciente está estabelecido.

Validade 3 anos.

Data de fabrico Veja a data na embalagem

Data de validade Veja a data na embalagem

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

	DE Erzeugniscode PT Código produto		DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PT Guardar ao abrigo da luz solar		DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco
	DE Chargennummer PT Número de lote		DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745		DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	DE Hersteller PT Fabricante		DE Herstellungsdatum PT Data de fabrico		DE Medizinprodukt PT Dispositivo médico
	DE Nicht steril PT Não esteril		DE Ablaufdatum PT Data de validade		DE Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist PT Não use se o pacote estiver danificado
	DE Feuchtigkeitsgrenzwert PT Limite de umidade		DE Gebrauchsanweisung beachten PT Consulte as instruções de uso		DE Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden PT Dispositivo descartável, não reutilizar
	DE Temperaturgrenzwert PT Limite de temperatura		DE Autorisierter Vertreter in der EG PT Representante autorizado na União Europeia		DE Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln PT Frágil, manuseie com cuidado
	DE Diese Seite (nach) oben! PT Este lado para cima		DE Vorsichtig behandeln PT Manuseie com cuidado		DE Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) PT Identificador exclusivo do dispositivo

PL

Nazwa produktu Jednorazowe nakrycie głowy z gumką
Kod produktu FGDCE-SM35 (21097)
Model produktu Rozmiar gumki, 62x14,5cm
Struktura i skład Nakrycie głowy jest wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35-40g, z mocowaniem za pomocą gumki.
Zamierzone zastosowanie Produkty są przeznaczone do zapewnienia ogólnej izolacji w ambulatoriach, oddziałach szpitalnych, pomieszczeniach kontrolnych, pomieszczeniach do czyszczenia, laboratoriach, itp. Produkty są zgodne z polityką profilaktyki i kontroli zakażeń i są przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia zatrudnionych w szpitalach i klinikach, aby zapewnić poprawny poziom higieny.
Przećwiskazania Produkty są przeznaczone do jednorazowego użytku i należy je zastosować natychmiast po otwarciu opakowania. W przypadku uszkodzenia opakowania na produkcie mogą wystąpić ślady wilgoci i pleśni. Nie używać.
Sposób używania produktu
1. Otworzyć opakowanie i wyjąć nakrycie głowy. Nacisnąć oboma rękoma na oba końce nakrycia.
2. Podnieść na wysokość głowy, założyć i wyregulować tak, aby dokładnie zebrać i ukryć włosy.
Przechowywanie Przechowywać w pomieszczeniu czystym, bez gazów korozyjnych, suchym i wentylowanym, o wilgotności względnej nie wyższej niż 80%.

 Ostrzeżenie

- 1. Produkt jednorazowego użytku, nie nadaje się do ponownego wykorzystania.
- 2. Produkt jednorazowego użytku, nie przekazywać innym osobom.
- 3. Zakaz używania w przypadku uszkodzenia opakowania lub zabezpieczeń.

Uwaga: W przypadku wystąpienia poważnych wypadków w czasie stosowania produktu, należy się skontaktować z producentem i z właściwym organem państwa członkowskiego, w którym produkt został wprowadzony do obrotu.

Ważność 3 lata.
Data produkcji Patrz data na opakowaniu
Termin ważności Patrz data na opakowaniu

WARUNKI GWARANCJI GIMA
Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

RO

Denumirea produsului Bonetă de unică folosință cu elastic
Cod produs FGDCE-SM35 (21097)
Model produs Bonetă cu elastic, 62x14,5 cm
Structură și Compoziție Boneta este confecționată din 35-40g SMS, cu elastic pentru fixare.
Domeniul de utilizare Produsele sunt utilizate în principal pentru izolarea generală în ambulatorii, secții, camere de inspecție, sală de curățenie, laborator etc. Sunt destinate utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și clinici pentru a menține un nivel bun de igienă și a contribui la controlul infecțiilor.
Contraindicații Produsele pot fi folosite o singură dată și trebuie utilizate imediat după deschiderea ambalajului. Dacă pachetul este deteriorat, produsul este umed sau mucegăit. Nu folosiți.
Cum să utilizați produsul
1. Deschideți pachetul și scoateți boneta, apoi trageți de marginile acesteia cu ambele mâini.
2. Ridicați mâinile și puneți-vă boneta pe cap, apoi ajustați-o pentru a vă asigura că nu vă leze părul din ea.
Depozitare Se recomandă depozitarea acestora într-o cameră curată, cu umiditate care nu depășește 80%, fără gaz coroziv, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

-  **Avertisment**
- 1. Acest produs este de unică folosință. A nu se refolosi.
 - 2. Acest produs este de unică folosință. Nu împărțiți produsul dvs cu altcineva.
 - 3. Este interzisă utilizarea produsului atunci când ambalajul sau bonetele sunt deteriorate.

Observație: Orice incident grav care a avut loc în legătură cu produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul sau pacientul.

Termen de valabilitate 3 ani.
Data de fabricație A se vedea data indicată pe ambalaj
Data expirării A se vedea data indicată pe ambalaj

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

 PL Numer katalogowy RO Cod produs	 PL Przechowywać z dala od światła słonecznego RO A se păstra ferit de razele soarelui	 PL Przechowywać w suchym miejscu RO A se păstra într-un loc răcoros și uscat
 PL Kod partii RO Număr de lot	 PL Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745 RO Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745	 PL Ostrzeżenie – Zobacz instrukcję obsługi RO Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
 PL Producent RO Producător	 PL Data produkcji RO Data fabricației	 PL Wyrób medyczny RO Dispozitiv medical
 PL Nie sterylne RO Nesteril	 PL Data ważności RO Valabil până la data de	 PL Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone RO A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
 PL Granica wilgotności RO Limită de umiditate	 PL Przeczytaj instrukcję użytkowania RO Citiți instrucțiunile de utilizare	 PL Jedno urządzenie, nie używaj ponownie RO Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
 PL Granica temperatury RO Limită de temperatură	 PL Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej RO Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene	 PL Delikatny, obchodź się ostrożnie RO Fragil, manevrați cu atenție
 PL Tą stroną do góry RO Această parte în sus	 PL Obchodź się ostrożnie RO Manevrați cu atenție	 PL Unikalny identyfikator urządzenia RO Identificatorul unic al dispozitivului

SE

Produktnamn Borttagbart elastiskt mössa
Produktkod FGDCS-SM35 (21097)
Produktmodell Gummiband på mössa, 62x14,5 cm
Struktur och komposition Mössan är gjord av 35-40gSMS, med gummiband för fixering.
Avsedd användning Produkterna används huvudsakligen för allmän isolering inom öppenvård, akutmottagning, undersökningsrum, rengöringsrum, laboratorier med mera. De är avsedda att användas av sjukvårdspersonal på sjukhus och kliniker för att uppehålla en god hygienisk nivå och bidra till kontroll av infektioner.
Kontraindikationer Produkterna kan endast användas en gång och ska omedelbart användas efter att förpackningen öppnats. Om förpackningen skadats, produkten är våt eller möjlig. Använd inte.

Hur produkten används

- Öppna produktens förpackning och ta ur mössan, och krama ändarna med båda händerna.
- Höj handen och sätt mössan på huvudet och justera för att se till att ditt hår inte sticker ut.

Förvaring Förvaras i ett rent rum med relativ fuktighet som inte överskrider 80 %, inga frätande gaser, och förvaras svalt, torrt och väl ventilerat.



Varning

- Denna produkt är en engångsprodukt, använd inte igen.
- Denna produkt är för engångsbruk, dela aldrig din produkt med andra.
- Förbjudet att använda när förpackningen eller mössorna är skadade.

Anm.: Alla allvarliga skador som uppstått i relation till anordningen ska rapporteras till tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där användaren eller patienten befinner sig.

Giltighet 3 år.

Tillverkningsdatum Se datum på förpackningen

Utgångsdatum Se datum på förpackningen

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

GR

Όνομα Προϊόντος Σκούφος Με Λάστιχο Μιας Χρήσης
Κωδικός Προϊόντος FGDCS-SM35 (21097)
Μοντέλο Προϊόντος Σκούφος με λάστιχο, 62x14,5cm
Κατασκευή και Σύνθεση Ο σκούφος είναι κατασκευασμένος από 35-40g SMS, με λάστιχο για στερέωση.
Προβλεπόμενη χρήση Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως για γενική απομόνωση σε εξωτερικά ιατρεία, θαλάμους, χώρους εξέτασης, χώρους καθαρισμού, εργαστήρια κτλ. Προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας σε νοσοκομεία και κλινικές για τη διατήρηση καλού επιπέδου υγιεινής και τη συμβολή στον έλεγχο των μολύνσεων.
Αντενδείξεις Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά και η χρήση τους πρέπει να γίνεται αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, το προϊόν είναι υγρό ή έχει σημάδια μούχλας μην το χρησιμοποιείτε.
Τρόπος χρήσης του προϊόντος
1. Ανοίξετε τη συσκευασία με το προϊόν, βγάλτε τον σκούφο και πιέστε τα άκρα του σκούφου και με τα δύο χέρια.
2. Σηκώστε τα χέρια σας, φορέστε τον σκούφο στο κεφάλι σας και προσαρμόστε τον έτσι ώστε τα μαλλιά σας να μην είναι εκτεθειμένα.
Αποθήκευση Πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό δωμάτιο που είναι δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, με σχετική υγρασία που δεν ξεπερνά το 80%, χωρίς διαβρωτικά αέρια.



Προειδοποίηση

- Το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης, μην το επαναχρησιμοποιείτε.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο, μην το μοιράζεστε ποτέ με άλλο άτομο.
- Απαγορεύεται η χρήση όταν η συσκευασία ή τα καλύμματα έχουν ζημιά.

Προσοχή: Τυχόν σοβαρά ατυχήματα που σχετίζονται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή ο ασθενής.

Ισχύς 3 χρόνια
Ημερομηνία παραγωγής Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία
Ημερομηνία λήξης Δείτε ημερομηνία στη συσκευασία

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

	SE Produktkod GR Κωδικός προϊόντος		SE Skyddas från solljus GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		SE Förvara på svalt och torrt ställe GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	SE Satsnummer GR Αριθμός παρτίδας		SE Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		SE Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)
	SE Tillverkare GR Παραγωγός		SE Tillverkningsdatum GR Ημερομηνία παραγωγής		SE Medicintekniska produkten GR Ιατρική συσκευή
	SE Ej steril GR Όχι αποστειρωμένο		SE Utgångsdatum GR Ημερομηνία λήξεως		SE Använd inte en förpackning som är skadad GR Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	SE Fuktighetsgräns GR Όριο υγρασίας		SE Läs bruksanvisningen GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης		SE Engångsansordning, får ej återanvändas GR Προϊόν μιας χρήσεως. Μην το χρησιμοποιείται εκ νέου
	SE Temperaturgräns GR Όριο θερμοκρασίας		SE Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen GR Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση		SE Ömtålig, hanteras varsamt GR Ευθραυστο, χειρίζεστε με προσοχή
	SE Den här sidan upp GR Αυτή είναι η πάνω πλευρά		SE Hanteras varsamt GR Χειρίζεστε με προσοχή		SE Unik identifierare för enheten GR Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

اسم المنتج غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

كود المنتج FGDC-E-SM35 (21097)

موديل المنتج شريط مطاطي على الغطاء، 62 x 14.5 سم

الهيكل والتكوين الغطاء مصنوع من 35-SMS-40g، بشريط مرن للتثبيت.

الاستخدام المقصود تُستخدم المنتجات بشكل أساسي للعزل العام في العيادات الخارجية والأجنحة وغرف الفحص وغرف التنظيف والمختبر وما إلى ذلك. ويُقصد استخدامها من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية في المستشفيات والعيادات للحفاظ على مستوى جيد من النظافة والمساهمة في مكافحة العدوى.

المحاذير يمكن استخدام المنتجات مرة واحدة فقط، ويجب استخدامها فور فتح العبوة. في حالة تلف العبوة، يكون المنتج رطباً أو متعفنًا. لا تستخدمه.

كيفية استخدام المنتج

1. افتح عبوة المنتج، وأخرجه من الغطاء، واضغط على طرفي الغطاء بكلتا يديك.

2. ارفع يدك، وضع الغطاء على رأسك، واضبطه للتأكد من عدم تسريب شعرك. التخزين يجب أن يتم تخزينه في غرفة نظيفة برطوبة نسبية لا تزيد عن 80٪، ولا توجد غازات مسببة للتآكل، ويتم تخزينه في مكان بارد وجاف وجيد التهوية.

تحذير



1. هذا المنتج للاستخدام مرة واحدة، لا تعد استخدامه.

2. هذا المنتج يُستخدم لشخص واحد، ولا تشارك منتجك مع شخص آخر.

3. يُحظر الاستخدام عند تلف العبوة أو الأغطية.

تنويه يجب الإبلاغ عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها المستخدم أو المريض.

الصلاحيات سنتان.

تاريخ الإنتاج انظر التاريخ المدون على العبوة

تاريخ انتهاء الصلاحية انظر التاريخ على العبوة

شروط ضمان جيمما GIMA

يُطبق ضمان B2B القياسي جيمما GIMA لمدة 12 شهر.

REF	كود المنتج		يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس		يحفظ في مكان بارد وجاف
LOT	رقم الدفعة		جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745		الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية
	الشركة المصنعة		تاريخ التصنيع		الجهاز الطبي
	لبس معقم		تاريخ انتهاء الصلاحية		لا تستخدم في حالة تلف الحزمة
	حد نسبة الرطوبة		اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام		أداة أحادية الاستخدام، لا تستخدم من جديد
	حد درجة الحرارة		ممثل معتمد في الاتحاد الأوروبي		هشة ، والتعامل معها بحذر
	هذا الجانب		لتعامل مع الرعاية		معرف فريد للجهاز