



ITALIANO

MANUALE D'USO METRO CON CALCOLATORE BMI -
Body Mass Index

1) Ruotare il quadrante per allineare l'altezza al peso e leggere la finestra BMI.

2) Indicazioni colorate del nastro:
 BIANCO: il paziente potrebbe essere sottopeso.
 VERDE: peso forma.
 ARANCIONE: rischio salute medio.
 ROSSO: rischio salute elevato.

BMI=kg/(m)²
 Kg=chilogrammo
 M=metro



ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403 - gima@gimaitaly.com
 - www.gimaitaly.com