



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

VAIMAS SRL

ART. 90120150 CINTURA PETTORALE NORMALE VCA 150
ART. 90120155 CINTURA PETTORALE IMBOTTITA AVVOLGENTE VCA 155
ART. 90120160 CINTURA PETTORALE IMBOTTITA CON BRETELLE VCA 160



MANUALE D'USO

Prodotto conforme **CE**

DIRETTIVA 93/42 CEE
AUSILI MEDICI CLASSE I

DESCRIZIONE

Dispositivi medici di classe 1 fabbricati dalla VAIMAS SRL di Marano Vicentino in conformità alla Direttiva 93/42 CEE.

INDICAZIONE

Per evitare lo scivolamento in avanti del paziente seduto su comoda o carrozzina, con robuste cinghie e spillacci di ancoraggio regolabili. Facilmente lavabile.

MANUTENZIONE

Non lavare in lavatrice o a temperature elevate (oltre 30°C) per non compromettere i materiali, fare asciugare lontano da fonti di calore. Conservare e trasportare in ambiente asciutto e a temperatura ambiente.

AVVERTENZE

Il dispositivo medico deve essere prescritto da un medico e applicato da un tecnico ortopedico o da figura professionale qualificata. Il tecnico ortopedico è la figura professionale competente di riferimento per l'applicazione e l'informazione per un suo uso corretto e sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione e di uso del dispositivo deve essere prescritto da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico o da personale qualificato. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione del dispositivo, rivolgersi ad un tecnico ortopedico o a personale qualificato.

Il dispositivo è studiato per essere ben tollerato dal paziente.

SICUREZZA



- Usare esclusivamente per gli usi previsti dal fabbricante.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall'utilizzo scorretto o non previsto nel presente manuale.
- Ogni uso diverso da quello previsto dal fabbricante può arrecare danni .
- Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere approvata dal fabbricante.

AVVERTENZE: le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

VAIMAS SRL

ART. 90120150 NORMAL CHEST BELTVCA 150
ART. 90120155 CHEST BELT WRAP PADDED VCA 155
ART. 90120160 CHEST BELT WITH SUSPENDERS PADDED VCA 160



MANUAL

PRODUCT COMPLIANT **CE**

DIRETTIVA 93/42 CEE
AUSILI MEDICI CLASSE I

DESCRIPTION

Class 1 medical devices manufactured by VAIMAS SRL Marano Vicentino in compliance with Directive 93/42 EEC.

INDICATION

To prevent the patient sitting on an wheelchair from sliding forward, with sturdy straps and adjustable shoulder straps.
Easy to clean.

MAINTENANCE

Do not machine wash or high temperatures (over 30 ° C) for not compromising materials, to dry away from heat sources. Store and transport in a dry place at room temperature.

WARNINGS

The device meditate should be prescribed by a doctor and applied by an orthopedic technician or by a qualified professional. The orthotist is the professional responsible for the application and reference information for its safe and proper use in accordance with individual needs.

Any further changes in the structure or regulation and use of the device must be prescribed by a physician and performed by an orthopedic technician or qualified personnel. In case of doubt on the application of the device, consult an orthopedic technician or qualified personnel.

The device is designed to be well tolerated by the patient.

SAFETY



- Use only for the purposes intended by the manufacturer.
- The manufacturer declines any liability for damage caused by incorrect or not provided in this manual.
- Any use other than that intended by the manufacturer may cause damage.
- Any modification or refurbishing must be approved by the manufacturer.

WARNING: The information contained in this document is subject to change without notice.