

TELO SALMA PVC - NERO - PORTATA 150 Kg

BODY BAG PVC - BLACK - LOAD 150 Kg

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 210 x 90 cm

- questo prodotto viene utilizzato per i sacchi contenenti salme.
- è realizzato in PVC, materiale robusto e isolato.
- la capacità di carico del prodotto è 150 kg.
- questo prodotto è smaltibile.

SEGUIRE LA PROCEDURA PER L'USO DEL PRODOTTO

1. Per prima cosa, aprire la cerniera sullo strato esterno del sacco, quindi aprire la cerniera sullo strato interno.
2. Caricare il corpo e chiudere le cerniere degli strati interno ed esterno.
3. Procedere con il trasporto.

AVVERTENZA

Se la salma trasportata può essere una fonte di infezioni, il personale addetto al trasporto deve indossare le protezioni adeguate.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Prima di utilizzare il prodotto, la temperatura dell'ambiente di conservazione deve essere compresa tra - 20°C e 60°C.

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER L'USO

1. Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale.
2. Il prodotto richiede la presenza di personale professionista o qualificato, che abbia seguito l'addestramento per il primo soccorso.

SIMBOLI

	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Numero di lotto

REF 34116



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

MD **CE**

