

ORL STRUMENTI VET

STRUMENTI DUREVOLI E AFFIDABILI

Il range di strumenti HEINE per veterinaria offre strumenti di prima qualità e funzionalità grazie alle lampadine alogene HEINE XHL® Xenon e alle innovative fonti di energia.

Gli strumenti per veterinaria HEINE VET sono soggetti a continui controlli di qualità. Sono sviluppati per resistere alle elevate esigenze nella pratica veterinaria ed assicurare ottime diagnosi e trattamenti.



HEINE ORL Strumenti diagnostici per Veterinaria

Testina
apertaOtoscopio BETA200
F.O. VETOtoscopio BETA100
VET

Struttura Testina			
Metallo	☐	☐	☐
Lente orientabile / Finestrella d'osservazione - ingrandimento			
Vetro/ingrandimento 2x	☐		
Vetro/ingrandimento 2,5x		☐	☐
Illuminazione			
F.O.	☐	☐	
Diretto			☐
Dimensioni strumento			
Professionale	☐	☐	☐
Fonti di energia			
Batterie 2,5V	☐	☐	☐
Batteria ricaricabile 3,5V	☐	☐	☐
Speculum			
Speculum di metallo, chiusi – lunghi	☐		
Speculum di metallo – scanalati per testina	☐		
Speculum chiusi – corti	☐		
Speculum monouso UniSpec VET	☐		
Adattatore per speculum	☐		
Speculum riutilizzabili VET		☐	☐
Speculum monouso AllSpec			☐
Adattatore per speculum monouso AllSpec			☐
Attacco per insufflazione		☐	☐
Pagina	033	035	035

Testina aperta e accessori



- **Solida costruzione in metallo.** Lunga durata.
- **Testina aperta.** Ideale per l'impiego di strumenti.
- **Illuminazione a fibre ottiche.** Illuminazione del campo visivo chiara ed omogenea.
- **Lente d'ingrandimento 2x, orientabile, antigraffio.** Visione ampia e dettagliata.
- **Esecuzione compatta.** Facile da pulire e da disinfettare.
- **Doppio attacco a baionetta per gli speculum.** Stabilità degli speculum.

Testina aperta	2,5V	3,5V
Testina aperta con lente orientabile	G-001.21.301	G-002.21.301
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.077	X-002.88.078
Lente orientabile, sola	G-000.21.209	

Speculum di metallo, chiusi – lunghi

per Testina aperta



- Per l'uso con la testina aperta.**
- **In metallo cromato di alta qualità.** Facili da pulire, disinfettare e sterilizzare.
 - **Internamente opacizzati.** Riduce i riflessi.
 - **Doppio attacco a baionetta.** Stabile connessione alla testina.

Speculum di metallo per la testina aperta		
57 mm lunghezza / Ø 4 mm		G-000.21.330
65 mm lunghezza / Ø 6 mm		G-000.21.331
90 mm lunghezza / Ø 7 mm		G-000.21.332
150 mm lunghezza / Ø 10 mm		G-000.21.350

Speculum di metallo – scanalati per testina aperta

per Testina aperta



- Per l'uso con la testina aperta.**
- **Metallo cromato di alta qualità.** Facile da pulire, disinfettare e sterilizzare.
 - **Internamente opacizzato.** Riduce i riflessi.
 - **Apertura a 60° con bordi smussati.** Ideale per strumentare, inserimento atraumatico.
 - **Doppio attacco a baionetta.** Stabile connessione alla testina.

Speculum di metallo - scanalati per testina aperta		
65 mm lunghezza / Ø 6 mm		G-000.21.341
90 mm lunghezza / Ø 7 mm		G-000.21.342

Speculum chiusi – corti

per Testina Aperta e otoscopio BETA 100 VET



Ø 5,5mm Ø 4,5mm Ø 3,5mm



Ø 2,8mm Ø 2,2mm



- ✶ Per l'uso con testina aperta.
- ✶ In **SANALON S**, superficie liscia; **esecuzione robusta**. Sporco e germi sono facilmente rimovibili. Disinfettabili e sterilizzabili in autoclave sino a 134°.
- ✶ **Forma anatomica**. Inserimento atraumatico.
- ✶ **Blocco di sicurezza in metallo, a baionetta**. Ottimale connessione all'otoscopio.
- ✶ **Lunghezza 40 mm**.

Speculum chiusi corti, in SANALON S

per testina aperta e Otoscopio BETA 100 VET

1 serie di 5 di speculum per veterinaria in SANALON S	G-000.21.316
40 mm lunghezza / Ø 2,2 mm	G-000.21.310
40 mm lunghezza / Ø 2,8 mm	G-000.21.311
40 mm lunghezza / Ø 3,5 mm	G-000.21.312
40 mm lunghezza / Ø 4,5 mm	G-000.21.313
40 mm lunghezza / Ø 5,5 mm	G-000.21.314

Speculum monouso HEINE UniSpec®

Per l'uso con la testina aperta è necessario l'adattatore illustrato (G-000.21.302)



Ø 2,5mm Ø 4mm



[01]

- ✶ **Non necessitano di pulizia**. Risparmio di tempo.
- ✶ **Igiene assicurata**. Nessun rischio di contaminazione.
- ✶ **Confezione da 1000 pezzi**. Economici.
- ✶ **Originali HEINE**. Ottimale connessione all'otoscopio.

Speculum monouso UniSpec (grigi)

Confezione da 1000 speculum monouso UniSpec da Ø 2,5 mm	B-000.11.242
Confezione da 1000 speculum monouso UniSpec da Ø 4 mm	B-000.11.241

Adattatore per l'uso degli Unispec con la testina aperta [01]	G-000.21.302
---	---------------------

Speculum divaricabile per testina aperta



Questo speculum versatile si è affermato soprattutto come speculum universale per l'impiego su animali piccoli.

- ✶ **Per l'uso con la testina aperta**.
- ✶ **Apertura distale fino a 28 mm con 4 possibilità di bloccaggio**. Versatile per esami e trattamenti.
- ✶ **Esecuzione in metallo cromato di alta qualità**. Facile da pulire, disinfettare e sterilizzare.
- ✶ **Internamente opacizzato**. Riduce i riflessi.
- ✶ **Branche ovalizzate e bordi smussati**. Atraumatico.
- ✶ **Doppio attacco a baionetta**. Stabile connessione alla testina.

Speculum divaricabile per testina aperta (lunghezza 95 mm)	G-000.21.360
--	---------------------

Otoscopio HEINE BETA 200® F.O. VET

Otoscopio per Veterinaria con Illuminazione a fibre ottiche



Solida costruzione in metallo. Uno strumento di qualità per veterinaria, con illuminazione a Fibre Ottiche (F.O.). Ampia finestrella d'osservazione a tenuta ermetica. Attacco per insufflazione.

- **Illuminazione distale a fibre ottiche.** Perfetta illuminazione del condotto uditivo e del timpano.
- **Ampia lente d'ingrandimento 2,5x, antigraffio, in vetro ottico.** Visione libera e senza distorsioni anche nelle zone periferiche.
- **Lente integrata e orientabile.** Ampio spazio per strumentare.
- **In metallo con cromatura opacizzata.** Infrangibile, di lunga durata.
- **Tecnologia Alogena XHL Xenon.** Luce molto bianca e brillante.
- **Compatibile con gli speculum riutilizzabili SANALON S-VET** (G-000.21.213).
- **Internamente lo strumento opacizzato-nero** per eliminare i riflessi.

Otoscopio BETA 200 VET	2,5V	3,5V
Otoscopio BETA 200 VET, senza speculum, senza manico	G-001.21.250	G-002.21.250
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.077	X-002.88.078

Otoscopio HEINE BETA 100® VET

Otoscopio per Veterinaria con Illuminazione diretta



Un otoscopio completamente in metallo con illuminazione Xenon alogena diretta. Con l'adattatore VET è possibile usare gli speculum riutilizzabili SANALON S VET (G-000.21.213).

- **Testina completamente in metallo.** Eccezionalmente robusta e di lunga durata.
- **Tecnologia Alogena XHL Xenon.** Luce molto bianca e brillante.
- **Ampia finestrella d'osservazione, antigraffio, a 2,5x.** Immagine ampia, chiara e nitida.
- **Compatibile con gli speculum riutilizzabili SANALON S** (G-000.21.316) e monouso UniSpec (non è necessario alcun adattatore).
- **Internamente lo strumento opacizzato-nero** per eliminare i riflessi.

Otoscopio BETA 100 VET	2,5V	3,5V
Otoscopio BETA 100 VET, senza speculum, senza manico	G-001.21.260	G-002.21.260
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-001.88.037	X-002.88.049
Adattatore per speculum VET [01]	G-000.21.214	
Adattatore per speculum AllSpec [02]	B-000.11.306	

Illuminazione diretta
XHL Xenon alogena

[01]

[02]

Speculum riutilizzabili VET



Ø 9mm

Ø 6mm

Ø 4mm

- **Esecuzione in SANALON S, superficie liscia e compatta.** Igienici e di facile pulizia; disinfettabili e sterilizzabili in autoclave fino a 134°.
- **Forma anatomica.** Inserimento atraumatico.
- **Pratico sistema di fissaggio.** Stabile connessione alla testina.

Speculum riutilizzabili in SANALON S per otoscopio BETA 200 VET

1 serie di 3 speculum riutilizzabili in SANALON S	G-000.21.213
61 mm lunghezza / Ø 4 mm	G-000.21.210
61 mm lunghezza / Ø 6 mm	G-000.21.211
61 mm lunghezza / Ø 9 mm	G-000.21.212

Speculum auricolari monouso HEINE AllSpec®



Ø 2,5 mm

Ø 4 mm



[01]



[02]



[03]

- **Monouso.** Igiene e sicurezza.
- **Design originale HEINE.** Sicura connessione all'otoscopio.
- **Qualità controllata.** Superficie levigata.

Speculum monouso AllSpec (grigi) per Otoscopi BETA 200 VET e BETA 100 VET

Confezione da 1000 pezzi Ø 2,5 mm (bambini) [03]	B-000.11.128
idem, Ø 4 mm (adulti) [03]	B-000.11.127
Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) Ø 2,5 mm (bambini) [01]	B-000.11.151
Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) Ø 4 mm (adulti) [01]	B-000.11.150
Dispenser per Speculum AllSpec [02]	B-000.11.148

AllSpec dispenser per speculum [02]

Grandezza visibile e facile prelievo. Per ogni paziente uno speculum.
Contenuto: 50 pezzi Ø 2,5 mm e 50 pezzi Ø 4 mm.

Monopalla



Per Otoscopi BETA 200 VET e BETA 100 VET F.O.

- **Per il test pneumatico del timpano.**

Monopalla	B-000.11.240
-----------	---------------------

Set Diagnostici per Veterinaria HEINE

Set completo con **Testina aperta**

1 set di speculum chiusi - lunghi (57 x 4 mm, 65 x 6 mm, 90 x 7 mm)
 lampadina di ricambio
 in astuccio rigido con:



Set Diagnostici per Veterinaria	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Manico a batterie	G-112.10.118		
BETA R Manico ricaricabile, per presa a rete		G-112.20.376	G-112.27.376
BETA TR Manico ricaricabile con trasformatore a rete		G-112.20.384	G-112.27.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT300		G-112.20.420	
 BETA L Manico ricaricabile e caricatore NT300			G-112.29.420

Set completo con **Testina aperta, Oftalmoscopio BETA 200**

1 set di speculum chiusi - lunghi (57 x 4 mm, 65 x 6 mm, 90 x 7 mm)
 una lampadina di ricambio per ogni strumento
 in astuccio rigido con:



Set Diagnostici per Veterinaria	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Manico a batterie	G-148.10.118		
BETA R Manico ricaricabile, per presa a rete		G-148.20.376	G-148.27.376
BETA TR Manico ricaricabile con trasformatore a rete		G-148.20.384	G-148.27.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT300		G-148.20.420	
 BETA L Manico ricaricabile e caricatore NT300			G-148.29.420

: Manico ricaricabile con display indicatore dello stato di carica sulla base.

Set Diagnostici per Veterinaria HEINE

Set completo con **Testina aperta, Oftalmoscopio BETA 200**

5 speculum chiusi - corti in SANALON S
10 speculum monouso UniSpec con raccordo,
1 set di 4 speculum chiusi - lunghi (57 x 4 mm, 65 x 6 mm, 90 x 7 mm, 150 x 10 mm),
2 speculum scanalati
speculum divaricabile
una lampadina di ricambio per ogni strumento
in astuccio rigido con:

Set Diagnostici per Veterinaria	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Manico a batterie	G-150.10.118		
BETA R Manico ricaricabile, per presa a rete		G-150.20.376	G-150.27.376
BETA TR Manico ricaricabile con trasformatore a rete		G-150.20.384	G-150.27.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 300		G-150.20.420	
 BETA L Manico ricaricabile e caricatore NT 300			G-150.29.420

Set completo con: **Oftalmoscopio BETA 200, Otoscopio BETA 200 VET**

3 speculum riutilizzabili in SANALONS VET
una lampadina di ricambio per ogni strumento
in astuccio con cerniera con:



Set Diagnostici per Veterinaria	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Manico a batterie	G-151.10.118		
BETA R Manico ricaricabile, per presa a rete		G-151.20.376	G-151.27.376
BETA TR Manico ricaricabile con trasformatore a rete		G-151.20.384	G-151.27.384
BETA NT Manico ricaricabile e caricatore NT 300		G-151.20.420	
 BETA L Manico ricaricabile e caricatore NT 300			G-151.29.420

: Manico ricaricabile con display indicatore dello stato di carica sulla base.

Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

www.heine.com

GERMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

ITALIA

INTERMED S.R.L.
Attrezzature e Strumenti Medicali
Via della Pace 21
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
E-Mail: info@intermeditalia.it

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.



■ FILIALI HEINE
■ RAPPRESENTANTI HEINE

Distributore Autorizzato

10/10. A-000.00.100 i

