


Strumentario e set monouso

Bisturi monouso di sicurezza

Bisturi monouso AESCULAP® di sicurezza



- Utilizzo con le medesime modalità di un normale bisturi monouso
- Il meccanismo si attiva automaticamente facendo scorrere indietro la lama con una mano
- Una volta azionato il meccanismo, la lama non può essere più sbloccata
- Un "clic" udibile indica che il meccanismo di blocco è stato attivato. Un'ulteriore conferma tattile viene fornita dalla fuoriuscita del terminale del meccanismo di sicurezza



Strumentario e set monouso

Bisturi monouso di sicurezza

Misura #3 (confezione da 10pz)

Immagini in scala 1/1



BA810SU

BA811SU

BA812SU

BA813SU

BA815-1SU

BA815-CSU

BA815SU

BA818SU

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 15-1

Fig. 15-C

Fig. 15

Fig. 18

Strumentario e set monouso

Bisturi monouso di sicurezza

Misura #4 (confezione da 10pz)

Immagini in scala 1/1



BA819SU

BA820SU

BA821SU

BA822SU

BA823SU

BA824SU

BA825SU

BA836SU

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 36