

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	PREMICRON® (BBS)
Descrizione Prodotto:	POLIFILAMENTO SINTETICO INTRECCIATO E RIVESTITO, NON ASSORBIBILE
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	B. Braun Surgical S.A. Carretera de Terrassa 121, Rubí, Spagna Registro Mercantil de Societades de Barcelona Hoja n B-150083, Folio 1, Tomo 29126 RIF. ES-A-61123782
Officina di produzione:	B.Braun Surgical SA, Rubí, Spagna
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	Vedi elenco allegato
Codice CND:	Vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Indicazioni:

PREMICRON® è indicato per l'approssimazione di tessuti ove sia necessaria una sutura permanente o qualora la tecnica utilizzata preveda la rimozione della sutura ad avvenuta cicatrizzazione.

Precauzioni:

Da usare in conformità alle necessità chirurgiche. Assicurarsi che eventuali strumenti chirurgici, quali pinze o porta-ago non danneggino il filo. L'utilizzatore dovrà essere già esperto nelle tecniche di sutura chirurgiche prima di utilizzare il prodotto.

Reazioni a contatto con agenti topici disinfettanti:

Gli studi effettuati in sede di progettazione e sviluppo e l'ormai consolidato uso clinico non hanno evidenziato reazioni di incompatibilità tra il prodotto e agenti topici disinfettanti.

INFORMAZIONI TECNICHE

COMPOSIZIONE

Filamenti in Polietilene Tereftalato (Poliestere) rivestiti con Silicone

CARATTERISTICHE

PREMICRON® risponde a tutti i requisiti attualmente richiesti dalla Farmacopea Europea ed USA per quanto riguarda le suture sintetiche, sterili, non assorbibili

La produzione si avvale:

- di un avanzato processo di estrusione della molecola;
- di un avanzato processo di intreccio;
- di un avanzato processo di rivestimento.

Tutto questo garantisce:

- un grado di memoria minore e facilità di eliminazione della memoria stessa;
- una eccellente maneggevolezza e morbidezza, grazie anche alla ottimale uniformità di superficie e calibro;
- una eccellente scorrevolezza, e un aspetto della sutura liscio e levigato;
- uniformità di calibro, che consente facilità di scorrimento e ridotto coefficiente di attrito al passaggio intratessutale;
- minimizzazione della capillarità;
- una eccellente tenuta del nodo, con grande facilità di annodamento, posizionamento del nodo, tenuta del nodo e resistenza alla trazione del nodo stesso;
- una superiore resistenza alla trazione del filo dritto per tutto il periodo di cicatrizzazione;

Resistenza tensile post-impianto:

La resistenza tensile post-impianto di PREMICON® è costante nel tempo e pari alla resistenza tensile iniziale

Colorazione:

PREMICRON® è di colore verde o bianco, il colorante è stabile all'uso.

GAMMA DI PRODOTTO

PREMICRON® è disponibile in combinazioni atraumatiche sia con che senza pledget in PTFE anche in confezione multipack.

Tutti gli aghi dei fili montati sono della serie EASYSLIDE forati meccanicamente ed i controlli sono fatti con sistema computerizzato.

Tutti gli aghi sono a canale chiuso, questo garantisce una minor traumaticità durante il passaggio tissutale e un ottimo rapporto ago-filo.

Calibri: Da E.P. 0.7 a E.P. 7. Da U.S.P. 6/0 a U.S.P. 5.

Lunghezze filo disponibili: Da 45 cm a 120 cm.

Lunghezze ago disponibili: da 8 mm a 76 mm.

Ampiezza della gamma di prodotto: si veda lista codici in allegato.

CARICHI DI ROTTURA

Calibro EP-USP	Resistenza tensile sul nodo/Kg. Valore medio	Resistenza tensile sul nodo/N. Valore medio	Resistenza attacco ago/filo Kg. Valore medio	Resistenza attacco ago/filo N. Valore medio
0,5-7/0	0,22	2,15	0,22	2,17
0,7-6/0	0,39	3,82	0,43	4,24
1-5/0	0,83	8,13	0,75	7,40
1,5-4/0	1,35	13,23	1,20	11,84
2-3/0	1,94	19,01	1,53	15,09
3-2/0	3,00	29,4	2,56	25,26
3,5-0	3,81	37,34	3,28	32,36
4-1	6,05	59,29	4,65	45,88
5-2	7,80	76,44	3,06	30,19

CARATTERISTICHE DEGLI AGHI

Acciaio inox secondo le norme DIN 17440 7/85, che garantisce atraumaticità costante oltre che facilità e rapidità di penetrazione attraverso i tessuti anche dopo più passaggi. Gli aghi montati su PREMICRON® sono disponibili in colore "silver" o acciaio naturale, oppure in colore nero (Easyblack). Gli aghi Easyblack sono individuati dalla lettera "b" posta dopo la misura della lunghezza dell'ago.

Altre caratteristiche:

- Stabilità sul porta aghi
- Corrispondenza di calibro ago-filo, atraumaticità e tenuta della congiunzione ago-filo
- Duttilità e resistenza alle deformazioni e alle rotture

Elemento	Serie 300	Serie 420	Serie 455
Carbonio	<0.15	0.33	0.03
Manganese	<2.0	1.0	0.5
Fosforo	<0.045	0.04	0.015
Zolfo	<0.03	0.03	0.015
Titanio			2.0/2.2
Silicio	<1.0	1.0	0.5

Cromo	17.0/19.0	12/14.5	11.5/12.5
Nichel	8.0/10.0	0.5	9.2/10.3
Molibdeno		0.06	0.5
Rame			1.4/2.5
Ferro	a 100 %	a 100 %	a 100 %
Modulo di Young (modulo di elasticità)	200.000 N/mm ² 20.500 kg/mm ²	200.000 N/mm ² 20.500 kg/mm ²	200.000 N/mm ² 20.500 kg/mm ²
Durezza (Rc)	55.2	55.2	55.2

Per identificare le diverse tipologie di ago, B.Braun usa la seguente nomenclatura:

CURVATURA		CORPO		PUNTA		LUNGHEZZA	SPESSORE	
S	1/8 cerchio	R	cilindrico	T	punta trocar	Questa misura si riferisce alla distanza tra punta e coda dell'ago, misurata lungo la lunghezza dell'ago in mm.	ff	super sottile
V	1/4 cerchio	S	tagliente	N	punta smussa		f	ago sottile
D	3/8 cerchio	L	lanceolato	S	punta sternale		s	rinforzato
H	1/2 cerchio			C	punta tagliente corta		ss	super rinforzato
F	5/8 cerchio			M	micro punta		v	a rottura controllata
G	retto			MP	punta di precisione		b	nero
P	curvatura progressiva			m	micro ago			
J	uncino			mV	micro vascolare			

CONTROLLI DI QUALITA'

Controlli di Qualità Fornitori:

Le materie prime acquistate presso altre aziende vengono poi controllate da B. Braun, secondo standard qualitativi ufficialmente riconosciuti.

Controlli di Qualità in accettazione:

La procedura minima di controllo di Qualità del materiale in accettazione prevede:

- verifica del certificato di conformità ai requisiti prestabiliti;
- rigoroso esame fisico delle caratteristiche (verifica del calibro e della sua uniformità, resistenza tensile lineare e sul nodo, ecc.);
- nel caso di elementi chimici, come l'acido glicolico, analisi chimica, secondo protocolli ufficialmente riconosciuti.

Controlli di qualità “in process”:

Ogni singola fase del ciclo produttivo viene sottoposta a rigorosi esami di controllo, in modo da garantire che essa risponda alle specifiche prestabilite.

Controlli di qualità sui prodotti finiti:

Al termine del ciclo produttivo, a prodotto finito e sterilizzato, vengono presi da ogni lotto dei campioni, a caso, dove vengono effettuati tutti i controlli necessari atti a garantire la rispondenza agli standard USP ed EP, ma soprattutto agli standard B. Braun che sono molto più restrittivi. I campioni, dopo essere stati controllati, vengono conservati.

Tra i controlli che vengono effettuati ci sono:

- controllo visivo;
- test di sterilità;
- analisi chimica ;
- test fisici per garantire la rispondenza alle specifiche USP ed EP.
- controlli a campione volti a valutare la resistenza del filo al carico di rottura su filo semplice e su filo annodato;
- verifica della uniformità di calibro;
- dopo un adeguato periodo di quarantena successivo alla sterilizzazione dei fili viene valutata nuovamente la resistenza (intesa come carico di rottura) e vengono effettuati saggi di valutazione della sterilità.

Le suture B.Braun sono conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 46 del 24 Febbraio 1997 (attuazione della Direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimento al D. Lgs. n- 37 del 25 Gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE) e rispondenti ai requisiti di confezionamento ed etichettatura richiamati dalla sopracitata normativa.

Le suture B.Braun sono conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla ultima edizione disponibile della Farmacopea Ufficiale e Farmacopea Europea, nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle suture B.Braun sono di ultima generazione.

B.Braun ha provveduto alla registrazione dei fili da sutura in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, completa del numero di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici di cui all'art. 57 comma1 della Legge 27 dicembre 2002 – n. 289. Il numero di repertorio di ogni articolo è riportato nella lista codici in allegato.

Tutte le suture B.Braun sono fabbricate in materiale idoneo per esclusivo uso medicale, interamente sterili, monouso, apirogene, atossiche (con particolare riferimento agli ftalati come al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007).

Tutte le suture B.Braun, una volta sterilizzate, sono confezionate in idoneo materiale, che consente il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo e garantisce un'efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1: 2017.

DATI TECNICI

Monouso:	Si
Poliuso:	NO
Sterile alla vendita:	SI
Risterilizzabile:	NO
Medodo di sterilizzazione:	<p>Modalità di sterilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Confezione DDP senza pledget: Raggi Gamma · Confezione DDP con pledget: Ossido di Etilene · Confezione MLP: Ossido di Etilene
Validità:	Durata della stabilità a confezionamento integro: 5 anni dalla data di sterilizzazione; indicata sulla confezione e su ogni singola busta
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	<p>Il confezionamento primario è un doppio confezionamento sterile, che garantisce facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura, accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago stesso. All'interno della confezione primaria e sulla confezione secondaria sono presenti tutte le informazioni che consentono l'identificazione del filo e dell'ago (tipo di filo, calibro della sutura e dell'ago).</p> <p>Descrizione della confezione: La confezione esterna è una scatola di cartoncino sigillata con una pellicola di cellophane dotata di linea guida per apertura a strappo. La confezione interna è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> · involucro esterno: tipo peel-pack, con indicatore di sterilità; composto da carta medica e pellicola di PETP/PE; · involucro interno: prodotto secondo norme DIN 1712/3 in alluminio; · supporto del filo: per i fili atraumatici cartoncino ricoperto con LDPE, per i fili liberi bobina in PE; <p>etichettatura: secondo le normative vigenti. In lingua italiana sia sulla confezione che su ogni singola busta.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati per il confezionamento non liberano cloro in fase di incenerimento.</p> <p>Confezione da 12, 24, 36 buste tipo DDP o MLP. La lettera, che precede la parte numerica del codice, individua la quantità di buste per confezione: G = 12 buste, B = 24 buste, C = 36 buste, M = 6 buste.</p> <p>Assenza di lattice e ftalati anche nel confezionamento. Tutti i prodotti offerti sono muniti di codice identificativo di tipo data matrix (EAN-128),</p>

	posto sia sul confezionamento secondario sia sul confezionamento primario, in conformità agli standard previsti. Detto codice a barre garantisce un'unica identificazione di prodotto per ciascuna combinazione.
Biocompatibilità	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B0026019	PREMICRON GRN 0(3,5)4X45 HR26S TO CVDDP	H010201020201	III	PAC da 24 PZ	1571706/R
B0026075	PREMICRON® VERDE 2 (5) 90CM HR40 (M)	H010201020201	III	SCA 24	929703/R
B0026083	PREMICRON GREEN 5 (7) 75CM HR40 (M)	H010201020201	III	SCA24	398093/R
B0026182	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM HR48 (M) DDP	H010201020201	III	PAC da 24 PZ	1402625/R
B0026191	PREMICRON VERDE 5 (7) 75CM HR37SS (M)	H010201020201	III	SCA24	929881/R
B0026208	PREMICRON VERDE 5 (7) 50CM DS76(M)	H010201020201	III	SCA24	939904/R
B0026220	PREMICRON VERD 2(5)75CM 2XDS76 (M)PEEL	H010201020201	III	SCA24	940154/R
B0026223	PREMICRON VERDE 5 (7)75CM 2XDS76 PEEL(M)	H010201020201	III	SCA24	929868/R
B0026278	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM DS60(M)	H010201020201	III	PAC da 24 PZ	1256256/R
B0026279	PREMICRON GREEN 3 (6) 75CM DS60(M) DDP	H010201020201	III	SCA24	398065/R
B0026291	PREMICRON GREEN 5(7)75CM DS76(M)PEEL CE	H010201020201	III	SCA24	398067/R
B0026303	PREMICRON GREEN 3 (6) 75CM HR65(M) DDP	H010201020201	III	SCA24	398044/R
B0026333	PREMICRON VERDE 3 (6) 75CM DS39(M)	H010201020201	III	SCA24	939909/R
B0026355	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM DS48(M) DDP	H010201020201	III	PAC da 24 PZ	1264196/R
B0026376	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM HS48(M) DDP	H010201020201	III	PAC da 24 PZ	1256240/R
B0026377	PREMICRON GREEN 3 (6) 75CM HS48(M) DDP	H010201020201	III	SCA24	398045/R
B0026399	PREMICRON GREEN 5 (7) 75CM HS48(M) DDP	H010201020201	III	SCA24	398046/R
B0026409	PREMICRON VERDE 5 (7) 75CM HS60(M)	H010201020201	III	SCA24	929866/R
B0026425	PREMICRON® VERDE 3 (6) 75CM HR40(M)	H010201020201	III	SCA 24	398092/R
B0026481	PREMICRON VERT 3 (6) 75CM HS40(M)	H010201020201	III	SCA24	398352/R
B0026482	PREMICRON GREEN 5 (7) 75CM HS40(M) DDP	H010201020201	III	SCA24	398066/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
B0026513	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HR40S(M)	H010201020201	III	SCA24	398078/R
B0026718	PREMICRON® VERDE 2 (5) 4X75CM HRT43 (M)	H010201020201	III	SCA 24	929709/R
B0026729	PREMICRON VRD 0(3,5)4X45 HR22SS TOCVDDP	H010201020201	III	PAC da 24 PZ	1862539/R
B0026766	PREMICRON VERDE 2 (5) 4X75CM HRS40	H010201020201	III	SCA24	929863/R
B0026767	PREMICRON VERDE 2 (5) 4X75CM HRS48	H010201020201	III	SCA24	929897/R
B0027082	PREMICRON BIANCO 3 (6) 75 CM HR48 (M)	H010201020201	III	SCA24	929704/R
B0027710	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 2X75CM 2XHRT17 (M) PF6	H010201020201	III	SCA 24	929705/R
B0027711	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 2X90CM 2XHRT17 (M) PF6	H010201020201	III	SCA 24	929706/R
B0027718	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 2X75CM 2XHR22 (M) PF6	H010201020201	III	SCA 24	929702/R
B0027719	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 2X75CM 2XHRT26 (M) PF6	H010201020201	III	SCA 24	929707/R
B0027720	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 2X90CM 2XHRT26 (M) PF6	H010201020201	III	SCA 24	929708/R
B0120009	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 10X45CM	H010201020203	III	SCA da24	940015/R
B0120105	PREMICRON VERDE 1 (4) 5X45CM	H010201020203	III	SCA da 24	940016/R
B0120123	PREMICRON VERDE 2 (5) 5X75CM DDP	H010201020201	III	PAC da 24 PZ	1765840/R
C0026001	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 120CM HR26CV	H010201020201	III	SCA36	940394/R
C0026002	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 120CM HR26 CVDDP	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1665835/R
C0026003	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 75CM HR17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929716/R
C0026004	PREMICRON® VERDE 4/0 (1,5) 75CM HR17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929718/R
C0026005	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM HR17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929719/R
C0026006	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM HR17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929720/R
C0026007	PREMICRON GREEN 0 (3,5) 45CM HR22 CVDDP	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	2010255/R
C0026008	PREMICRON GRÖN 6/0 (0,7) 45CM HR10 (M)	H010201020201	III	SCA36	398086/R
C0026009	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 45CM HR10 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929710/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026010	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 45CM HR10 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929711/R
C0026014	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM HR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929735/R
C0026015	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM HR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929736/R
C0026016	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM HR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929737/R
C0026017	PREMICRON® VERDE 0 (3.5) 75CM HR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929738/R
C0026018	PREMICRON GREEN 1 (4) 75CM HR26 CVDDP	H010201020201	III	SCA36	939855/R
C0026024	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM HR22 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929727/R
C0026025	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM HR22 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929728/R
C0026026	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM HR22 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929729/R
C0026029	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 45CM HR13 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929717/R
C0026030	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 45CM HR13 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929712/R
C0026031	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 45CM HR13 (M)	H010201020201	III	SCA36	939894/R
C0026035	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM HR37 (M)	H010201020201	III	SCA36	929873/R
C0026036	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM HR37 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929748/R
C0026037	PREMICRON® VERDE 0 (3.5) 75CM HR37 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929749/R
C0026038	PREMICRON® VERDE 1 (4) 75CM HR37 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929750/R
C0026039	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HR37 (M)	H010201020201	III	SCA36	398077/R
C0026046	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 120CM SKR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929802/R
C0026049	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90CM HR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	940474/R
C0026050	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM HR26SCV	H010201020201	III	SCA36	929914/R
C0026051	PREMICRON® VERDE 1 (4) 75CM HR26S (M)	H010201020201	III	SCA 36	929739/R
C0026052	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM HR26S (M)	H010201020201	III	SCA36	929907/R
C0026054	PREMICRON GREEN (2,5) 75CM HR30 (M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398075/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026056	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM HR30 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929745/R
C0026057	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM HR30 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929746/R
C0026058	PREMICRON® VERDE 0 (3.5) 75CM HR30 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929747/R
C0026059	PREMICRON VERDE 1 (4) 75 CM HR30 (M)	H010201020201	III	SCA36	940536/R
C0026066	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM HR37S(M)DDP	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1701526/R
C0026067	PREMICRON® VERDE 0 (3.5) 75CM HR37S (M)	H010201020201	III	SCA 36	929751/R
C0026068	PREMICRON® VERDE 1 (4) 75CM HR37S (M)	H010201020201	III	SCA 36	929752/R
C0026069	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HR37S (M)	H010201020201	III	SCA36	940395/R
C0026072	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM HR40 (M)	H010201020201	III	SCA36	940551/R
C0026074	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM HR40 (M)	H010201020201	III	SCA36	929877/R
C0026079	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HR37SS (M)	H010201020201	III	SCA36	929882/R
C0026080	PREMICRON® VERDE 1 (4) 75CM HR48 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929753/R
C0026099	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 120CM PRC24	H010201020201	III	SCA36	940197/R
C0026102	PREMICRON VERDE 2/0(3)120CM PRC24(M)	H010201020201	III	SCA36	398348/R
C0026104	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM DR18 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929760/R
C0026105	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM DR18 (M)	H010201020201	III	SCA36	929867/R
C0026111	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 120CM HR26(M)	H010201020201	III	SCA 36	940475/R
C0026113	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM GR19 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929765/R
C0026120	PREMICRON VERDE 6/0 (0.7) 45CM DR12 (M)	H010201020201	III	SCA36	398082/R
C0026121	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 45CM DR12 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929756/R
C0026130	PREMICRON VERDE 4/0 (1.5) 75CM DR15 (M)	H010201020201	III	SCA36	940537/R
C0026131	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM DR15 (M)	H010201020201	III	SCA36	940538/R
C0026136	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM DR26 CV	H010201020201	III	SCA36	939912/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026137	PREMICRON GREEN 2/0 (3) 75CM DR26 CV	H010201020201	III	SCA36	398084/R
C0026141	PREMICRON GREEN 2/0 (3) 75CM DR32 (M)DDP	H010201020201	III	SCA36	398049/R
C0026142	PREMICRON GREEN 0 (3,5) 75CM DR32 (M)DDP	H010201020201	III	SCA36	398050/R
C0026145	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM HR30 (M)DDP	H010201020201	III	SCA36	398076/R
C0026152	PREMICRON® VERDE 4/0(1,5)75CM HR13 (M)	H010201020201	III	SCA 36	940094/R
C0026161	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM2XDRC18BCVPF6	H010201020201	III	SCA36	398036/R
C0026171	PREMICRON VERDE 6/0 (0,7) 45CM DS12(M)	H010201020201	III	SCA36	939905/R
C0026172	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 45CM DS12(M)	H010201020201	III	SCA36	929911/R
C0026173	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 45CM DS12(M)	H010201020201	III	SCA36	398346/R
C0026176	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 45CM DS16(M)	H010201020201	III	SCA36	398080/R
C0026177	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 45CM DS16(M)	H010201020201	III	SCA36	929884/R
C0026182	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HR48 (M)	H010201020201	III	SCA36	939899/R
C0026184	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM2XDRC18BCVPS6	H010201020201	III	SCA36	398037/R
C0026189	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 45CM DS24 (M)	H010201020201	III	SCA36	939900/R
C0026190	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 45CM DS24(M)	H010201020201	III	SCA36	929878/R
C0026193	PREMICRON VERDE 4/0(1,5)45CM DSMP13	H010201020201	III	SCA36	941375/R
C0026196	PREMICRON GREEN 5/0 (1) 45CM HS15(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	941374/R
C0026197	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 45CM HS15(M)	H010201020201	III	SCA36	398088/R
C0026198	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 45CM HS15(M)	H010201020201	III	SCA36	940539/R
C0026199	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 45CM HS21(M)	H010201020201	III	SCA36	398102/R
C0026200	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 45CM HS21(M)	H010201020201	III	SCA36	398103/R
C0026202	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 45CM HS23(M)	H010201020201	III	SCA36	940540/R
C0026211	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHR17B CV	H010201020201	III	SCA36	398038/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026215	PREMICRON VERDE 3/0(2)75CM 2XHRC26CVDDP	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1635790/R
C0026226	PREMICRON GREEN 3/0 (2)75CM DR22 CV DDP	H010201020201	III	SCA36	398068/R
C0026227	PREMICRON GREEN 2/0 (3)75CM DR22 CV DDP	H010201020201	III	SCA36	398069/R
C0026228	PREMICRON GREEN 0 (3,5)75CM DR22 CV DDP	H010201020201	III	SCA36	398047/R
C0026231	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 75CM DS19(M)	H010201020201	III	SCA36	939906/R
C0026232	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM DS19(M)	H010201020201	III	SCA36	929885/R
C0026233	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM DS19(M)	H010201020201	III	SCA36	398087/R
C0026234	PREMICRON GREEN 0 (3,5) 75CM DS19(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	941376/R
C0026238	PREMICRON GREEN 1 (4) 75CM DR32(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398051/R
C0026239	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM DR32(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398052/R
C0026242	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 75CM DS12(M)	H010201020201	III	SCA36	940335/R
C0026245	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 75CM DS16(M)	H010201020201	III	SCA36	398111/R
C0026246	PREMICRON GREEN 3/0 (2) 75CM DS16(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398053/R
C0026249	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHRC17CVPF3	H010201020201	III	SCA36	939887/R
C0026252	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHR17BCVPF3	H010201020201	III	SCA36	398039/R
C0026255	PREMICRON VERDE 2 (5) 90CM HR26SS (M)	H010201020201	III	SCA36	940334/R
C0026257	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHR17BCVPS3	H010201020201	III	SCA36	398040/R
C0026265	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHR22B CV	H010201020201	III	SCA36	398041/R
C0026266	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 90CM GS60 (M)	H010201020201	III	SCA36	940338/R
C0026267	PREMICRON® VERDE 0 (3,5) 90CM HR37S(M)	H010201020201	III	SCA 36	940336/R
C0026268	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 90CM FR36 (M)	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1818371/R
C0026275	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HR40SS (M)	H010201020201	III	SCA36	929883/R
C0026277	PREMICRON VERDE 1 (4) 90CM HR37S(M)	H010201020201	III	SCA36	940874/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026278	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM DS60(M)	H010201020201	III	SCA36	940375/R
C0026281	PREMICRON GREEN 2/0 (3) 75CM DS35(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398070/R
C0026282	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM DS35(M)	H010201020201	III	SCA36	398090/R
C0026283	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM DS35(M)	H010201020201	III	SCA36	929894/R
C0026284	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM DS35(M)	H010201020201	III	SCA36	398081/R
C0026287	PREMICRON GREEN 2/0 (3) 75CM GS65(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398349/R
C0026288	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM GS65(M)	H010201020201	III	SCA36	398354/R
C0026289	PREMICRON GREEN 1 (4) 75CM GS65(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398064/R
C0026300	PREMICRON VERDE 2/0(3)100CM HRC26 CV	H010201020201	III	SCA36	929918/R
C0026306	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90CM 2XHRC17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	939910/R
C0026312	PREMICRON VERDE 3/0(2)90CM 2XHRC26 CVDDP	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1645704/R
C0026313	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90CM 2XHRC26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	939911/R
C0026314	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM GS60(M)	H010201020201	III	SCA36	939907/R
C0026315	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM GS60(M)	H010201020201	III	SCA36	929928/R
C0026316	PREMICRON VERDE 2/0(3)75CM 2XHRC26 CV	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1701527/R
C0026323	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90CM 2XHRC22 (M)	H010201020201	III	SCA 36	940478/R
C0026326	PREMICRON® VERDE 6/0 (0.7) 75CM DRT12 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929790/R
C0026327	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 75CM DRT12 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929791/R
C0026329	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM DS39(M)	H010201020201	III	SCA36	929876/R
C0026330	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM DS39(M)	H010201020201	III	SCA36	929871/R
C0026331	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM DS39(M)	H010201020201	III	SCA36	929872/R
C0026332	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM DS39(M)	H010201020201	III	SCA36	929880/R
C0026335	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM HRT26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929778/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026336	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM HRT26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929779/R
C0026337	PREMICRON® VERDE 0 (3.5) 75CM HRT26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929780/R
C0026339	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM HS26S(M)	H010201020201	III	SCA36	929887/R
C0026341	PREMICRON GREEN 4/0 (1,5)75CM HS15(M)DDP	H010201020201	III	SCA36	941378/R
C0026342	PREMICRON GREEN 3/0 (2) 75CM HS15(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398071/R
C0026343	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 75CM DRT18 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929792/R
C0026344	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM DRT18 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929793/R
C0026345	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM DRT18 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929794/R
C0026352	PREMICRON® VERDE 6/0 (0.7) 75CM DRC12 (M)	H010201020201	III	SCA 36	940476/R
C0026353	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM DS48(M)	H010201020201	III	SCA36	398094/R
C0026354	PREMICRON GREEN 1 (4) 75CM DS48(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	941377/R
C0026355	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM DS48(M) DDP	H010201020201	III	SCA da36	398350/R
C0026356	PREMICRON GREEN 2/0 (3) 75CM DRT26(M)	H010201020201	III	SCA36	939895/R
C0026357	PREMICRON® VERDE 2/0(3)90CM 2XDRT26(M)PF6	H010201020201	III	SCA 36	929798/R
C0026359	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 90CM 2XDRT26 (M)	H010201020201	III	SCA36	398108/R
C0026365	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM HS21(M)	H010201020201	III	SCA36	939913/R
C0026368	PREMICRON® VERDE 6/0 (0.7) 45CM DRTM8	H010201020201	III	SCA 36	940477/R
C0026371	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HS26SS(M)	H010201020201	III	SCA36	929874/R
C0026373	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM HS37SS(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398060/R
C0026375	PREMICRON GREEN 1 (4) 75CM HS48(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398074/R
C0026376	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM HS48(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398351/R
C0026378	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 75CM HRT17 (M)	H010201020201	III	SCA36	939901/R
C0026379	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM HRT17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929767/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026380	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM HRT17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929768/R
C0026381	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM HRT17 (M)	H010201020201	III	SCA36	939896/R
C0026390	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HS40S(M)	H010201020201	III	SCA36	929875/R
C0026392	PREMICRON® VERDE 0 (3.5) 75CM HRT37 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929788/R
C0026393	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM HRT37 (M)	H010201020201	III	SCA36	940541/R
C0026394	PREMICRON® VERDE 2 (5) 75CM HRT37 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929789/R
C0026395	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HRT40S (M)	H010201020201	III	SCA36	939898/R
C0026397	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM HS40SS(M)	H010201020201	III	SCA36	940767/R
C0026401	PREMICRON VERDE 0 (3.5) 75CM HRT40 (M)	H010201020201	III	SCA36	940074/R
C0026404	PREMICRON VERDE1 (4) 75CM HS23SS(M)	H010201020201	III	SCA36	929924/R
C0026405	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HS23SS(M) DDP	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1522458/R
C0026406	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM 2XHRT17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929770/R
C0026407	PREMICRON® VERDE 2/0(3)75CM 2XHRT17(M)PF6	H010201020201	III	SCA 36	929769/R
C0026413	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 90CM 2XHRT17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929771/R
C0026414	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5)90CM 2XHRT17(M)	H010201020201	III	SCA 36	929772/R
C0026415	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 90CM 2XHRT17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929773/R
C0026416	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90CM 2XHRT17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929774/R
C0026420	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM HS26(M)	H010201020201	III	SCA36	940119/R
C0026421	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM HS26(M)	H010201020201	III	SCA36	929939/R
C0026423	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM HS26(M)	H010201020201	III	SCA36	398098/R
C0026426	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90CM 2XHRT22 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929777/R
C0026427	PREMICRON® VERDE 2/0(3)75CM 2XHRT22(M)PF6	H010201020201	III	SCA 36	929776/R
C0026431	PREMICRON® VERDE 2/0(3)75CM 2XHRT26(M)PF6	H010201020201	III	SCA 36	929787/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026433	PREMICRON GREEN 0(3,5)75CM 2XHRT17(M)DDP	H010201020201	III	SCA 36	398345/R
C0026435	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM 2XHRT26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929781/R
C0026436	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM 2XHRT26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929782/R
C0026437	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM 2XHRT26 (M)	H010201020201	III	SCA36	940546/R
C0026441	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 90CM GS60(M)	H010201020201	III	SCA36	929921/R
C0026444	PREMICRON VERDE 4/0 (1.5)90CM 2XHRT26(M)	H010201020201	III	SCA36	940196/R
C0026445	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 90CM 2XHRT26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929783/R
C0026446	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90CM 2XHRT26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929784/R
C0026447	PREMICRON® VERDE 0 (3.5) 90CM 2XHRT26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929785/R
C0026458	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 90CM 2XHRT37 (M)	H010201020201	III	SCA36	940542/R
C0026460	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHR22BCVPF6	H010201020201	III	SCA da36	398042/R
C0026467	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM HS37S(M)	H010201020201	III	SCA36	398097/R
C0026468	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM HS37S(M)	H010201020201	III	SCA36	929865/R
C0026469	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HS37S(M)	H010201020201	III	SCA36	929925/R
C0026471	PREMICRON GREEN 0 (3,5) 75CM HS37(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398057/R
C0026472	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM HS37(M)	H010201020201	III	SCA36	398112/R
C0026473	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM HS37(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398058/R
C0026479	PREMICRON GREEN 1 (4) 75CM HS40(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398059/R
C0026480	PREMICRON VERDE 2 (5) 75CM HS40(M)	H010201020201	III	SCA36	398109/R
C0026484	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5)75CM 2XDRT18(M)	H010201020201	III	SCA 36	929795/R
C0026485	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM 2XDRT18 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929796/R
C0026486	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM 2XDRT18 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929797/R
C0026492	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 45CM DS30(M) DDP	H010201020201	III	SCA 36	1358474/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026493	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHR22BCVPS6	H010201020201	III	SCA da36	398043/R
C0026505	PREMICRON GREEN 3/0 (2) 75CM GS51(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398061/R
C0026506	PREMICRON GREEN 2/0 (3) 75CM GS51(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398062/R
C0026507	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM GS51(M)	H010201020201	III	SCA36	940543/R
C0026508	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM GS51(M)	H010201020201	III	SCA36	940544/R
C0026509	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM GS51(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398063/R
C0026512	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM HR40S(M)	H010201020201	III	SCA36	939897/R
C0026514	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 75CM DS24(M)	H010201020201	III	SCA36	940121/R
C0026515	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM DS24(M)	H010201020201	III	SCA36	929869/R
C0026516	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM DS24(M)	H010201020201	III	SCA36	929864/R
C0026517	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM DS24(M)	H010201020201	III	SCA36	929879/R
C0026518	PREMICRON GREEN 1 (4) 75CM DS24(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398054/R
C0026531	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM DS30(M)	H010201020201	III	SCA36	929895/R
C0026532	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 75CM DS30(M)	H010201020201	III	SCA36	929870/R
C0026533	PREMICRON VERDE 1 (4) 75CM DS30(M)	H010201020201	III	SCA36	398096/R
C0026534	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM DS30(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398055/R
C0026536	PREMICRON GREEN 2/0 (3) 30CM SKR19(M)	H010201020201	III	SCA36	940550/R
C0026537	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 90CM DS30(M)	H010201020201	III	SCA36	1314772/R
C0026540	PREMICRON® VERDE 3/0(2)30CM SKR26(M)	H010201020201	III	SCA 36	929799/R
C0026541	PREMICRON GREEN 2/0 (3) 75CM HS30(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398072/R
C0026542	PREMICRON GREEN 0 (3,5) 75CM HS30(M) DDP	H010201020201	III	SCA da36	929923/R
C0026543	PREMICRON GREEN 1 (4) 75CM HS30(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398073/R
C0026544	PREMICRON GREEN 2 (5) 75CM HS30(M) DDP	H010201020201	III	SCA36	398056/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026546	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 120CM SKR26(M)	H010201020201	III	SCA 36	929801/R
C0026549	PREMICRON GREEN 0(3,5)120CM SKR26 (M)DDP	H010201020201	III	SCA 36	398083/R
C0026550	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 30CM SKR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929800/R
C0026551	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 45CM DS19(M)	H010201020201	III	SCA36	940120/R
C0026552	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 45CM DS19(M)	H010201020201	III	SCA36	398110/R
C0026553	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 45CM DS19(M)	H010201020201	III	SCA36	398095/R
C0026554	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 45CM DS19(M)	H010201020201	III	SCA36	398091/R
C0026594	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM2XHR26CVPS6	H010201020201	III	SCA36	940354/R
C0026643	PREMICRON VRD 2/0(3)75CM2XHR26BCVPF6DDP	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1887405/R
C0026700	PREMICRON® VERDE 4/0(1,5)4X75 HR17 TO(M)	H010201020201	III	SCA 36	940483/R
C0026730	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 90CM 2XHR22(M)	H010201020201	III	SCA 36	929732/R
C0026731	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929733/R
C0026732	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90CM 2XHR22 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929734/R
C0026733	PREMICRON® VERDE 2/0(3) 75CM 2XHR22(M)PF6	H010201020201	III	SCA 36	929731/R
C0026735	PREMICRON® VERDE 4/0(1,5)75 2XHR22 (M)PF6	H010201020201	III	SCA 36	929730/R
C0026737	PREMICRON® VERDE 2/0(3)75CM 2XHR22 (M)	H010201020201	III	SCA 36	940096/R
C0026738	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM 2XHR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929740/R
C0026739	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM 2XHR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929741/R
C0026752	PREMICRON VERDE 0 (3.5) 90CM 2XHR37 (M)	H010201020201	III	SCA36	398079/R
C0026792	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 90CM 2XHR10 (M)	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1340614/R
C0026804	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM 2XHR17(M)	H010201020201	III	SCA 36	929721/R
C0026806	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM 2XHR17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929722/R
C0026808	PREMICRON GREEN 1(4) 75CM 2XHR76 (M)PEEL	H010201020201	III	SCA36	940549/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026814	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 90CM 2XHR26(M)	H010201020201	III	SCA 36	929742/R
C0026815	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929743/R
C0026816	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929744/R
C0026817	PREMICRON VERDE 0 (3.5) 90CM 2XHR26 (M)	H010201020201	III	SCA36	940115/R
C0026822	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 45CM 2XDR8 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929754/R
C0026837	PREMICRON VERDE 0 (3.5) 75CM 2XHR37 (M)	H010201020201	III	SCA36	940414/R
C0026843	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 75CM 2XHR13 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929713/R
C0026844	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM 2XHR13(M)	H010201020201	III	SCA 36	929714/R
C0026845	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM 2XHR13 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929715/R
C0026852	PREMICRON® VERDE 6/0 (0.7) 75CM 2XDR12(M)	H010201020201	III	SCA 36	929757/R
C0026853	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 75CM 2XDR12 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929758/R
C0026854	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM 2XDR12(M)	H010201020201	III	SCA 36	929759/R
C0026858	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 90CM 2XDR18 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929764/R
C0026863	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 75CM 2XDR18 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929761/R
C0026864	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM 2XDR18(M)	H010201020201	III	SCA 36	929762/R
C0026865	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM 2XDR18 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929763/R
C0026873	PREMICRON VERDE 2/0 (3)90CM 2XDR26CVDDP	H010201020201	III	SCA36	1340217/R
C0026883	PREMICRON VERDE 2/0(3)90 CM 2XDR18 CV	H010201020201	III	SCA36	940337/R
C0026903	PREMICRON® VERDE 5/0 (1) 90CM 2XHR17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929723/R
C0026904	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 90CM 2XHR17(M)	H010201020201	III	SCA 36	929724/R
C0026905	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 90CM 2XHR17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929725/R
C0026906	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90CM 2XHR17 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929726/R
C0026907	PREMICRON VERDE 2/0(3)75CM 2XHR20 CVPF6	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1070507/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0026915	PREMICRON® VERDE 3/0(2)90CM 2XHR26PF6M	H010201020201	III	SCA 36	940116/R
C0026916	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 90 2XHR26 (M)PF6	H010201020201	III	SCA 36	940117/R
C0026920	PREMICRON VERDE 1 (4) 90CM HRT30S (M)DDP	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1675013/R
C0026987	PREMICRON® VERDE 1 (4) 75CM JRC30S (M)	H010201020201	III	SCA 36	929766/R
C0027031	PREMICRON BIANCO 5/0(1)45CM 2XDSMP11 (M)	H010201020201	III	SCA36	939908/R
C0027070	PREMICRON BIANCO 5/0 (1) 75CM 2XDR8 CV	H010201020201	III	SCA36	939903/R
C0027074	PREMICRON BIANCO 6/0(0,7)45CM 2XDSMP7(M)	H010201020201	III	SCA36	940545/R
C0027086	PREMICRON BIANCO 5/0 (1)45CM DSMP13(M)	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1070506/R
C0027096	PREMICRON BIANCO 4/0(1,5) 45CM DSMP19	H01020102020	III	PAC da 36 PZ	1272190/R
C0027097	PREMICRON WHITE 3/0 (2)45CM DSMP19(M)	H010201020201	III	SCA36	929904/R
C0027317	PREMICRON® BIANCO 2/0(3)90CM 2XHRC17(M)	H010201020201	III	SCA 36	940479/R
C0027323	PREMICRON WHT 2/0(3)75CM2XHRC17 CVPS6	H010201020201	III	SCA36	398085/R
C0027326	PREMICRON® BIANCO 2/0 (3) 90CM 2XHRC26(M)	H010201020201	III	SCA 36	940374/R
C0027346	PREMICRON® BIANCO 2/0 (3) 75CM 2XHRT26(M)	H010201020201	III	SCA 36	929786/R
C0027363	PREMICRON® BIANCO 2/0(3)90CM 2XHRC22(M)	H010201020201	III	SCA 36	940480/R
C0027397	PREMICRON® BIANCO 3/0 (2) 90CM 2XHRT17(M)	H010201020201	III	SCA 36	940481/R
C0027406	PREMICRON® BIANCO 2/0 (3) 75CM 2XHRT17(M)	H010201020201	III	SCA 36	929775/R
C0027407	PREMICRON WHITE 2/0(3)75 2XHRT17(MPF6)	H010201020201	III	SCA36	939994/R
C0027455	PREMICRON® BIANCO 4/0(1,5)75CM 2XHR17(M)	H010201020201	III	SCA 36	940482/R
C0027591	PREMICRON BIANCO 2/0(3)90CM 2XHR20 CVDDP	H010101010101	III	SCA 36	1400782/R
C0027816	PREMICRON BIANCO 2/0(3)90CM 2XHR26 CVDDP	H010201020201	III	PAC da 36 PZ	1771890/R
C0027822	PREMICRON® BIANCO 5/0 (1) 45CM 2XDR8 (M)	H010201020201	III	SCA 36	929755/R
C0027957	PREMICRON BIANCO 2/0 (3)75CM DSMP24(M)	H010201020201	III	SCA36	929922/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0027965	PREMICRON BIANCO 2/0 (3) 75CM DS24	H010201020201	III	SCA36	929905/R
C0027974	PREMICRON BIANCO 3/0(2)45CM DS19(M)	H010201020201	III	SCA36	940807/R
C0120006	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 10X45CM	H010201020203	III	SCA36	405055/R
C0120007	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 10X45CM	H010201020203	III	SCA36	405042/R
C0120008	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 10X45CM	H010201020203	III	SCA36	405056/R
C0120009	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 10X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940054/R
C0120010	PREMICRON VERDE 1 (4) 10X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940555/R
C0120016	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 10X60CM	H010201020203	III	SCA da36	405050/R
C0120020	PREMICRON GREEN 3/0 (2) 10X75CM	H010201020203	III	SCA36	405053/R
C0120021	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 10X75CM	H010201020203	III	SCA36	405052/R
C0120025	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 150CM DDP	H010201020203	III	PAC da 36 PZ	1711219/R
C0120026	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 150CM	H010201020203	III	SCA da 36	940556/R
C0120027	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 150CM	H010201020201	III	SCA36	398099/R
C0120028	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 150CM	H010201020201	III	SCA36	398100/R
C0120029	PREMICRON VERDE 1 (4) 150CM	H010201020203	III	SCA36	405054/R
C0120030	PREMICRON VERDE 2 (5) 150CM	H010201020203	III	SCA36	398347/R
C0120031	PREMICRON VERDE 3 (6) 150CM	H010201020203	III	SCA da 36	940454/R
C0120080	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 2X75CM	H010201020203	III	SCA36	405037/R
C0120081	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 2X75CM	H010201020203	III	SCA36	405038/R
C0120082	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 2X75CM	H010201020203	III	SCA36	405039/R
C0120083	PREMICRON VERDE 1 (4) 2X75CM	H010201020203	III	SCA36	405040/R
C0120084	PREMICRON VERDE 2 (5) 2X75CM	H010201020203	III	SCA36	405041/R
C0120085	PREMICRON VERDE 3 (6) 2X75CM	H010201020203	III	SCA da 36	940557/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C0120090	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 3X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940177/R
C0120091	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 3X45CM	H010201020203	III	SCA da36	940175/R
C0120092	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 3X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940176/R
C0120093	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 3X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940034/R
C0120094	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 3X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940558/R
C0120095	PREMICRON VERDE 1 (4) 3X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940174/R
C0120096	PREMICRON VERDE 2 (5) 3X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940559/R
C0120097	PREMICRON VERDE 3 (6) 3X45CM	H010201020203	III	SCA da36	940560/R
C0120100	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 5X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940561/R
C0120101	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 5X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940014/R
C0120102	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 5X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940562/R
C0120103	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 5X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940415/R
C0120104	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 5X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940416/R
C0120105	PREMICRON VERDE 1 (4) 5X45CM	H010201020203	III	SCA da 36	940178/R
C0120120	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 5X75CM DDP	H010201020203	III	PAC da 36 PZ	1745175/R
C0120121	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 5X75CM	H010201020203	III	SCA36	405051/R
C0120122	PREMICRON VERDE 1 (4) 5X75CM	H010201020203	III	SCA da 36	940417/R
C2026210	PREMICRON GRN2/0(3)75CM 2XHR17BCVPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940654/R
C2026213	PREMICRON GREEN 5/0(1)75CM 2XHR10F CV	H010201020201	III	SCA 36	940655/R
C2026249	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHRC17(MPF3RCP	H010201020201	III	SCA 36	940656/R
C2026305	PREMICRON GRN 3/0(2)90CM 2XHRC17 CV	H010201020201	III	SCA 36	940657/R
C2026306	PREMICRON GRN 2/0(3)90CM 2XHRC17 CV	H010201020201	III	SCA 36	940658/R
C2026307	PREMICRON GRN 3/0(2)75CM 2XHR22 CVPF6RCP	H010201020201	III	SCA 36	940659/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2026313	PREMICRON GRN 2/0(3)90CM 2XHRC26 CV	H010201020201	III	SCA36	940596/R
C2026316	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHRC26 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940660/R
C2026317	PREMICRON GREEN 0(3,5)75CM 2XHRC26CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940661/R
C2026318	PREMICRON GRN 2/0(3)90CM2XHRC26CVPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940662/R
C2026319	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM2XHRC26CVPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940663/R
C2026323	PREMICRON GRN 2/0(3)90CM 2XHRC22 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940664/R
C2026357	PREMICRON GRN 2/0(3)90CM 2XDRT26PF6M.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940665/R
C2026406	PREMICRON GRN 2/0 (3)75CM 2XHRT17(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940666/R
C2026407	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHRT17MPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940667/R
C2026413	PREMICRON GRN 5/0 (1)90CM 2XHRT17(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940668/R
C2026414	PREMICRON GRN 4/0(1,5)90CM2XHRT17(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940669/R
C2026415	PREMICRON GRN 3/0 (2) 90CM 2XHRT17(M)RCP	H010201020201	III	SCA36	940597/R
C2026416	PREMICRON GRN 2/0 (3)90CM 2XHRT17(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940670/R
C2026417	PREMICRON GRN 2/0(3)90CM 2XHRT17MPF3.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940671/R
C2026426	PREMICRON GRN 2/0 (3)90CM 2XHRT22(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940672/R
C2026427	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHRT22MPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940673/R
C2026431	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM2XHRT26(M)PF6RCP	H010201020201	III	SCA24	940598/R
C2026435	PREMICRON GRN 3/0 (2)75CM 2XHRT26(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940674/R
C2026436	PREMICRON GRN 2/0 (3) 75CM 2XHRT26(M)RCP	H010201020201	III	SCA24	940599/R
C2026445	PREMICRON GRN 3/0 (2)90CM 2XHRT26(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940675/R
C2026446	PREMICRON GRN 2/0 (3)90CM 2XHRT26(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940676/R
C2026447	PREMICRON GRN 0 (3,5)90CM 2XHRT26(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940677/R
C2026476	PREMICRON GRN2/0(3)75CM 2XDRC18CVPF3.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940678/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2026484	PREMICRON GRN 4/0(1,5)75CM2XDRT18(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940679/R
C2026485	PREMICRON GRN 3/0(2)75CM 2XDRT18 (M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940680/R
C2026486	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XDRT18 (M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940681/R
C2026490	PREMICRON GRN 2/0 (3)90CM 2XDRT18(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940682/R
C2026491	PREMICRON GRN 2/0(3)90CM 2XDRT18MPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940683/R
C2026560	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM2XHRC17CVPS3.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940736/R
C2026563	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM2XHRC17CVPS6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940737/R
C2026585	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM2XHRC22CVPS6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940738/R
C2026594	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM2XHRC26CVPS6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940739/R
C2026598	PREMICRON GREEN 2/0 (3)75CM 2XHR23CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940740/R
C2026606	PREMICRON GREEN 2/0 (3)45CM 2XHR17CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940741/R
C2026636	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM2XDRC18CVPS3.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940742/R
C2026638	PREMICRON GRN2/0(3)75CM 2XHRC18CVPF3.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940743/R
C2026676	PREMICRON GRN 2/0(3)90CM2XHRC26CVPS6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940744/R
C2026730	PREMICRON GRN 4/0(1,5)90CM 2XHR22CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940745/R
C2026731	PREMICRON VERDE 3/0(2)90CM 2XHR22CV.RCP	H010201020201	III	SCA24	940600/R
C2026732	PREMICRON GREEN 2/0(3)90CM 2XHR22 CV	H010201020201	III	SCA36	940601/R
C2026733	PREMICRON GRN 2/0(3) 75CM2XHR22CVPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940746/R
C2026735	PREMICRON GRN4/0(1,5)75CM2XHR22CVPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940747/R
C2026738	PREMICRON GREEN 3/0(2)75CM 2XHR26CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940748/R
C2026739	PREMICRON GREEN 2/0(3)75CM 2XHR26 CV	H010201020201	III	SCA36	940602/R
C2026792	PREMICRON GRN 5/0 (1)90CM2XHR10CVPF3.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940749/R
C2026804	PREMICRON GREEN 4/0(1,5)75CM2XHR17CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940750/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2026806	PREMICRON GREEN 2/0(3)75CM 2XHR17 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940751/R
C2026814	PREMICRON GREEN 4/0(1,5)90CM2XHR26CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940752/R
C2026815	PREMICRON GREEN 3/0(2)90CM 2XHR26 CV	H010201020201	III	SCA36	940603/R
C2026816	PREMICRON GREEN 2/0(3)90CM 2XHR26 CV	H010201020201	III	SCA36	940604/R
C2026817	PREMICRON GREEN 0(3,5)90CM 2XHR26CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940753/R
C2026822	PREMICRON GREEN 5/0(1)45CM 2XDR8 CV	H010201020201	III	SCA36	940605/R
C2026843	PREMICRON GREEN 5/0(1)75CM 2XHR13 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940754/R
C2026844	PREMICRON VERDE 4/0(1,5)75CM 2XHR13 CV.	H010201020201	III	SCA36	940606/R
C2026845	PREMICRON GREEN 3/0(2)75CM 2XHR13 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940755/R
C2026852	PREMICRON GREEN 6/0(0.7)75CM 2XDR12CV	H010201020201	III	SCA36	940607/R
C2026853	PREMICRON GREEN 5/0(1)75CM 2XDR12 CV	H010201020201	III	SCA36	940608/R
C2026854	PREMICRON GREEN 4/0(1.5)75CM 2XDR12CV	H010201020201	III	SCA36	940609/R
C2026858	PREMICRON GREEN 3/0(2)90CM 2XDR18 CV	H010201020201	III	SCA36	940610/R
C2026863	PREMICRON GREEN 5/0(1)75CM 2XDR18 CV	H010201020201	III	SCA36	940611/R
C2026864	PREMICRON GREEN 4/0(1,5)75CM2XDR18CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940756/R
C2026865	PREMICRON GREEN 3/0(2)75CM 2XDR18 CV	H010201020201	III	SCA36	940612/R
C2026873	PREMICRON GREEN 2/0 (3)90CM 2XDR26CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940757/R
C2026903	PREMICRON GREEN 5/0(1)90CM 2XHR17 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940758/R
C2026904	PREMICRON GREEN 4/0(1.5)90CM 2XHR17CV	H010201020201	III	SCA36	940613/R
C2026905	PREMICRON GREEN 3/0(2)90CM 2XHR17 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940759/R
C2026906	PREMICRON GREEN 2/0(3)90CM 2XHR17 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940760/R
C2026940	PREMICRON GREEN 0(3,5)75CM HRC17 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940761/R
C2026942	PREMICRON GREEN 6/0(0,7)75CM HR6(M).RCP	H010201020201	III	SCA 36	940762/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
C2026954	PREMICRON GRN4/0(1,5)75CM2XDR12CVPF3.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940763/R
C2026968	PREMICRON GRN2/0(3)75CM 2XHRC27CVPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940764/R
C2026995	PREMICRON GREEN 0(3,5)90CM2XHRC22BCV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940765/R
C2027034	PREMICRON WHITE2/0(3)75CM2XHR22CVPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940794/R
C2027042	PREMICRON GRN 2/0(3)75CM 2XHR17CVPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940766/R
C2027306	PREMICRON WHITE2/0(3)90CM2XHR26CVPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940795/R
C2027317	PREMICRON WHITE 2/0(3)90CM 2XHRC17CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940796/R
C2027320	PREMICRON WHIT2/0(3)75CM2XHRC17CVPS3.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940797/R
C2027326	PREMICRON W 2/0(3)90CM 2XHRC26 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940798/R
C2027346	PREMICRON WHITE 2/0(3)75CM 2XHRT26(M.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940799/R
C2027363	PREMICRON WHITE 2/0(3)90CM 2XHRC22CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940800/R
C2027406	PREMICRON WHITE 2/0(3)75CM 2XHRT17(M.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940801/R
C2027407	PREMICRON WHITE2/0(3)75CM2XHRT17MPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940802/R
C2027457	PREMICRON WHITE 2/0 (3)75CM 2XHR17CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940803/R
C2027537	PREMICRON WHIT0(3,5)90CM2XHRC22CVPF6.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940804/R
C2027816	PREMICRON WHITE 2/0(3)90CM 2XHR26 CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940805/R
C2027817	PREMICRON WHITE 0(3,5)90CM 2XHR26CV.RCP	H010201020201	III	SCA 36	940806/R
C2027822	PREMICRON BIANCO 5/0(1)45CM 2XDR8 CV.RCP	H010201020201	III	SCA36	940614/R
G0026004	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM HR17 (M)	H010201020201	III	SCA 12	940463/R
G0026005	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM HR17 (M)	H010201020201	III	PAC da 12 PZ	1680340/R
G0026006	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM HR17 (M)	H010201020201	III	SCA 12	940456/R
G0026015	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 75CM HR26 (M)	H010201020201	III	SCA12	940514/R
G0026016	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 75CM HR26 (M)	H010201020201	III	SCA12	940534/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G0026025	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM HR22 (M)	H010201020201	III	SCA 12	940455/R
G0026026	PREMICRON® VERDE 2/0 (3) 75CM HR22 (M)	H010201020201	III	SCA 12	940498/R
G0026155	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 45CM 2XVLM8 (M)	H010201020201	III	SCA12	929803/R
G0026173	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 45CM DS12(M)	H010201020201	III	SCA12	940458/R
G0026177	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 45CM DS16(M)	H010201020201	III	SCA12	940464/R
G0026199	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5)45CM HS21(M)DDP	H010201020201	III	SCA12	940457/R
G0026200	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 45CM HS21(M)	H010201020201	III	SCA12	940535/R
G0026232	PREMICRON GREEN 3/0 (2) 75CM DS19(M)	H010201020201	III	SCA12	398105/R
G0026243	PREMICRON GREEN 4/0 (1,5)75CM DS12(M)	H010201020201	III	SCA12	398106/R
G0026245	PREMICRON GREEN 4/0 (1,5)75CM DS16(M)	H010201020201	III	SCA12	398104/R
G0026344	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM DRT18 (M)	H010201020201	III	SCA 12	940462/R
G0026345	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM DRT18 (M)	H010201020201	III	SCA 12	940465/R
G0026379	PREMICRON® VERDE 4/0 (1.5) 75CM HRT17 (M)	H010201020201	III	SCA 12	940461/R
G0026380	PREMICRON® VERDE 3/0 (2) 75CM HRT17 (M)	H010201020201	III	SCA 12	940459/R
G0026552	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 45CM DS19(M)	H010201020201	III	SCA12	398101/R
G0026553	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 45CM DS19(M) DDP	H010201020201	III	SCA12	940460/R
G0026702	PREMICRON VERDE 5 (7) 4X75CM HRS48	H010201020201	III	SCA12	929898/R
G0026705	PREMICRON VERDE 5 (7) 4X75CM HRS60	H010201020201	III	SCA12	929899/R
G0026731	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)	H010201020201	III	SCA da6	929915/R
G0026822	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 45CM 2XDR8 (M)	H010201020201	III	SCA12	940595/R
G0027062	PREMICRON BIANCO 5/0 (1) 45CM 2XHLM8 (M)	H010201020201	III	SCA12	940214/R
G0027114	PREMICRON BIANCO 6/0 (0,7)45CM 2XVLM8(M)	H010201020201	III	SCA12	398089/R
G0027115	PREMICRON BIANCO 5/0 (1) 45CM 2XVLM8 (M)	H010201020201	III	SCA12	929906/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
G0027116	PREMICRON BIANCO 4/0 (1,5)45CM 2XVLM8(M)	H010201020201	III	SCA12	929840/R
G0120055	PREMICRON VERDE 5/0 (1) 250CM ARO	H010201020201	III	SCA da 12	929886/R
G0120056	PREMICRON VERDE 4/0 (1,5) 250CM ARO	H010201020203	III	SCA36	405047/R
G0120060	PREMICRON VERDE 3/0 (2) 250CM ARO	H010201020203	III	SCA36	405046/R
G0120061	PREMICRON VERDE 2/0 (3) 250CM ARO	H010201020203	III	SCA da 12	929900/R
G0120062	PREMICRON VERDE 0 (3,5) 250CM ARO	H010201020203	III	SCA da 12	929901/R
G0120063	PREMICRON VERDE 1 (4) 250CM ARO	H010201020203	III	SCA36	405048/R
G0120064	PREMICRON VERDE 2 (5) 250CM ARO	H010201020203	III	SCA36	405049/R
G0120065	PREMICRON VERDE 3 (6) 250CM ARO	H010201020203	III	SCA da 12	929938/R
G0120067	PREMICRON VERDE 5 (7) 250CM ARO	H010201020203	III	SCA da 12	929929/R
M0026708	PREMICRON VERDE4/0 (1,5) 4X75 2XHR17 CV	H010201020201	III	PAC da 6 PZ	1018868/R
M0027002	PREMICRONV/B2/0(3)4X75CM2XDRC18BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	939874/R
M0027046	PREMICRONG/W2/0(3)8X75CM2XDRC18BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	939875/R
M0027088	PREMICRON V/B 2/0(3)4X75CM2XHR17CVPF6MLP	H010201020201	III	PAC da 6 PZ	1726434/R
M0027090	PREMICRON G/W2/0(3)4X75CM2XHR17BCVPF3MLP	H010201020201	III	SCA6	939876/R
M0027100	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 8X75CM 2XHRC22(MPF6	H010201020201	III	SCA 6	940494/R
M0027102	PREMICRON G/W 2/0(3)8X75CM 2XHRC22(M)	H010201020201	III	SCA6	940495/R
M0027119	PREMICRON V/B2/0(3)8X75CM2XHR17BCVPF3MLP	H010201020201	III	SCA6	929930/R
M0027157	PREMICRON V/B2/0(3)4X75CM2XHR22BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	929931/R
M0027169	PREMICRON V/B2/0(3)8X75CM2XHR22BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	929932/R
M0027178	PREMICRON G/W 2/0 8X75 2XHR18 CV PF3 MLP	H010201020201	III	SCA6	939882/R
M0027184	PREMICRON V/B 2/0 8X75 2XHR18 CV PF6 MLP	H010201020201	III	PAC da 6 PZ	1656370/R
M0027187	PREMICRON G/W2/0(3)4X75CM2XHR26BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	939877/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
M0027199	PREMICRON V/B2/0(3)8X75CM2XHR26BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	929933/R
M0027211	PREMICRON V/B 2/0(3) 8X75CM 2XHR26B PS6	H010201020201	III	PAC da 6 PZ	1269344/R
M0027229	PREMICRONG/W2/0(3)4X75CM2XHR26BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	939878/R
M0027241	PREMICRONV/B2/0(3)8X75CM2XHR26BCVPF3MLP	H010201020201	III	SCA6	929934/R
M0027259	PREMICRONV/B2/0(3)8X75CM2XHR26BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	929935/R
M0027391	PREMICRONV/B2/0(3)8X75CM2XHR22BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	929936/R
M0027424	PREMICRONG/W2/0(3)4X75CM2XHR26BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	939879/R
M0027451	PREMICRONV/B2/0(3)8X75CM2XHR26BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	929937/R
M0027477	PREMICRONG/W2/0(3)4X75CM2XHR27BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA 6	352688/R
M0027486	PREMICRON V/B 2/0 8X75 2XHR18 CV PF6 MLP	H010201020201	III	PAC da 6 PZ	1208586/R
M0027489	PREMICRONV/B2/0(3)8X75CM2XHR27BCVPF6MLP	H010201020201	III	SCA6	929927/R
M0027498	PREMICRON V/B 2/0 (3)8X75 2XHR18 CV MLP	H010201020201	III	SCA6	991568/R
M0027605	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 8X75 2XHR22(M)PF6 MLP	H010201020201	III	SCA 6	929807/R
M0027671	PREMICRON V/B 2/0 8X75 2XDR18 PF6	H010201020201	III	PAC da 6 PZ	1269345/R
M0027700	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 4X75CM 2XHR26 (M) MLP	H010201020201	III	SCA 6	940496/R
M0027704	PREMICRON G/W 2/0 8X90 2XHR22 CV PF6 MLP	H010201020201	III	SCA6	940548/R
M0027705	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X75CM 2XHR22 (M)	H010201020201	III	SCA 6	929806/R
M0027706	PREMICRON V/B 2/0 8X75 2XHR20 CV PF6 MLP	H010201020201	III	SCA6	939883/R
M0027707	PREMICRON V/B 2/0(3)8X75CM 2XHR20 CV MLP	H010201020201	III	SCA6	929916/R
M0027709	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 4X75CM 2XDRT18 (M) MLP	H010201020201	III	SCA 6	929837/R
M0027712	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 8X90 2XHR26(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929814/R
M0027713	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X90CM 2XHR26 (M)	H010201020201	III	SCA 6	929810/R
M0027715	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X75CM 2XHR26 (M)	H010201020201	III	SCA 6	929809/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
M0027716	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3) 8X75CM 2XHR26(M)PF3	H010201020201	III	SCA 6	929811/R
M0027717	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3) 8X90CM 2XHR26(M)PF3	H010201020201	III	SCA 6	929812/R
M0027722	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X75CM 2XHRC17 (M)	H010201020201	III	SCA 6	940435/R
M0027723	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X75 2XHRC17(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	940356/R
M0027729	PREMICRON G/W 4/0 4X75 2XHRT17 (M) MLP	H010201020201	III	PAC da 6 PZ	1962032/R
M0027732	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X75 2XHRT26(M)PF3	H010201020201	III	SCA 6	929832/R
M0027733	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3) 8X75CM 2XHRT26(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929834/R
M0027734	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X75CM 2XHRT26 (M)	H010201020201	III	SCA 6	929831/R
M0027736	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3)4X75CM 2XHRT26(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929833/R
M0027738	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 8X75 2XHRC17(M)PF3	H010201020201	III	SCA 6	940497/R
M0027747	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3)8X90CM 2XDRT26(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929839/R
M0027751	PREMICRON® VERDE/BIANCO 0(3.5)8X90CM 2XHRT26(M)MLP	H010201020201	III	SCA 6	929829/R
M0027752	PREMICRON V/B 3/0 4X90 2XHR26 CV PF6 MLP	H010201020201	III	SCA6	929919/R
M0027753	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X90CM 2XHRT26(M)	H010201020201	III	SCA 6	940136/R
M0027754	PREMICRON® VERDE/BIANCO 0(3.5)8X90CM 2XHRT26(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929836/R
M0027755	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3)8X90CM 2XHRT26(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929835/R
M0027756	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 4X75CM 2XHRT26 (M)	H010201020201	III	SCA 6	929830/R
M0027764	PREMICRON G/W 2/0 4X75 2XHR17 CV PF3 MLP	H010201020201	III	SCA6	940355/R
M0027766	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3) 8X75CM 2XHR26(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929813/R
M0027768	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3)8X90CM 2XHRT17(M)PF3	H010201020201	III	SCA 6	929824/R
M0027769	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X90CM 2XDR18 (M)	H010201020201	III	SCA 6	929815/R
M0027771	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3)8X75CM 2XDRT18(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929838/R
M0027775	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X75CM 2XHR17 (M)	H010201020201	III	SCA 6	929804/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
M0027776	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3) 8X75CM 2XHR17(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929805/R
M0027779	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X90CM 2XHRT17(M)	H010201020201	III	SCA 6	929823/R
M0027780	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3)8X90CM 2XHRT17(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929825/R
M0027781	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3)8X75CM 2XHRT17(M)PF3	H010201020201	III	SCA 6	929819/R
M0027782	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X75CM 2XHRT17 (M)	H010201020201	III	SCA 6	929817/R
M0027784	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 4X75 2XHRT17(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929820/R
M0027785	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 4X75CM 2XHRT17 (M)	H010201020201	III	SCA 6	929816/R
M0027786	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0(3)8X75CM 2XHRT17(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929822/R
M0027787	PREMICRON® VERDE/BIANCO 4/0(1.5)8X75 2XHRT17(M)PF3	H010201020201	III	SCA 6	929818/R
M0027788	PREMICRON® VERDE/BIANCO 4/0(1.5)8X75CM 2XHRT17(M)7	H010201020201	III	SCA 6	929821/R
M0027791	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X75CM 2XHRC26 (M)	H010201020201	III	SCA 6	940434/R
M0027792	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 (3) 8X75 2XHRC26(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	940314/R
M0027796	PREMICRON® VERDE/BIANCO 2/0 8X75 2XHRT22(M)PF6	H010201020201	III	SCA 6	929828/R
M0027798	PREMICRON® VERDE/BIANCO 4/0(1.5)8X75CM 2XHRT22(M)7	H010201020201	III	SCA 6	929827/R
M0027801	PREMICRON B/V 2/0(3)8X75CM 2XHRC26CVPF3	H010201020201	III	SCA6	1300399/R
M0027802	PREMICRON G/W 2/0 8X75 2XHR17 CV PF3 MLP	H010201020201	III	SCA6	939884/R
M0027811	PREMICRN V/B 2/0 8X75 2XHRC17 CV PS6 MLP	H010201020201	III	SCA6	991566/R
M0027819	PREMICRN G/W 2/0 8X75 2XHRC17 CV PS3 MLP	H010201020201	III	SCA6	939886/R
M0027824	PREMICRON G/W 2/0 4X75 2XHRC17CV PS3 MLP	H010201020201	III	SCA6	939885/R
M0027841	PREMICRON V/B 2/0(3)8X75CM2XHRC22MPS6MLP	H010201020201	III	SCA6	940552/R
M0027845	PREMICRN V/B 2/0 8X75 2XHRC26 CV PS6 ML	H010201020201	III	SCA6	940553/R
M0027905	PREMICRON V/B 2/0 4X75 2XHR20 CV PF6 MLP	H010201020201	III	SCA6	939881/R
M0027945	PREMICRON B/V 2/0(3)8X75CM 2XHR20CVPS3	H010201020201	III	SCA6	1300397/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
M0027953	PREMICRON B/V 2/0(3)8X75CM 2XHR20CVPF3	H010201020201	III	SCA6	1300398/R