

Riferimenti di gara

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale	Tappo Luer Lock / Tappo COMBI
-------------------------	-------------------------------

ILLUSTRAZIONE



Descrizione Prodotto	Tappi tipo Luer e Luer lock per la chiusura di linee infusionali. Non perforabile.
Codice Prodotto	Riferirsi all'elenco allegato
Divisione	Hospital Care
Prodotto da	B. Braun Melsungen AG - Melsungen Germania
Officina di produzione	B.Braun Melsungen AG
Rappresentato in Italia da	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14

Emesso dal PM: Francesco Le Rose
Versione 2

Controllato dal QM/RA: Francesca Malaguti

Data ultimo aggiornamento 21/06/2017

Il 21/06/2017

	20161 Milano
Certificazione	CE D.O.C. ISO
Ente certificatore	0123
Classe di rischio	vedi elenco allegato
Codice CND	A070599 - TAPPI / OTTURATORI NON PERFORABILI

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Tappi di chiusura sterile per qualsiasi accesso infusionale e contenitore aperti di tipo Luer e Luer lock per mantenerlo sterile dopo l'uso.

Tappi di chiusura sterile per siringhe pre-riempite.

Tappo Luer lock: tappo di chiusura utilizzabile su tutti i prodotti con cono Luer / Luer lock femmina.

Tappo Combi : tappo di chiusura utilizzabile su tutti i prodotti Luer / Luer lock con cono maschio o femmina.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta .

Utilizzare il dispositivo subito dopo la rimozione delle capsule di protezione .

Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sulla confezione.

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Descrizione	Materiale	Colore
4495101	Tappo Combi Luer Lock M/F e F/M	polietilene ad alta densità (HDPE)	Rosso
4495152	Tappo Combi Luer Lock M/F e F/M	polietilene ad alta densità (HDPE)	Blu
4495209	Tappo Combi Luer Lock M/F e F/M	polietilene ad alta densità (HDPE)	Bianco
4097076	Tappo Luer Lock	polietilene ad alta densità (HDPE)	Bianco

PVC-free

Latex-free

DEHP-free

Monouso	SI
Sterile alla vendita	SI
Metodo di sterilizzazione	Il prodotto è sterilizzato a Raggi Gamma
Mesi validità	Il prodotto nella confezione integra è stabile per 5 (cinque) anni dalla data di sterilizzazione
Presenza di Lattice	No
Confezionamento	Peel-pack costituito da foglio in poliestere/polipropilene (PE/PP) trasparente e carta permeabile all'ossido di etilene. Scatole in cartone
Temperatura di conservazione	Il prodotto non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento (temperatura -25°C ...+55°C / umidità 10% ... 90%). Evitare comunque di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.
Biocompatibilità	Si
	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali : ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test"

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
4495101	TAPPO COMBI ROSSO LL M/F E F/M	A070501	II a	SCA 1000 PZ	251162/R
4495209	TAPPO COMBI BIANCO LL M/F E F/M	A070501	II a	SCA 1000 PZ	251165/R
4495152	TAPPO COMBI BLU LL M/F E F/M	A070501	II a	SCA 1000 PZ	1530329/R
4097076	TAPPO LL MASCHIO	A070501	I s	SCA 1000 PZ	12574/R