



REF KDB-504E (GIMA 27704)


 Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
 Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
 Made in China



 SUNGO Europe B.V.
 Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
 Capelle aan den IJssel, The Netherlands


Gima S.p.A.
 Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ITALIANO
NOME
Sponda per letto
Modello numero: KDB-504E

USO PREVISTO:

Il dispositivo viene utilizzato come punto di presa per sostenere pazienti, anziani e persone con difficoltà motorie ed evitare che scivolino quando si alzano dal o si coricano a letto.

Modello	Specifiche	Portanza	Materiale	Immagine	Pieghevole	Altezza regolabile
KDB-504E	Sponda per letto	125KG	Ferro		Sì	Sì

Si avvisano gli utenti che presentano reazioni allergiche ad alcune proteine del lattice che i piedi contengono gomma naturale

CURA E MANUTENZIONE

- Per la pulizia, utilizzare un panno umido;
- Eventuali parti supplementari e di ricambio devono essere richieste esclusivamente al produttore.

CONFEZIONE

La sponda da letto è sigillata in un sacchetto di plastica e confezionata in una scatola di cartone.

CONSERVAZIONE













La sponda per letto imballata deve essere conservata in un ambiente pulito e asciutto, adeguatamente ventilato e privo di gas corrosivi. Evitare l'umidità, la luce troppo intensa e tenere lontano da fonti di calore durante il trasporto.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto dopo l'uso in conformità alle normative locali in vigore.

Tutti gli eventuali incidenti gravi relativi all'uso del dispositivo medico da noi fornito devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova la vostra sede legale

ETICHETTE, IMBALLAGGIO DESIGN DEL LOGO:

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Dispositivo medico
	Fabbricante		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Data di fabbricazione		Conservare al riparo dalla luce solare
	Numero di lotto		Non sterile
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Codice prodotto
	Leggere le istruzioni per l'uso		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Importato da		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi