



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BORSE E ZAINI EMERGENZA**  
**EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS**  
**SACS ET SACS À DOS D'URGENCE**  
**BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA**  
**ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE**  
**BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA**  
**ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ**  
**СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ**  
**NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**NØDTASKER OG RYGSAKKE**  
**HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID**  
**HÄTÄLAUKUT JA REPUT**  
**TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMÓČ**  
**VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK**  
**AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS**  
**ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS**  
**NØDSEKKER OG RYGGSEKER**  
**NOODTASSEN EN RUGZAKKEN**  
**TORBY I PLECAKI AWARYJNE**  
**GENŢI ŞI RUCI DE URGENŢĂ**  
**NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY**  
**TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI**  
**NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR**  
**ئاراولطان تالاحل رهظ جورخو بئاقح**

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/  
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tilverkare/Gyártó/Valmistaja/  
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع  
**QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD**  
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China  
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή  
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuojaja / Uvezao /  
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /  
Importavo / :  
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استه براد  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**  
Made in China

## **CARATTERISTICHE**

Le borse e gli zaini di emergenza GIMA sono stati studiati per agevolare interventi di prima assistenza in modo che le borse e gli zaini GIMA sono progettati per rendere più efficienti gli interventi di primo soccorso. La possibilità di riporre gli strumenti, i farmaci, i prodotti o i dispositivi medici e di primo soccorso in pratici scomparti garantisce un trasporto in tutta sicurezza. Le borse e gli zaini vengono forniti vuoti.

## **PRESCRIZIONI**

Il prodotto può essere utilizzato solo da persone qualificate, informate circa le limitazioni igieniche relative all'uso del prodotto in luoghi in cui potrebbero essere presenti elementi contaminanti o batteriologicamente infetti. GIMA non può essere ritenuta responsabile per i danni causati al contenuto o che il contenuto della borsa potrebbe causare alle borse o agli zaini.

Il prodotto, o qualsiasi sua parte, non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito.

Non lasciare il prodotto incustodito, alla portata di bambini o di personale non qualificato.

Non utilizzare il prodotto se risulta danneggiato, contattare il rivenditore.

Evitare qualsiasi riparazione temporanea.

Durante l'uso fare attenzione a non danneggiare le cerniere.

Nell'aprire e nel chiudere le cerniere verificare che non rimangano incastrate in altri materiali e aprirle o chiuderle sempre completamente.

In caso in cui liquidi o polveri fuoriescano dai flaconi in cui sono contenuti, pulire e disinfettare la borsa o lo zaino; la fuoriuscita di sostanze potrebbe danneggiare o contaminare la borsa stessa o i prodotti al suo interno.



Non riempire eccessivamente. Il peso e la forma del contenuto devono essere compatibili con il tipo di borsa o di zaino. Verificare sempre che il peso del contenuto non superi le indicazioni di peso del modello di borsa o le capacità dell'utente. Per eventuali indicazioni sui pesi massimi che possono essere sollevati e spostati manualmente, fare riferimento alle normative locali in vigore.

## **APERTURA**



Gli elementi che compongono l'imballaggio (carta, cellofan, graffette metalliche, nastro adesivo, ecc.) possono procurare tagli e/o ferite se non vengono maneggiati con cura. Utilizzare strumenti adeguati per la loro rimozione e non lasciarli alla portata di persone non autorizzate. Lo stesso vale per gli strumenti utilizzati per aprire la confezione (forbici, coltelli, ecc.).

Una volta aperta la confezione, occorre innanzitutto controllare tutte le parti del prodotto; verificare che tutti i componenti necessari siano al proprio posto e verificarne le condizioni: movimento delle cerniere, fissaggio di clip, velcro o strisce, resistenza delle maniglie.

## **MANUTENZIONE**

Svuotare tutte le tasche e rimuovere gli eventuali detriti residui. Utilizzare quindi un detergente delicato e acqua per rimuovere le macchie o pulire le aree sporche. Per una pulizia più approfondita, è possibile lavare a mano l'intera borsa utilizzando un detergente delicato e acqua calda. Strofinare delicatamente il tessuto con una spazzola o un panno morbido, quindi risciacquare accuratamente. Infine, appendere la borsa affinché si asciughi all'aria. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi o di candeggina, che possono danneggiare il tessuto in poliester.

Le borse e gli zaini non possono essere messi in autoclave

Per il corretto smaltimento del prodotto, attenersi alle norme vigenti nel paese di utilizzo.

## **CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.