

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	Forbici poliuso Aesculap
Descrizione Prodotto:	Forbici poliuso
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	Aesculap AG - Tuttlingen
Officina di produzione:	Aesculap AG - Tuttlingen
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	Vedi elenco allegato
Classe di rischio:	Vedi elenco allegato
Codice CND:	Vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Una preparazione efficace è nella responsabilità esclusiva del gestore. Vi preghiamo di fare attenzione alle indicazioni ed alle normative descritte nell'istruzione d'uso e ai manuali nazionali dei regolamenti e delle normative.

INFORMAZIONI TECNICHE

Caratteristiche qualitative delle forbici AESCULAP

Forbici in generale:

Lama

- Posizione, piegatura ed inclinazione uniforme della lama
- Estremità della lama di uguale lunghezza
- Superfici di taglio sottili sul lato interno della lama
- Superfici interne della lama con rettificata concava
- Taglio a visonte parallelo

Forbici Durotip

- Cordoncini di brasatura sottili e senza pori
- Inserti in carburo di tungsteno senza pori

Chiusura e vite

- Smussi della chiusura paralleli a forbice chiusa

- Spigoli della chiusura spezzati
- Vite della chiusura al centro
- Vite ben serrata
- A forbici chiuse, chiusura sovrappoentesi lateralmente

Branche

- Spigoli delle branche spezzati
- Superfici interne delle branche con appoggio uniforme
- Branche sovrappoentesi lateralmente

Anello

- Superficie dell'anello di larghezza uniforme e priva di spigoli taglienti

Funzionamento

- Partendo dalla condizione di apertura a 90 gradi se la lama superiore viene lasciata cadere liberamente essa si deve arrestare ad un terzo della lunghezza di quella inferiore
- Movimento uniforme

Capacità di taglio

- Eseguire un taglio su 2/3 della lunghezza di taglio della forbice su un materiale di prova
- La forbice taglia il materiale di prova (panno di cotone) raccomandato dalle normative internazionali per i 2/3 della lunghezza della lama, senza sfilacciature del tessuto, senza strappi o variazioni di pressione di chiusura.

Riassunto delle caratteristiche qualitative delle forbici AESCULAP

- Dimensioni AESCULAP conformi alla norma DIN
- Dimensioni AESCULAP con tolleranze notevolmente inferiori, ad es. lunghezza della lama
- Esecuzione delle forbici su disegni (lame campione), campioni conforme all'assicurazione di qualità AESCULAP
- Le tolleranze di lavorazione AESCULAP garantiscono un'esecuzione sempre costante
- Descrizione dell'esecuzione e del funzionamento delle forbici nello standard qualitativo, per ridurre al minimo le valutazioni soggettive
- Valutazione della superficie rispetto al campione di superficie
- Partendo dalla condizione di apertura a 90 gradi se la lama superiore viene lasciata cadere liberamente essa si deve arrestare ad un terzo della lunghezza di quella inferiore
- Controllo del taglio mediante materiali di prova definiti
- Stessa esecuzione delle branche e degli anelli grazie al dimensionamento su disegni AESCULAP
- Controllo finale come da schema dei controlli
- Controllo del posizionamento delle viti mediante cacciavite tosiometrico come da schema dei controlli
- Rapporto di prova
- Le forbici Aesculap con inserto in Carburo di Tungsteno (TC) sono prodotte con tecnologia di fusione sotto vuoto durante fase di incrudimento (facilmente riconoscibile dalla netta linea di demarcazione tra inserto e superficie della lama), tale tecnologia garantisce una durezza e quindi una durata notevolmente superiori rispetto alle altre

metodologie di produzione adottate nel mercato. Aesculap fornisce una garanzia di tre anni sulle proprie forbici TC.

•

Le forbici per chirurgia cardiovascolare presentano le seguenti caratteristiche:

- acciaio temperato ad uso chirurgico secondo DIN 58298.4
- struttura antiriflesso omogenea, realizzata con sfere sintetiche di diametro regolare
- Forbici a molla (spring type)
- impugnatura rotonda che consente una facile e agevole rotazione dello strumento tra le dita
- impugnatura antiscivolo con zigrinatura laterale per una migliore presa e una sicura manipolazione dello strumento
- 180 mm di lunghezza
- diverse angolazioni delle lame: 25° - 45° - 90° - 120°

Le forbici "NOIR" presentano le seguenti caratteristiche:

- rivestimento *NOIR* realizzato in nitrato di titanio alluminio che conferisce estrema resistenza e miglior performance del taglio
- inserti in carburo di tungsteno (T.C.) di elevata robustezza 59-61 HRC
- lame a sezione microtoma per ottenere un taglio preciso e delicato con il minimo sforzo
- speciale zigrinatura laterale sulle lame definita WAVE CUT per evitare l' "effetto di scivolamento" dei tessuti durante il taglio
- lame particolarmente delicate e fini secondo la tecnologia BBRAUN "grazil"
- disponibile il codice Data Matrix per una rapidità di lettura e di identificazione con lo scanner
- facilità di riparazione perchè le due parti delle forbici sono tenute insieme da una vite.

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	SI
Sterile alla vendita:	NO
Risterilizzabile:	Fare sempre riferimento alle istruzioni d' uso.
Medodo di sterilizzazione:	Procedimento di sterilizzazione a vapore o a vuoto frazionato. Fare sempre riferimento alle istruzioni d' uso.
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	Busta in plastica, Scatola in cartone e gomma piuma per alcuni codici
Temperatura di conservazione:	Conservare a T ambiente, non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati
Biocompatibilità	Sì

	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Garanzia:	Garanzia pluriennale sulla base dei seguenti requisiti: uso da parte di personale esperto, preparazione, massima cura durante le manipolazioni, sterilizzazione. Sono esclusi dalla garanzia: Danni violenti o overstressing Applicazioni improprie, non adatte all'uso del prodotto Danneggiamento per corrosione da mezzi chimici, come ad esempio uso di soluzioni saline Maneggiamento , pulizia e trattamento improprio durante la preparazione, (ad esempio uso di disinfettanti , agenti di pulizia o materiali di manutenzione inadatti) Invecchiamento naturale Inadatte condizioni di sterilizzazione (in particolare insoddisfacente qualità di vapore).
Manutenzione:	Per evitare durezza del movimento o corrosione da attrito, gli strumenti con snodi o con superfici di scorrimento metalliche devono essere oliati prima di ogni sterilizzazione. Aesculap raccomanda l' utilizzo di JG600 o JG598 . in caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire . Cio' puo' determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC004R	FORBICI FINE RET.PUNTE ACUTE 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393202/R
BC005R	FORBICI FINE CRV.ACUTE/ACUTE 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393203/R
BC006R	FORBICI DELICATA JOSEPH RET.150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393119/R
BC008R	FORBICI DISSEZ.STEVENS FINE RET.115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509878/R
BC009R	FORBICI DISSEZ.STEVENS FINE CRV.115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509879/R
BC011R	FORBICI DISSEZ.STEVENS FINE CRV.115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393208/R
BC015R	FORBICI P.VASO REYNOLDS-JAMESON 140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509880/R
BC017R	FORBICI DELIC.NERVI DISSEZ.CRV.140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509881/R
BC021R	FORBICI P.PREPARAZIONE FINE CRV.115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393214/R
BC022R	FORBICI P.PREPARAZ.METZENBAUM FINE 145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509882/R
BC023R	FORBICI DISSEZ.METZENB.DELIC.CRV.145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509883/R
BC026R	FORBICI DISSEZ.RAGNELL DELIC.RET.135MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509884/R
BC030R	FORBICI P.VASI BOTTONUTA 120MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509885/R
BC033R	FORBICI P.STRABISMO 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2438817/R
BC034R	FORBICI P.VASI PUNTA Sonda 145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509886/R
BC050R	FORBICI FINE RET.110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509887/R
BC056R	FORBICI FINE RET.95MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393215/R
BC057R	FORBICI FINE CRV.95MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393216/R
BC064R	FORBICI FINE RET.120MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509888/R
BC065R	FORBICI FINE CRV.120MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509889/R
BC100R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATUREMM 90MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393218/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC101R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATUREMM 90MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509890/R
BC106R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509891/R
BC107R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509892/R
BC110R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509893/R
BC111R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509894/R
BC112R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509895/R
BC113R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509896/R
BC117R	FORBICI IRIDECTOMIA E LEGATURE 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2508999/R
BC130R	FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.120MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509897/R
BC131R	FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.120MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509898/R
BC135R	FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.120MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509899/R
BC140R	FORBICI OFTALMOLOGIA E LEGAT.130MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2265303/R
BC141R	FORBICI FINE CRV.130MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509900/R
BC144R	FORBICI P.OFTALM.E LEGATURE 130MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509901/R
BC145R	FORBICI P.OFTALM.E LEGATURE 130MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509902/R
BC153R	FORBICI P.PTERIGIO CHADWICK 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2234565/R
BC157R	FORBICI JOSEPH 150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509903/R
BC161R	FORBICI KELLY P.FISTOLA CRV.175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509904/R
BC162R	FORBICI KILNER DIRITTA AG/AG 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509905/R
BC164R	FORBICI P.STRABISMO RO/RO 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2438818/R
BC165R	FORBICI P.STRABISMO CRV.SM/SM 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2438819/R
BC168R	FORBICI KILNER P.DISSEZIONE 150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2473304/R
BC171R	FORBICI P.TENDINI STEVENS 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509906/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC172R	FORBICI TENDINI STEVENS RET.SMUSSA 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509907/R
BC173R	FORBICI P.TENDINI STEVENS 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509908/R
BC175R	FORBICI PREPARAZ.JAMESON-WERBER 130MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509909/R
BC177R	FORBICI JAMESON 150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2411927/R
BC178R	FORBICI DISSEZ.POTTS CRV.SM/SM 175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2492342/R
BC180R	FORBICI REYNOLDS 145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393248/R
BC181R	FORBICI REYNOLDS 175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393249/R
BC184R	FORBICI P.SSEZ.GORNEY 125MM RET.	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509910/R
BC186R	FORBICI P.VASO STEVENS RET.100MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509911/R
BC187R	FORBICI P.VASO STEVENS CRV.100MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509912/R
BC189R	FORBICI P.DISSEZ.GORNEY CRV.195MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509913/R
BC194R	FORB. TENDINI STEVENS RET.SM 125MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509914/R
BC196R	FORB.DISSEZ.D.NERV.MORSE CRV.AC/AC 175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509915/R
BC210B	FORBICI FILO NOIR RET.AC/AC 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510119/R
BC211B	FORBICI FILO NOIR CRV.AC/AC 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510120/R
BC211R	DUROTIP FORBICI SOTTILE CRV.110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2234559/R
BC211W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510121/R
BC211WB	FORBICI FILO NOIR TAGL.OND.CRV.AC/AC 110	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510122/R
BC231R	DUROTIP FORBICI CHIR.CRV.145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510123/R
BC231W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510124/R
BC234R	DUROTIP FORBICI CHIR.CRV.145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510125/R
BC242R	DUROTIP FORBICI MAYO RET.170MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2438824/R
BC250R	DUROTIP FORBICI MAYO RET.140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2438825/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC251R	DUROTIP FORBICI MAYO CRV.140MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2438826/R
BC252R	DUROTIP FORBICI MAYO RET.170MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2432122/R
BC253B	FORBICI MAYO NOIR CRV.170MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2255656/R
BC253R	DUROTIP FORBICI MAYO CRV.170MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2379699/R
BC253W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.170MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2254963/R
BC253WB	FORBICI MAYO NOIR TAGLIO OND.CRV.170MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510126/R
BC256R	DUROTIP FORBICI P DISSEZ.RET.115MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510127/R
BC257B	FORBICI DISS.NOIR CURVO 115MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2255657/R
BC257R	DUROTIP FORBICI P DISSEZ.CRV.115MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510128/R
BC257WB	FORBICI DISS.NOIR TAGLIO OND.CURVO 115MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510129/R
BC258R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM 145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2477689/R
BC259R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510130/R
BC259W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2254965/R
BC260R	DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.RET.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510131/R
BC261B	FORBICI DI METZENBAUM NOIR CURVO 145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2255659/R
BC261R	DUROTIP FORBICI P.LEGAT.METZB.CRV.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510132/R
BC261W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2254966/R
BC261WB	FORB.D.METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CVO.145	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510133/R
BC262R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM RET.180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2481094/R
BC263B	FORBICI DI METZENBAUM NOIR CURVO 180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2255668/R
BC263R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2451638/R
BC263W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510134/R
BC263WB	FORB.D.METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CVO.180	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510135/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC265B	FORBICI DI METZENBAUM NOIR CURVO 200MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2255669/R
BC265R	DUROTIP FORBICI DISS.METZB.CRV.200MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2379697/R
BC265W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.200MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510136/R
BC265WB	FORB.D.METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CVO.200	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510137/R
BC266R	DUROTIP FORBICI DISS.METZB.RET.230MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2481096/R
BC267W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510138/R
BC267WB	FORBICI METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CRV.230	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510139/R
BC270R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM RET.180MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2481097/R
BC271R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2477690/R
BC271W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.180MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2254967/R
BC271WB	FORB.D.METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CVO.180	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510140/R
BC273B	FORBICI TOENNIS-ADSON NOIR CRV.175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2255661/R
BC273R	DUROTIP FORBI.DISS.TOENNIS-ADSON 175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2379696/R
BC273W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2254968/R
BC273WB	FORB.TOENNIS-ADSON NOIR TAGL.OND.CRV.175	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510141/R
BC274R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM RET.200MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2481095/R
BC275B	FORBICI DI METZENBAUM NOIR CURVO 200MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2255662/R
BC275R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.200MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2477691/R
BC275W	DUROTIP FORBICI AFFIL.ONDUL.CRV.200MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2254969/R
BC275WB	FORB.D.METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CVO.200	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510142/R
BC276R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM RET.230MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510143/R
BC277R	DUROTIP FORBICI SOTTILE CRV.230MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2477693/R
BC277W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2254970/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC277WB	FORBICI METZENBAUM NOIR TAGL.OND.CRV.230	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510144/R
BC279B	FORBICI NELSON-METZB.NOIR CRV.260MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2255664/R
BC279R	DUROTIP FORBICI NELSON-METZENBAUM 260MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2379698/R
BC279W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.260MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2254971/R
BC279WB	FORB.NELSON-METZB.NOIR TAGL.OND.CRV.260	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510145/R
BC281WB	FORB.NELSON-METZB.NOIR TAGL.OND.CRV.285	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510146/R
BC282R	DUROTIP FORBICI NEL-METZENBAUM CUR.285MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2477688/R
BC283B	FORBICI DI LEXER NOIR CURVO 165MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2255666/R
BC283R	DUROTIP FORBICI LEXER DISSEZ.CRV.165MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2477684/R
BC283WB	FORB.DI LEXER NOIR TAGLIO OND.CVO.165MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510147/R
BC284B	FORBICI DI MAYO-LEXER NOIR CURVO 165MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2255667/R
BC284R	DUROTIP FORBICI MAYO-LEXER DIS.CRV.165MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2358122/R
BC284W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.165MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2254974/R
BC284WB	FORB.D.MAYO-LEXER NOIR TAGL.OND.CVO.165	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510148/R
BC285R	DUROTIP FORBICI DISS.CRV.350MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2503114/R
BC287R	DUROTIP FORBICI METZENBAUM CRV.230MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510149/R
BC289R	DUROTIP FORBICI NELSON-METZB.CRV.305MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2234573/R
BC290R	DUROTIP FORBICI SIMS SM/SM CRV.200MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510150/R
BC290W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.200MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510151/R
BC291R	DUROTIP FORBICI SIMS SM/SM CRV.230MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510152/R
BC291W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510153/R
BC293R	DUROTIP FORBICI WERTHEIM 230MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2270760/R
BC294W	DUROTIP FORBICI LEGAT.CRV.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2501483/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC295W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2379693/R
BC296W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.230MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2379695/R
BC297W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.260MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2501484/R
BC298W	DUROTIP FORBICI TAGLIO ONDUL.CRV.350MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2501486/R
BC299R	DUROTIP FORBICI DISS.WERTHEIM CRV.350MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510154/R
BC313R	FORBICI CHIR.RET.SM/SM 130MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2489784/R
BC315R	FORBICI CHIR.RET.SM/SM 150MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509916/R
BC317R	FORBICI CHIR.RET.SM/SM 175MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509917/R
BC320R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 105MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509918/R
BC321R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 115MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2489797/R
BC323R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 130MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2489799/R
BC324R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2379725/R
BC325R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 150MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509919/R
BC326R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 165MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509920/R
BC327R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 175MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509921/R
BC328R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 185MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509922/R
BC330R	FORBICI CHIR.RET.SM/AC 200MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509923/R
BC341R	FORBICI CHIR.RET.AC/AC 115MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2439377/R
BC343R	FORBICI CHIR.RET.AC/AC 130MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2393264/R
BC345R	FORBICI CHIR.RET.AC/AC 150MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509924/R
BC346R	FORBICI CHIR.RET.AC/AC 165MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509925/R
BC374R	FORBICI CHIR.DEAVER RET.SM/AC 145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2393267/R
BC403R	FORBICI CHIR.CRV.AC/SM 130MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509926/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC404R	FORBICI CHIR.CRV.AC/SM 145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509927/R
BC411R	FORBICI CHIR.D'COOPER CRV.115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509928/R
BC413R	FORBICI CHIR.COOPER CRV.130MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509929/R
BC414R	FORBICI CHIR.COOPER CRV.145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509930/R
BC415R	FORBICI CHIR.COOPER CRV.150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2265335/R
BC416R	FORBICI CHIR.COOPER SM/SM 165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509931/R
BC417R	FORBICI CHIR.COOPER SM/SM 175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509932/R
BC421R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509933/R
BC423R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 130MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509934/R
BC424R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509935/R
BC426R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509936/R
BC427R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509937/R
BC428R	FORBICI CHIR.CRV.SM/AC 185MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509938/R
BC441R	FORBICI CHIR.CRV.AC/AC 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509939/R
BC443R	FORBICI CHIR.CRV.AC/AC 130MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393281/R
BC444R	FORBICI CHIR.CRV.AC/AC 145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509940/R
BC445R	FORBICI CHIR.CRV.AC/AC 150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509941/R
BC464R	FORBICI CHIR.DEAVER CRV.SM/SM 145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509942/R
BC466R	FORBICI DI MAYO AC/AC RET.140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509943/R
BC474R	FORBICI CHIR.DEAVER CRV.SM/AC 145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509944/R
BC504R	FORBICI P.INCISIONE BOTTONUTE 145MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509945/R
BC506R	FORBICI P.INCISIONE BOTTONUTE 165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509946/R
BC515R	FORBICI DIETHRICH POTTS EX.FIN.25°180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510247/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC516R	FORBICI DIETHRICH POTTS EX.FIN.45°180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510248/R
BC517R	FORBICI DIETHRICH POTTS EX.FIN.60°180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510249/R
BC518R	FORBICI DIETHRICH POTTS EX.FIN.90°180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510250/R
BC519R	FORBICI DIETHR.POTTS EX.FIN.125°180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510251/R
BC521R	FORBICI SYSTRUNK 130MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509947/R
BC522R	FORBICI DIETHRICH POTTS 25°ANGOL.180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2492091/R
BC523R	FORBICI DIETHRICH POTTS 45°ANGOL.180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2487823/R
BC524R	FORBICI DIETHRICH POTTS 60°ANGOL.180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2492093/R
BC525R	FORBICI DIETHRICH POTTS 90°ANGOL.180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2492094/R
BC526R	FORBICI DIETHRICH POTTS 125°ANGOL.180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2492096/R
BC531R	FORBIC.DIETHR.POTTS FINI 25°ANGOL.180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510252/R
BC532R	FORBIC.DIETHR.POTTS FINI 45°ANGOL.180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510253/R
BC533R	FORBIC.DIETHR.POTTS FINI 60°ANGOL.180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510254/R
BC534R	FORBIC.DIETHR.POTTS FINI 90°ANGOL.180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510255/R
BC544R	FORBICI MAYO RET.140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2481088/R
BC545R	FORBICI MAYO RET.155MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2481089/R
BC547R	FORBICI MAYO RET.170MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2481090/R
BC551R	DUROTIP FORBICI CRV.COME BJ551R	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510155/R
BC552R	DUROTIP FORBICI CRV.COME BJ552R	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510156/R
BC554R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2477682/R
BC555R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 155MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2481085/R
BC557R	FORBICI MAYO CRV.SULLA PUNTA 170MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2481086/R
BC560R	FORBICI MAYO-HARRINGTON RET.230MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2481091/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC561R	FORBICI MAYO-HARRINGTON CRV.230MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2481087/R
BC562R	FORBICI MAYO RET.190MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2469125/R
BC563R	FORBICI MAYO CRV.190MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2506825/R
BC564R	FORBICI MAYO DIRITTA 215MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509948/R
BC565R	FORBICI MAYO CRV.215MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509949/R
BC566R	FORBICI MAYO-NOBLE RET.170MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393283/R
BC569R	FORBICI MAYO-NOBLE CRV.170MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509950/R
BC570R	FORBICI MAYO-STILLE RET.140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2480789/R
BC573R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509951/R
BC575R	FORBICI MAYO-STILLE CRV.170MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2492339/R
BC576R	FORBICI DISSEZ.MAYO-STILLE RET.140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393285/R
BC577R	FORBICI DISSEZ.MAYO-STILLE CRV.140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509952/R
BC578R	FORBICI DISSEZ.MAYO-STILLE RET.165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509953/R
BC579R	FORBICI DISSEZ.MAYO-STILLE CRV.165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509954/R
BC580R	FORBICI STILLE RET.150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509955/R
BC581R	FORBICI STILLE CRV.150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509956/R
BC584R	FORBICI MAYO RET.165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393287/R
BC585R	FORBICI MAYO P.DISSEZIONE RET.200MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509957/R
BC587R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393289/R
BC588R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.200MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509958/R
BC589R	FORBICI MAYO P.DISSEZ.CRV.210MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509959/R
BC590R	FORBICI DISSEZ.LEXER SOTTILE RET.165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393293/R
BC592R	FORBICI MAYO-LEXER P.DISSEZ.CRV.165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393295/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC595R	FORBICI RESANO CRV.SUL PIANO 250MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509960/R
BC597R	FORBICI COOLEY SM/SM CRV.190MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509961/R
BC600R	FORBICI METZENBAUM RET.FINE 145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2393296/R
BC601R	FORBICI METZENBAUM RET.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509962/R
BC602R	FORBICI METZENBAUM RET.180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509963/R
BC603R	FORBICI METZENBAUM CRV.FINE 145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2358149/R
BC604R	FORBICI DISSEZIONE METZENB.RET.200MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2379726/R
BC605R	FORBICI METZENBAUM CRV.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2393298/R
BC606R	FORBICI METZENBAUM CRV.180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2393299/R
BC611R	FORBICI DISSEZ.NELSON-METZENBAUM 230MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509964/R
BC612R	FORBICI NELSON-METZENBAUM RET.250MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509965/R
BC614R	FORBICI NELSON-METZENBAUM RET.305MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509966/R
BC615R	FORBICI DISS.NELSON-METZENBAUM CRV.230MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2393300/R
BC617R	FORBICI RET.LE CRV.TA FORTE 325MM	L0104080101	lr	SCA da 1 PZ	2510029/R
BC620R	FORBICI WELLER CRV.280MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509967/R
BC621R	FORBICI LLOYD-DAVIES CRV.270MM	L0104080101	lr	SCA da 1 PZ	2510034/R
BC624R	FORBICI PREPARAZ.60°ANGOLATA 280MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509968/R
BC625R	FORBICI DISSEZ.NELSON-METZENBAUM 350MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2503115/R
BC628R	FORBICI DISSEZ.DEI NERVI CRV.150MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2473307/R
BC630R	FORBICI DISSEZ.TOENNIS-ADSON 175MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509969/R
BC633R	FORBICI TOENNIS FINE RET.180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509970/R
BC635R	FORBICI DISSEZ.TOENNIS CRV.180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509971/R
BC636R	FORBICI THOREK CRV.180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509972/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC638R	FORBICI DI VASO HOHENFELLNER CRV.225MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509973/R
BC639R	FORBICI DI VASO HOHENFELLNER CRV.255MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509974/R
BC644R	FORBICI SSEZ.STRULLY CRV.220MM	L01040799	III	SCA da 1 PZ	2510970/R
BC645R	FORBICI DISSEZIONE STRULLY BOTT.220MM	L01040799	III	SCA da 1 PZ	2510971/R
BC646R	FORBICI SEC.POTTS-SMITH AD ANG.55°180MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393312/R
BC647R	FORBICI POTTS-DE'MARTEL ANGOL.25°185MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2394202/R
BC648R	FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.45°185MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2394212/R
BC649R	FORBICI POTTS-DE MARTEL ANGOL.60°185MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510256/R
BC650R	FORBICI POTTS-DE'MARTEL ANGOL.60°220MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510257/R
BC651R	FORBICI SEC.MILLS CRV.60°220MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510258/R
BC652R	FORBICI POTTS-SMITH 60°175MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510259/R
BC653R	FORBICI SEC.DIETHRICH ANGOLATA 90°170MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2477866/R
BC656R	FORBICI SECONDO DE'BAKEY 45°155MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510260/R
BC657R	FORBICI SECONDO DE'BAKEY 60°155MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510261/R
BC660R	FORBICI DURA-MADRE SCHMIEDEN-TAYLOR155MM	L01040701	III	SCA da 1 PZ	2511022/R
BC662R	FORBICI SECONDO DIETHRICH 25°180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510262/R
BC663R	FORBICI DIETHRICH-HEGEMANN 45°180MM	L01040402	III	SCA da 1 PZ	2510263/R
BC670R	FORBICI FAVALORO CRV.SIN.45°140MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509975/R
BC672R	FORBICI MC'INDOE P.NASO 185MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509976/R
BC703R	FORBICI WERTHEIM P.DISSEZ.CRV.200MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510051/R
BC704R	FORBICI WERTHEIM P.DISSEZ.CRV.230MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510073/R
BC708R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.210MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510075/R
BC715R	FORBICI AC/AC 280MM	L0104080101	Ir	SCA da 1 PZ	2510035/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC721R	FORBICI UTERINE SIMS RET.200MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510077/R
BC723R	FORBICI UTERINE SIMS RET.230MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510078/R
BC731R	FORBICI UTERINE SIMS RET.200MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510081/R
BC741R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.200MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510082/R
BC743R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.230MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510084/R
BC746R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.200MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510085/R
BC748R	FORBICI UTERINE SIMS CRV.230MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510087/R
BC760R	FORBICI UTERINE SIEBOLD 245MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510088/R
BC761R	FORBICI UTER.BOZEMANN CRV.A S 220MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510089/R
BC762R	FORBICI UTERINE SIMS-SIEBOLD RET.250MM	L0104110201	Ir	SCA da 1 PZ	2510091/R
BC764R	FORB.ISTERECT.KIEBACK CRV.PT.BOTT 260MM	L0104110202	Ir	SCA da 1 PZ	2510093/R
BC765R	FORBICE PARAMETR.SEC.KIEBACK 90°350MM	L0104110202	Ir	SCA da 1 PZ	2510094/R
BC771R	FORBICI PESANTI RET.ALTERNE 160MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509977/R
BC772R	FORBICI PESANTI CRV.SMUSSE 160MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509978/R
BC774R	FORBICI DOYEN PARETE ADDOMIN.RET.180MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509979/R
BC776R	FORBICI DOYEN PARETE ADDOMIN.CRV.175MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509980/R
BC796R	FORBICI CORDONE OMBEL.ANGOL.135MM	L0104110101	Ir	SCA da 1 PZ	2501308/R
BC797R	FORBICI CORDONE OMBEL.ANGOL.160MM	L0104110101	Ir	SCA da 1 PZ	2501313/R
BC802R	FORBICI P SUTURA SPENCER 115MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393313/R
BC805R	FORBICI P.LEGATURE CRV.120MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2501481/R
BC815R	FORBICI HARVEY MORSO DENTATO 125MM	L01041202	I	SCA da 1 PZ	2510161/R
BC835R	FORBICI A LAME LUNGHE 150MM	L01040102	I	SCA da 1 PZ	2501214/R
BC848R	FORBICI P.MEDICAZ.LISTER 155MM	L01040102	I	SCA da 1 PZ	2501219/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC849R	FORBICI P.MEDICAZ.LISTER 180MM	L01040102	I	SCA da 1 PZ	2433102/R
BC860R	FORBICI MEDICAZ.LISTER 115MM	L01040102	I	SCA da 1 PZ	2501220/R
BC861R	FORBICI P.MEDICAZ.LISTER 140MM	L01040102	I	SCA da 1 PZ	2393063/R
BC863R	FORBICI P.MEDICAZ.LISTER 200MM	L01040102	I	SCA da 1 PZ	2501221/R
BC876R	FORBICI MEDICAZ.ARTIC.ECCEN.160MM	L01040102	I	SCA da 1 PZ	2457914/R
BC881R	FORBICI MILLEUSI NERO 180MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432895/R
BC885R	FORBICE UNIVERSALE LISTER NERO 145MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2265364/R
BC890R	FORBICI P INFERMIERE 145MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432903/R
BC900R	IRIS SUPERCUT FORBICI RET.AC/AC 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509981/R
BC901R	IRIS SUPERCUT FORBICI CRV.AC/AC 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509982/R
BC903R	SUPERCUT FORBIC.STANDARD CRV.AC/AC 120MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509983/R
BC904R	SUPERCUT FORB.STEVENS RET.105MM 12MM LA.	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509984/R
BC905R	SUPERCUT FORB.STEVENS CRV.105MM 12MM LA.	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509985/R
BC906R	SUPERCUT FORB.STEVENS RET.110MM 13MM LA.	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509986/R
BC907R	SUPERCUT FORB.STEVENS CRV.110MM 13MM LA.	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509987/R
BC911R	SUPERCUT FORBICI JAMESON CRV.130MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393314/R
BC915R	SUPERCUT FORBICI JAMESON CRV.150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393315/R
BC916R	SUPERCUT FORB.JOSEPH RET.ACUT/ACUT 150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509988/R
BC917R	SUPERCUT FORB.JOSEPH CRV.ACUT/ACUT 150MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509989/R
BC920R	SUPERCUT FORBICI GORNEY RET.195MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509990/R
BC921R	SUPERCUT FORBICI GORNEY CRV.195MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509991/R
BC922R	SUPERCUT FORBICI MAYO RET.255MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509992/R
BC924R	SUPERCUT FORBICI MAYO RET.165MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2509993/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC925R	SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.165MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509994/R
BC926R	SUPERCUT FORBICI MAYO RET.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509995/R
BC927R	SUPERCUT FORBICI MAYO CRV.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509996/R
BC930R	SUPERCUT FORBICI DI PREPARARE RET.115MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509997/R
BC933R	SUPERCUT FORBICI KAYE CRV.195MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509998/R
BC934R	SUPERCUT FORBICI BABY-METZENB.RET.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2509999/R
BC935R	SUPERCUT FORBICI BABY-METZENB.CRV.145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510000/R
BC936R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM RET.180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510001/R
BC938R	SUPERCUT FORBICI MAYO RET.305MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510002/R
BC939R	SUPERCUT FORBICI FOMON CRV.115MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510003/R
BC945R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.230MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510004/R
BC947R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.260MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510005/R
BC949R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.285MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510006/R
BC951R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.300MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510007/R
BC953R	SUPERCUT FORBICI METZENBAUM CRV.355MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510008/R
BC957R	SUPERCUT FORBICI POTTS-SMITH 25°190MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510009/R
BC959R	SUPERCUT FORBICI POTTS-SMITH 60°180MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510010/R
BC970R	FORBICI MILLEUSI ROSSO 145MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2501223/R
BC973R	FORBICI MILLEUSI GIALLO 145MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432890/R
BC975R	FORBICI MILLEUSI ARANCIONE 145MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432891/R
BC977R	FORBICI MILLEUSI PINK 145MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432892/R
BC978R	FORBICI MILLEUSI VERDE 145MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432893/R
BC979R	FORBICI MILLEUSI VIOLETTO 145MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432894/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BC980R	FORBICI MILLEUSI ROSSO 180MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2393084/R
BC981R	FORBICI MILLEUSI BLU 180MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432897/R
BC985R	FORBICI MILLEUSI ARANCIONE 180MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432899/R
BC988R	FORBICI MILLEUSI VERDE 180MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432901/R
BC989R	FORBICI MILLEUSI VIOLETTO 180MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2432902/R
DO208R	DUROTIP FORB.P.GENGIVE RET.AC/AC 120MM	L01041001	Ir	SCA da 1 PZ	2510044/R
DO209R	DUROTIP FORB.P.GENGIVE CRV.AC/AC 120MM	L01041001	Ir	SCA da 1 PZ	2510045/R
DO210R	FORBICI PER GENGIVE RETTE 120MM	L01041001	Ir	SCA da 1 PZ	2455864/R
DO211R	FORBICI PER GENGIVE CURVE 120MM	L01041001	Ir	SCA da 1 PZ	2455868/R
DO218R	FORBICI PER GENGIVE QUINBY 130MM	L01041001	Ir	SCA da 1 PZ	2510048/R
DO219R	FORBICI LOCKLIN 155MM 1 LAMA DENTELL.	L01041001	Ir	SCA da 1 PZ	2510049/R
DO250R	DUROTIP FORBICI P P.GENGIVE CRV.130MM	L01041001	Ir	SCA da 1 PZ	2455871/R
DO251R	FORBICI PER GENGIVE 130MM	L01041001	Ir	SCA da 1 PZ	2455869/R
DP551R	FORBICI UNIVERSALI PER LASTRE 120MM	L01040199	I	SCA da 1 PZ	2393085/R
DP552R	DUROTIP FORBICE UNIVERS.CRV.LATO 120MM	L01041099	Ir	SCA da 1 PZ	2456160/R
DP560R	FORBICI P.CORONE BEEBE SOTT.RET.110MM	Q0199	I	SCA da 1 PZ	2510195/R
DP561R	FORBICI P.CORONE BEEBE SOTT.CRV.110MM	Q0199	I	SCA da 1 PZ	2510196/R
DP563R	FORBICI P.CORONE BEEBE LARGA CRV.110MM	Q0199	I	SCA da 1 PZ	2510197/R
DP569R	FORBICI CORONE 1 LAMA DENTELLATA 110MM	Q0199	I	SCA da 1 PZ	2510198/R
ET141R	FORBICI BRAUN-STADLER 200MM	L0104110102	Ir	SCA da 1 PZ	2501391/R
ET142R	FORBICE P.EPISIOTOMIA CURVA LUNGA 240MM	L0104110102	Ir	SCA da 1 PZ	2510037/R
ET150R	FORBICI CORDONE OMBELIC.SCHUMACHER 155MM	L0104110101	Ir	SCA da 1 PZ	2501314/R
FD011R	MICROFORBICI ELAST.VANNAS ANG.120MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510095/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FD012R	FORBICE A MOLLA MICROCH.RETTA 120MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510096/R
FD013R	FORBICE A MOLLA MICROCH.CURVA 120MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510097/R
FD014R	FORBICE MICROCHIRURG.VANNAS RETTA 120MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510098/R
FD015R	FORBICE MICROCHIRURG VANNAS CURVA 120MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510099/R
FD016R	FORBICE A MOLLA MICROCH.RETTA 160MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510100/R
FD017R	FORBICE A MOLLA MICROCH.CURVA 160MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510101/R
FD018R	FORBICE A MOLLA MICROCH.RETTA 160MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510102/R
FD020R	FORBICE MICROCHIR.MOLLA MILLESI 160MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510103/R
FD021R	FORBICE MICROCHIR.MILLESI CURVA 160MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510104/R
FD100R	MICRO-FORBICE RETTA 145MM MANICO ROTONDO	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510105/R
FD101R	MICRO-FORBICE CURVA 145MM MANICO ROTONDO	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510106/R
FD103R	MICRO-FORBICE CURVA 145MM MANICO ROTONDO	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510107/R
FD251R	MICROFORB.MOLLA CURVE ACUTA/ACUTA 180MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510108/R
FD252R	MICROFORB.FILO CURVE ACUTA/ACUTA 180MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510109/R
FM010R	FORB.MICRO MUELLER RETTA 120MM AC/AC.M	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510110/R
FM011R	FORBICI MICRO MUELLER CURVA 120MM AC/AC	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510111/R
FM013R	FORBICI MICRO MUELLER CURVO 120MM SM/SM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510112/R
FM014R	FORBICI MICRO MUELLER CURVA 120MM ACUTA	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510113/R
FM040R	FORB.MICRO MUELLER RETTA 170MM AC/AC.M	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510114/R
FM041R	FORBICI MICRO MUELLER CURVA 170MM AC/AC	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510115/R
FM042R	FORBICE A MOLLA MICROCH.RET.AC/AC 180MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510265/R
FM043R	FORBICE A MOLLA MICROCH.CURV.BOTT.180MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510266/R
FM430R	MICROFORBICI ELAST.EXTRA FINI CRV.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510267/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FM431R	MICROFORBICI ELASTI.FINI ANG.25°165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510268/R
FM432R	MICROFORBICI ELASTI.FINI ANG.45°165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510269/R
FM434R	MICROFORBICI ELASTI.FINI ANG.90°165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510270/R
FM435R	MICROFORBICI ELASTI.FINI ANG.125°165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510271/R
FM436R	MICROFORB.ELAST.CRV.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510272/R
FM437R	MICROFORBICI ELAST.25°ANGOLATE 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510273/R
FM440R	MICROFORBICI ELAST.90°ANGOLATE 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510274/R
FM441R	MICROFORBICI ELAST.125°ANGOLATE 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510275/R
FM442R	MICROFORBICI ELAST. 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510276/R
FM444R	MICROFORBICI ELAST.FINI RET.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510277/R
FM451R	MICROFORBICI ELAST.AC/SM 25°ANG.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510278/R
FM452R	MICROFORBICI ELAST.AC/SM 45°ANG.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510279/R
FM453R	MICROFORBICI ELAST.AC/SM 60°ANG.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510280/R
FM454R	MICROFORBICI ELAST.AC/SM 90°ANG.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510281/R
FM455R	MICROFORBICI ELAST.AC/SM 125°ANG.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510282/R
FM470R	MICROFORBICI FINI 25°ANGOL.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510283/R
FM471R	MICROFORBICI FINI 45°ANGOL.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2411728/R
FM472R	MICROFORBICI FINI 60°ANGOL.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510284/R
FM473R	MICROFORBICI FINI 90°ANGOL.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510285/R
FM474R	MICROFORBICI FINI 125°ANGOL.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510286/R
FM476R	MICROFORBICI ELAST.25°FINI 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510287/R
FM478R	MICROFORBICI ELAST.60°FINI 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510288/R
FM479R	MICROFORBICI ELAST.90°FINI 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510289/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FM480R	MICROFORBICI ELAST.125°FINI 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510290/R
FM482R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 25°AC/AC 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510291/R
FM483R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 45°AC/AC 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510292/R
FM484R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 60°AC/AC 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510293/R
FM485R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 90°AC/AC 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510294/R
FM488R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO RET.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510295/R
FM489R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 25°AC/SM 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510296/R
FM490R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 45°AC/SM 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510297/R
FM491R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 60°AC/SM 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510298/R
FM492R	MIC.FORB.ELAST.ROTONDO 90°AC/SM 165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510299/R
FM504R	MICROFORBICI ELASTI.FINI 25°ANG.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510300/R
FM505R	MICROFORBICI ELASTI.FINI 45°ANG.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510301/R
FM506R	MICROFORBICI ELASTI.FINI 60°ANG.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510302/R
FM507R	MICROFORBICI ELASTI.FINI 90°ANG.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510303/R
FM508R	MICROFORBICI ELASTI.FINI 125°ANG.165MM	L010413	III	SCA da 1 PZ	2510304/R
HF014R	FORBICI PER UNGHIE RETTE 90MM	L010499	I	SCA da 1 PZ	2510179/R
HF019R	FORBICI PER UNGHIE CURVA 90MM	L010499	I	SCA da 1 PZ	2510180/R
HF020R	FORBICI PER UNGHIE CURVA 100MM	L010499	I	SCA da 1 PZ	2510181/R
HF021R	FORBICI PER UNGHIE CURVA 110MM	L010499	I	SCA da 1 PZ	2510182/R
HF028R	FORBICI PER UNGHIE RETTA 95MM	L010499	I	SCA da 1 PZ	2510183/R
HF030R	FORBICI PER UNGHIE CURVE 95MM	L010499	I	SCA da 1 PZ	2510184/R
HF031R	FORBICI PER UNGHIE CURVE 105MM	L010499	I	SCA da 1 PZ	2510185/R
HF032R	FORBICI UNGHIE BAMBINI CURVE 85MM	L010499	I	SCA da 1 PZ	2510178/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
HF400R	FORBICI PIPITA CURVA MOD.EXTRA FINE 90MM	L010499	I	SCA da 1 PZ	2510194/R
HF409R	FORBICI PER PELLE UNGHIE CURVE 90MM	L010499	I	SCA da 1 PZ	2510177/R
LX548R	FORBICI PER GESSI DELLA MANO MM 160	L01040101	I	SCA da 1 PZ	2265820/R
LX552R	FORBICI PER GESSO ESMARCH 230MM	L01040101	I	SCA da 1 PZ	2488714/R
LX553R	FORBICI PER GESSO BERGMANN 230MM	L01040101	I	SCA da 1 PZ	2265823/R
LX556R	FORBICI PER GESSO BRUNS 235MM	L01040101	I	SCA da 1 PZ	2265824/R
LX558R	FORBICI PER ABITI LAMA DENTELL.MM 235	L01040101	I	SCA da 1 PZ	2265825/R
LX565R	FORBICI PER GESSO SEUTIN 230MM	L01040101	I	SCA da 1 PZ	2501213/R
LX574R	FORBICI GESSO MODELLO AESCULAP 260MM	L01040101	I	SCA da 1 PZ	2510534/R
LX575R	FORBICI GESSO MODELLO AESCULAP 360MM	L01040101	I	SCA da 1 PZ	2510535/R
OC415R	FORBICI IRIDECTOMIA GRAEFE 100MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510011/R
OC480R	PINZA-FORBICI IRIDECTOMIA MCCLURE 95MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2393316/R
OC482R	FORBICI PER IRIDECTOMIA NOYES 125MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510012/R
OC491R	FORBICI CORNEALI CASTROVIEJO 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510013/R
OC492R	FORBICI CORNEALI CASTROVIEJO 110MM	L010403	Ir	SCA da 1 PZ	2510014/R
OC496R	FORBICE MICRO P IRIDE RETTA 105MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510116/R
OC497R	FORBICE MICRO P IRIDE CURVA 105MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2393317/R
OC498R	FORBICI VANNAS CATARATTA SECOND.MM 85	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2280977/R
OC499R	FORBICE CATARATTA VANNAS CURVA 85MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510117/R
OC500R	FORBICE P CATARATTA VANNAS CURVA 85MM	L010413	Ir	SCA da 1 PZ	2510118/R
OG350R	MICRO-FORBICE BELLUCCI RETTA ACUTA	L01040602	Ir	SCA da 1 PZ	2497535/R
OG351R	FORBICE MICROCHIR.BELLUCCI CURVA SMUSSA	L01040602	Ir	SCA da 1 PZ	2510214/R
OG352R	FORBICE MICROCHIR.BELLUCCI CURVA SIN.	L01040602	Ir	SCA da 1 PZ	2510215/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
OG353R	MICRO-FORBICE BELLUCCI CURVA DES.	L01040602	lr	SCA da 1 PZ	2510216/R
OG354R	MICROFORBICI CAWTHORNE	L01040602	lr	SCA da 1 PZ	2234575/R
OK351R	FORBICI HEYMANN PER NASO MM190	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510015/R
OK365R	FORBICE COTTLE ACUTA CURVA 105MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2496141/R
OK366R	FORBICE PREPARAZ.SOTTILE CURVA 110MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510016/R
OK367R	FORB.NASALE COTT.MASING CRV.SM/SM 105MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510017/R
OK369R	FORBICI COTTLE P.NASO MM105 CURVA	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510018/R
OK370R	FORBICI PER NASO FOMON 145MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510019/R
OK371R	FORBICE PER RINOPLASTICA COTTLE 165MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510020/R
OK372R	FORBICI FOMON MM 135	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510021/R
OK373R	FORBICI ALA NASALE FOMON CRV.FORTE 115MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510022/R
OK560R	FORBICI PER NASO RET.130MM	L01040601	lr	SCA da 1 PZ	2510208/R
OK561R	FORBICI PER NASO CRV.SINIS.130MM	L01040601	lr	SCA da 1 PZ	2265419/R
OM489R	FORBICE P.CONDOTTO SALIVARE 100MM	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510023/R
OM700R	FORBICI DEAN PER TONSILLE MM170	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510024/R
OM707R	FORBICI BOETTCHER PER TONSILLE MM180	L010403	lr	SCA da 1 PZ	2510025/R
OP130R	FORBICE P.LARINGE KILLIAN 200MM	L01040604	lr	SCA da 1 PZ	2501272/R
OP310R	MICRO-FORBICE P.LARINGE RETTA	L01040604	lr	SCA da 1 PZ	2510226/R
OP311R	MICRO-FORBICE P.LARINGE SINISTRA	L01040604	lr	SCA da 1 PZ	2510227/R
OP312R	MICRO-FORBICE P.LARINGE DESTRA	L01040604	lr	SCA da 1 PZ	2510228/R
OP313R	MICRO-FORBICE P.LARINGE CURV.VERS.ALTO	L01040604	lr	SCA da 1 PZ	2510229/R