



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

62x14,5cm

CUFFIA MONOUSO CON ELASTICO
DISPOSABLE CAP WITH ELASTIC
BONNETS AVEC ÉLASTIQUES
GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO
JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z GUMKĄ
BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC
EINWEGKAPPE MIT GUMMIZUG
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO
BORTTAGBART ELASTISK MÖSSA
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

GIMA 21097



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGDCE-SM35



Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Impor-
tat de / Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ES**Nombre del producto** Gorro desechable con elástico**Código del producto** FGDCE-SM35 (21097)**Modelo del producto** Elástico del gorro, 62x14.5 cm**Estructura y composición** El gorro está realizado con 35-40gSMS, con un elástico para fijarlo.**Uso previsto** El producto se utiliza principalmente para el aislamiento general en clínicas ambulatorias, pabellones, salas de inspección, salas de limpieza, laboratorios, etc. Está destinado a ser utilizado por los profesionales sanitarios en hospitales y clínicas a fin de mantener un buen nivel de higiene y de contribuir al control de las infecciones.**Contraindicaciones** El producto solo puede utilizarse una vez y debe usarse inmediatamente después de abrir el envase. Si el envase está dañado, el producto aparecerá húmedo o mohoso. No lo utilice.**Cómo utilizar el producto**

1. Abra el paquete del producto, saque la tapa y apriete los extremos de la tapa con ambas manos.
2. Levante la mano, póngase el gorro en la cabeza y ajústelo para que todo el pelo quede dentro.

Almacenamiento Debe almacenarse en una sala limpia con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.**Advertencia**

1. Este producto es de desecho, no lo reutilice.
2. Este producto es para un solo uso, no lo comparta nunca con otra persona.
3. Está prohibido utilizarlo cuando el paquete o las tapas estén dañadas.

Aviso: En caso de que se produzca un incidente grave relativo al producto deberá comunicarlo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro donde tiene su sede el usuario o el paciente.**Validez** 3 años.**Fecha de producción** Consulte la fecha en el paquete**Fecha de caducidad** Consulte la fecha en el paquete**CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

 REF	FR Code produit ES Código producto		FR À conserver à l'abri e la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar		FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco
 LOT	FR Numéro de lot ES Número de lote		FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	FR Fabricant ES Fabricante		FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación		FR Dispositif médical ES Producto sanitario
	FR Pas stérile ES No estéril		FR Date d'échéance ES Fecha de caducidad		FR Ne pas utiliser si le colis ES est endommagé
	FR Limite d'humidité ES Limite de humedad		FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso		FR Dispositif pour usage unique, ES ne pas réutiliser
	FR Limite de température ES Limite de temperatura		FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea		FR Fragile, manipulez avec soin ES Frágil, manipular con cuidado
	FR Ce côté vers le haut ES Este lado hacia arriba		FR Manipulez avec soin ES Manipular con cuidado		FR Identifiant unique de l'appareil ES Identificador de dispositivo único