



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

62x14,5cm

**CUFFIA MONOUSO CON ELASTICO**  
**DISPOSABLE CAP WITH ELASTIC**  
**BONNETS AVEC ÉLASTIQUES**  
**GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO**  
**JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z GUMKĄ**  
**BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC**  
**EINWEGKAPPE MIT GUMMIZUG**  
**TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO**  
**BORTTAGBART ELASTISK MÖSSA**  
**ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

**GIMA 21097**



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd  
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,  
Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China



**FGDCE-SM35**



Humiss Beratung  
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,  
Düsseldorf, Deutschland



Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /  
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Impor-  
tat de / Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



**IT****Nome prodotto** Cuffia monouso con elastico**Codice prodotto** FGDCE-SM35 (21097)**Modello prodotto** Cuffia con elastico 62x14,5 cm

Struttura e composizione La cuffia è realizzata in SMS da 35-40g ed è dotata di elastico per il fissaggio.

**Uso previsto** Questo prodotto è pensato in particolare per l'isolamento generale in ambulatori, reparti, per l'ispezione e la pulizia delle stanze, in laboratorio ecc. È destinato all'uso da parte degli operatori sanitari negli ospedali e nelle cliniche, per mantenere un buon livello di igiene e contribuire al controllo delle infezioni.**Controindicazioni** Questo prodotto è monouso e deve essere utilizzato subito dopo l'apertura della confezione. Se la confezione è danneggiata, il prodotto potrebbe essere esposto a umidità o muffa. Pertanto, si raccomanda di non utilizzarlo.**Modalità d'uso del prodotto**

1. Aprire la confezione ed estrarre la cuffia, quindi tirare le estremità della cuffia con entrambe le mani.
2. Alzare le mani e posizionare la cuffia sulla testa e regolarla in modo da raccogliere completamente i capelli.

**Conservazione** Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito, con un'umidità relativa non superiore all'80%, privo di gas corrosivi, fresco, asciutto e ben ventilato.**Avvertenza**

1. Questo prodotto è monouso, non riutilizzare.
2. Questo prodotto è monouso, non utilizzarlo in condivisione con altri.
3. È vietato l'uso se la confezione o la cuffia sono danneggiate.

**Avviso: Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente o il paziente.****Validità** 3 anni.**Data di produzione** Vedere la data sulla confezione**Data di scadenza** Vedere la data sulla confezione**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

 REF	IT Codice prodotto GB Product code		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place
 LOT	IT Numero di lotto GB Lot number		IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully
	IT Fabbricante GB Manufacturer		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture		IT Dispositivo medico GB Medical Device
	IT Non sterile GB Non-sterile		IT Data di scadenza GB Expiration date		IT Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato GB Don't use if package is damaged
	IT Limite di umidità GB Humidity limit		IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use		IT Dispositivo monouso, non riutilizzare GB Disposable device, do not re-use
	IT Limite di temperatura GB Temperature limit		IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community		IT Fragile, maneggiare con cautela GB Fragile, handle with care
	IT Questo lato su GB This side up		IT Maneggiare con cura GB Handle with care		IT Identificatore univoco del dispositivo GB Unique device identifier