

EINWEGKAPPE MIT BAND
TOUCA DESCARTÁVEL COM ATILHOS

PT

Nome do produto Touca descartável com atilhos

Código do produto FGDCT-SM35

Modelo do Produto Atilhos na touca, 62x14,5 cm

Estrutura e Composição A touca é feita com 35 a 40 g SMS, com Atilhos para fixação.

Utilização prevista Os produtos são utilizados principalmente para isolamento geral em ambulatórios, salas de tratamentos, de observação, de limpeza, laboratório etc. Destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde em hospitais e clínicas para manter um bom nível de higiene e contribuir para o controlo de infeções.

Contraindicações Os produtos podem ser utilizados apenas uma vez e devem ser utilizados imediatamente após a abertura da embalagem. Se a embalagem estiver danificada, os produtos estiverem húmidos ou com mofo, não os utilize.

Modo de utilização do produto

1. Abra a embalagem do produto, retire a touca e aperte as pontas da touca com ambas as mãos.
2. Levante a sua mão, coloque a touca na cabeça e ajuste-a para se certificar de que o seu cabelo não está de fora.

Armazenamento Deve ser armazenado num sala limpa com humidade relativa não superior a 80%, sem gases corrosivos, armazenado em local fresco, seco e bem ventilado.



Aviso

1. Este produto é descartável, não reutilize.
2. Este produto é de uso único, nunca partilhe o seu produto com outra pessoa.
3. É proibido usar quando a embalagem ou as toucas estiverem danificadas.

Nota: Qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro no qual o utilizador ou paciente está estabelecido.

Validade 3 anos.

Data de fabrico Veja a data na embalagem

Data de validade Veja a data na embalagem

 REF	DE Erzeugniscode PT Código produto		DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PT Guardar ao abrigo da luz solar		DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco	 REF	DE Autorisierter Vertreter in der EG PT Representante autorizado na União Europeia
 LOT	DE Chargennummer PT Número de lote		DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745		DE Diese Seite (nach) oben! PT Este lado para cima		DE Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden PT Dispositivo descartável, não reutilizar
	DE Hersteller PT Fabricante		DE Herstellungsdatum PT Data de fabrico		DE Temperaturgrenzwert PT Limite de temperatura		DE Gebrauchsanweisung beachten PT Consulte as instruções de uso
	DE Nicht steril PT Não estéril		DE Ablaufdatum PT Data de validade		DE Medizinprodukt PT Dispositivo médico		DE Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist PT Não use se o pacote estiver danificado
 UDI	DE Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) PT Identificador exclusivo do dispositivo				DE Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln PT Frágil, manuseie com cuidado		

GIMA 21098

Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

REF FGDCT-SM35

Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

