



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403  
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 08 95380056  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

---

## LETTINI CLASSICI VISITA

27404 – LETTINO VISITA  
27405 – LETTINO VISITA C/FORO  
27445 – LETTINO VISTA COLOR ALBICOCCA

### MANUALE D'USO e SCHEDA TECNICA

#### INTRODUZIONE

Il Lettino classico da visita è destinato all'uso in luoghi ospedalieri, comunitari, case di cura, studi medici.

Ai fini della Direttiva 2007/47/EC il letto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I.  
"Scrosati Arredamenti Metallici s.r.l." è regolarmente registrata come fabbricante di dispositivi medici di Classe I presso il Ministro della Salute.

Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lettino visita con struttura in acciaio lucido, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica. Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma. La parte schienale è inclinabile completamente.

#### Componenti

- Struttura completamente cromata
- Materassino rivestito con tessuto lavabile ed ignifugo

#### ISTRUZIONI

- Il lettino si fornisce parzialmente montato: il materassino è già agganciato al telaio della struttura.
- Le gambe vengono assemblate ad incastro e fissate tramite bulloni.

**Scheda tecnica (italiano/inglese)**

<b>2011</b>	27404 - LETTINO CLASSICO cromato - materasso beige 27405 - LETTINO CLASSICO cromato - materasso blu con foro 27445 - LETTINO CLASSICO cromato - materasso albicocca	
<b>DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO</b>	Letto visita con struttura in acciaio lucido, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica. Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma. La parte schienale è inclinabile completamente.	
<b>DESCRIZIONE SINGOLI PARTICOLARI</b>	Struttura e particolari in metallo	1. Struttura in tubolare acciaio ricavato da nastro a freddo dimensioni mm. 40x20x1.5 2. Gambe realizzate con tubolare 30x20x1.5 3. Intera struttura in acciaio cromato
	Pannelli testa/piedi	//
	Imbottitura	4. Dimensioni 56x56,5 – 56x127,5 5. Foro nella sezione della schiena per il mod.27405 6. Composta da truciolare mm. h.18 e gomma mm. h.40 7. Materiale lavabile LEDERFLEX GAZEBO/AE in CLASSE 1 colore beige (27404), blu (27405) o albicocca (27445)
	Misure	cm.185 x 56 x h 74,5
	Peso	- 30 kg
	Portata massima	90/100 kg
	Norme di Pulizia (Tessuti)	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
	Note	colori e caratteristiche potranno essere cambiati per migliorie e/o modifiche

<b>2011</b>	27404 – CLASSIC EXAMINATION COUCH – chromed - beige mattress 27405 – CLASSIC EXAMINATION COUCH – chromed - blue mattress whit hole 27445 – CLASSIC EXAMINATION COUCH – chromed - apricot mattress	
<b>GENERAL DESCRIPTION OF PRODUCT</b>	Cot visit with polished steel frame, mounted on chromed steel legs with plastic feet. The two sections are resistant foam mattress covered with plastic washable and flame resistant. The part can be tilted back completely.	
<b>SPECIAL DESCRIPTION SINGLE</b>	Framework	8. Framework steel tubular got from cold band dimensions mm 40x20x1.5. 9. Legs made with tubular 30x20x1,5 10. All steel frame chrome
	Head/footboard	//
	Upholstery	11. Dimension 56x56,5, 56x127,5. 12. Backrest whit hole for model 27405 13. Made with wood panel mm. h18 and foam rubber mm. h40. 14. Simulated leather LEDERFLEX GAZEBO/AE, washable, CLASS 1, colors beige (27404) blue (27405) or apricot (27445)
	Measurement	cm.185 x 56 x h74,5
	Weight	- 30 kg
	Max Capacity	90/100 kg
	Cleaning Rules (Coating)	Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.
	Note	colours and characteristics can be changed for improvements and/or alterations

## Avvertenza d'Uso

- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- **Quando si regola l'altezza dello schienale verificare che nessuno inserisca mani, gambe o altro all'interno dell'area di spostamento: rischio di schiacciamento**
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Adagiare il paziente solo quando la rete è completamente orizzontale in ogni sua parte.
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.
- Vietato l'uso in ambienti aperti.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Verificare che i dadi del bloccaggio gambe siano ben stretti.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Pulire il materassino con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita.
- Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
- Pulire il lettino senza utilizzare prodotti abrasivi. Asciugare con cura.
- Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.
- Utilizzare solo ricambi originali.

## GARANZIA

- Il letto è garantito per due anni per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione delle parti di consumo.
- Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del letto comportano la decadenza immediata della garanzia.
- Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità sopra citate. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.
- Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio del presidio.

---

**REF** 27404 - 27405 - 27445



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy