



iHealth® PO3 – Pulsossimetro wireless

Il pulsossimetro è un modo affidabile per monitorare periodicamente la saturazione del sangue (SpO2) e le pulsazioni cardiache (bpm). È un dispositivo leggero e portatile che misura la saturazione in modo non invasivo sulle punte delle dita.

Conosci il tuo flusso di ossigeno: un modo ottimo e affidabile per controllare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e della frequenza del polso durante escursioni ad altitudini elevate o di formazione per una maratona.

Capire come funziona il vostro corpo: ideale per gli atleti o per chiunque voglia capire meglio come funziona il proprio corpo, sia durante le normali attività ricreative che di grande impatto sportivo.

Otteni un feedback all'istante: puoi monitorare e visualizzare le letture del livello di ossigeno nel sangue istantaneamente sul display del dispositivo LCD e attraverso l'applicazione iHealth MyVitals dallo smartphone.



Guarda il video del PO3




Video sui prodotti iHealth



Videorecensione App Salute



Recensione di Applezein



Compatibilità con i dispositivi Apple:

(Apple iOS versione 5.0 o superiore)

iPhone: 6 / 6Plus / 5S / 5C / 5 / 4S

iPad: Air / Mini / 4th Gen / 3rd Gen

iPod Touch 5th Gen

Compatibilità con i dispositivi Android in continua espansione:

(necessario Bluetooth 4.0 Low Energy)

Samsung devices: Android 4.4 o superiore

Altri devices: Android 4.3 o superiore



Conserva i tuoi dati con iCloud:

Servizio **Cloud** gratuito per salvare e conservare i dati in modo sicuro. Potrai accedere alle App da qualsiasi dispositivo.

Scarica il Manuale d'uso.



MEASURE Misura e tieni traccia dei valori di saturazione di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca.

SHARE Condividi subito i risultati con amici, familiari o con il tuo medico tramite l'app iHealth sul tuo iPad, iPhone o iPod touch.

TRACK Crea grafici dinamici per monitorare i tuoi progressi. Confronta i risultati con la cronologia dei tuoi valori medi.

Dotazione standard del prodotto:

- Pulsossimetro wireless PO3
- 1 Cordoncino
- Cavo USB per la ricarica della batteria
- Manuale d'istruzioni in italiano
- Guida all'avvio rapido in italiano

Referenze mediche:

Il PO3 è un dispositivo medico certificato CE 0197 ed FDA. Il PO3 è stato scelto come dispositivo di riferimento da numerose importanti società che realizzano servizi di telemedicina che consentono ai pazienti di inviare in maniera automatica le misurazioni ai propri medici o a centrali di monitoraggio 24 ore su 24. Il PO3 è già in uso in importanti ospedali italiani.

Operazioni di diagnostica preliminari:

- Verificare che il dispositivo sia carico.
- Verificare che il dispositivo iOS sia connesso alla rete wireless.
- Scaricare l'app dedicata iHealth SpO2
- Verificare che la misurazione avvenga in modo corretto (es. unghia senza smalto, verificare che all'interno il dispositivo non sia sporco).

Consulta il sito iHealth per tutte le FAQ.

Misura. Traccia. Condividi.

Gestire la vostra salute è diventato molto più interessante. Le app gratuite **iHealth MyVitals** mantengono automaticamente la cronologia dei vostri dati sul dispositivo Apple e vi offrono la possibilità di condividere le informazioni con un membro della famiglia, il medico o il personale sanitario.



iHealth MyVitals e MyVitals 2.0

Scarica le app gratuite e personalizzate per il tuo dispositivo iHealth. Ti consentiranno di stabilire i tuoi obiettivi, monitorare i tuoi progressi e gestire le tue condizioni di salute con estrema praticità.

Nuova App Salute di Apple

Con la nuova app Health di Apple, inclusa sui dispositivi dotati del nuovo iOS 8, potrai gestire i tuoi dispositivi iHealth e tutte le app per la salute ed il fitness dal tuo telefonino.

[Clicca qui e guarda la recensione.](#)



L'app dedicata **iHealth SpO2** si integra perfettamente con il pulsossimetro Wireless. Potrai facilmente monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), frequenza del polso (BPM), e indice di perfusione.