



CATALOGO SUTURE, RETI E SPECIALITÀ CHIRURGICHE

CATALOGO GENERALE ITALIANO 2019

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI

Contenuti del catalogo	6
B. Braun "Sharing Expertise"	8
Soluzioni per la chiusura della ferita	9

INFORMAZIONI SUL CONFEZIONAMENTO

RacePack®	10
DDP - Direct Dispense Packaging	11
Facile codifica dei colori delle suture	12
Sistema bar-code e garanzia di elevata qualità	14
Accessori utili ed informazioni sul confezionamento	15

INFORMAZIONI SULL'AGO

Tipologie di aghi	16
Aghi chirurgici	18
Nomenclatura degli aghi	19
Aghi	20

IMMAGINI PRODOTTI

Suture	36
Set	38
Reti	40
Specialità chirurgiche	42
Terapia endoluminale ad effetto "vacuum" e semplice gestione di aghi e lame	44
Suture meccaniche	45

SUTURE ASSORBIBILI

Monosyn® Quick	46
Monosyn®	54
Monoplus®	77
Monomax®	97
Novosyn® Quick	104
Novosyn®	113

SUTURE NON ASSORBIBILI

Optilene®	157
Premicron®	188
Dafilon®	219
Supramid	238
Dagrofil®	245
Silkam®	251
Steelex®	268

SUTURATRICI MECCANICHE

Manipler AZ e ADVAN	272
Levapunti monouso e pluriuso	273

SET

Safil® Parenchyma-Set	274
Securex®	276
Tendo-Loop	278
Cervix-Set	280
Patella-Set	282
Tendofil®	284
Ventrofil®	286
Surgical Loop	288
Steelex® Sternum-Set	290
Steelex® Electrode-Set	294
Pro-Set	296

SEMPLICE GESTIONE DI AGHI E LAME

OP-Magnet	297
-----------	-----

RETI E PROTESI NON ASSORBIBILI

Premilene® Mesh	298
Premilene® Mesh Plug	300
Optilene® Mesh	302
Optilene® Mesh LP	304
Optilene® Mesh Elastic	306
Omyra® Mesh	308
Omyra® Mesh TX	310

RETI E PROTESI ASSORBIBILI

Safil® Mesh	312
Safil® Mesh Bag	314

SPECIALITÀ CHIRURGICHE

Histoacryl®	316
Histoacryl® Flexible	317

FISSAGGIO DELLE RETI

Histoacryl® Pro-Set OFX	318
Histoacryl® LapFix	319

EMOSTATICI

Sangustop®	320
Lytostypt®	321
Cellistypt®	322
Gelita	323
Cera per ossa	324

RIGENERATORE OSSEO

Osteovit®	325
-----------	-----

TERAPIA ENDOLUMINALE AD EFFETTO "VACUUM"

Endo-SPONGE®	326
Eso-SPONGE®	327

CONTENUTI DEL CATALOGO

SUTURE

<p>Assorbibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monosyn® Quick ▪ Monosyn® ▪ MonoPlus® ▪ Monomax® ▪ Novosyn® Quick ▪ Novosyn®
<p>Non assorbibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optilene® ▪ PremiCron® ▪ Dafilon® ▪ Supramid® ▪ Dagrofil® ▪ Silkam® ▪ Steelex®
<p>Suture meccaniche</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manipler AZ ▪ Skin staple remover
<p>Set</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Safil® Parenchyma-Set per organi parenchimatosi ▪ Securex® per le suture intradermiche ▪ Tendo-Loop per la riparazione delle lesioni tendinee secondo la tecnica di Tsuge ▪ Cervix-Set per il trattamento dell'incontinenza della cervice ▪ Patella-Set per le fratture della rotula ▪ Tendofil® per la riparazione delle lesioni tendinee secondo la tecnica di Lengemann ▪ Ventrofil® per il sollievo della tensione ▪ Surgical Loop per la ritenzione di organi e altre strutture ▪ Steelex® Sternum-Set per la chiusura dello sterno ▪ Steelex® Electrode-Set per il controllo e il trattamento delle aritmie ▪ Pro-Set set customizzati per le Vostre particolari esigenze

CONTENUTI DEL CATALOGO

RETI	
Non assorbibili	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Premilene® Mesh mesh in polipropilene tradizionale per la riparazione dell'ernia ▪ Premilene® Mesh Plug plug in polipropilene auto espandibile per la riparazione dell'ernia inguinale ▪ Optilene® Mesh mesh universale per la riparazione dell'ernia inguinale e incisionale ▪ Optilene® Mesh LP mesh super leggera per le procedure di riparazione dell'ernia inguinale ▪ Optilene® Mesh elastic mesh leggera e macroporosa ▪ Omyra® Mesh mesh in PTFE condensato a pori larghi per il posizionamento intra-peritoneale ▪ Omyra® Mesh TX mesh in PTFE condensato a pori esagonali per il posizionamento intra-peritoneale e toracico
Assorbibili	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Safil® Mesh mesh assorbibile per il supporto temporaneo di ferite e organi ▪ Safil® Mesh Bag rete di contenimento assorbibile per la stabilizzazione e emostasi di organi
BIOSURGICALS	
Adesivo tissutale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Histoacryl® adesivo tissutale ▪ Histoacryl® Flexible migliore chiusura delle incisioni chirurgiche
Fissaggio delle reti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Histoacryl® Pro-Set OFX e OFX-1 fissaggio atraumatico delle mesh nella riparazione dell'ernia con tecnica open
Emostatici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sangustop® agente emostatico locale per tutti i tipi di sanguinamento ▪ Lyostypt® agente emostatico locale per sanguinamenti minori ▪ Cellistypt® emostatico locale in cellulosa ossidata riassorbibile ▪ Gelita agente emostatico locale per il supporto e riempimento degli spazi morti ▪ Bone Wax per emostasi meccanica nei sanguinamenti ossei
Rigeneratore osseo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Osteovit® matrice di collagene per il rimpimento dei difetti ossei
Terapia endoluminale ad effetto "vacuum"	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Endo-SPONGE® EVT per tratto colo-rettale ▪ Eso-SPONGE® EVT per tratto esofageo
Semplice gestione di aghi e lame	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Op-Magnet

B. BRAUN "SHARING EXPERTISE"

B. Braun Company



B. Braun è una società con capitale familiare (Braun) animata da un forte senso di responsabilità nei confronti dei propri dipendenti e delle aree geografiche nelle quali opera. Dopo 175 anni di attività, B. Braun è ancora in crescita con l'aiuto delle proprie risorse e reinvestendo continuamente i propri utili per garantire sempre la commercializzazione di prodotti di eccellenza.

"Sharing Expertise" è la base della costruzione di relazioni professionali e per la promozione di scambi di conoscenza e esperienza tra l'azienda e i nostri clienti oltre che per una proficua interazione dentro e con la nostra azienda.

Sharing Expertise



I nostri valori fondamentali sono il posizionamento del nostro marchio e la forza del "brand" B. Braun. Questo esprime la promessa contenuta nel nostro marchio.

Per B. Braun il motto "Sharing Expertise" significa continuo sviluppo di soluzioni efficaci attraverso il dialogo costruttivo con clienti e collaboratori con lo scopo di difendere la salute e migliorare in modo sostenibile la vita delle persone.

Innovazione, Efficienza e Sostenibilità sono i pilastri della nostra filosofia e definiscono le caratteristiche fondamentali sulle quali si basa l'essenza del "brand".

Trasparenza, Fiducia e Stima, strettamente collegati fra loro, costituiscono la base dei valori aziendali che permettono a B. Braun di sviluppare prodotti e servizi di elevata qualità per il mercato sanitario.

SOLUZIONI PER LA CHIUSURA DELLA FERITA

Soluzioni per la chiusura della ferita



Nel 1906 esistevano più di un centinaio di metodi per sterilizzare il Catgut. La svolta arrivò nel 1908 quando una società pionieristica creò una tecnica in grado di assicurare agli ospedali e agli altri presidi medici la costante fornitura di suture sterili e altri presidi medici. Questa società era la B. Braun!

Da allora B. Braun è orientata alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di prodotti innovativi e di eccellenza. Inoltre, per quanto riguarda il settore delle suture, rimaniamo sempre fedeli alle nostre radici, lavorando a stretto contatto con i professionisti della Sanità, facendoli sentire parte dei nostri progetti. Nella divisione CT (Closure Technologies) noi siamo Con Te!



Ampia gamma di prodotti

B. Braun offre un'ampia gamma di suture assorbibili e non assorbibili, set di sutura personalizzati a seconda delle diverse procedure chirurgiche (Pro-Set) e set speciali di sutura, una gamma completa di reti, emostatici ed altri prodotti per la chiusura della ferita.

Alta Qualità

B. Braun ha raggiunto la propria posizione di azienda leader nel settore della chirurgia grazie ai suoi prodotti di alta qualità. Tutti i siti produttivi B. Braun seguono procedure certificate per la gestione della qualità delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, garantendo anche la tracciabilità di ciascun articolo prodotto.



Innovazione

È nostra convinzione che solo i prodotti innovativi, che migliorano i benefici per il cliente, possano garantire un successo a lungo termine sul mercato. I nostri prodotti innovativi, sviluppati dal nostro reparto Ricerca e Sviluppo, sono anche il risultato della condivisione di conoscenze tra i nostri dipendenti competenti e gli esperti ed utilizzatori clinici, coerenti al nostro motto: "Sharing Expertise"

Aesculap Academy

L' "Aesculap Academy" è il più importante forum per la formazione continua nel settore sanitario a livello mondiale. È stata creata per trasmettere conoscenze ed aggiornamenti a medici, specialisti clinici e direttori sanitari. L' "Aesculap Academy" opera in stretta collaborazione con società e associazioni di medici delle varie specializzazioni, cliniche private ed università.



Unico ed innovativo sistema di confezionamento delle suture di B.Braun



B. Braun possiede una lunga storia di conoscenza delle suture e di impiego delle tecnologie più avanzate. Grazie all'utilizzo di questa conoscenza, unita al nostro impegno volto al costante miglioramento e attraverso la collaborazione con gli staff OR in tutto il mondo, B. Braun ha sviluppato la più recente tecnica innovativa di confezionamento delle suture. RacePack® si presenta come un nuovo standard nel confezionamento delle suture capace di incontrare le esigenze dei team chirurgici in un modo interamente nuovo.



- Sistema di confezionamento a singolo step: trasferimento più veloce della sutura, risparmio di tempo per gli staff OR
- Minor effetto memoria: riduzione dell'effetto fino al 40 % rispetto al tradizionale sistema di confezionamento ad oggi presente sul mercato
- Facile identificazione del prodotto

Step di utilizzo



Aprire il confezionamento non-sterile più esterno

- Ampia area di presa



Trasferire il RacePack® sul campo sterile



Afferrare l'ago direttamente dalla confezione tramite il porta-aghi

- La flessibile aletta posteriore consente un'agevole presa dell'ago



Estrarre la sutura verso destra

DDP - DIRECT DISPENSE PACKAGING

Informazioni sul prodotto chiaramente etichettate e facile identificazione del prodotto



Step di utilizzo



Aprire il package non-sterile più esterno



Trasferire sul campo sterile



Sistema di apertura a strappo, indicato dalle frecce colorate



Presenza rapida e diretta dell'ago. Estrarre la sutura verso destra.

FACILE CODIFICA DEI COLORI DELLE SUTURE

Suture assorbibili

	Monosyn® Quick
	Monosyn®
	MonoPlus®
	Monomax®
	Novosyn® Quick
	Novosyn® Safil® Parenchyma-Set

FACILE CODIFICA DEI COLORI DELLE SUTURE

Suture non assorbibili

	Optilene® Securex®	
	PremiCron® Tendo-Loop	
	Dafilon® Supramid	
	Dagrofil® Cervix-Set	
	Silkam®	
	Steelex® Steelex® Electrode-Set Steelex® Sternum-Set	Patella-Set Tendofil® Ventrofil®
	Surgical Loop	

SISTEMA BAR-CODE E GARANZIA DI ALTA QUALITÀ

Data matrix



B. Braun stampa il data matrix del bar-code (2D o bidimensionale) con il codice EAN-128 su ogni singola confezione e scatola, garantendo in questo modo un'univoca identificazione del prodotto, inclusiva di data di scadenza e numero di lotto, ad ogni livello di confezionamento.

Bar-code lineare

Oltre al data matrix, B. Braun stampa su ogni box i bar-code con l'informazione EAN-128.

Informazione EAN-128

- GTIN 13 [Global Trade Item Number] identificatore 01
- Data di scadenza identificatore 17
- Numero di lotto identificatore 10

Bar-code primario



GTIN 13 [Global Trade Item Number]

Bar-code secondario



Data di scadenza e numero di lotto

Tutti i prodotti B. Braun possiedono il marchio CE

I simboli usati per l'etichettatura sono in accordo con la normativa ISO 15223 sui dispositivi medici.



Non riutilizzabile



0123

Marchio CE e identificazione del numero dell'ente notificatore. Prodotto conforme ai requisiti essenziali della Direttiva relativa ai Dispositivi Medici 93/42/EEC



Da consumare entro (anno + mese + giorno) oppure (anno + mese)



Numero di lotto



Sterile salvo confezione aperta o danneggiata. Metodo di sterilizzazione: Ossido di Etilene



ATTENZIONE (si vedano le istruzioni per l'uso)





Sterile salvo confezione aperta o danneggiata. Metodo di sterilizzazione: Raggi Gamma



Numero di catalogo

ACCESSORI UTILI ED INFORMAZIONI SUL CONFEZIONAMENTO

Prodotto	Descrizione	Codice
	<p>Mensola Rack</p> <p>Ciascuna Mensola Rack può contenere fino a 4 scatole di suture.</p>	1091255
	<p>Mensola Base</p> <p>La Mensola Base può contenere fino a 10 Mensole Rack. Può essere fissata al muro.</p>	1091247

Facile identificazione del numero di unità per scatola

Il codice numerico delle suture consiste in 1 lettera e 7 cifre. La lettera identifica il numero di unità presenti in ciascuna scatola.

- M - Scatola da 6 unità
- G - Scatola da 12 unità
- B - Scatola da 24 unità
- C - Scatola da 36 unità

TIPOLOGIE DI AGHI

Ago cilindrico con punta cilindrica



Ago progettato per consentire una facile penetrazione del tessuto e pensato per i tessuti molli. Il corpo dell'ago è appiattito al fine di evitare la rotazione dello stesso sul porta-ago. CV pass è un ago con corpo quadrato invece che appiattito per offrire una maggiore resistenza alla flessione, specificamente progettato per utilizzi in ambito cardiovascolare.



Ago cilindrico con punta tagliente corta



Ago che garantisce una migliore penetrazione attraverso vasi calcificati e tessuti ispessiti. Il corpo dell'ago è appiattito al fine di evitare la rotazione dello stesso sul porta-ago. L'ago CV pass possiede un corpo quadrato invece che appiattito per offrire una maggiore resistenza alla flessione ed è specificamente progettato per utilizzi in ambito cardiovascolare.



Ago cilindrico con punta Trocar




Ago con robusta punta tagliente sui quattro lati che si fonde in un corpo cilindrico. Il corpo dell'ago è appiattito al fine di evitare la rotazione dello stesso sul porta-ago. Questo ago permette una buona penetrazione attraverso tessuti ispessiti al fine di evitare traumi tissutali.



Ago cilindrico con punta sternale



Ago a corpo cilindrico che gradualmente si assottiglia in una punta tagliente su tre lati. Il corpo dell'ago è appiattito al fine di evitare la rotazione dello stesso sul porta-ago. Questo ago è specificamente progettato per la chiusura dello sterno.



Ago cilindrico con punta smussa



Ago a corpo cilindrico dotato di punta smussa che non taglia i tessuti. Il corpo dell'ago è appiattito al fine di evitare la rotazione dello stesso sul porta-ago. Questo ago è raccomandato per tessuti parenchimatosi per evitare il danneggiamento di tessuti nelle strutture circostanti.



TIPOLOGIE DI AGHI

Ago cilindrico con punta di protezione



Ago specificamente progettato per minimizzare le lesioni da ago. Questo ago consente la penetrazione della fascia, ma riduce il rischio di accidentali lesioni da ago. Ago a sezione triangolare con bordi arrotondati non taglienti per aumentare le prestazioni che gradualmente si assottiglia in una estremità cilindrica con punta di protezione.



Ago tagliente




Ago a sezione triangolare con punta tagliente esterna. Progettato per penetrare attraverso i tessuti.



Ago tagliente con punta di precisione



Ago con speciale geometria a punta sottile tagliente esterna. Il corpo dell'ago è leggermente appiattito dopo la punta per garantire una maggiore stabilità sul porta-ago. Ago ideale per la chirurgia plastica dove il risultato cosmetico è importante.



Ago lanceolato



Ago a punta speciale progettata per passare attraverso strutture oftalmiche senza danneggiare lo strato superiore e inferiore dello stroma.




Ago Dermaslide



Ago tagliente specificamente disegnato con una punta micro-affilata sui due lati, che permette una penetrazione progressiva e scorrevole attraverso i tessuti. L'ago è rivestito di uno strato di silicone uniforme. Il corpo dell'ago ha un design trapezoidale unico per minimizzare il trauma tissutale. La micro-punta è ingegnerizzata in modo da rimanere affilata dopo molti passaggi.



Elevata performance degli aghi chirurgici



Qualità ed ottima performance

Gli aghi B. Braun hanno ottenuto nel corso degli anni il riconoscimento della propria qualità ed alta performance.

Costante sviluppo

B. Braun si avvale di tecnologie all'avanguardia ed è impegnata costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuove tipologie di aghi per rispondere alle esigenze di tutte le discipline chirurgiche

Oltre 300 differenti tipi di aghi

B. Braun offre più di 300 diversi tipi di aghi per soddisfare le necessità delle differenti specialità chirurgiche così come le preferenze personali del chirurgo.

Aghi al top della gamma



Gli aghi Easyslide e CV pass sono il risultato di una approfondita ricerca sulla tecnologia metallurgica applicata all'esperienza clinica.

Resistenza alla flessione

Con aghi ad elevata performance

- Acciaio speciale che conferisce forza maggiore
- Ottima resistenza alla flessione e alla rottura

Penetrazione

Speciale design della punta

- Penetrazione performante continua, passaggio dopo passaggio
- Trattamento levigante della superficie che migliora la capacità di penetrazione dell'ago

NOMENCLATURA DEGLI AGHI

Per identificare le diverse tipologie di ago, B.Braun usa la seguente nomenclatura:


A		B		C		12		D	
Curvatura		Corpo		Punta		Lunghezza		Spessore	
S	1/8 cerchio	R	cilindrico	T	punta trocar	Questa misura si riferisce alla distanza tra punta e coda dell'ago, misurata lungo la lunghezza dell'ago in mm.	ff	super sottile	
V	1/4 cerchio	S	tagliente	N	punta smussa		f	ago sottile	
D	3/8 cerchio	L	lanceolato	S	punta sternale		s	rinforzato	
H	1/2 cerchio			C	punta tagliente corta		ss	super rinforzato	
F	5/8 cerchio			M	micro-punta		v	a rottura controllata	
G	retto			MP	punta di precisione		b	nero	
P	curvatura progressiva			m	micro ago				
J	uncino			mV	micro vascolare				
SK	slitta			B	punta di protezione				

Esempio

H	R	C	26
---	---	---	----

HRC 26: ago 1/2 cerchio a corpo cilindrico con punta tagliente corta, lungo 26 mm.


Angolo di curvatura






















Aghi "take off" a distacco controllato

Per rimuovere l'ago dalla sutura senza l'aiuto delle forbici, la sutura dovrebbe essere tesa e l'ago tenuto saldamente nel porta-ago. L'ago sarà poi liberato dalla sutura con una decisa trazione del porta-ago.
































Others



AGHI

● Aghi cilindrici (aghi micro vascolari) – Aghi micro vascolari a punta cilindrica					
	Ago		Angolo (°)	Lunghezza (mm)	Diametro (µm)
3/8 cerchio	DRmV 6b		135	6,4	140
	DRmV 8b		135	7,9	140
	DRmV 10b		135	9,3	200
	DRmV 13b				
curvatura progressiva	PRmV 8b		85 / 101	7,9	200
	PRmV 10b		95 / 90	9,3	200
● Aghi cilindrici (micro aghi) – Micro aghi a punta cilindrica					
1/2 cerchio	HRm 4		180	4,0	70
	HRm 6		180	6,5	200
	HRm 8		180	7,8	140
3/8 cerchio	DRm 3		135	3,8	50
	DRm 4		135	4,0	70
	DRm 4s		135	4,0	140
	DRm 5		135	5,0	100
	DRm 6		135	6,4	140
	DRm 8		135	7,9	140
	DRm 10b		135	9,3	200
curvatura progressiva	PRm 4		95 / 110	4,0	70
	PRm 5		100 / 90	5,0	100
	PRm 6		100 / 95	6,4	140

AGHI

● Aghi cilindrici (aghi micro vascolari) – Aghi micro vascolari a punta cilindrica				
	HR 6		HR 22ss	
	HR 8		HR 26ffb	
	HR 10f		HR 26f	
	HR 10		HR 26fb	
	HR 13ff		HR 26	
	HR 13f		HR 26b	
	HR 13		HR 26s	
	HR 13b		HR 26ss	
1/2 cerchio	HR 13ss		HR 26ss	
	HR 17f			
	HR 17		HR 30	
	HR 17b			
	HR 17s		HR 30s	
	HR 20			
	HR 20b		HR 30ss	
	HR 22			
	HR 22b		HR 37	
	HR 22s			



Aghi cilindrici – Aghi a corpo cilindrico

HR 37S



HR 48



HR 37ss



HR 60



HR 40



HR 65



1/2
cerchio

HR 40s



HR 70



HR 40ss



HR 43



































HR 76
















HR 43s



AGHI

● Aghi cilindrici – Aghi a corpo cilindrico				
3/8 cerchio	DR 6		DR 13s	
	DR 6b		DR 15	
	DR 6s		DR 18	
	DR 8f		DR 18b	
	DR 8fb		DR 22	
	DR 8		DR 22b	
	DR 8b		DR 26	
	DR 10f		DR 32	
	DR 10fb		DR 39	
	DR 10		DR 48	
	DR 10b			
	DR 12			
	DR 13			
	DR 13b			
	5/8 cerchio	FR 13		FR 26s
FR 17			FR 31	
FR 22			FR 36	
FR 26			FR 40	
FR 26b				

AGHI

● Aghi cilindrici – Aghi a corpo cilindrico				
5/8 cerchio	FR 65		FR 110	
	JR 30		JR 36ss	
uncino	JR 30s		JR 40s	
	SKR 19		SKR 26	
ski	SKR 22		SKR 26b	
	PR 13b		PR 24	
curvatura progressiva	PR 16			

AGHI



Aghi cilindrici – Aghi a corpo cilindrico

	GR 19		GR 65	
retto	GR 19b		GR 70	
	GR 35		GR 75	
	GR 51			



Aghi cilindrici con punta tagliente corta (micro vascolari) – Aghi micro vascolari a corpo cilindrico con punta tagliente corta

	Ago		Angolo (°)	Lunghezza (mm)	Diametro (µm)
3/8 cerchio	DRCmV 10b		135	9,3	200
curvatura progressiva	PRCmV 10b		95 / 90	9,3	200



Aghi cilindrici con punta tagliente corta (micro aghi) – Micro aghi a corpo cilindrico con punta tagliente corta

3/8 cerchio	DRCm 3		135	3,5	100
	DRCm 4		135	4,2	140
	DRCm 5		135	5,0	100
	DRCm 6		135	6,4	140
	DRCm 8		135	7,9	140
	DRCm 10b		135	9,3	200
curvatura progressiva	PRCm 4		95 / 110	4,0	70
	PRCm 5		100 / 90	5,0	100
	PRCm 6		100 / 95	6,4	140
	PRCm 10b		95 / 90	9,3	200

AGHI



Aghi cilindrici con punta tagliente corta – Aghi a corpo cilindrico con punta tagliente corta


1/2
cerchio

HRC 10		HRC 30s	
HRC 13		HRC 37	
HRC 13b		HRC 37s	
HRC 17f		HRC 37ss	
HRC 17		HRC 40	
HRC 17b		HRC 40s	
HRC 20		HRC 43	
HRC 20s		HRC 43s	
HRC 22		HRC 43ss	
HRC 22b			
HRC 26			
HRC 26b			
HRC 26s			
HRC 30			

AGHI



Aghi cilindrici con punta tagliente corta – Aghi a corpo cilindrico con punta tagliente corta



3/8 cerchio	DRC 6		DRC 13s	
	DRC 6b		DRC 15	
	DRC 8		DRC 18	
	DRC 8b			
	DRC 10		DRC 18b	
	DRC 10b			
	DRC 10s		DRC 22	
	DRC 12			
	DRC 13		DRC 26	
	DRC 13b			
5/8 cerchio	FRC 10		FRC 22	
uncino	JRC 30s			
curvatura progressiva	PRC 10		PRC 13b	
	PRC 13		PRC 24	

AGHI



Aghi cilindrici – Aghi a corpo cilindrico con punta trocar

1/2
cerchio

HRT 13



HRT 40s



HRT 17



HRT 43



HRT 20s



HRT 43s



HRT 22



HRT 26



HRT 48



HRT 26s



HRT 30



HRT 55



HRT 30s



HRT 37



HRT 37s














HRT 80







HRT 40


















AGHI

⊕ Aghi cilindrici – Aghi a corpo cilindrico con punta trocar				
3/8 cerchio	DRT 10		DRT 22	
	DRT 12		DRT 26	
	DRT 15		DRT 32	
	DRT 18			
5/8 cerchio	FRT 17		FRT 65	
retto	GRT 25		GRT 40	

⊙ Aghi cilindrici con punta sternale – Aghi a corpo cilindrico con punta sternale				
1/2 cerchio	HRS 40		HRS 55	
	HRS 48		HRS 60	

AGHI

○ Aghi cilindrici a punta smussa – Aghi a corpo cilindrico con punta smussa				
	HRN 30		HRN 50s	
	HRN 35		HRN 60	
	HRN 40		HRN 65	
1/2 cerchio	HRN 45		HRN 75	
	HRN 48		HRN 85	
	HRN 50			
3/8 cerchio	DRN 16		DRN 64	
	DRN 25			
retto	GRN 12			



Aggi cilindrici con punta di protezione – Aggi a corpo cilindrico con punta di protezione

HRB 26



HRB 48



HRB 37s



1/2
cerchio

HRB 40s

























HRB 65

















HRB 45



AGHI

▼ Aghi taglienti				
	HS 9		HS 40	
	HS 15		HS 40s	
	HS 17ss		HS 40ss	
	HS 18			
	HS 21		HS 48f	
	HS 23			
	HS 23ss		HS 48	
1/2 cerchio	HS 26			
	HS 26s		HS 55	
	HS 26ss			
	HS 30		HS 60	
	HS 37			
	HS 37s		HS 120	
	HS 37ss			

AGHI

▼ Aghi taglienti				
	DS 9		DS 48	
	DS 12			
	DS 16f		DS 60	
	DS 16			
	DS 19f		DS 76	
3/8 cerchio	DS 19			
	DS 24		DS 80	
	DS 30			
	DS 35		DS 90	
	DS 39			
	DS 45		DS 100	
5/8 cerchio	FS 25			

AGHI

▼ Aghi taglienti				
	GS 13		GS 60	
	GS 40		GS 65	
retto	GS 45		GS 65v	
	GS 51		GS 75	
	GS 51v		GS 81	
	GS 60f		GS 90v	

▼ Aghi taglienti con punta di precisione				
1/2 cerchio	HSMP 7		HSMP 15	
	HSMP 9		HSMP 18	
	HSMP 12			
3/8 cerchio	DSMP 6		DSMP 19	
	DSMP 7		DSMP 24	
	DSMP 9		DSMP 24s	
	DSMP 11		DSMP 30	
	DSMP 13f		DSMP 35	
	DSMP 13			
	DSMP 15		DSMP 39	
	DSMP 16			
	DSMP 16s			
	curvatura progressiva	PSMP 16		

AGHI

▼ Aghi lanceolati – Aghi micro-lanceolati					
	Ago		Angolo (°)	Lunghezza (mm)	Diametro (µm)
1/2 cerchio	HLM 6	☺	160	5,6	150
	HLM 6s	☺	175	6,0	200
	HLM 8	☺	175	8,0	200
3/8 cerchio	DLm 4	☺	135	4,0	125
	DLm 5	☺	140	4,9	150
	DLm 6	☺	140	6,1	150
	DLm 6s	☺	137	6,6	200
1/4 cerchio	VLM 6s	☺	97	6,6	200
1/8 cerchio	SLm 6	☺	44	6,2	150
curvatura progressiva	PLm 5	☺	90 / 50	4,8	150
retto	GLm 16	—	-	16,0	150

▼ Aghi lanceolati con micro punta					
1/2 cerchio	HLM 6	☺		HLM 8	☺
1/4 cerchio	VLM 6	☺		VLM 10	☺
	VLM 8	☺			
3/8 cerchio	DLM 11	☺			

SUTURE

Assorbibili



SUTURE

Non assorbibili



SET

Set



SET

Set



RETI

Non assorbibili



RETI

Assorbibili



IMMAGINI PRODOTTI

SPECIALITÀ CHIRURGICHE

Adesivi tissutali



Fissaggio delle reti



Rigeneratore osseo



SPECIALITÀ CHIRURGICHE

Emostatici



TERAPIA ENDOLUMINALE AD EFFETTO "VACUUM" E SEMPLICE GESTIONE DI AGHI E LAME

Terapia endoluminale ad effetto "vacuum"



Semplice gestione di aghi e lame



SUTURE MECCANICHE

Suture meccaniche



SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN® QUICK

Descrizione



Monosyn® Quick è una sutura sintetica monofilamento, assorbibile a breve termine, incolore, in gliconato, per l'approssimazione dei tessuti molli con un processo di guarigione veloce.

Monosyn® Quick offre eccellenti caratteristiche di maneggevolezza e sicurezza elevata del nodo.


Indicazioni

- Chirurgia plastica
- Ginecologia / Ostetricia
- Urologia e Pediatria
- Odontoiatria e ENT
- Maxillo-facciale








































Vantaggi

























- Profilo di assorbimento a breve termine
- Alta resistenza del nodo
- Caratteristiche superiori di maneggevolezza

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento
Filamento	
Colore	Incolore
Composizione chimica	Gliconato (72% glicolide, 14% trimetilene carbonato, 14% ε-caprolattone)
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 6/0 (EP 0,7) a USP 1 (EP 4)
Tipo di assorbimento	Assorbimento per idrolisi Completo assorbimento a 56 giorni
Sterilizzazione	Ossido di etilene

























Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		incolore	6/0	0,7	45		36	C0025193
		incolore	5/0	1	45		36	C0025194
		incolore	5/0	1	70		36	C0025207
		incolore	4/0	1,5	45		36	C0025195
1/2 cerchio		incolore	6/0	0,7	45		36	C0025216
		incolore	5/0	1	45		36	C0025225
		incolore	5/0	1	70		12	G0025051
		incolore	4/0	1,5	70		12	G0025052
1/2 cerchio		incolore	4/0	1,5	70		36	C0025053
		incolore	3/0	2	70		12	G0025245
		incolore	3/0	2	45		36	C0025160
		incolore	3/0	2	70		12	G0025246
1/2 cerchio		incolore	2/0	3	70		36	C0025247
		incolore	4/0	1,5	70		36	C0025057
		incolore	3/0	2	70		36	C0025058
		incolore	2/0	3	70		36	C0025059
1/2 cerchio		incolore	0	3,5	70		36	C0025060
		incolore	2/0	3	70		36	C0025361
		incolore	0	3,5	70		36	C0025165
		incolore	2/0	3	70		36	C0025361
1/2 cerchio		incolore	2/0	3	70		12	G0025294
		incolore	0	3,5	70		12	G0025295
		incolore	1	4	70		36	C0025296
1/2 cerchio		incolore	3/0	2	70		36	C0025064
		incolore	3/0	2	90		36	C0025070
		incolore	2/0	3	70		36	C0025065
		incolore	2/0	3	90		36	C0025065
		incolore	2/0	3	90		36	C0025071
		incolore	0	3,5	70		36	C0025066
		incolore	0	3,5	90		36	C0025072
		incolore	1	4	70		36	C0025067
		incolore	1	4	90		36	C0025073




































Ago cilindrico - Punta cilindrica								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HR 40s</p>	incolore	3/0	2	90		36	C0025080
		incolore	2/0	3	70		36	C0025076
		incolore	0	3,5	70		36	C0025077
		incolore	0	3,5	90		36	C0025082
		incolore	1	4	70		36	C0025078
		incolore	1	4	90		36	C0025083
1/2 cerchio	 <p>HR 43</p>	incolore	0	3,5	70		36	C0025176
1/2 cerchio	 <p>HR 43s</p>	incolore	0	3,5	90		36	C0025370
1/2 cerchio	 <p>HR 48</p>	incolore	2/0	3	90		36	C0025086
		incolore	0	3,5	90		36	C0025087
		incolore	1	4	90		36	C0025088
1/2 cerchio	 <p>HR 65</p>	incolore	2/0	3	90		24	B0025261
5/8 cerchio	 <p>FR 26</p>	incolore	2/0	3	70		36	C0025047
5/8 cerchio	 <p>FR 36</p>	incolore	0	3,5	70		36	C0025119
retto	 <p>GR 19</p>	incolore	5/0	1	45		36	C0025114
		incolore	4/0	1,5	45		36	C0025115

SUTURE ASSORBIBILI



























MONOSYN® QUICK

Ago cilindrico - Punta trocar T									
	Ago	Colore	USP	EP	Angolo (°)	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio	DRT 12 	incolore	6/0	0,7		45		36	C0025235
3/8 cerchio	DRT 18 	incolore	5/0	1		45		36	C0025236
		incolore	4/0	1,5		70		36	C0025313
		incolore	3/0	2		70		36	C0025314
1/2 cerchio	HRT 17 	incolore	5/0	1		70		36	C0025152
1/2 cerchio	HRT 37 	incolore	2/0	3		90		36	C0025091
		incolore	2/0	3		120		36	C0025096
		incolore	0	3,5		90		36	C0025092
		incolore	1	4		90		36	C0025093
1/2 cerchio	HRT 37s 	incolore	2/0	3		70		36	C0025103
1/2 cerchio	HRT 43 	incolore	0	3,5		90		36	C0025284
		incolore	1	4		90		36	C0025285
1/2 cerchio	HRT 48 	incolore	0	3,5		90		36	C0025275
Ago cilindrico - Punta smussa									
1/2 cerchio	HRN 35 	incolore	0	3,5		70		36	C0025177
1/2 cerchio	HRN 65 	incolore	0	3,5	180	70		24	B0025139










SUTURE ASSORBIBILI
MONOSYN® QUICK

Ago tagliente								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio	DS 12 	incolore	6/0	0,7	45		36	C0025134
		incolore	5/0	1	45		36	C0025135
		incolore	5/0	1	70		36	C0025323
		incolore	4/0	1,5	45		36	C0025136
		incolore	4/0	1,5	70		36	C0025304
		incolore	3/0	2	45		36	C0025169
3/8 cerchio	DS 16 	incolore	5/0	1	45		36	C0025125
		incolore	5/0	1	70		36	C0025331
		incolore	4/0	1,5	45		12	G0025126
		incolore	4/0	1,5	70		12	G0025332
		incolore	3/0	2	70		36	C0025333
3/8 cerchio	DS 19 	incolore	6/0	0,7	70		36	C0025005
		incolore	5/0	1	45		36	C0025001
		incolore	5/0	1	70		36	C0025006
		incolore	4/0	1,5	45		36	C0025002
		incolore	4/0	1,5	70		36	C0025007
		incolore	3/0	2	45		36	C0025003
		incolore	3/0	2	70		36	C0025008
		incolore	2/0	3	70		36	C0025009
3/8 cerchio	DS 24 	incolore	4/0	1,5	70		36	C0025011
		incolore	3/0	2	45		36	C0025351
		incolore	3/0	2	70		36	C0025012
		incolore	2/0	3	45		36	C0025352
		incolore	2/0	3	70		36	C0025013
		incolore	0	3,5	70		36	C0025342
3/8 cerchio	DS 30 	incolore	3/0	2	70		12	G0025014
		incolore	2/0	3	70		12	G0025015
		incolore	0	3,5	70		36	C0025017
1/2 cerchio	HS 15 	incolore	5/0	1	45		36	C0025143

























SUTURE ASSORBIBILI
MONOSYN® QUICK

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		incoloro	3/0	2	70		36	C0025379
1/2 cerchio		incoloro	4/0	1,5	45		36	C0025388
		incoloro	3/0	2	45		36	C0025389
1/2 cerchio		incoloro	0	3,5	70		12	G0025174
1/2 cerchio		incoloro	2/0	3	90		36	C0025265
		incoloro	0	3,5	90		36	C0025266
1/2 cerchio		incoloro	0	3,5	90		36	C0025256
		incoloro	1	4	90		36	C0025257
retto		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0025180
		incoloro	3/0	2	70		36	C0025181
		incoloro	2/0	3	70		36	C0025182
		incoloro	0	3,5	70		36	C0025172
retto		incoloro	3/0	2	70		36	C0025186
Ago Dermaslide - Punta di precisione								
3/8 cerchio		incoloro	6/0	0,7	45		12	G0025807
		incoloro	5/0	1	45		36	C0025805
3/8 cerchio		incoloro	5/0	1	45		12	G0025806
		incoloro	4/0	1,5	45		36	C0025802

Ago Dermaslide - Punta di precisione









	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio		incoloro	4/0	1,5	45		12	G0025803
3/8 cerchio		incoloro	5/0	1	45		36	C0025808
		incoloro	4/0	1,5	45		12	G0025804
		incoloro	3/0	2	70		36	C0025801
3/8 cerchio		incoloro	3/0	2	45		36	C0025809
		incoloro	3/0	2	70		36	C0025138

Ago tagliente - Punta di precisione


3/8 cerchio		incoloro	6/0	0,7	45		36	C0025020
		incoloro	5/0	1	45		36	C0025021
		incoloro	5/0	1	70		36	C0025112
3/8 cerchio		incoloro	6/0	0,7	45		12	G0025023
		incoloro	6/0	0,7	70		36	C0025111
		incoloro	5/0	1	45		12	G0025024
		incoloro	5/0	1	70		36	C0025113
		incoloro	4/0	1,5	45		12	G0025025
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0025337
3/8 cerchio		incoloro	6/0	0,7	45		36	C0025027
		incoloro	5/0	1	45		12	G0025028
		incoloro	4/0	1,5	45		36	C0025029
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0025130
		incoloro	3/0	2	45		12	G0025030
3/8 cerchio		incoloro	5/0	1	45		36	C0025031
		incoloro	4/0	1,5	45		36	C0025032
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0025036
		incoloro	3/0	2	45		36	C0025033
		incoloro	3/0	2	70		12	G0025037
		incoloro	2/0	1	70		12	G0025038

SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN® QUICK

Ago tagliente - Punta di precisione								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio		incolore	4/0	1,5	45		36	C0025039
		incolore	4/0	1,5	70		36	C0025042
		incolore	3/0	2	45		12	G0025040
		incolore	3/0	2	70		36	C0025043
		incolore	2/0	3	70		36	C0025044
1/2 cerchio		incolore	4/0	1,5	45		36	C0025101
Suture pretagliate								
1 filo di 150 cm	incolore	3/0	2	1 x 150		36	C0025320	

Descrizione



Monosyn® è una sutura sintetica monofilamento, riassorbibile a medio termine, non rivestita, in gliconato, disponibile in colore neutro per la sutura delle ferite superficiali e in colore viola per gli altri utilizzi.

Monosyn® ha proprietà di maneggevolezza ed elevata sicurezza delle legature.

Monosyn® è consigliato per tutti i tessuti molli.


Indicazioni

- Chiusura della pelle in chirurgia gastrointestinale
- Ginecologia
- Ostetricia
- Urologia (intracutanea, sottocutanea)
- Legature pediatriche
- Chiusura dei tessuti molli in tutte le specialità

Vantaggi

- Profilo di degradazione ideale per tessuti molli
- Passaggio agevole del filo attraverso i tessuti
- Buona maneggevolezza
- Resistenza e sicurezza dei nodi
- Assorbimento rapido




































Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento
Filamento	
Colore	Viola / Incolore
Composizione chimica	Gliconato (72% Glicolide, 14% Trimetilene carbonato, 14% ε-caprolattone)
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 7/0 (EP 0,5) a USP 2 (EP 5)
Tipo di assorbimento	Assorbimento per idrolisi Completo assorbimento a 60 - 90 giorni
Sterilizzazione	Ossido di etilene




































SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
3/8 cerchio	2xDR 8 	viola	5/0	1	45			36	C0022582
3/8 cerchio	2xDR 10 	viola	6/0	0,7	90			36	C0022829
3/8 cerchio	DR 12 	viola	6/0	0,7	70			36	C0022095
		viola	5/0	1	70			36	C0022096
3/8 cerchio	2xDR 12 	viola	6/0	0,7	70			36	C0022854
		viola	5/0	1	90			36	C0022830
3/8 cerchio	DR 18 	viola	5/0	1	70			36	C0022093
		viola	4/0	1,5	70			36	C2022094
		viola	4/0	1,5	70			36	C0022094
3/8 cerchio loop	DR 18 	viola	3/0	2	30			36	C0022783
3/8 cerchio	DR 22 	viola	4/0	1,5	70			12	G0022110
		viola	3/0	2	70			36	C2022100
		viola	3/0	2	70			36	C0022100
		viola	2/0	3	30			36	C0022098
3/8 cerchio	DR 26 	viola	3/0	2	70			12	G0022117
		viola	3/0	2	120			36	C0022121
		viola	2/0	3	70			12	G0022118
3/8 cerchio	2xDR 26 	viola	3/0	2	70			36	C0022790
3/8 cerchio	DR 32 	viola	4/0	1,5	70			36	C0022111
		viola	3/0	2	70			36	C0022101
		viola	2/0	3	70			36	C0022106
		viola	0	3,5	70			36	C0022125
		viola	1	4	70			36	C0022126




































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
3/8 cerchio 	viola	2/0	3	70			36	C0022863
3/8 cerchio 	viola	1	4	90			36	C0022229
1/2 cerchio 	viola	6/0	0,7	70			36	C0022123
1/2 cerchio 	viola	7/0	0,5	45			12	G0022132
	viola	6/0	0,7	4 x 45			36	C0022019
	viola	6/0	0,7	70			36	C0022007
	incoloro	6/0	0,7	70			36	C0023007
	viola	5/0	1	70			36	C2022008
	viola	5/0	1	70			12	G0022008
	incoloro	5/0	1	70			36	C0023008
	viola	4/0	1,5	70			36	C0022009
1/2 cerchio 	incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023009
	viola	6/0	0,7	70			36	C0022301
1/2 cerchio 	viola	6/0	0,7	70			36	C0022801
	viola	5/0	1	70			36	C0022800
1/2 cerchio 	viola	6/0	0,7	70			12	G0022002
	viola	6/0	0,7	90			36	C0022238
	viola	6/0	0,7	120			36	C0022257
	viola	5/0	1	70			12	G2022003
	viola	5/0	1	70			12	G0022003
	viola	5/0	1	90			12	G0022810
	viola	5/0	1	120			36	C0022259
	incoloro	5/0	1	70			36	C0023003
	incoloro	4/0	1	70			12	G2022004
viola	4/0	1,5	70			12	G0022004	





































SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	90			12	G0022811
		viola	4/0	1,5	120			36	C0022262
		incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023004
		viola	4/0	1,5	4 x 45			36	C0022501
		viola	4/0	1,5	8 x 45			6	M0022938
		viola	3/0	2	70			36	C2022005
		viola	3/0	2	70			12	G0022005
		incoloro	3/0	2	70			36	C0023005
		viola	3/0	2	4 x 45			36	C0022502
		viola	3/0	2	4 x 45			6	M0022939
		incoloro	2/0	3	70			36	C0023006
		1/2 cerchio		viola	5/0	1	70		
viola	4/0			1,5	70			36	C0022688
viola	3/0			2	70			36	C0022689
1/2 cerchio		viola	5/0	1	70			12	G0022803
		viola	4/0	1,5	70			36	C0022804
		viola	3/0	2	70			36	C0022805
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70			36	C0022626
1/2 cerchio		viola	6/0	0,7	45			36	C0022412
		viola	5/0	1	45			36	C0022413
		viola	5/0	1	70			36	C0022013
		viola	4/0	1,5	70			12	G2022014
		viola	4/0	1,5	70			12	G0022014
		viola	4/0	1,5	90			36	C0022240
		viola	4/0	1,5	120			36	C0022263
		incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023014
		viola	4/0	1,5	4 x 45			36	C0022510
		viola	4/0	1,5	8 x 45			6	M0022695

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	4 x 70			36	C0022061
		viola	3/0	2	70			23	G2022015
		viola	3/0	2	30			36	C0022017
		viola	3/0	2	45			36	C0022415
		viola	3/0	2	70			12	G0022015
		viola	3/0	2	90			36	C0022246
		viola	3/0	2	120			36	C0022519
		incoloro	3/0	2	70			36	C0023015
		viola	3/0	2	4 x 45			36	C0022511
		viola	3/0	2	8 x 45			6	M0022696
		viola	2/0	3	30			36	C0022018
		viola	2/0	3	70			36	C0022016
		viola	2/0	3	120			36	C0022520
		incoloro	2/0	3	70			36	C0023016
		viola	2/0	3	4 x 45			36	C0022512
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70			36	C2022659
		viola	4/0	1,5	70			36	C0022659
		viola	4/0	1,5	8 x 45			6	M0022627
		viola	4/0	1,5	4 x 70			36	C0022064
		viola	3/0	2	8 x 45			6	M0022148
		viola	3/0	2	70			36	C0022660
		viola	2/0	3	70			36	C0022661
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70			36	C0022814
		viola	4/0	1,5	90			36	C0022914
		viola	3/0	2	70			36	C0022815
		viola	3/0	2	90			36	C0022915
		incoloro	3/0	2	90			36	C0023915
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70			36	C0022632
		viola	4/0	1,5	90			36	C0022638
		viola	3/0	2	70			36	C0022639

SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
	viola	5/0	1	90			36	C0022423
	viola	4/0	1,5	70			12	G2022024
	viola	4/0	1,5	70			12	G0022024
	viola	4/0	1,5	90			12	G0022422
	viola	4/0	1,5	120			36	C0022524
	incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023024
	viola	4/0	1,5	4 x 45			36	C0022521
	viola	4/0	1,5	8 x 45			6	M0022260
	viola	4/0	1,5	4 x 70			36	C0022571
	viola	3/0	2	70			12	G2022025
	viola	3/0	2	90			12	G2022425
	viola	3/0	2	30			36	C0022022
	viola	3/0	2	70			12	G0022025
	viola	3/0	2	90			12	G0022425
	viola	3/0	2	120			36	C0022424
	incoloro	3/0	2	70			36	C0023025
	viola	3/0	2	4 x 45			36	C0022522
	viola	3/0	2	8 x 45			6	M0022261
	viola	3/0	2	4 x 70			36	C0022572
	viola	2/0	3	30			36	C0022023
	viola	2/0	3	70			12	G0022026
	viola	2/0	3	90			12	G0022426
	viola	2/0	3	120			36	C0022525
	incoloro	2/0	3	70			36	C0023026
	viola	2/0	3	4 x 45			36	C0022523
	viola	0	3,5	70			12	G0022027
	viola	0	3,5	90			36	C0022250
	viola	0	3,5	120			36	C0022526
	viola	1	4	70			36	C0022028
	viola	4/0	1,5	70			36	C0022643
	viola	3/0	2	70			36	C2022357
	viola	3/0	2	70			36	C0022357
	viola	3/0	2	8 x 45			6	M0022153
	viola	3/0	2	8 x 70			6	M0022646
	viola	2/0	3	70			36	C0022358









































1/2
cerchio



1/2
cerchio







































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
1/2 cerchio 	viola	4/0	1,5	70			36	C0022823
	viola	4/0	1,5	90			36	C0022824
	viola	3/0	2	90			12	G2022825
	viola	3/0	2	70			36	C0022835
	viola	3/0	2	90			36	C0022825
	viola	2/0	3	20			36	C0022296
	viola	2/0	3	70			36	C0022836
	viola	2/0	3	90			36	C0022826
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	70			36	C0022649
	viola	3/0	2	90			36	C0022650
	viola	2/0	3	70			36	C0022654
1/2 cerchio 	viola	2/0	3	90			36	C0022218
1/2 cerchio 	viola	4/0	1,5	70			36	C0022084
	viola	3/0	2	70			36	C0022085
	viola	3/0	2	90			36	C0022485
	viola	2/0	3	70			12	G0022486
	viola	2/0	3	90			36	C0022486
	viola	0	3,5	70			36	C0022087
	viola	0	3,5	90			36	C0022487
	viola	1	4	70			36	C0022088
	viola	1	4	90			36	C0022488
	viola	2	5	70			36	C0022089
	1/2 cerchio 	viola	4/0	1,5	70			36
viola		3/0	2	70			12	G2022035
viola		3/0	2	70			12	G0022035
viola		3/0	2	4 x 45			36	C0022585
viola		2/0	3	70			12	G0022036
viola		2/0	3	90			36	C0022496
viola		0	3,5	70			12	G0022037
viola		0	3,5	90			36	C0022497
incoloro		0	3,5	70			36	C0023037
viola		1	4	70			36	C0022038
viola		2	5	70			12	G0022039































SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	70			36	C0022435
	viola	3/0	2	90			36	C0022535
	viola	2/0	3	70			36	C0022436
	viola	2/0	3	90			36	C0022536
1/2 cerchio 	viola	1	4	70			36	C0022042
	viola	4/0	1,5	70			36	C0022044
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	90			36	C2022445
	viola	3/0	2	70			36	C0022045
	viola	3/0	2	90			36	C0022445
	viola	2/0	3	70			12	G0022046
	viola	2/0	3	90			36	C0022446
	viola	2/0	3	4 x 45			36	C0022542
	viola	0	3,5	70			12	G0022047
	viola	0	3,5	90			36	C0022447
	incoloro	0	3,5	70			36	C0023045
	viola	0	3,5	4 x 45			24	B0022543
	viola	1	4	70			12	G0022048
	viola	1	4	90			12	G0022448
	viola	2	5	70			36	C0022049
	1/2 cerchio 	viola	3/0	2	70			36
incoloro		3/0	2	90			36	C0023930
viola		2/0	3	70			36	C0022056
viola		2/0	3	90			36	C0022456
incoloro		2/0	3	90			36	C0023456
incoloro		2/0	3	4 x 70			36	C0023546
viola		0	3,5	70			36	C0022057
viola		0	3,5	90			36	C0022457
incoloro		0	3,5	90			36	C0023081
viola		1	4	70			36	C0022058
viola	1	4	90			36	C0022458	
incoloro	1	4	120			24	B0023470	







































Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0022066
		viola	2/0	3	90		36	C0022466
		viola	0	3,5	70		12	G0022067
		viola	0	3,5	90		36	C0022467
		viola	0	3,5	4 x 45		24	B0022548
		viola	1	4	70		12	G0022068
		viola	1	4	90		12	G0022468
		viola	2	5	70		36	C0022069
		viola	2	5	90		24	B0022469
1/2 cerchio		viola	2/0	3	90		36	C0022076
		viola	0	3,5	90		36	C0022077
		viola	0	3,5	150		24	B0022292
		incoloro	0	3,5	120		24	B0023479
		viola	1	4	90		12	G0022078
		viola	1	4	120		24	B0022578
		viola	1	4	140		24	B0022290
		incoloro	1	4	120		24	B0023478
		viola	1	4	4 x 45		24	B0022554
1/2 cerchio		viola	2	5	90		12	G0022079
		viola	1	4	90		24	B0022490
1/2 cerchio		viola	2/0	3	90		24	B0022492
1/2 cerchio		viola	1	4	70		24	B0022760
1/2 cerchio		viola	1	4	90		24	B0022493
		viola	2	5	150		24	B0022494




































SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
5/8 cerchio	FR 13 	viola	5/0	1	90			36	C0022606
		viola	4/0	1,5	90			36	C0022607
5/8 cerchio	FR 17 	viola	5/0	1	90			36	C0022610
		viola	4/0	1,5	90			36	C0022611
5/8 cerchio	FR 22 	viola	5/0	1	90			36	C0022614
		viola	4/0	1,5	90			36	C0022615
5/8 cerchio	FR 26 	viola	4/0	1,5	70			36	C0022618
		viola	3/0	2	70			36	C0022619
		incolore	3/0	2	70			36	C0023622
		viola	2/0	3	70			12	G2022620
		viola	2/0	3	70			12	G0022620
		viola	2/0	3	90			36	C0022625
		incolore	2/0	3	70			36	C0023620
		viola	0	3,5	70			36	C2022621
		viola	0	3,5	70			36	C0022621
5/8 cerchio	2xFR 26 	viola	4/0	1,5	70			36	C0022734
		viola	3/0	2	70			36	C0022735
		viola	3/0	2	90			36	C0022727
		viola	2/0	3	70			36	C0022736
		viola	2/0	3	90			36	C0022740
5/8 cerchio	FR 36 	viola	3/0	2	70			36	C0022635
		viola	2/0	3	70			36	C0022636
		viola	0	3,5	70			36	C0022637
		incolore	0	3,5	70			36	C0023618
5/8 cerchio	2xFR 36 	viola	3/0	2	90			36	C0022729
		viola	2/0	3	90			36	C0022730
		viola	0	3,5	90			36	C0022731
5/8 cerchio	FR 36 + FR 26 	viola	2/0	3	90			36	C0022151









































Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
5/8 cerchio		viola	2/0	3	70			36	C0022629
		viola	0	3,5	70			36	C0022630
		viola	0	3,5	90			36	C0022670
retto		viola	4/0	1,5	30			36	C0022410
		viola	3/0	2	30			36	C0022406
retto		viola	3/0	2	90			36	C0022679
		viola	2	5	90			24	B0022302
retto		viola	2/0	3	70			36	C0022575
ski		viola	3/0	2	120			36	C0022714
ski		viola	3/0	2	30			36	C0022715
		viola	3/0	2	120			36	C0022717
		viola	2/0	3	30			36	C0022716
		viola	2/0	3	120			36	C0022718
Ago cilindrico - Punta tagliente corta									
3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	70			36	C0022382
3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	70			36	C0022392
		viola	5/0	1	70			36	C0022403
3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	70			36	C0022832
		viola	5/0	1	70			36	C0022845
3/8 cerchio		viola	4/0	1,5	70			36	C2022354
		viola	3/0	2	70			36	C2022355
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70			12	G2022305





























SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®

Ago cilindrico - Punta trocar T

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio		viola	5/0	1	70		36	C0022343
		viola	4/0	1,5	70		36	C0022344
3/8 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0022354
		viola	3/0	2	70		36	C0022355
3/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0022365
		viola	2/0	3	70		36	C0022366
3/8 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0022376
		viola	0	3,5	70		36	C0022377
		viola	1	4	70		36	C0022378
1/2 cerchio		viola	6/0	0,7	70		36	C0022310
		viola	5/0	1	70		36	C0022311
1/2 cerchio		viola	6/0	0,7	70		36	C0022322
		viola	5/0	1	70		12	G0022323
		viola	4/0	1,5	70		12	G0022324
		viola	3/0	2	70		36	C0022325
		viola	2/0	3	70		36	C0022326
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0022724
		viola	3/0	2	70		36	C0022725
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0022330
		viola	4/0	1,5	90		36	C0022430
		viola	3/0	2	70		36	C0022331
		viola	3/0	2	90		36	C0022431
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0022304
		viola	3/0	2	70		12	G0022305
		viola	2/0	3	70		12	G0022306
		viola	2/0	3	90		36	C0022255
		viola	2/0	3	120		36	C0022300
		viola	0	3,5	70		36	C0022307
		viola	0	3,5	90		36	C0022507
		viola	1	4	70		36	C0022308
		viola	1	4	90		36	C0022508







Ago cilindrico - Punta trocar T

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>2xHRT 26</p>	viola	4/0	1,5	70		36	C0022404
		viola	3/0	2	70		36	C0022405
1/2 cerchio	 <p>HRT 30</p>	viola	3/0	2	70		36	C0022335
		viola	2/0	3	70		36	C0022336
		viola	0	3,5	70		36	C0022337
		viola	1	4	70		36	C0022338
1/2 cerchio	 <p>2xHRT 30</p>	viola	3/0	2	70		36	C0022440
		viola	2/0	3	70		36	C0022441
1/2 cerchio	 <p>HRT 37</p>	viola	3/0	2	70		36	C0022315
		viola	2/0	3	70		36	C0022316
		viola	2/0	3	90		36	C0022516
		viola	0	3,5	70		36	C0022317
		viola	0	3,5	90		36	C0022517
		viola	1	4	70		36	C0022318
		viola	1	4	90		36	C0022518
1/2 cerchio	 <p>HRT 40</p>	viola	0	3,5	70		36	C0022527
		viola	1	4	70		36	C0022528
1/2 cerchio	 <p>HRT 48</p>	viola	0	3,5	90		36	C0022332
		viola	1	4	90		36	C0022333
		viola	1	4	150		24	B0022334
Ago cilindrico - Punta smussa								
3/8 cerchio	 <p>DRN 64</p>	viola	1	4	90		24	B0022400












SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®








Ago cilindrico - Punta smussa

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70			36	C0022283
1/2 cerchio		viola	1	4	90			36	C0022438
1/2 cerchio		viola	1	4	90			36	C0022453
















































Ago cilindrico - Punta di protezione

1/2 cerchio		viola	3/0	2	8 x 45			6	M0022871
1/2 cerchio		viola	2/0	3	8 x 45			6	M0022287
		viola	0	3,5	90			36	C0022707
		viola	0	3,5	8 x 45			6	M0022890
		viola	1	4	90			36	C0022708
		viola	1	4	8 x 45			6	M0022891
1/2 cerchio		viola	0	3,5	8 x 45			6	M0022880
		viola	1	4	8 x 45			6	M0022881

Ago tagliente

3/8 cerchio		incoloro	6/0	0,7	70			12	G2023412
		viola	6/0	0,7	45			36	C0022102
		viola	6/0	0,7	70			36	C0022109
		incoloro	6/0	0,7	45			12	G0023102
		incoloro	6/0	0,7	70			12	G0023412









































Ago tagliente

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
3/8 cerchio		incoloro	5/0	1	70			12	G2023413
		viola	5/0	1	45			36	C0022103
		viola	5/0	1	70			36	C0022210
		incoloro	5/0	1	45			12	G0023103
		incoloro	5/0	1	70			12	G0023413
		incoloro	4/0	1,5	70			36	C2023414
		viola	4/0	1,5	45			12	G0022104
		incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023414
3/8 cerchio		incoloro	6/0	0,7	45			36	C0023562
		viola	5/0	1	45			12	G2022419
		incoloro	5/0	1	70			12	G2023423
		viola	5/0	1	45			12	G0022419
		incoloro	5/0	1	45			36	C0023563
		incoloro	5/0	1	70			12	G0023423
		incoloro	4/0	1,5	45			36 / 12	C2023303 / G2023303
		incoloro	4/0	1,5	70			12	G2023424
		viola	4/0	1,5	45			36	C0022420
		viola	4/0	1,5	70			36	C0022220
		incoloro	4/0	1,5	45			12	G0023303
		incoloro	4/0	1,5	70			12	G0023424
		incoloro	3/0	2	70			12	G2023425
		viola	3/0	2	45			36	C0022421
incoloro	3/0	2	70			12	G0023425		
3/8 cerchio		incoloro	5/0	1	70			12	G2023403
		viola	5/0	1	45			36	C0022503
		incoloro	5/0	1	45			36	C0023503
		incoloro	5/0	1	70			12	G0023403
		viola	4/0	1,5	70			12	G2022204
		incoloro	4/0	1,5	45			12	G2023204
		incoloro	4/0	1,5	70			12	G2023404
		viola	4/0	1,5	45			12	G0022504
		viola	4/0	1,5	70			12	G0022204
		viola	4/0	1,5	90			36	C0022904
		viola	4/0	1,5	120			36	C0022081




































SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®

Ago tagliente









































Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice			
3/8 cerchio		incoloro	4/0	1,5	45			12	G0023204		
		incoloro	4/0	1,5	70			12	G0023404		
		viola	3/0	2	70			12	G2022205		
		incoloro	3/0	2	45			12	G2023205		
		incoloro	3/0	2	70			12	G2023405		
		viola	3/0	2	45			36	C0022505		
		viola	3/0	2	70			12	G0022205		
		viola	3/0	2	90			12	G0022905		
		viola	3/0	2	120			36	C0022264		
		incoloro	3/0	2	45			12	G0023205		
		incoloro	3/0	2	70			12	G0023405		
		viola	2/0	3	70			36	C0022239		
		incoloro	2/0	3	45			36	C0023506		
		incoloro	2/0	3	70			6	C0023406		
		3/8 cerchio		incoloro	4/0	1,5	70			12	G2023214
				viola	4/0	1,5	70			12	G0022214
incoloro	4/0			1,5	45			36	C0023114		
incoloro	4/0			1,5	70			12	G0023214		
viola	3/0			2	70			12	G2022215		
incoloro	3/0			2	70			12	G2023215		
viola	3/0			2	45			36	C0022115		
viola	3/0			2	70			12	G0022215		
viola	3/0			2	90			12	G0022225		
viola	3/0			2	120			36	C0022267		
incoloro	3/0			2	45			36	C0023115		
incoloro	3/0			2	70			12	G0023215		
incoloro	3/0			2	90			12	G0023210		
viola	2/0			3	70			12	G0022216		
viola	2/0			3	90			12	G0022226		
viola	2/0			3	120			36	C0022286		
incoloro	2/0	3	45			36	C0023116				
incoloro	2/0	3	70			12	G0023216				

Ago tagliente




























Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
3/8 cerchio 	viola	0	3,5	70			12	G0022217
	viola	0	3,5	90			36	C0022251
	viola	0	3,5	120			36	C0022289
	incoloro	0	3,5	70			36	C0023181
	incoloro	1	4	70			36	C0023182
3/8 cerchio 	incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023207
	incoloro	3/0	2	70			12	G0023435
	viola	2/0	3	70			12	G0022231
	viola	2/0	3	90			36	C0022252
	viola	2/0	3	120			36	C0022291
	incoloro	2/0	3	45			36	C0023201
	incoloro	2/0	3	70			36	C0023436
	viola	0	3,5	70			12	G0022232
	viola	0	3,5	90			12	G0022349
	viola	0	3,5	120			36	C0022293
	incoloro	0	3,5	70			36	C0023437
3/8 cerchio 	viola	1	4	70			12	G0022233
	incoloro	2/0	3	70			36	C0023191
3/8 cerchio 	incoloro	5/0	1	70			36	C0023263
	viola	4/0	1,5	70			12	G0022234
	viola	4/0	1,5	90			36	C0022254
	viola	4/0	1,5	120			36	C0022295
	incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023264
1/2 cerchio 	incoloro	4/0	1,5	30			36	C0023674
1/2 cerchio 	incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023224
	incoloro	3/0	2	70			12	G2023225
	incoloro	3/0	2	70			12	G0023225
	incoloro	2/0	3	70			36	C0023226

SUTURE ASSORBIBILI








MONOSYN®

Ago tagliente								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	70			12	G2022236
	viola	3/0	2	70			12	G0022236
	viola	3/0	2	90			36	C0022072
	viola	3/0	2	120			36	C0022080
	incoloro	3/0	2	70			36	C0023239
	viola	2/0	3	70			12	G0022237
	viola	2/0	3	90			12	G0022299
	viola	2/0	3	120			36	C0022074
1/2 cerchio 	incoloro	2/0	3	70			12	G0023240
	viola	3/0	2	70			12	G0022241
	viola	2/0	3	70			12	G0022242
	viola	2/0	3	90			36	C0022053
	viola	2/0	3	120			36	C0022075
	viola	0	3,5	70			12	G0022243
	viola	0	3,5	90			36	C0022052
	viola	0	3,5	120			12	G0022082
1/2 cerchio 	incoloro	1	4	70			36	C0023230
	incoloro	2/0	3	70			36	C0023250
1/2 cerchio 	incoloro	0	3,5	70			36	C0023251
	incoloro	3/0	2	70			12	G0023235
	incoloro	2/0	3	70			12	G0023236
	incoloro	0	3,5	70			12	G0023237
1/2 cerchio 	incoloro	1	4	70			36	C0023238
	viola	2/0	3	70			12	G0022247
	viola	2/0	3	90			12	G0022461
	viola	2/0	3	120			36	C0022297
	incoloro	2/0	3	70			12	G0023243
	viola	0	3,5	70			12	G0022248
	viola	0	3,5	90			36	C0022477
	viola	0	3,5	120			12	G0022108
	incoloro	0	3,5	70			36	C0023244
	viola	1	4	70			12	G0022249
1/2 cerchio	viola	1	4	90			36	C0022478
	viola	1	4	120			12	G0022136

Ago tagliente

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70			36	C0022256
1/2 cerchio		incoloro	0	3,5	90			36	C0023247
		incoloro	1	4	90			12	G0023248
		viola	2	5	70			36	C0022309
		viola	2	5	90			12	G0022269
1/2 cerchio		viola	2	5	120			24	B0022298
		incoloro	0	3,5	90			36	C0023259
		incoloro	1	4	90			36	C0023258
		viola	2	5	90			24	B0022279
5/8 cerchio		incoloro	3/0	2	70			36	C0023220
retto		incoloro	4/0	1,5	45			36	C0023131
retto		incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023279
		incoloro	3/0	2	70			36	C0023280
		incoloro	2/0	3	70			36	C0023281
retto		incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023284
		incoloro	3/0	2	70			12	G2023285
		viola	3/0	2	70			36	C0022062
		incoloro	3/0	2	70			12	G0023285
		incoloro	2/0	3	70			12	G0023286


















Ago Dermaslide - Punta di precisione

3/8 cerchio		incoloro	6/0	0,7	45			36	C0023709
		incoloro	5/0	1	45			36	C0023705
3/8 cerchio		incoloro	6/0	0,7	45			36	C0023710
		incoloro	5/0	1	45			12	G0023706
		incoloro	4/0	1,5	45			12	G0023702



























SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®


















































Ago Dermaslide - Punta di precisione

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
3/8 cerchio	DGMP 16 	incolore	5/0	1	45			36	C0023707
		incolore	4/0	1,5	45			12	G0023703
		incolore	3/0	2	70			36	C0023711
3/8 cerchio	DGMP 19 	incolore	5/0	1	45			36	C0023708
		incolore	4/0	1,5	45			12	G2023704
		incolore	4/0	1,5	45			12	G0023704
		incolore	4/0	1,5	70			36	C0023012
		incolore	3/0	2	45			36	C2023712
		incolore	3/0	2	70			12	G2023701
		incolore	3/0	2	70			12	G0023701
3/8 cerchio	DGMP 24 	incolore	3/0	2	70			36	C0023717

Ago tagliente - Punta di precisione

3/8 cerchio	DSMP 7 	viola	7/0	0,5	45			36	C0022647
		incolore	7/0	0,5	45			12	G0023647
		viola	6/0	0,7	45			36	C0022648
3/8 cerchio	DSMP 11 	viola	7/0	0,5	45			12	G0022644
		incolore	7/0	0,5	45			12	G0023641
		incolore	6/0	0,7	45			12	G2023642
		viola	6/0	0,7	45			36	C0022601
		incolore	6/0	0,7	45			12	G0023642
		incolore	5/0	1	45			36	C2023643
		viola	5/0	1	45			36	C0022602
		incolore	5/0	1	45			36	C0023643
3/8 cerchio	DSMP 13 	viola	7/0	0,5	45			36	C0022608
		incolore	7/0	0,5	45			36	C0023601
		viola	6/0	0,7	45			36	C0022432
		incolore	6/0	0,7	45			12	G0023602
		incolore	5/0	1	45			12	G2023603
		viola	5/0	1	45			12	G0022433
		incolore	5/0	1	45			12	G0023603
		incolore	4/0	1,5	45			12	G2023604








Ago tagliente - Punta di precisione

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
3/8 cerchio DSMP 13 	viola	4/0	1,5	45			36	C0022434
	incoloro	4/0	1,5	45			12	G0023604
	incoloro	3/0	2	45			36	C0023605
3/8 cerchio DSMP 16 	incoloro	5/0	1	45			36 / 12	C2023613 / G2023613
	viola	5/0	1	45			36	C0022563
	incoloro	5/0	1	45			12	G0023613
	incoloro	5/0	1	70			36	C0023162
	incoloro	5/0	1	45			36	C0023612
	incoloro	4/0	1,5	45			12	G2023614
	incoloro	4/0	1,5	70			36	C2023163
	incoloro	4/0	1,5	45			12	G0023614
	incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023163
	3/8 cerchio DSMP 19 	incoloro	5/0	1	45			12
incoloro		4/0	1,5	45			12	G2023624
incoloro		4/0	1,5	70			12	G2023627
viola		4/0	1,5	45			36	C0022444
viola		4/0	1,5	70			36	C0022141
incoloro		4/0	1,5	45			12	G0023624
incoloro		4/0	1,5	70			12	G0023627
incoloro		3/0	2	45			12	G2023625
incoloro		3/0	2	70			12	G2023628
incoloro		3/0	2	45			12	G0023625
3/8 cerchio DSMP 24 	incoloro	3/0	2	70			12	G0023628
	incoloro	4/0	1,5	45			36	C2023634
	incoloro	4/0	1,5	70			36	C2023632
	incoloro	4/0	1,5	45			36	C0023634
	incoloro	4/0	1,5	70			36	C0023632
	incoloro	3/0	2	45			36	C2023633
	incoloro	3/0	2	70			12	G2023635
	viola	3/0	2	70			36	C0022685
	incoloro	3/0	2	45			36	C0023633
	incoloro	3/0	2	70			12	G0023635
3/8 cerchio	incoloro	2/0	3	45			36	C0023637
	incoloro	2/0	3	70			12	G0023636

SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®

Ago tagliente - Punta di precisione

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio 	incolore	3/0	2	70		36	C0023638
1/2 cerchio 	incolore	6/0	0,7	45		36	C0023651
	incolore	4/0	1,5	45		36	C0023608
1/2 cerchio 	incolore	4/0	1,5	45		36	C0023615

Suture pretagliate

Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3 fili di 45 cm	viola	5/0	1	3 x 45		36	C0020003
	viola	4/0	1,5	3 x 45		36	C0020004
	viola	3/0	2	3 x 45		12	G0020005
	viola	2/0	3	3 x 45		12	G0020006
	viola	0	3,5	3 x 45		12	G0020007
	viola	1	4	3 x 45		12	G0020008
6 fili di 45 cm	viola	4/0	1,5	6 x 45		36	C0020014
	viola	3/0	2	6 x 45		36	C0020015
	viola	2/0	3	6 x 45		36	C0020016
	viola	0	3,5	6 x 45		24	B0020017
	viola	1	4	6 x 45		24	B0020018
5 fili di 70 cm	viola	4/0	1,5	5 x 70		36	C0020024
	viola	3/0	2	5 x 70		36	C0020025
	viola	2/0	3	5 x 70		36	C0020026
	viola	0	3,5	5 x 70		36	C0020027
	viola	1	4	5 x 70		24	B0020028

SUTURE ASSORBIBILI

MONOSYN®

Suture pretagliate						
Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
1 filo di 140 cm	viola	3/0	2	1 x 140	36	C0020035
	viola	2/0	3	1 x 140	12	G0020036
	viola	0	3,5	1 x 140	12	G0020037
	viola	1	4	1 x 140	36	C0020038
6 fili di 45 cm	incolore	2/0	3	6 x 45	36	C0023811
1 filo di 250 cm	viola	2/0	3	1 x 250	12	G0020046
	incolore	2/0	3	1 x 250	12	G0021246
	viola	0	3,5	1 x 250	12	G0020047
	incolore	0	3,5	1 x 250	12	G0021247
	viola	1	4	1 x 250	12	G0020048

SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®

Descrizione



MonoPlus® è una sutura sintetica monofilamento in polidiossanone, viola ed assorbibile a lungo termine.

MonoPlus® offre una buona maneggevolezza in combinazione con grande forza. A causa del suo profilo a degradazione lenta, MonoPlus® è ideale per tutte le indicazioni in cui sia auspicabile un supporto esteso alla ferita per più di 4 settimane

Indicazioni

- Ortopedia (tendini, capsula articolare)
- Chirurgia cardiovascolare pediatrica
- Chirurgia generale
- Chiusura della parete addominale

Vantaggi






















- Resistenza alla trazione del nodo
- Eccezionale forza di ritenzione per un supporto esteso della ferita
- Molto flessibile e di facile legatura
- Penetrazione agevole del tessuto

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento
Filamento	
Colore	Viola
Composizione chimica	Polidiossanone
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 7/0 (EP 0,5) a USP 2 (EP 5)
Tipo di assorbimento	Assorbimento per idrolisi Completo assorbimento a 180 - 210 giorni
Sterilizzazione	Ossido di etilene


























SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta cilindrica								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio	2xDR 6 	viola	7/0	0,5	45		36	C0024174
3/8 cerchio	2xDR 8 	viola	6/0	0,7	45		36	C0024714
3/8 cerchio	DR 10 	viola	7/0	0,5	45		36	C0024981
		viola	7/0	0,5	70		36	C0024501
3/8 cerchio	DR 10b 	viola	7/0	0,5	70		36	C0024010
3/8 cerchio	2xDR 10 	viola	7/0	0,5	70		36	C0024801
		viola	6/0	0,7	45		36	C0024982
		viola	6/0	0,7	70		36	C0024802
3/8 cerchio	DR 12 	viola	7/0	0,5	45		36	C0024911
		viola	6/0	0,7	70		12	G0024512
		viola	5/0	1	70		36	C0024513
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024514
3/8 cerchio	2xDR 12 	viola	6/0	0,7	70		36	C0024812
		viola	5/0	1	70		36	C0024813
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024814
3/8 cerchio	DR 13b 	viola	5/0	1	70		36	C0024008
3/8 cerchio	2xDR 13b 	viola	5/0	1	70		36	C0024224
3/8 cerchio	DR 15 	viola	5/0	1	70		36	C0024523
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024524
		viola	3/0	2	70		36	C0024525




































SUTURE ASSORBIBILI
MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio	2xDR 15 	viola	5/0	1	70		36	C0024823
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024824
		viola	3/0	2	70		36	C0024825
3/8 cerchio	DR 18 	viola	6/0	0,7	70		36	C0024532
		viola	5/0	1	70		36	C0024533
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024534
3/8 cerchio	DR 18 	viola	3/0	2	70		36	C0024528
		viola	3/0	2	40		36	C0024529
3/8 cerchio	2xDR 18 	viola	5/0	1	70		36	C0024833
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024834
3/8 cerchio	DR 22 	viola	4/0	1,5	70		36	C0024537
		viola	3/0	2	70		36	C0024527
3/8 cerchio	2xDR 22 	viola	4/0	1,5	70		36	C0024837
3/8 cerchio	DR 26 	viola	2/0	3	70		36	C0024989
1/2 cerchio	2xHR 6 	viola	7/0	0,5	70		36	C0024005
1/2 cerchio	2xHR 10 	viola	6/0	0,7	70		36	C0024843



































SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta cilindrica								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	2xHR 13ff 	viola	5/0	1	70		36	C0024847
		viola	6/0	0,7	45		36	C0024902
1/2 cerchio	HR 13 	viola	6/0	0,7	70		12	G0024002
		viola	5/0	1	45		36	C0024903
		viola	5/0	1	70		12	G0024003
		viola	5/0	1	4 x 70		36	C0024807
		viola	4/0	1,5	45		36	C0024904
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024004
		viola	6/0	0,7	70		36	C0024162
1/2 cerchio	HR 13b 	viola	5/0	1	70		36	C0024163
		viola	6/0	0,7	70		36	C0024162
1/2 cerchio	2xHR 13 	viola	6/0	0,7	70		36	C0024602
		viola	5/0	1	70		36	C0024603
1/2 cerchio	HR 13ss 	viola	3/0	2	70		36	C0024205
		viola	2/0	3	70		36	C0024206
		viola	0	3,5	70		36	C0024207
1/2 cerchio	HR 17 	viola	6/0	0,7	70		36	C0024012
		viola	5/0	1	70		12	G0024013
		viola	4/0	1,5	45		36	C0024889
		viola	4/0	1,5	70		12	G0024014
		viola	4/0	1,5	90		36	C0024424
		viola	3/0	2	70		36	C0024015
		viola	5/0	1	70		36	C0024515
1/2 cerchio	HR 17b 	viola	5/0	1	4 x 70		36	C0024516
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024521
		viola	5/0	1	4 x 70		36	C0024009
1/2 cerchio	HR 17 loop 	viola	5/0	1	4 x 70		36	C0024009

SUTURE ASSORBIBILI








































MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta cilindrica								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
1/2 cerchio		viola	5/0	1	70		36	C0024613
		viola	5/0	1	90		36	C0024443
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024614
		viola	4/0	1,5	90		36	C0024444
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0024129
		viola	2/0	3	70		36	C0024131
		viola	0	3,5	70		36	C0024132
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0024679
		viola	3/0	2	70		36	C0024680
1/2 cerchio		viola	5/0	1	70		36	C0024133
		viola	4/0	1,5	70		12	G0024134
		viola	4/0	1,5	4 x 70		36	C0024707
		viola	4/0	1,5	4 x 45		36	C0024764
		viola	4/0	1,5	8 x 45		6	M0024381
		viola	4/0	1,5	4 x 70		36	C0024708
		viola	3/0	2	70		12	G0024135
		viola	3/0	2	4 x 45		36	C0024765
		viola	3/0	2	8 x 45		6	M0024684
		viola	2/0	3	70		36	C0024136
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0024522
		viola	4/0	1,5	4 x 70		36	C0024526
		viola	3/0	2	70		36	C0024530
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0024634
		viola	4/0	1,5	90		36	C0024238
		viola	3/0	2	70		36	C0024635
		viola	3/0	2	90		36	C0024239
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	75		36	C0024531

SUTURE ASSORBIBILI






























MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0024145
		viola	2/0	3	70		36	C0024146
		viola	0	3,5	70		36	C0024147
		viola	5/0	1	90		36	C0024433
		viola	4/0	1,5	70		12	G0024024
		viola	4/0	1,5	90		36	C0024434
		viola	4/0	1,5	4 x 45		36	C0024774
		viola	4/0	1,5	8 x 45		12	M0024869
		viola	4/0	1,5	4 x 70		36	C0024724
		viola	4/0	1,5	8 x 70		6	M0024961
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		12	G0024025
		viola	3/0	2	90		36	C0024435
		viola	3/0	2	4 x 45		36	C0024775
		viola	3/0	2	8 x 45		6	M0024698
		viola	3/0	2	4 x 70		36	C0024725
		viola	3/0	2	8 x 70		6	M0024962
		viola	2/0	3	70		12	G0024026
		viola	2/0	3	90		36	C0024436
		viola	2/0	3	4 x 45		36	C0024776
		viola	2/0	3	8 x 45		36	C0024871
1/2 cerchio		viola	2/0	3	4 x 70		36	C0024726
		viola	0	3,5	70		12	G0024027
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024547
		viola	3/0	2	4 x 45		36	C0024550
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0024548
		viola	2/0	3	70		36	C0024551
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	30		36	C0024199
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024624
		viola	4/0	1,5	90		36	C0024437
		viola	3/0	2	70		36	C0024625
		viola	3/0	2	90		36	C0024438
		viola	3/0	2	120		36	C0024620
		viola	2/0	3	70		36	C0024626
viola	2/0	3	90		36	C0024441		

SUTURE ASSORBIBILI
































MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta cilindrica								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0024085
		viola	2/0	3	70		36	C0024086
		viola	2/0	3	90		36	C0024143
		viola	0	3,5	70		12	G0024087
		viola	1	4	70		12	G0024088
		viola	1	4	90		36	C0024080
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0024034
		viola	4/0	1,5	90		36	C0024439
		viola	3/0	2	70		12	G0024035
		viola	3/0	2	90		36	C0024440
		viola	2/0	3	70		12	G0024036
		viola	0	3,5	70		12	G0024037
		viola	1	4	70		36	C0024038
1/2 cerchio loop		viola	2/0	3	150		36	C0024968
1/2 cerchio		viola	3/0	2	90		36	C0024945
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0024044
		viola	3/0	2	70		36	C0024045
		viola	2/0	3	70		36	C0024046
		viola	0	3,5	90		36	C0024447
		viola	1	4	90		12	G0024448
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0024644
		viola	3/0	2	90		36	C0024639
		viola	2/0	3	70		36	C0024646

SUTURE ASSORBIBILI


























MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	70		36	C0024055
	viola	3/0	2	90		36	C0024450
	viola	2/0	3	70		36	C0024056
	viola	2/0	3	8 x 45		6	M0024948
	viola	0	3,5	70		12	G0024057
	viola	0	3,5	90		36	C0024452
	viola	0	3,5	4 x 45		24	B0024925
	viola	0	3,5	8 x 45		6	M0024949
	viola	1	4	70		12	G0024058
	viola	1	4	90		36	C0024453
	viola	1	4	8 x 45		6	M0024950
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	70		36	C0024040
	viola	1	4	90		12	G0024458
1/2 cerchio 	viola	2/0	3	70		36	C0024066
	viola	2/0	3	90		36	C0024466
	viola	0	3,5	70		36	C0024067
	viola	0	3,5	90		36	C0024467
	viola	0	3,5	150		24	B0024563
	viola	1	4	70		36	C0024068
	viola	1	4	90		12	G0024468
	viola	1	4	150		24	B0024564
	viola	2	5	90		24	B0024469
1/2 cerchio 	viola	0	3,5	150		12	G0024567
	viola	1	4	150		12	G0024568
1/2 cerchio 	viola	0	3,5	90		36	C0024401
	viola	1	4	90		36	C0024402


























SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta cilindrica								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0024063
		viola	0	3,5	90		24	B0024077
		viola	0	3,5	150		24	B0024089
		viola	0	3,5	8 x 45		6	M0024759
		viola	1	4	90		12	G0024078
		viola	1	4	4 x 45		24	B0024918
		viola	1	4	8 x 45		6	M0024760
1/2 cerchio		viola	0	3,5	150		24	B0024090
		viola	1	4	150		12	G0024091
		viola	1	4	180		24	B0024397
		viola	1	4	240		24	B0024398
1/2 cerchio		viola	1	4	140		24	B0024500
1/2 cerchio		viola	0	3,5	150		24	B0024094
		viola	1	4	120		24	B0024339
		viola	1	4	150		24	B0024130
		viola	1	4	240		12	G0024107
		viola	1	4	250		24	B0024100
1/2 cerchio		viola	1	4	70		24	B0024858
1/2 cerchio		viola	1	4	70		24	B0024099




























SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta cilindrica								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
1/2 cerchio 	viola	1	4	150		24	B0024098	
5/8 cerchio 	viola	3/0	2	70		36	C0024571	
	viola	0	3,5	70		36	C0024092	
	viola	1	4	70		36	C0024111	
5/8 cerchio 	viola	3/0	2	70		36	C0024835	
	viola	2/0	3	70		36	C0024836	
	viola	2/0	3	90		36	C0024936	
	viola	0	3,5	90		36	C0024937	
5/8 cerchio 	viola	1	4	70		36	C0024110	
5/8 cerchio 	viola	2/0	3	90		36	C0024780	
retto 	viola	4/0	1,5	30		36	C0024247	
	viola	3/0	2	30		36	C0024245	
	viola	3/0	2	120		36	C0024253	
retto 	viola	4/0	1,5	20		36	C0024573	
retto 	viola	4/0	1,5	40		36	C0024240	
	viola	3/0	2	40		36	C0024241	
retto 	viola	4/0	1,5	45		36	C0024984	
	viola	3/0	2	45		36	C0024985	

SUTURE ASSORBIBILI























MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta cilindrica								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
retto		viola	3/0	2	70		36	C0024895
		viola	2/0	3	70		36	C0024896
		viola	0	3,5	70		36	C0024897
		viola	1	4	70		36	C0024898
uncino		viola	2/0	3	120		36	C0024169
		viola	0	3,5	120		36	C0024170
uncino		viola	2/0	3	70		36	C0024126
ski		viola	4/0	1,5	30		36	C0024651
		viola	4/0	1,5	120		36	C0024649
		viola	3/0	2	30		36	C0024661
		viola	2/0	3	120		36	C0024664
ski		viola	3/0	2	20		36	C0024572
ski		viola	4/0	1,5	40		36	C0024650
		viola	3/0	2	40		36	C0024606
Ago cilindrico - Punta tagliente corta								
3/8 cerchio		viola	7/0	0,5	70		36	C0024213
3/8 cerchio		viola	7/0	0,5	70		36	C0024221
		viola	6/0	0,7	70		36	C0024222
3/8 cerchio		viola	7/0	0,5	70		36	C0024721
		viola	6/0	0,7	70		36	C0024722

SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®




Ago cilindrico - Punta tagliente corta

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio	DRC 12 	viola	6/0	0,7	70		36	C0024232
		viola	5/0	1	70		36	C0024233
3/8 cerchio	2xDRC 12 	viola	6/0	0,7	70		36	C0024732
		viola	5/0	1	70		36	C0024733
3/8 cerchio	DRC 18 	viola	5/0	1	70		36	C0024243
1/2 cerchio	2xHRC 17 	viola	4/0	1,5	90		36	C0024011
1/2 cerchio	HRC 26 	viola	4/0	1,5	70		36	C0024498
1/2 cerchio	HRC 40s 	viola	1	4	150		24	B0024739
1/2 cerchio	HRC 48 	viola	1	4	90		36	C0024261
1/2 cerchio	HRC 48 	viola	0	3,5	150		24	B0024749
		viola	1	4	150		24	B0024750
		viola	1	4	200		24	B0024278
curvatura progressiva	PRC 24 	viola	2/0	3	120		36	C0024850

























SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta tagliente corta




























	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
uncino	 <p>JRC 30s</p>	viola	0	3,5	70		24	G0024168
		viola	1	4	70		36	C0024928

Ago cilindrico - Punta trocar T

1/2 cerchio	 <p>HRT 13</p>	viola	4/0	1,5	70		36	C0024282
1/2 cerchio	 <p>HRT 17</p>	viola	5/0	1	70		36	C0024283
		viola	4/0	1,5	70		24	G0024284
		viola	3/0	2	70		36	C0024285
		viola	2/0	3	70		36	C0024286
1/2 cerchio	 <p>HRT 22</p>	viola	4/0	1,5	70		36	C0024294
		viola	3/0	2	70		36	C0024295
1/2 cerchio	 <p>HRT 26</p>	viola	4/0	1,5	70		36	C0024304
		viola	3/0	2	70		36	C0024305
		viola	2/0	3	70		36	C0024306
		viola	0	3,5	70		36	C0024307
1/2 cerchio	 <p>2xHRT 26</p>	viola	3/0	2	70		36	C0024605
		viola	3/0	2	90		36	C0024601
1/2 cerchio	 <p>HRT 30</p>	viola	2/0	3	70		36	C0024311
1/2 cerchio	 <p>HRT 37</p>	viola	2/0	3	70		36	C0024316
		viola	0	3,5	90		36	C0024517
		viola	1	4	90		36	C0024518


















SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta trocar T								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HRT 37s</p>	viola	2/0	3	90		36	C0024321
		viola	0	3,5	90		36	C0024322
		viola	1	4	70		36	C0024818
		viola	1	4	90		36	C0024323
1/2 cerchio	 <p>HRT 40</p>	viola	0	3,5	90		36	C0024543
1/2 cerchio	 <p>HRT 40s</p>	viola	0	3,5	90		36	C0024545
		viola	1	4	90		36	C0024546
1/2 cerchio loop	 <p>HRT 40s</p>	viola	0	3,5	150		24	B0024342
		viola	1	4	150		24	B0024343
1/2 cerchio	 <p>HRT 43s</p>	viola	0	3,5	90		36	C0024352
		viola	1	4	90		36	C0024353
1/2 cerchio loop	 <p>HRT 43s</p>	viola	1	4	150		24	B0024347
1/2 cerchio	 <p>HRT 48</p>	viola	0	3,5	90		36	C0024332
		viola	1	4	90		36	C0024333
1/2 cerchio loop	 <p>HRT 48</p>	viola	0	3,5	150		24	B0024394
		viola	1	4	150		12	G0024393
		viola	1	4	180		24	B0024396
		viola	1	4	200		24	B0024392
		viola	2	5	150		24	B0024391

SUTURE ASSORBIBILI




















MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta trocar T								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
5/8 cerchio	 <p>FRT 65 ⊕</p> <p>loop</p>	viola	0	3,5	150		24	B0024096
		viola	1	4	150		24	B0024390
Ago cilindrico - Punta smussa								
1/2 cerchio	 <p>HRN 30 ○</p>	viola	3/0	3	70		36	C0024050
1/2 cerchio	 <p>HRN 35 ○</p>	viola	0	3,5	90		36	C0024404
		viola	0	3,5	8 x 45		6	M0024052
1/2 cerchio	 <p>HRN 40 ○</p>	viola	0	3,5	90		12	G0024409
1/2 cerchio	 <p>HRN 45 ○</p>	viola	1	4	90		36	C0024406
1/2 cerchio	 <p>HRN 50 ○</p>	viola	1	4	90		36	C0024408
1/2 cerchio	 <p>HRN 50 ○</p> <p>loop</p>	viola	0	3,5	150		24	B0024357
		viola	1	4	150		12	G0024358

SUTURE ASSORBIBILI





























MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta di protezione

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 HRB 26	viola	3/0	2	8 x 45		6	M0024796
1/2 cerchio	 HRB 37s	viola	0	3,5	90		36	C0024462
1/2 cerchio	 HRB 37s	viola	2/0	3	8 x 45		6	M0024864
		viola	0	3,5	8 x 45		6	M0024865
		viola	1	4	8 x 45		6	M0024866
1/2 cerchio	 HRB 40s	viola	0	3,5	8 x 45		6	M0024556
		viola	1	4	8 x 45		6	M0024557
1/2 cerchio	 HRB 48	viola	0	3,5	90		36	C0024881
		viola	0	3,5	8 x 45		6	M0024875
		viola	1	4	90		36	C0024877
		viola	1	4	8 x 45		6	M0024876
1/2 cerchio	 HRB 48	viola	0	3,5	150		24	B0024790
		viola	1	4	150		24	B0024878









SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®

Ago cilindrico - Punta di protezione								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	0	3,5	90		24	B0024235
Ago tagliente								
3/8 cerchio		viola	4/0	1,5	45		36	C0024193
3/8 cerchio		viola	5/0	1	70		36	C0024535
		viola	4/0	1,5	45		36	C0024906
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024539
3/8 cerchio		viola	5/0	1	45		36	C0024081
		viola	5/0	1	70		36	C0024175
		viola	4/0	1,5	45		36	C0024909
		viola	4/0	1,5	70		12	G0024536
		viola	3/0	1	45		12	G0024102
		viola	3/0	1	70		12	G0024519
3/8 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0024541
		viola	3/0	2	45		36	C0024101
		viola	3/0	2	70		12	G0024520
		viola	2/0	3	70		12	G0024990
3/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0024991
		viola	2/0	3	70		36	C0024992
		viola	0	3,5	70		36	C0024598
3/8 cerchio		viola	1	4	90		36	C0024538
3/8 cerchio		viola	2/0	3	45		36	C0024976































SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	HS 15 	viola	5/0	1	70	Easyslide	36	C0024179
1/2 cerchio	HS 18 	viola	4/0	1,5	70	Easyslide	36	C0024730
1/2 cerchio	HS 23 	viola	3/0	2	70	Easyslide	36	C0024190
		viola	2/0	3	70	Easyslide	36	C0024180
1/2 cerchio	HS 23ss 	viola	1	4	70	Easyslide	36	C0024108
1/2 cerchio	HS 26s 	viola	3/0	2	70	Easyslide	12	G0024185
		viola	3/0	2	90	Easyslide	12	G0024019
		viola	3/0	2	120	Easyslide	36	C0024023
		viola	2/0	3	70	Easyslide	12	G0024186
		viola	2/0	3	90	Easyslide	12	G0024017
		viola	2/0	3	120	Easyslide	12	G0024028
		viola	0	3,5	70	Easyslide	12	G0024187
		viola	0	3,5	90	Easyslide	12	G0024018
		viola	0	3,5	120	Easyslide	12	G0024021
		viola	1	4	70	Easyslide	36	C0024188
1/2 cerchio	HS 30 	viola	2/0	3	70	Easyslide	36	C0024184
		viola	0	3,5	70	Easyslide	36	C0024195
1/2 cerchio	HS 37 	viola	2/0	3	90	Easyslide	36	C0024104
		viola	0	3,5	90	Easyslide	12	G0024105
		viola	1	4	90	Easyslide	36	C0024106
1/2 cerchio	HS 37s 	viola	2/0	3	70	Easyslide	36	C0024156
		viola	2/0	3	90	Easyslide	12	G0024114
		viola	0	3,5	70	Easyslide	12	G0024157
		viola	0	3,5	90	Easyslide	12	G0024115

SUTURE ASSORBIBILI


























MONOPLUS®

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 HS 37s	viola	0	3,5	120		12	G0024022
		viola	1	4	70		12	G0024158
		viola	1	4	90		12	G0024116
		viola	1	4	120		12	G0024031
1/2 cerchio	 HS 40	viola	0	3,5	90		12	G0024117
		viola	1	4	90		12	G0024118
		viola	2	5	90		12	G0024119
1/2 cerchio	 HS 40s	viola	2/0	3	90		36	C0024121
		viola	0	3,5	90		36	C0024122
		viola	2	5	70		36	C0024560
1/2 cerchio	 HS 40s loop	viola	2/0	3	150		36	C0024966
1/2 cerchio	 HS 48	viola	0	3,5	90		36	C0024127
		viola	1	4	70		36	C0024202
		viola	1	4	90		12	G0024128
1/2 cerchio	 2xHS 48	viola	1	4	90		36	C0024630
retto	 2xGS 45	viola	4/0	1,5	45		36	C0024994
		viola	3/0	2	45		36	C0024995
retto	 GS 60	viola	4/0	1,5	70		36	C0024540
		viola	3/0	2	70		36	C0024189
		viola	2/0	3	70		24	B0024987
retto	 2xGS 60	viola	3/0	2	70		36	C0024861

SUTURE ASSORBIBILI

MONOPLUS®


Ago cilindrico - Punta di precisione

Ago		Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	45		36	C0024176
		viola	5/0	1	45		36	C0024177
3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	45		36	C0024407
		viola	5/0	1	45		12	G0024916
		viola	4/0	1,5	45		12	G0024908
3/8 cerchio		viola	5/0	1	45		12	G0024194
		viola	4/0	1,5	45		36	C0024970
3/8 cerchio		viola	5/0	1	45		36	C0024901
		viola	4/0	1,5	45		36	C0024907
		viola	3/0	2	45		12	G0024109
		viola	3/0	2	70		36	C0024151
		viola	2/0	3	45		36	C0024965
3/8 cerchio		viola	4/0	1,5	45		36	C0024910
		viola	4/0	1,5	70		36	C0024983
		viola	3/0	2	45		12	G0024103
		viola	3/0	2	70		36	C0024986
		viola	2/0	3	45		36	C0024112
		viola	2/0	3	70		36	C0024988
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	45		36	C0024921

Suture pretagliate

Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
2 fili di 70 cm	viola	0	3,5	2 x 70		36	C0044200
	viola	1	4	2 x 70		36	C0044205
1 filo di 90 cm	viola	0	3,5	1 x 70		36	C0044198

Descrizione



Monomax® è una sutura sintetica monofilamento di poli-4-idrossibutirrato assorbibile a lungo termine.

Monomax® si degrada per idrolisi e reazione enzimatica e fornisce un assorbimento di lunga durata prevedibile e affidabile.


Indicazioni



































- Chiusura della parete addominale

Vantaggi

- Profilo di degradazione ideale per la chiusura della parete addominale
- "Shock-Z" - extra elasticità unica
- Caratteristiche uniche di maneggevolezza
- Adattamento ideale ai margini della ferita
































Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento
Filamento	
Colore	Viola
Composizione chimica	Poli-4-idrossibutirrato
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 3/0 (EP 2) a USP 1 (EP 4)
Tipo di assorbimento	Assorbimento per idrolisi e per reazione enzimatica
Sterilizzazione	Ossido di etilene




















Ago cilindrico - Punta cilindrica								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		24	B0041982
1/2 cerchio		viola	2/0	3	90		24	B0041037
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		24	B0041053
		viola	2/0	3	70		24	B0041415
		viola	0	3,5	70		24	B0041416
1/2 cerchio		viola	0	3,5	70		24	B0041033
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		24	B0041092
		viola	2/0	3	70		24	B0041249
		viola	2/0	3	90		24	B0041258
		viola	2/0	3	150		24	B0041444
		viola	0	3,5	70		24	B0041250
		viola	0	3,5	150		24	B0041441
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		24	B0041112
		viola	0	3,5	70		24	B0041002
		viola	0	3,5	150		24	B0041442
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		24	B0041124
		viola	2/0	3	70		24	B0041267
		viola	2/0	3	90		24	B0041278
		viola	2/0	3	150		24	B0041453
		viola	0	3,5	150		24	B0041455
		viola	1	4	70		24	B0041269
		viola	1	4	90		24	B0041280
		viola	2/0	3	70		12	G0041015
1/2 cerchio		viola	2/0	3	150		24	B0041044
		viola	0	3,5	90		24	B0041024
		viola	1	4	90		24	B0041025

SUTURE ASSORBIBILI

MONOMAX®























Ago cilindrico - Punta cilindrica								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
1/2 cerchio loop		viola	0	3,5	150		24	B0041038
		viola	3/0	2	70		24	B0041153
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		24	B0041034
		viola	2/0	3	150		24	B0041042
		viola	0	3,5	70		12	G0041035
		viola	0	3,5	90		24	B0041046
		viola	0	3,5	150		24	B0041043
		viola	1	4	70		24	B0041036
		viola	1	4	90		24	B0041047
		viola	2/0	3	70		24	B0041057
1/2 cerchio		viola	0	3,5	90		24	B0041066
		viola	1	4	90		24	B0041067
		viola	2/0	3	70		24	B0041086
1/2 cerchio		viola	0	3,5	70		24	B0041087
		viola	0	3,5	90		24	B0041097
		viola	1	4	70		24	B0041088
		viola	1	4	90		24	B0041098
		viola	0	3,5	150		12	G0041076
1/2 cerchio loop		viola	1	4	150		12	G0041077
		viola	1	4	200		24	B0041079
		viola	0	3,5	70		24	B0041298
1/2 cerchio		viola	0	3,5	70		24	B0041298
1/2 cerchio loop		viola	1	4	150		24	B0041307
		viola	1	4	150		24	B0041307

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HR 43s</p>	viola	0	3,5	90		24	B0041107
		viola	1	4	90		24	B0041108
1/2 cerchio	 <p>HR 48</p>	viola	2/0	3	70		24	B0041128
		viola	0	3,5	90		24	B0041137
		viola	1	4	90		12	G0041138
1/2 cerchio loop	 <p>HR 48</p>	viola	2/0	3	150		24	B0041117
		viola	0	3,5	150		12	G0041118
		viola	1	4	150		12	G0041119
		viola	2	4	200		24	B0041325
1/2 cerchio	 <p>HR 65</p>	viola	1	4	90		24	B0041003
1/2 cerchio loop	 <p>HR 65</p>	viola	0	3,5	150		24	B0041147
		viola	1	4	150		12	G0041148
1/2 cerchio loop	 <p>HR 76</p>	viola	1	4	150		24	B0041157

SUTURE ASSORBIBILI




















MONOMAX®

Ago cilindrico - Punta cilindrica								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
5/8 cerchio	 FR 26	viola	2/0	3	70		24	B0041887
		viola	0	3,5	70		24	B0041888
		viola	1	4	70		24	B0041889
5/8 cerchio	 FR 40	viola	1	4	70		24	B0041571
		viola	1	4	90		24	B0041573
5/8 cerchio	 FR 65	viola	1	4	150		24	B0041001
ski	 SKR 48	viola	1	4	70		24	B0041004
Ago cilindrico - Punta tagliente corta								
uncino	 JRC 30s	viola	1	4	70		24	B0041560
Ago cilindrico - Punta trocar T								
1/2 cerchio	 HRT 26	viola	2/0	3	70		24	B0041175
		viola	2/0	3	150		24	B0041463
		viola	0	3,5	70		24	B0041176
1/2 cerchio	 HRT 30	viola	2/0	3	150		24	B0041472
1/2 cerchio	 HRT 40	viola	0	3,5	90		24	B0041352
		viola	1	4	70		24	B0041344




SUTURE ASSORBIBILI

MONOMAX®

Ago cilindrico - Punta trocar T







	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	1	4	90		24	B0041194
1/2 cerchio		viola	0	3,5	150		24	B0041184
		viola	1	4	150		24	B0041185
1/2 cerchio		viola	1	4	90		24	B0041212
1/2 cerchio		viola	1	4	150		12	G0041203
1/2 cerchio		viola	0	3,5	90		24	B0041240
		viola	1	4	90		24	B0041241
1/2 cerchio		viola	0	3,5	150		24	B0041221
		viola	0	3,5	180		24	B0041433
		viola	1	4	120		24	B0041310
		viola	1	4	150		24	B0041222
		viola	1	4	180		24	B0041434
		viola	1	4	200		24	B0041231

Ago cilindrico - Punta smussa


5/8 cerchio		viola	0	3,5	150		24	B0041005
		viola	1	4	150		12	G0041006

SUTURE ASSORBIBILI

MONOMAX®

Ago cilindrico - Punta smussa								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
<p>1/2 cerchio</p>  <p>HRN 50</p> <p>loop</p>	viola	1	4	150	Easyslide	24	B0041166	
Ago tagliente								
<p>3/8 cerchio</p>  <p>DS 19</p>	viola	3/0	2	45	Easyslide	24	B0041845	
<p>3/8 cerchio</p>  <p>DS 24</p>	viola	3/0	2	45	Easyslide	24	B0041855	
<p>1/2 cerchio</p>  <p>HS 26s</p>	viola	3/0	2	70	Easyslide	24	B0041348	
Ago tagliente - Punta di precisione								
<p>3/8 cerchio</p>  <p>DSMP 19</p>	viola	3/0	2	45	Easyslide	24	B0041863	
<p>3/8 cerchio</p>  <p>DSMP 24</p>	viola	3/0	2	45	Easyslide	24	B0041879	

Descrizione



Novosyn® Quick è una sutura intrecciata in acido poliglicolico e acido lattico 90/10 (polyglactin 910) con un rapido profilo di degradazione.

Novosyn® Quick è progettato per l'approssimazione dei tessuti molli quando è richiesto un supporto della ferita solo per breve tempo e quando un rapido assorbimento della sutura è un vantaggio.


Indicazioni

- Ginecologia / Ostetricia (episiotomia)
- Chiusura della cute (intradermica, sottocute)
- Urologia
- Odontoiatria (mucosa orale)
- Chirurgia pediatrica
- Legature



































Vantaggi

- Profilo di degradazione rapido e prevedibile
- Superficie liscia
- Elevata resistenza tensile iniziale
- Buona tenuta del nodo
- Elevata flessibilità e adattabilità
- Eccellente maneggevolezza
- Rapido assorbimento della massa





























Caratteristiche del prodotto

Struttura	Intrecciato
Filamento	
Colore	Incolore
Composizione chimica	Acido poliglicolico e acido lattico 90/10 (polyglactin 910)
Rivestimento	Copolimero (polyglactin 370) e stearato di calcio
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 6/0 (EP 0,7) a USP 2 (EP 5)
Tipo di assorbimento	Completo assorbimento in circa 42 giorni
Sterilizzazione	Raggi Gamma






Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		incoloro	6/0	0,7	70		36	C3046001
		incoloro	5/0	1	70		36	C3046002
1/2 cerchio		incoloro	6/0	0,7	70		36	C3046011
		incoloro	5/0	1	70		12	G3046012
		incoloro	4/0	1,5	70		12	G3046013
		incoloro	3/0	2	70		36	C3046014
1/2 cerchio		incoloro	4/0	1,5	70		36	C3046015
1/2 cerchio		incoloro	4/0	1,5	70		12	G3046029
		incoloro	3/0	2	45		36	C3046024
		incoloro	3/0	2	70		12	G3046030
		incoloro	2/0	3	70		12	G3046031
1/2 cerchio		incoloro	2/0	3	70		36	C3046131
1/2 cerchio		incoloro	4/0	1,5	70		12	G3046040
		incoloro	3/0	2	45		36	C3046051
		incoloro	3/0	2	70		12	G3046041
		incoloro	2/0	3	70		12	G3046042
		incoloro	0	3,5	70		36	C3046043
1/2 cerchio		incoloro	2/0	3	70		36	C3046090
		incoloro	0	3,5	70		36	C3046091
		incoloro	1	4	70		12	G3046092
1/2 cerchio		incoloro	3/0	2	70		36	C3046046
		incoloro	2/0	3	70		36	C3046047
		incoloro	0	3,5	70		36	C3046048
		incoloro	1	4	70		36	C3046049
1/2 cerchio		incoloro	1	4	70		36	C3046053





Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HR 37</p>	incolore	2/0	3	70		36	C3046005
		incolore	0	3,5	70		36	C3046006
1/2 cerchio	 <p>HR 37s</p>	incolore	2/0	3	45		36	C3046590
		incolore	2/0	3	90		12	G3046595
		incolore	2/0	3	140		36	C3046591
		incolore	0	3,5	90		12	G3046596
		incolore	1	4	90		36	C3046597
1/2 cerchio	 <p>HR 40s</p>	incolore	3/0	2	90		36	C3046554
		incolore	2/0	3	90		36	C3046467
		incolore	0	3,5	90		36	C3046556
		incolore	1	4	90		12	G3046557
		incolore	2	5	90		36	C3046558
		incolore	2	5	70		36	C3046559
1/2 cerchio	 <p>HR 43</p>	incolore	2/0	3	90		36	C3046170
1/2 cerchio	 <p>HR 43s</p>	incolore	0	3,5	90		36	C3046506
		incolore	1	4	90		36	C3046507
1/2 cerchio	 <p>HR 48</p>	incolore	2/0	3	90		36	C3046180
		incolore	0	3,5	90		36	C3046661
		incolore	1	4	90		36	C3046663
		incolore	2	5	90		36	C3046665
1/2 cerchio	 <p>HR 65</p>	incolore	0	3,5	90		24	B3046095










Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	HR 13 + GS 51 	incolore	4/0	1,5	70	Easyslide	36	C3046755
5/8 cerchio	FR 26 	incolore	0	3,5	90	Easyslide	36	C3046083
5/8 cerchio	FR 36 	incolore	0	3,5	90	Easyslide	36	C3046078
		incolore	1	4	90	Easyslide	36	C3046079
5/8 cerchio	FR 40 	incolore	2/0	3	90	Easyslide	36	C3046018
		incolore	0	3,5	90	Easyslide	36	C3046019
		incolore	1	4	90	Easyslide	36	C3046020
retto	2xGR 51 	incolore	3/0	2	45	Easyslide	36	C3046810







Ago cilindrico - Punta tagliente corta




































3/8 cerchio	DRC 12 	incolore	5/0	1	70	Easyslide	36	C3046311
3/8 cerchio	DRC 18 	incolore	4/0	1,5	45	Easyslide	36	C3046325
		incolore	4/0	1,5	70	Easyslide	36	C3046320
		incolore	3/0	2	70	Easyslide	36	C3046321
1/2 cerchio	HRC 37s 	incolore	3/0	2	90	Easyslide	36	C3046360
		incolore	2/0	3	90	Easyslide	12	G3046651
		incolore	0	3,5	90	Easyslide	12	G3046652
		incolore	1	4	90	Easyslide	12	G3046653
1/2 cerchio	HRC 40s 	incolore	0	3,5	90	Easyslide	36	C3046003


























Ago cilindrico - Punta tagliente corta

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HRC 43</p>	incolore	2/0	3	90		36	C3046664
		incolore	0	3,5	90		36	C3046662
		incolore	1	4	90		36	C3046365
1/2 cerchio	 <p>HRC 43ss</p>	incolore	2/0	3	90		36	C3046670
1/2 cerchio	 <p>HRC 48</p>	incolore	0	3,5	90		36	C3046374
		incolore	1	4	90		36	C3046375













Ago cilindrico - Punta smussa

3/8 cerchio	 <p>DRN 64</p>	incolore	1	4	90		24	B3046668
1/2 cerchio	 <p>HRN 50</p>	incolore	2/0	3	90		36	C3046601
1/2 cerchio	 <p>HRN 75</p>	incolore	0	3,5	90		24	B3046605






















Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio	DS 12 	incoloro	6/0	0,7	70		36	C3046201
		incoloro	5/0	1	70		36	C3046202
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C3046203
3/8 cerchio	DS 16 	incoloro	5/0	1	70		12	G3046212
		incoloro	4/0	1,5	45		36	C3046413
		incoloro	4/0	1,5	70		12	G3046213
		incoloro	3/0	2	70		12	G3046214
3/8 cerchio	DS 19 	incoloro	5/0	1	45		36	C3046219
		incoloro	5/0	1	70		36	C3046419
		incoloro	4/0	1,5	45		12	G3046220
		incoloro	4/0	1,5	70		12	G3046420
		incoloro	4/0	1,5	90		36	C3046223
		incoloro	3/0	2	45		12	G3046221
		incoloro	3/0	2	70		12	G3046421
		incoloro	3/0	2	90		36	C3046224
		incoloro	2/0	3	70		12	G3046422
		3/8 cerchio	DS 19f 	incoloro	4/0	1,5	45	
3/8 cerchio	DS 24 	incoloro	4/0	1,5	70		12	G3046234
		incoloro	3/0	2	45		12	G3046535
		incoloro	3/0	2	70		12	G3046235
		incoloro	2/0	3	45		12	G3046536
		incoloro	2/0	3	70		12	G3046236
		incoloro	2/0	3	90		36	C3046636
3/8 cerchio	DS 30 	incoloro	3/0	2	90		12	G3046246
		incoloro	2/0	3	90		12	G3046247
		incoloro	0	3,5	90		12	G3046248
3/8 cerchio	DS 39 	incoloro	3/0	2	90		36	C3046454
		incoloro	2/0	3	90		36	C3046455

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	HS 15 	incolore	4/0	1,5	45		36	C3046204
1/2 cerchio	HS 18 	incolore	4/0	1,5	45		12	G3046226
		incolore	3/0	2	70		12	G3046227
1/2 cerchio	HS 23 	incolore	4/0	1,5	45		12	G3046229
		incolore	3/0	2	45		12	G3046230
		incolore	3/0	2	70		12	G3046136
		incolore	2/0	3	45		36	C3046231
		incolore	2/0	3	70		36	C3046140
1/2 cerchio	HS 26 	incolore	2/0	3	70		12	G3046142
1/2 cerchio	HS 37s 	incolore	2/0	3	90		12	G3046240
		incolore	0	3,5	90		12	G3046241
		incolore	1	4	70		12	G3046442
		incolore	1	4	90		36	C3046242
1/2 cerchio	HS 40s 	incolore	0	3,5	90		36	C3046586
		incolore	1	4	90		12	G3046587
1/2 cerchio	HS 48 	incolore	0	3,5	90		36	C3046525
5/8 cerchio	FS 25 	incolore	3/0	2	70		36	C3046262








Ago tagliente

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
retto	 GS 13	incolore	4/0	1,5	45		12	G3046208
retto	 GS 45	incolore	3/0	2	70		36	C3046515
retto	 GS 51	incolore	4/0	1,5	70		36	C3046271
		incolore	3/0	2	70		12	G3046272
		incolore	2/0	3	70		12	G3046273
		incolore	0	3,5	70		36	C3046274
retto	 GS 60	incolore	3/0	2	70		12	G3046409
		incolore	2/0	3	70		12	G3046410

Ago tagliente - Punta di precisione

3/8 cerchio	 DSMP 7	incolore	6/0	0,7	45		12	G3046612
3/8 cerchio	 DSMP 11	incolore	6/0	0,7	45		12	G3046607
		incolore	6/0	0,7	70		36	G3046603
		incolore	5/0	1	45		12	C3046610
3/8 cerchio	 DSMP 13	incolore	5/0	1	45		12	G3046619
		incolore	4/0	1,5	45		12	G3046620
3/8 cerchio	 DSMP 16	incolore	5/0	1	45		36	C3046611
		incolore	4/0	1,5	45		36	C3046625
		incolore	4/0	1,5	70		36	C3046685
		incolore	3/0	2	70		36	C3046686
3/8 cerchio	 DSMP 19	incolore	4/0	1,5	45		12	G3046629
		incolore	4/0	1,5	70		36	C3046529
		incolore	3/0	2	45		12	G3046630
		incolore	3/0	2	70		12	G3046530
		incolore	2/0	3	45		36	C3046631
		incolore	2/0	3	70		36	C3046531


Ago tagliente - Punta di precisione

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio 	incolore	3/0	2	45		36	C3046154
	incolore	3/0	2	70		12	G3046657
	incolore	2/0	3	45		36	C3046155
	incolore	2/0	3	70		12	G3046658
3/8 cerchio 	incolore	3/0	2	70		36	C3046148

Suture pretagliate

Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
6 fili di 45 cm	incolore	4/0	1,5	6 x 45		36	C3037004
	incolore	3/0	2	6 x 45		36	C3037005
	incolore	2/0	3	6 x 45		36	C3037006
	incolore	0	3,5	6 x 45		24	B3037007
	incolore	1	4	6 x 45		24	B3037008
2 fili di 70 cm	incolore	4/0	1,5	2 x 70		36	C3037024
	incolore	2/0	3	2 x 70		36	C3037026
	incolore	0	3,5	2 x 70		36	C3037027
	incolore	1	4	2 x 70		36	C3037028
5 fili di 70 cm	incolore	4/0	1,5	5 x 70		36	C3037444
	incolore	2/0	3	5 x 70		36	C3037446
3 fili di 45 cm	incolore	3/0	2	3 x 45		36	C3037625
	incolore	2/0	3	3 x 45		36	C3037626
	incolore	0	3,5	3 x 45		36	C3037627
	incolore	1	4	3 x 45		36	C3037628
1 filo di 150 cm	incolore	2/0	3	1 x 150		36	C3037706
	incolore	0	3,5	1 x 150		36	C3037692
	incolore	1	4	1 x 150		36	C3037694
	incolore	2	5	1 x 150		36	C3037693

Descrizione



Novosyn® è una sutura sintetica assorbibile a medio termine, intrecciata e rivestita, costituita da acido glicolico e acido lattico 90/10 (polyglactin 910).

Novosyn® si degrada per idrolisi e fornisce un assorbimento prevedibile e affidabile.


Indicazioni

- Chirurgia gastrointestinale
- Ginecologia / Ostetricia
- Ortopedia
- Chirurgia oftalmica
- Urologia
- Chiusura della pelle (enterocutanea, sottocutanea)
- Legature



































Vantaggi

- Scorrevolezza regolare del nodo
- Delicato riposizionamento del nodo
- Elevata capacità del nodo
- Reazione infiammatoria ridotta al minimo

Caratteristiche del prodotto








































Struttura	Intrecciato
Filamento	
Colore	Viola / Incolore
Composizione chimica	Acido poliglicolico e acido lattico 90/10 (polyglactin 910)
Rivestimento	Copolimero (polyglactin 370) e stearato di calcio
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 8/0 (EP 0,4) a USP 2 (EP 5)
Tipo di assorbimento	Assorbimento per idrolisi Completo assorbimento in 56 - 70 giorni
Sterilizzazione	Ossido di etilene

Ago cilindrico – Punta cilindrica






































Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio		viola	8/0	0,4	30		36	C0068133
		viola	6/0	0,7	30		36	C0068433
3/8 cerchio		viola	7/0	0,5	45		36	C0068101
		viola	6/0	0,7	45		36	C0068102
		viola	5/0	1	45		36	C0068103
3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	70		36	C0068434
		viola	5/0	1	45		36	C0068134
		viola	5/0	1	70		36	C0068435
		viola	4/0	1,5	60		36	C0068105
		viola	4/0	1,5	70		36	C0068436
3/8 cerchio		incoloro	6/0	0,7	45		36	C0069725
3/8 cerchio		viola	4/0	1,5	45		36	C0068137
		viola	4/0	1,5	70		36	C0068107
3/8 cerchio		viola	5/0	1	70		36	C0068155
		viola	4/0	1,5	45		36	C0068138
		viola	4/0	1,5	70		36	C0068150
		viola	3/0	2	70		12	G0068151
3/8 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0068159
		viola	3/0	2	70		36	C0068160
		viola	2/0	3	70		36	C0068161
3/8 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0068108
		viola	3/0	2	70		36	C0068117
3/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068164
		viola	3/0	2	120		36	C0068179
		viola	2/0	3	70		36	C0068165

SUTURE ASSORBIBILI




















































NOVOSYN®

Ago cilindrico - Punta cilindrica								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068170
		viola	2/0	3	70		36	C0068171
		viola	2/0	3	90		36	C0068566
		viola	0	3,5	70		36	C0068172
		viola	0	3,5	90		36	C0068567
		viola	1	4	70		36	C0068173
		viola	1	4	90		36	C0068568
		viola	2	5	70		36	C0068168
3/8 cerchio		viola	1	4	70		36	C0068409
3/8 cerchio		viola	1	4	90		24	B0068437
1/2 cerchio		viola	7/0	0,5	30		36	C0068149
1/2 cerchio		viola	7/0	0,5	45		36	C0068020
1/2 cerchio		viola	6/0	0,7	70		36	C0068002
		incoloro	6/0	0,7	45		36	C0069802
		viola	5/0	1	70		12	G0068003
		viola	6/0	0,7	45		12	G0068449
		viola	6/0	0,7	70		12	G0068006
		incoloro	6/0	0,7	45		36	C0069405
		viola	5/0	1	45		36	C0068450
		viola	5/0	1	70		12	G0068007
		incoloro	5/0	1	45		36	C0069407
		incoloro	5/0	1	70		36	C0069007
1/2 cerchio		viola	5/0	1	4 x 45		36	C0088718
		viola	5/0	1	8 x 45		6	M0088190
		viola	4/0	1,5	45		36	C0068415
		viola	4/0	1,5	70		12	G0068008
		viola	4/0	1,5	90		36	C0068452
		incoloro	4/0	1,5	45		36	C0069408
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0069008
		viola	4/0	1,5	4 x 45		36	C0088719
		viola	4/0	1,5	8 x 45		6	M0088191
		viola	3/0	2	70		36	C0068009





































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice			
1/2 cerchio		viola	3/0	2	45		36	C0088320		
		viola	3/0	2	70		36	C0068120		
		viola	2/0	3	45		36	C0088321		
		viola	2/0	3	70		36	C0068110		
		viola	0	3,5	45		36	C0088322		
		viola	0	3,5	70		36	C0068111		
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0068888		
1/2 cerchio		viola	6/0	0,7	70		12	G0068011		
		viola	5/0	1	70		12	G0068012		
		incoloro	5/0	1	70		36	C0069012		
		viola	4/0	1,5	45		36	C0088340		
		viola	4/0	1,5	70		12	G0068013		
		viola	4/0	1,5	90		36	C0068853		
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0069013		
		viola	4/0	1,5	4 x 45		36	C0088713		
		viola	4/0	1,5	8 x 45		6	M0088185		
		viola	4/0	1,5	4 x 70		36	C0088613		
		viola	4/0	1,5	8 x 70		6	M0088255		
		incoloro	4/0	1,5	4 x 45		36	C0089713		
		viola	3/0	2	70		12	G0068014		
		viola	3/0	2	90		36	C0068854		
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069014		
		viola	3/0	2	4 x 45		36	C0088714		
		viola	3/0	2	8 x 45		6	M0088187		
		viola	3/0	2	4 x 70		36	C0088614		
		viola	2/0	3	70		12	G0068015		
		viola	2/0	3	90		36	C0068855		
		incoloro	2/0	3	70		36	C0069015		
		viola	0	3,5	70		36	C0068016		
		1/2 cerchio		viola	5/0	1	70		36	C0068144
				viola	4/0	1,5	70		36	C0068147
				viola	3/0	2	70		36	C0068152
				viola	2/0	3	8 x 45		6	M0068153



































Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice		
1/2 cerchio		viola	5/0	1	90		36	C0068869		
		viola	4/0	1,5	90		36	C0068870		
		viola	3/0	2	70		12	G0068904		
1/2 cerchio		viola	5/0	1	70		36	C0068163		
		viola	4/0	1,5	70		36	C0068176		
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		12	G0068113		
		viola	3/0	2	45		36	C0088335		
		viola	3/0	2	70		36	C0068114		
		viola	2/0	3	70		36	C0068115		
		viola	0	3,5	70		36	C0068116		
		viola	1	4	70		36	C0068118		
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0068765		
		viola	3/0	2	70		12	G0068766		
		viola	3/0	2	90		36	C0068763		
		viola	2/0	3	70		36	C0068767		
		viola	5/0	1	70		36	C0068028		
		viola	4/0	1,5	70		12	G0068029		
		viola	4/0	1,5	90		36	C0068438		
		incolore	4/0	1,5	70		36	C0069029		
		viola	4/0	1,5	4 x 45		36	C0088729		
		viola	4/0	1,5	8 x 45		6	M0088177		
		viola	4/0	1,5	4 x 70		36	C0088629		
		viola	4/0	1,5	8 x 70		6	M0088248		
		viola	3/0	2	20		36	C0068069		
		viola	3/0	2	45		36	C0088325		
		viola	3/0	2	70		12	G0068030		
		viola	3/0	2	90		36	C0068877		
		viola	3/0	2	120		36	C0068078		
		incolore	3/0	2	70		36	C0069030		
		1/2 cerchio		incolore	3/0	2	90		36	C0069720
				viola	3/0	2	4 x 45		36	C0088730
viola	3/0			2	8 x 45		6	M0088178		
viola	3/0			2	4 x 70		36	C0088630		
viola	3/0			2	8 x 70		6	M0088249		
viola	2/0			3	20		36	C0068004		
viola	2/0			3	70		12	G0068031		
viola	2/0			3	90		36	C0068881		
viola	2/0			3	120		36	C0068880		
incolore	2/0			3	70		36	C0069031		
viola	2/0			3	4 x 45		36	C0088731		
viola	2/0			3	8 x 45		6	M0088180		
viola	2/0			3	4 x 70		24	B0088631		
viola	2/0			3	8 x 70		6	M0088250		
viola	0			3,5	70		12	G0068032		
incolore	1			4	70		36	C0069033		
viola	2			5	70		36	C0068443		

Ago cilindrico - Punta cilindrica



































Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio 	viola	4/0	1,5	70		12	G0068181
	viola	4/0	1,5	8 x 45		6	M0068182
	viola	3/0	2	70		36	C0068186
	viola	3/0	2	90		36	C0068526
	viola	3/0	2	120		36	C0068365
	viola	3/0	2	4 x 45		36	C0088732
	viola	3/0	2	8 x 45		6	M0068188
	viola	2/0	3	70		36	C0068189
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	90		36	C0068874
	viola	2/0	3	90		36	C0068875
1/2 cerchio 	viola	4/0	1,5	70		36	C0068190
	viola	4/0	1,5	90		36	C0068191
	viola	3/0	2	70		36	C0068192
1/2 cerchio 	viola	4/0	1,5	70		36	C0068932
	viola	3/0	2	70		36	C0068934
	incolore	3/0	2	70		36	C0069934
	viola	2/0	3	70		36	C0068036
	viola	0	3,5	70		36	C0068037
	viola	1	4	70		36	C0068038
	viola	0	3,5	70		36	C0068937
1/2 cerchio 	viola	0	3,5	70		36	C0068937
1/2 cerchio 	viola	1	4	70		36	C0068033
1/2 cerchio 	viola	5/0	1	70		36	C0068039
	viola	4/0	1,5	70		12	G0068040
	viola	4/0	1,5	90		36	C0068540
	incolore	4/0	1,5	70		36	C0069040
	viola	4/0	1,5	4 x 45		36	C0088740
	viola	4/0	1,5	8 x 45		6	M0088170
	viola	4/0	1,5	4 x 70		36	C0088640

Ago cilindrico - Punta cilindrica




































Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
	viola	4/0	1,5	8 x 70		6	M0088237
	viola	3/0	2	20		36	C0068079
	viola	3/0	2	70		12	G0068041
	viola	3/0	2	90		36	C0068541
	viola	3/0	2	120		36	C0068088
	incolore	3/0	2	70		36	C0069041
	incolore	3/0	2	90		36	C0069541
	viola	3/0	2	4 x 45		36	C0088741
	viola	3/0	2	8 x 45		6	M0088171
	viola	3/0	2	4 x 70		36	C0088647
	viola	3/0	2	8 x 70		6	M0088239
	incolore	3/0	2	4 x 45		36	C0089741
	incolore	3/0	2	8 x 45		6	M0089116
	viola	2/0	3	20		36	C0068018
	viola	2/0	3	45		36	C0068109
	viola	2/0	3	70		12	G0068042
	viola	2/0	3	90		12	G0068542
	viola	2/0	3	120		36	C0068067
	incolore	2/0	3	70		36	C0069042
	incolore	2/0	3	90		36	C0069540
	viola	2/0	3	4 x 45		36	C0088742
	viola	2/0	3	5 x 45		24	B0088351
	viola	2/0	3	8 x 45		6	M0088172
	viola	2/0	3	4 x 70		36	C0088642
	viola	2/0	3	8 x 70		6	M0088241
	incolore	2/0	3	8 x 45		6	M0089117
	viola	0	3,5	70		12	G0068043
	viola	0	3,5	90		36	C0068543
	incolore	0	3,5	70		36	C0069043
	incolore	0	3,5	09		36	C0069543
	viola	1	4	70		12	G0068044
	viola	1	4	90		36	C0068544
	viola	2	5	70		36	C0068034
	viola	2	5	90		36	C0068545

1/2
cerchio






































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio 	viola	4/0	1,5	70		36	C0068196
	viola	3/0	2	70		12	G0068198
	viola	3/0	2	8 x 45		6	M0068200
	viola	3/0	2	8 x 70		6	M0068201
	viola	2/0	3	70		12	G0068209
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	90		36	C0068901
	viola	2/0	3	90		36	C0068902
	viola	0	3,5	70		36	C0068907
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	70		36	C0068210
	viola	3/0	2	90		36	C0068216
	viola	2/0	3	70		36	C0068217
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	70		12	G0068089
	viola	3/0	2	90		36	C0068589
	incolore	3/0	2	70		36	C0069089
	viola	2/0	3	45		36	C0068019
	viola	2/0	3	70		12	G0068090
	viola	2/0	3	90		36	C0068590
	incolore	2/0	3	70		36	C0069090
	viola	2/0	3	4 x 45		36	C0088790
	viola	2/0	3	8 x 45		6	M0088164
	viola	0	3,5	70		12	G0068091
	viola	0	3,5	90		36	C0068591
	incolore	0	3,5	70		36	C0069091
	viola	0	3,5	4 x 45		24	B0088791
	viola	0	3,5	8 x 45		6	M0088165
	viola	0	3,5	4 x 70		24	B0088691
viola	0	3,5	8 x 70		6	M0068295	
viola	1	4	70		12	G0068092	
viola	1	4	90		36	C0068592	
incolore	1	4	70		36	C0069092	




































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio 	viola	1	4	4 x 45		24	B0088792
	viola	1	4	8 x 45		6	M0088166
	viola	1	4	4 x 70		24	B0088692
	viola	1	4	8 x 70		6	M0068305
	viola	2	5	70		36	C0068093
	viola	2	5	90		36	C0068613
	viola	2	5	4 x 45		24	B0088793
	viola	2	5	4 x 70		24	B0088693
	viola	2	5	8 x 70		6	M0088234
1/2 cerchio 	viola	2/0	3	4 x 45		36	C0088810
	viola	2/0	3	8 x 45		6	M0088160
	viola	0	3,5	70		36	C0068791
	viola	1	4	70		36	C0068100
	viola	1	4	90		36	C0068580
	viola	2	5	70		36	C0068793
	viola	2	5	90		36	C0068642
1/2 cerchio 	viola	4/0	1,5	70		36	C0068035
	viola	3/0	2	70		12	G0068046
	viola	3/0	2	90		36	C0068446
	viola	3/0	2	4 x 70		36	C0088660
	viola	2/0	3	70		12	G0068047
	viola	2/0	3	90		36	C0068447
	incoloro	2/0	3	70		36	C0069047
	viola	2/0	3	4 x 45		36	C0088761
	viola	2/0	3	4 x 70		24	B0088661
	viola	0	3,5	70		12	G0068048
	viola	0	3,5	90		36	C0068448
	incoloro	0	3,5	70		36	C0069048
	viola	0	3,5	4 x 70		24	B0088662
	viola	1	4	70		12	G0068049
	viola	1	4	90		36	C0068645
viola	2	5	70		36	C0068045	

Ago cilindrico - Punta cilindrica




































	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068747
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068547
		viola	0	3,5	70		36	C0068548
		viola	1	4	90		12	G0068549
		viola	1	4	90		36	C0068633
1/2 cerchio		viola	0	3,5	70		36	C0088716
		viola	1	4	70		36	C0068559
		viola	1	4	90		12	G0068646
		viola	1	4	4 x 70		24	B0088803
		viola	1	4	8 x 70		6	M0088225
		viola	3/0	2	70		12	G0068050
		viola	3/0	2	90		36	C0068550
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069050
1/2 cerchio		viola	3/0	2	4 x 45		36	C0088769
		viola	3/0	2	8 x 45		6	M0088145
		viola	3/0	2	4 x 70		36	C0088669
		viola	3/0	2	8 x 70		6	M0088218
		viola	2/0	3	70		12	G0068051
		viola	2/0	3	90		36	C0068551
		incoloro	2/0	3	70		36	C0069051
		incoloro	2/0	3	90		36	C0069585
		viola	2/0	3	4 x 45		36	C0088770
		viola	2/0	3	8 x 45		6	M0088146
		viola	2/0	3	4 x 70		24	B0088670
		viola	2/0	3	8 x 70		6	M0088219
		incoloro	2/0	3	4 x 45		36	C0089001
		viola	0	3,5	70		12	G0068052
		viola	0	3,5	90		12	G0068552
		incoloro	0	3,5	70		36	C0069052
viola	0	3,5	4 x 70		24	B0088671		
viola	1	4	70		12	G0068053		
viola	1	4	90		12	G0068553		
viola	2	5	70		36	C0068054		

Ago cilindrico - Punta cilindrica































Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
	viola	4/0	1,5	90		36	C0068953
	viola	3/0	2	70		36	C0068094
	viola	3/0	2	90		36	C0068955
	incolore	3/0	2	70		36	C0069099
	incolore	3/0	2	90		36	C0069594
	viola	3/0	2	4 x 45		36	C0088794
	viola	3/0	2	8 x 45		6	M0088135
	viola	2/0	3	70		12	G0068095
	viola	2/0	3	90		12	G0068595
	viola	2/0	3	150		36	C0068584
	incolore	2/0	3	70		36	C0069095
	incolore	2/0	3	90		36	C0069595
	viola	2/0	3	4 x 45		36	C0088795
	viola	2/0	3	8 x 45		6	M0088136
	viola	2/0	3	4 x 70		24	B0088695
	viola	2/0	3	8 x 70		6	M0088212
	incolore	2/0	3	4 x 45		36	C0089795
	incolore	2/0	3	8 x 45		6	M0089131
	viola	0	3,5	45		36	C0068021
	viola	0	3,5	70		12	G0068096
	viola	0	3,5	90		36	C0068956
	incolore	0	3,5	70		36	C0069096
	incolore	0	3,5	90		36	C0069596
	viola	0	3,5	4 x 45		24	B0088796
	viola	0	3,5	5 x 45		24	B0088352
	viola	0	3,5	8 x 45		6	M0088137
	viola	0	3,5	4 x 70		36	C0088696
	viola	0	3,5	8 x 70		6	M0088213
	incolore	0	3,5	8 x 45		6	M0089132
	incolore	0	3,5	8 x 70		6	M0089504
	viola	1	4	70		12	G0068097
	viola	1	4	90		12	G0068597
	incolore	1	4	70		36	C0069097
	incolore	1	4	90		36	C0069597
	viola	1	4	4 x 45		24	B0088797

1/2
cerchio

Ago cilindrico - Punta cilindrica

































Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio 	viola	1	4	8 x 45		6	M0088139
	viola	1	4	4 x 70		24	B0088697
	viola	1	4	8 x 70		6	M0088214
	viola	1	4	4 x 90		24	B0088653
	incoloro	1	4	4 x 45		24	B0089797
	incoloro	1	4	8 x 45		6	M0089133
	viola	2	5	70		12	G0068098
	viola	2	5	90		12	G0068598
	viola	2	5	150		24	B0068125
	incoloro	2	5	70		36	C0069098
	incoloro	2	5	90		24	B0069598
	viola	2	5	4 x 45		24	B0088798
	viola	2	5	8 x 45		6	M0088140
	viola	2	5	4 x 70		24	B0088698
	viola	2	5	8 x 70		6	M0088215
1/2 cerchio 	viola	2/0	3	70		36	C0068121
	viola	0	3,5	70		36	C0068122
	viola	0	3,5	90		36	C0068576
	viola	0	3,5	4 x 45		24	B0088806
	viola	0	3,5	8 x 45		6	M0088131
	viola	1	4	70		36	C0068123
	viola	1	4	90		36	C0068577
	viola	1	4	4 x 45		24	B0088807
	viola	1	4	8 x 45		6	M0088132
	viola	1	4	4 x 70		24	B0088707
1/2 cerchio 	viola	2	5	90		24	B0068655
	viola	2/0	3	70		36	C0068381
	viola	0	3,5	70		36	C0068175
	viola	0	3,5	90		36	C0068569
	viola	1	4	70		36	C0068457
	viola	1	4	90		36	C0068571
	viola	2	5	90		24	B0068661

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
	viola	3/0	2	70		36	C0068059
	viola	3/0	2	90		36	C0068466
	incolore	3/0	2	90		36	C0069466
	viola	2/0	3	70		12	G0068055
	viola	2/0	3	90		36	C0068467
	incolore	2/0	3	70		36	C0069055
	incolore	2/0	3	90		36	C0069467
	viola	2/0	3	5 x 45		24	B0088355
	viola	2/0	3	8 x 45		6	M0088115
	viola	0	3,5	70		12	G0068056
	viola	0	3,5	90		12	G0068556
	incolore	0	3,5	90		36	C0069559
	viola	0	3,5	4 x 45		24	B0088766
	viola	0	3,5	8 x 45		6	M0088116
	viola	1	4	70		12	G0068057
	viola	1	4	90		12	G0068557
	viola	1	4	120		24	B0068555
	incolore	1	4	70		36	C0069057
	incolore	1	4	90		36	C0069557
	viola	1	4	4 x 45		24	B0088767
	viola	1	4	8 x 45		6	M0088117
	viola	1	4	4 x 70		24	B0088667
	viola	1	4	8 x 70		6	M0088207
	viola	2	5	70		12	G0068058
	viola	2	5	90		12	G0068558
	incolore	2	5	90		24	B0069558
	viola	2	5	4 x 45		24	B0088768
	viola	2	5	8 x 45		6	M0088118
	viola	2	5	4 x 70		24	B0088668
	viola	2	5	8 x 70		6	M0088208

1/2
cerchio

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio loop		viola	0	3,5	150		24	B0068355
		viola	1	4	150		24	B0068350
1/2 cerchio		viola	0	3,5	70		36	C0068946
		viola	1	4	70		12	G0068947
		viola	1	4	90		36	C0068847
		viola	1	4	4 x 45		24	B0088781
		viola	1	4	8 x 45		6	M0088110
		viola	2	5	70		36	C0068948
		viola	2	5	90		24	B0068848
		viola	2	5	4 x 45		24	B0088782
		viola	2	5	8 x 45		6	M0088111
1/2 cerchio		viola	1	4	70		36	C0068169
		viola	2	5	70		36	C0068070
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068099
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069059
		incoloro	3/0	2	90		36	C0069565
		viola	2/0	3	70		12	G0068060
		viola	2/0	3	90		12	G0068560
		incoloro	2/0	3	90		36	C0069564
		viola	2/0	3	4 x 45		24	B0088785
		viola	2/0	3	5 x 45		24	B0088350
		viola	2/0	3	8 x 45		6	M0088101
		viola	0	3,5	70		12	G0068061
		viola	0	3,5	90		12	G0068561
		incoloro	0	3,5	90		36	C0069561
		viola	0	3,5	4 x 45		24	B0088786
		viola	0	3,5	5 x 45		24	B0088353
viola	0	3,5	8 x 45		6	M0088102		

SUTURE ASSORBIBILI

NOVOSYN®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	incolore	0	3,5	4 x 45		24	B0089786
	incolore	0	3,5	8 x 45		6	M0089140
	viola	1	4	70		12	G0068062
	viola	1	4	90		12	G0068562
	incolore	1	4	90		36	C0069562
	viola	1	4	4 x 45		24	B0088787
	viola	1	4	5 x 45		24	B0088354
	viola	1	4	8 x 45		6	M0088103
	viola	1	4	4 x 70		24	B0088687
	viola	2	5	70		12	G0068063
	viola	2	5	90		12	G0068563
	viola	2	5	120		24	B0068779
	viola	2	5	4 x 45		24	B0088788
	viola	2	5	8 x 45		6	M0088104
	viola	2	5	4 x 70		24	B0088688
viola	2	5	8 x 70		6	M0088204	
1/2 cerchio	viola	1	4	150		24	B0068119
1/2 cerchio	viola	2/0	3	70		36	C0068064
	viola	0	3,5	70		36	C0068065
	viola	1	4	70		36	C0068066
	viola	2	5	70		36	C0068068
1/2 cerchio	viola	1	4	150		24	B0068380



































Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		24	B0068071
		incolore	2/0	3	70		24	B0069064
		viola	1	4	70		24	B0068072
		viola	1	4	90		24	B0068639
		viola	1	4	150		24	B0068939
		viola	1	4	4 x 70		24	B0088655
		viola	2	5	90		24	B0068640
		viola	2	5	150		24	B0068940
1/2 cerchio		viola	1	4	150		24	B0068919
		viola	1	4	240		24	B0068929
		viola	2	5	240		12	G0068930
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		24	B0068803
		viola	0	3,5	70		24	B0068804
		viola	1	4	70		24	B0068183
		viola	2	5	90		24	B0088002
		viola	2	5	4 x 70		24	B0088003
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		24	B0068073
		viola	2/0	3	70		24	B0068074
		viola	0	3,5	70		24	B0068075
		viola	1	4	70		12	G0068076
		viola	1	4	90		24	B0068579
		viola	1	4	100		24	B0068926
		viola	2	5	70		24	B0068077
1/2 cerchio		viola	2	5	150		24	B0068931
		viola	1	4	150		24	B0068927
		viola	2	5	150		24	B0068928



























SUTURE ASSORBIBILI

NOVOSYN®




















Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
5/8 cerchio		viola	3/0	2	70		12	G0068414
		viola	2/0	3	70		12	G0068415
		viola	2/0	3	90		36	C0068775
		incoloro	2/0	3	70		36	C0069415
		viola	0	3,5	70		12	G0068416
		viola	0	3,5	90		36	C0068810
		viola	1	4	70		36	C0068417
5/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068027
5/8 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0068813
		viola	3/0	2	70		36	C0068818
		viola	2/0	3	70		36	C0068815
		viola	2/0	3	90		36	C0068820
		viola	0	3,5	70		36	C0068817
		viola	0	3,5	90		36	C0068828
5/8 cerchio		viola	1	4	70		36	C0068428
5/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068424
		viola	2/0	3	70		36	C0068425
		viola	0	3,5	70		36	C0068426
		viola	0	3,5	90		36	C0068860
		viola	0	3,5	8 x 90		6	M0088001
		viola	1	4	70		36	C0068427
5/8 cerchio		viola	0	3,5	90		36	C0068861
5/8 cerchio		viola	2/0	3	70		12	G0068489
		viola	0	3,5	70		36	C0068490
		viola	0	3,5	90		36	C0068866
		viola	1	4	70		36	C0068491
		viola	1	4	90		36	C0068867












Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
curvatura progressiva		incolore	4/0	1,5	45		36	C0069135
retto		viola	4/0	1,5	20		36	C0068281
		viola	4/0	1,5	35		36	C0068944
		viola	3/0	2	20		36	C0068284
		viola	3/0	2	70		36	C0068285
		viola	1	4	70		36	C0068695
retto		viola	4/0	1,5	20		36	C0068288
retto		viola	4/0	1,5	35		36	C0068943
retto		viola	3/0	2	70		36	C0068405
		viola	2/0	3	90		36	C0068185
retto		viola	2/0	3	90		36	C0068994
uncino		viola	2/0	3	70		36	C0068475
uncino		viola	1	4	70		36	C0068481
uncino		viola	2/0	3	70		12	G0068410
		viola	0	3,5	70		12	G0068408
uncino		viola	1	4	70		36	C0068478





































Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
ski		viola	4/0	1,5	20		36	C0068752
		viola	4/0	1,5	120		36	C0068755
		viola	3/0	2	20		36	C0068753
		viola	3/0	2	45		36	C0068154
		viola	3/0	2	120		36	C0068756
		viola	2/0	3	20		36	C0068754
		viola	2/0	3	120		36	C0068757
ski		viola	3/0	2	20		36	C0068746
		viola	3/0	2	120		36	C0068744
		viola	2/0	3	20		36	C0068749
		viola	2/0	3	30		36	C0068629
		viola	2/0	3	120		36	C0068751
ski		viola	0	3,5	120		36	C0068781
		viola	2/0	3	20		36	C0068287
ski		viola	3/0	2	40		36	C0068745








































Ago cilindrico - Punta tagliente corta

3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	70		36	C0068300
		viola	5/0	1	70		36	C0068301
		viola	4/0	1,5	70		36	C0063802
3/8 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0068460
3/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068827
		viola	2/0	3	20		36	C0068830
3/8 cerchio		viola	3/0	2	20		36	C0068833







































Ago cilindrico - Punta tagliente corta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
1/2 cerchio		viola	5/0	1	70		36	C0068312
		incoloro	5/0	1	45		36	C0069309
		incoloro	5/0	1	70		36	C0069339
		viola	4/0	1,5	70		36	C0068313
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0069340
		viola	3/0	2	70		36	C0068314
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069341
		viola	2/0	3	70		36	C0068315
		viola	2/0	3	4 x 45		36	C0088025
		viola	0	3,5	70		36	C0068316
1/2 cerchio		viola	1	4	70		36	C0068081
		viola	2/0	3	70		36	C0068785
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0068325
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0069335
		viola	3/0	2	70		36	C0068326
		viola	3/0	2	120		36	C0068310
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069324
		viola	2/0	3	70		36	C0068331
		viola	0	3,5	70		36	C0068332
		viola	1	4	70		36	C0068333
		incoloro	1	4	70		36	C0069475
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	70		36	C0068694
		viola	3/0	2	20		36	C0068334
		viola	3/0	2	70		12	G0068335
		viola	3/0	2	4 x 70		24	B0088065
		viola	2/0	3	20		36	C0068337
		viola	2/0	3	70		12	G0068336
		viola	2/0	3	120		36	C0068345
		incoloro	2/0	3	90		36	C0069778
		viola	2/0	3	4 x 45		36	C0088036
		viola	2/0	3	8 x 45		6	M0088037
		viola	0	3,5	70		36	C0068343

Ago cilindrico - Punta tagliente corta

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068441
		viola	0	3,5	70		36	C0068721
		viola	1	4	70		36	C0068444
		incolore	1	4	70		36	C0069444
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068373
		viola	2/0	3	70		36	C0068372
		viola	0	3,5	70		36	C0068371
		viola	1	4	70		36	C0068374
1/2 cerchio		viola	0	3,5	70		36	C0068716
		viola	1	4	90		36	C0068375
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068360
		viola	3/0	2	90		36	C0068139
		viola	2/0	3	70		36	C0068361
		viola	2/0	3	90		12	G0068140
		incolore	2/0	3	90		36	C0069865
		viola	2/0	3	4 x 45		36	C0088285
		viola	0	3,5	70		36	C0068362
		viola	0	3,5	90		12	G0068141
		viola	1	4	70		36	C0068363
		viola	1	4	90		12	G0068142
		incolore	1	4	90		36	C0069867
		viola	1	4	4 x 70		24	B0068124
		viola	2	5	90		12	G0068143
		1/2 cerchio		viola	2/0	3	150	
1/2 cerchio		viola	3/0	2	90		36	C0068893
		viola	2/0	3	70		36	C0068842
1/2 cerchio		viola	2/0	3	90		36	C0068894
		viola	0	3,5	70		36	C0068843
		viola	0	3,5	90		12	G0068895
		viola	1	4	70		36	C0068844
		viola	1	4	90		12	G0068896
		viola	2	5	90		24	B0068897
























Ago cilindrico - Punta tagliente corta

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068329
		viola	2/0	3	90		36	C0068342
		viola	0	3,5	70		36	C0068338
		viola	0	3,5	90		24	B0068344
		viola	1	4	70		46	C0068340
		viola	1	4	90		24	B0068354
		viola	2	5	90		24	B0068358
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068908
		viola	2/0	3	90		36	C0068949
		incolore	2/0	3	70		36	C0069920
		viola	0	3,5	70		36	C0068909
		viola	0	3,5	90		24	B0068950
		incolore	0	3,5	90		36	C0069903
		viola	1	4	90		36	C0068951
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068958
		viola	0	3,5	70		36	C0068959
		viola	1	4	70		36	C0068960
		incolore	1	4	70		36	C0069958
		viola	2	5	70		36	C0068961
		viola	2	5	90		24	B0068992
		viola	2/0	3	70		36	C0068971
1/2 cerchio		viola	2/0	3	90		36	C0068976
		viola	0	3,5	70		36	C0068972
		viola	0	3,5	90		36	C0068977
		viola	1	4	90		36	C0068978
		viola	0	3,5	150		24	B0068872
1/2 cerchio		viola	1	4	150		24	B0068873
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068625
		viola	1	4	70		36	C0068627
		viola	1	4	90		36	C0068982
		viola	2	5	70		36	C0068628
		viola	2	5	90		24	B0068983





















SUTURE ASSORBIBILI

NOVOSYN®













Ago cilindrico - Punta tagliente corta

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio loop	 <p>HRC 43s</p>	viola	0	3,5	150		24	B0068601
		viola	1	4	150		24	B0068602
1/2 cerchio	 <p>HRC 43ss</p>	viola	1	4	90		24	B0068399
		viola	2	5	90		24	B0068404
1/2 cerchio	 <p>HRC 48</p>	viola	3/0	2	90		36	C0068570
		viola	2/0	3	70		36	C0068962
		viola	2/0	3	90		36	C0068572
		viola	0	3,5	70		36	C0068963
		viola	0	3,5	90		36	C0068573
		viola	1	4	70		36	C0068964
		viola	1	4	90		36	C0068574
		viola	1	4	150		24	B0068837
		viola	2	5	70		36	C0068965
		viola	2	5	90		24	B0068575
1/2 cerchio loop	 <p>HRC 48</p>	viola	0	3,5	150		24	B0068986
		viola	1	4	150		24	B0068987
		viola	2	5	150		24	B0068988
1/2 cerchio	 <p>HRC 80</p>	viola	1	4	90		12	G0068657

Ago cilindrico - Punta tagliente corta

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
5/8 cerchio	FRC 10 	viola	6/0	0,7	30		36	C0068798
5/8 cerchio	FRC 17 	incoloro	4/0	1,5	70		36	C0069003
5/8 cerchio	FRC 22 	viola	4/0	1,5	90		36	C0068523
		incoloro	4/0	1,5	90		36	C0069299
		viola	3/0	2	90		36	C0068505
		incoloro	3/0	2	90		36	C0069298
curvatura progressiva	PRC 24 	viola	2/0	3	120		36	C0068807
uncino	JRC 30s 	viola	2/0	3	120		36	C0068193
		viola	0	3,5	70		36	C0068477
		viola	0	3,5	120		36	C0068194
		viola	1	4	70		12	G0068476
		viola	1	4	90		36	C0068857
uncino	2xJRC 30s 	viola	2/0	3	60		36	C0068483
		viola	0	3,5	45		36	C0068479





































Ago cilindrico - Punta trocar T

3/8 cerchio	DRT 12 	viola	6/0	0,7	70		36	C0068306
		viola	5/0	1	70		36	C0068307
3/8 cerchio	DRT 18 	viola	5/0	1	70		36	C0068319
		viola	4/0	1,5	70		36	C0068320
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0069320
		viola	3/0	2	70		36	C0068321
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069321
3/8 cerchio	DRT 22 	viola	4/0	1,5	70		36	C0068376
		viola	3/0	2	70		36	C0068377






































SUTURE ASSORBIBILI

NOVOSYN®

Ago cilindrico - Punta trocar T







	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068382
		viola	2/0	3	70		36	C0068383
3/8 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068386
		viola	0	3,5	70		36	C0068387
		viola	1	4	70		36	C0068309
1/2 cerchio		viola	3/0	2	90		36	C0068650
		incolore	3/0	2	90		36	C0069661
		viola	2/0	3	70		36	C0068392
		viola	2/0	3	90		12	G0068651
		incolore	2/0	3	70		36	C0069392
		incolore	2/0	3	90		36	C0069662
		viola	0	3,5	70		36	C0068393
		viola	0	3,5	90		12	G0068652
		incolore	0	3,5	90		36	C0069663
		viola	1	4	70		36	C0068391
		viola	1	4	90		12	G0068653
		1/2 cerchio		incolore	1	4	90	
viola	2			5	90		12	G0068654
viola	3/0			2	90		36	C0068384
viola	2/0			3	70		36	C0068395
viola	2/0			3	90		36	C0068532
viola	0			3,5	70		12	G0068396
viola	0			3,5	90		36	C0068533
viola	1			4	70		36	C0068397
1/2 cerchio		viola	1	4	90		36	C0068534
		viola	2	5	90		24	B0068535
		viola	2/0	3	70		36	C0068023
		incolore	2/0	3	70		36	C0069400
		viola	0	3,5	70		36	C0068024
		incolore	0	3,5	90		36	C0069673
		viola	1	4	70		36	C0068525

Ago cilindrico - Punta trocar T


















Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio 	viola	2/0	3	70		36	C0068412
	incoloro	2/0	3	70		36	C0069672
	viola	0	3,5	70		36	C0068413
	incoloro	0	3,5	70		36	C0069671
	viola	1	4	70		36	C0068484
	incoloro	1	4	70		36	C0069670
	viola	2	5	70		36	C0068492
1/2 cerchio 	viola	2/0	3	70		36	C0068349
	viola	2/0	3	90		36	C0068997
	viola	0	3,5	90		36	C0068471
	viola	1	4	90		36	C0068472
1/2 cerchio 	viola	0	3,5	150		24	B0068346
	viola	1	4	150		24	B0068347
1/2 cerchio 	viola	2/0	3	70		36	C0068352
	incoloro	2/0	3	90		36	C0069378
	viola	1	4	70		36	C0068474
	viola	1	4	90		36	C0068470
	viola	2	5	70		36	C0068353
	viola	2	5	90		24	B0068473
1/2 cerchio 	viola	0	3,5	150		24	B0068356
	viola	1	4	150		24	B0068357
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	90		36	C0068504
	viola	2/0	3	70		36	C0068400
	viola	2/0	3	90		36	C0068500
	viola	0	3,5	70		36	C0068401
	viola	0	3,5	90		36	C0068501
	viola	1	4	70		36	C0068402
	viola	1	4	90		36	C0069502
	viola	1	4	150		24	B0068520
	viola	2	5	70		36	C0068403
	viola	2	5	90		24	B0068503

SUTURE ASSORBIBILI









NOVOSYN®

Ago cilindrico - Punta trocar T								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio loop	 <p>HRT 48 ⊕</p>	viola	0	3,5	150	Easyslide	24	B0068369
		viola	1	4	150	Easyslide	24	B0068370
		incolore	1	4	150	Easyslide	24	B0069370
		viola	2	5	150	Easyslide	24	B0068918
1/2 cerchio	 <p>HRT 80 ⊕</p>	viola	1	4	90	Easyslide	12	G0068788
5/8 cerchio	 <p>FRT 17 ⊕</p>	incolore	4/0	1,5	70	Easyslide	36	C0069755
Ago cilindrico - Punta smussa								
3/8 cerchio	 <p>DRN 64 ○</p>	viola	0	3,5	90	Easyslide	24	B0068607
		viola	1	4	90	Easyslide	24	B0068605
		viola	2	5	90	Easyslide	24	B0068614
1/2 cerchio	 <p>HRN 30 ○</p>	viola	3/0	2	70	Easyslide	36	C0068638
		viola	2/0	3	70	Easyslide	36	C0068604
1/2 cerchio	 <p>HRN 35 ○</p>	incolore	3/0	2	90	Easyslide	36	C0069550
		viola	2/0	3	70	Easyslide	36	C0068517
		viola	2/0	3	90	Easyslide	36	C0068617
		incolore	2/0	3	70	Easyslide	36	C0069549
		viola	0	3,5	70	Easyslide	36	C0068518
		viola	0	3,5	90	Easyslide	36	C0068618
		viola	1	4	70	Easyslide	36	C0068608
		viola	1	4	90	Easyslide	36	C0068619

Ago cilindrico - Punta smussa

































	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	0	3,5	70		36	C0068634
		viola	0	3,5	90		36	C0068636
		viola	1	4	70		36	C0068635
		viola	1	4	90		12	G0068637
1/2 cerchio		viola	1	4	90		36	C0068647
		viola	2	5	90		24	B0068648
1/2 cerchio		viola	0	3,5	90		36	C0068663
		viola	1	4	90		36	C0068664
1/2 cerchio		viola	1	4	90		36	C0068228
		viola	2	5	90		24	B0068229
1/2 cerchio		viola	1	4	90		24	B0068674
		viola	2	5	90		24	B0068675

































Ago cilindrico - Punta di protezione

1/2 cerchio		incolore	0	3,5	90		36	C0069822
1/2 cerchio		viola	0	3,5	8 x 45		6	M0088295
		viola	1	4	90		36	C0068516
		viola	1	4	8 x 45		6	M0088296
1/2 cerchio		incolore	1	4	90		36	C0069772

SUTURE ASSORBIBILI




































NOVOSYN®



































Ago tagliente								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	45		36	C0068202
		viola	6/0	0,7	45		12	G0068206
3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	70		36	C0068506
		incoloro	6/0	0,7	45		36	C0069206
		incoloro	6/0	0,7	70		36	C0069330
		viola	5/0	1	45		12	G0068207
		viola	5/0	1	70		12	G0068507
		incoloro	5/0	1	45		36	C0069207
		incoloro	5/0	1	70		36	C0069331
		viola	4/0	1,5	45		12	G0068208
		viola	4/0	1,5	70		12	G0068508
		incoloro	4/0	1,5	45		36	C0069208
3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	45		36	C0068706
		viola	5/0	1	45		36	C0068769
3/8 cerchio		viola	5/0	1	45		12	G0068212
		viola	5/0	1	70		36	C0068512
		viola	5/0	1	90		36	C0068511
		incoloro	5/0	1	45		36	C0069212
		viola	4/0	1,5	45		12	G0068213
		viola	4/0	1,5	70		12	G0068513
		incoloro	4/0	1,5	45		36	C0069213
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0069513
		viola	3/0	2	45		12	G0068214
		viola	3/0	2	70		12	G0068514
		incoloro	3/0	2	45		36	C0069214
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069302
3/8 cerchio		incoloro	4/0	1,5	45		36	C0069217




































Ago tagliente									
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice		
3/8 cerchio	DS 19 	viola	5/0	1	45		12	G0068219	
		viola	5/0	1	70		12	G0068419	
		incoloro	5/0	1	45		36	C0069219	
		incoloro	5/0	1	70		12	G0069419	
		viola	4/0	1,5	45		12	G0068220	
		viola	4/0	1,5	70		12	G0068420	
		viola	4/0	1,5	90		36	C0068224	
		incoloro	4/0	1,5	45		12	G0069220	
		incoloro	4/0	1,5	70		12	G0069420	
		incoloro	4/0	1,5	90		36	C0069223	
	viola	3/0	2	45		12	G0068221		
	viola	3/0	2	70		12	G0068421		
	incoloro	3/0	2	45		12	G0069221		
	incoloro	3/0	2	70		12	G0069421		
	viola	2/0	3	70		36	C0068422		
	incoloro	2/0	3	70		36	C0069422		
	3/8 cerchio	DS 24 	viola	5/0	1	70		36	C0068232
			viola	4/0	1,5	45		36	C0068536
			viola	4/0	1,5	70		12	G0068234
			incoloro	4/0	1,5	45		36	C0069534
incoloro			4/0	1,5	70		36	C0069234	
viola			3/0	2	70		12	G0068235	
incoloro			3/0	2	45		36	C0069535	
incoloro			3/0	2	70		12	G0069235	
viola			3/0	2	4 x 45		36	C0088953	
viola			2/0	3	70		12	G0068236	
incoloro			2/0	3	70		36	C0069236	
incoloro			2/0	3	90		36	C0069232	
viola			0	3,5	70		12	G0068237	
incoloro			0	3,5	70		36	C0069237	

SUTURE ASSORBIBILI

































NOVOSYN®

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio		viola	3/0	2	70		12	G0068246
		incolore	3/0	2	70		36	C0069246
		viola	2/0	3	70		12	G0068247
		incolore	2/0	3	70		36	C0069247
		viola	0	3,5	70		12	G0068248
		incolore	0	3,5	70		36	C0069248
		incolore	0	3,5	90		36	C0069148
		viola	1	4	70		12	G0068249
		viola	2	5	70		36	C0068245
3/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068255
		viola	2/0	3	70		36	C0068256
		incolore	2/0	3	70		36	C0069256
		viola	0	3,5	70		36	C0068257
		viola	1	4	70		36	C0068258
3/8 cerchio		viola	2	5	70		36	C0068259
		viola	0	3,5	70		36	C0068282
		incolore	0	3,5	90		36	C0068239
3/8 cerchio		viola	1	4	70		36	C0068283
		incolore	1	4	90		36	C0068240
3/8 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068379
3/8 cerchio		viola	1	4	70		36	C0068453
		incolore	2	5	70		36	C0069282
1/2 cerchio		viola	5/0	1	45		12	G0068203
		viola	5/0	1	70		36	C0068233
		incolore	5/0	1	45		36	C0069203
		viola	4/0	1,5	45		12	G0068204
		viola	4/0	1,5	70		36	C0068250
		incolore	4/0	1,5	45		36	C0069204

Ago tagliente								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
1/2 cerchio		viola	5/0	1	70		36	C0068439
		viola	4/0	1,5	70		36	C0068522
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0069322
		viola	1	4	70		36	C0068205
1/2 cerchio		viola	4/0	1,5	45		12	G0068225
		viola	3/0	2	45		12	G0068226
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069425
1/2 cerchio		viola	3/0	2	45		12	G0068230
		viola	3/0	2	70		12	G0068430
		incoloro	3/0	2	45		36	C0069230
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069430
		viola	2/0	3	70		36	C0068431
		viola	2/0	3	90		36	C0068524
		incoloro	2/0	3	70		36	C0069431
		viola	0	3,5	70		36	C0068432
		incoloro	0	3,5	70		36	C0069432
		incoloro	1	4	70		36	C0069433
1/2 cerchio		incoloro	1	4	70		36	C0069438
		viola	2	5	70		36	C0068840
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		12	G0068241
		viola	3/0	2	90		36	C0068458
		viola	3/0	2	120		36	C0068600
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069440
		viola	2/0	3	70		12	G0068242
		viola	2/0	3	90		36	C0068442
		viola	2/0	3	120		36	C0068957
		incoloro	2/0	3	70		12	G0069441
		viola	0	3,5	70		36	C0068243
		viola	1	4	70		36	C0068244



























Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068641
		viola	2/0	3	70		12	G0068290
		viola	2/0	3	90		36	C0068440
		viola	2/0	3	120		36	C0068603
		incoloro	2/0	3	70		12	G0069290
		viola	2/0	3	8 x 45		6	M0088081
		viola	0	3,5	70		12	G0068291
		viola	0	3,5	90		36	C0068480
		viola	0	3,5	120		36	C0068610
		incoloro	0	3,5	70		36	C0069084
		viola	1	4	70		36	C0068292
		incoloro	1	4	70		36	C0069293
		1/2 cerchio		viola	0	3,5	70	
incoloro	1			4	70		36	C0069083
viola	2			5	70		36	C0068084
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068251
		incoloro	2/0	3	70		36	C0069450
		viola	0	3,5	70		36	C0068252
		incoloro	0	3,5	70		36	C0069451
		viola	1	4	70		12	G0068253
		viola	1	4	90		36	C0068493
1/2 cerchio		viola	3/0	2	90		36	C0068494
		viola	2/0	3	90		12	G0068495
		incoloro	2/0	3	70		36	C0069461
		incoloro	2/0	3	90		36	C0069294
		viola	0	3,5	90		12	G0068496
		incoloro	0	3,5	90		36	C0069295
		viola	1	4	90		12	G0068497
		incoloro	1	4	90		36	C0069296
		viola	2	5	90		12	G0068498
		incoloro	2	5	90		24	B0069297




























Ago tagliente

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
1/2 cerchio 	viola	3/0	2	70		36	C0068293	
	viola	3/0	2	90		36	C0068594	
	incoloro	3/0	2	70		36	C0069460	
	viola	2/0	3	70		12	G0068294	
	viola	2/0	3	90		36 / 12	C0068596 / G0068596	
	incoloro	2/0	3	70		36	C0069195	
	incoloro	2/0	3	90		36	C0069187	
	viola	0	3,5	70		12	G0068296	
	viola	0	3,5	90		36	C0068582	
	viola	0	3,5	120		24	B0068611	
	incoloro	0	3,5	70		36	C0069196	
	viola	1	4	70		12	G0068297	
	viola	1	4	90		12	G0068583	
	viola	1	4	120		24	B0068632	
	incoloro	1	4	70		36	C0069197	
	viola	1	4	4 x 45		24	B0088705	
	1/2 cerchio 	viola	2/0	3	150		24	B0068278
1/2 cerchio 	viola	2/0	3	70		12	G0068085	
	viola	0	3,5	70		36	C0068086	
	viola	0	3,5	3 x 45		24	B0088701	
	viola	1	4	70		36	C0068087	
	incoloro	2	5	70		36	C0069087	
1/2 cerchio 	viola	2/0	3	90		36	C0068485	
	viola	0	3,5	70		36	C0068805	
	viola	0	3,5	90		12	G0068486	
	viola	1	4	70		36	C0068806	
	viola	1	4	90		12	G0068487	
	viola	2	5	90		12	G0068488	

SUTURE ASSORBIBILI































NOVOSYN®

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068267
		viola	2/0	3	90		12	G0068585
		viola	0	3,5	70		36	C0068268
		viola	0	3,5	90		12	G0068586
		viola	1	4	70		36	C0068269
		viola	1	4	90		12	G0068587
		viola	2	5	70		36	C0068770
		viola	2	5	90		12	G0068588
1/2 cerchio		viola	1	4	90		36	C0068464
1/2 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068691
		viola	0	3,5	70		36	C0068261
		viola	0	3,5	90		36	C0068461
		incoloro	0	3,5	90		36	C0069362
		viola	1	4	70		36	C0068262
		viola	1	4	90		12	G0068462
		incoloro	1	4	90		36	C0069363
		viola	2	5	70		36	C0068263
		viola	2	5	90		12	G0068463
		incoloro	2	5	90		24	B0069364
1/2 cerchio		viola	1	4	150		24	B0068303
1/2 cerchio		viola	2	5	70		36	C0068227






























Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
5/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068398
		incolore	3/0	2	70		36	C0069622
retto		viola	4/0	1,5	45		36	C0068211
retto		viola	4/0	1,5	45		36	C0068920
retto		incolore	4/0	1,5	70		36	C0069271
		viola	3/0	2	70		36	C0068272
		incolore	3/0	2	70		36	C0069272
		viola	2/0	3	70		36	C0068274
		incolore	2/0	3	70		36	C0069273
		viola	0	3,5	70		36	C0068275
retto		incolore	3/0	2	70		36	C0069266
retto		viola	4/0	1,5	70		36	C0068264
		incolore	4/0	1,5	70		36	C0069280
		viola	3/0	2	45		36	C0068465
		viola	3/0	2	70		12	G0068265
		incolore	3/0	2	45		36	C0069465
		incolore	3/0	2	70		36	C0069265
		viola	2/0	3	70		36	C0068266
		incolore	2/0	3	70		36	C0069267
retto		viola	1	4	70		12	G0068924

SUTURE ASSORBIBILI




































NOVOSYN®

Ago tagliente - Punta di precisione								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio	2xDSMP 6 	viola	7/0	0,5	45		12	G0068850
3/8 cerchio	DSMP 7 	viola	7/0	0,5	70		36	C0068407
		incolore	6/0	0,7	45		36	C0069601
3/8 cerchio	2xDSMP 7 	viola	6/0	0,7	45		36	C0068708
		incolore	6/0	0,7	45		36	C0069709
3/8 cerchio	DSMP 11 	viola	7/0	0,5	45		36	C0068684
		viola	6/0	0,7	45		36	C0068685
		viola	6/0	0,7	70		36	C0068688
		incolore	6/0	0,7	45		12	G0069607
		incolore	5/0	1	45		36	C0069608
3/8 cerchio	2xDSMP 11 	viola	6/0	0,7	45		36	C0068726
3/8 cerchio	DSMP 13f 	incolore	6/0	0,7	45		36	C0069617
3/8 cerchio	DSMP 13 	viola	6/0	0,7	45		12	G0068622
		incolore	6/0	0,7	45		12	G0069618
		viola	5/0	1	45		12	G0068623
		viola	5/0	1	70		36	C0068723
		incolore	5/0	1	45		12	G0069619
		viola	4/0	1,5	45		36	C0068624
		incolore	4/0	1,5	45		12	G0069620
3/8 cerchio	2xDSMP 13 	viola	5/0	1	45		36	C0068162
		incolore	5/0	1	45		36	C0069715
		incolore	4/0	1,5	45		36	C0069716




Ago tagliente - Punta di precisione

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice			
3/8 cerchio		viola	6/0	0,7	45		36	C0068530		
		incolore	6/0	0,7	45		36	C0069526		
		viola	5/0	1	45		36	C0068538		
		viola	5/0	1	70		36	C0068782		
		incolore	5/0	1	45		12	G0069525		
		incolore	5/0	1	70		36	C0069325		
		viola	4/0	1,5	45		36	C0068531		
		viola	4/0	1,5	70		36	C0068783		
		incolore	4/0	1,5	45		12	G0069524		
		incolore	4/0	1,5	70		36	C0069326		
		viola	3/0	2	45		36	C0068529		
		viola	3/0	2	70		36	C0068784		
		incolore	3/0	2	45		36	C0069599		
		incolore	3/0	2	70		36	C0069327		
		3/8 cerchio		viola	5/0	1	45		36	C0068626
				viola	5/0	1	70		36	C0068528
incolore	5/0			1	45		36	C0069628		
incolore	5/0			1	70		36	C0069528		
viola	4/0			1,5	45		36	C0068630		
viola	4/0			1,5	70		12	G0068823		
incolore	4/0			1,5	45		12	G0069629		
incolore	4/0			1,5	70		36	C0069529		
viola	3/0			2	45		36	C0068631		
viola	3/0			2	70		12	G0068824		
incolore	3/0			2	45		12	G0069630		
incolore	3/0			2	70		36	C0069530		
incolore	2/0			3	70		36	C0069531		



Ago tagliente - Punta di precisione

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio		incoloro	4/0	1,5	45		36	C0069655
		incoloro	4/0	1,5	70		36	C0069555
		viola	3/0	2	45		36	C0068025
		viola	3/0	2	70		36	C0068864
		incoloro	3/0	2	45		12	G0069656
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069556
		incoloro	3/0	2	90		36	C0069572
		viola	2/0	3	45		36	C0068022
		viola	2/0	3	70		36	C0068865
		incoloro	2/0	3	45		12	G0069657
		incoloro	2/0	3	70		36	C0069554
		3/8 cerchio		viola	3/0	2	70	
viola	2/0			3	70		36	C0068670
viola	0			3,5	70		36	C0068671
3/8 cerchio		viola	2/0	3	70		36	C0068690
3/8 cerchio		viola	3/0	2	70		36	C0068659
		incoloro	3/0	2	70		36	C0069659
		viola	2/0	3	70		36	C0068660
		incoloro	2/0	3	70		36	C0069660
1/2 cerchio		incoloro	5/0	1	45		36	C0069591
		incoloro	4/0	1,5	45		12	G0069593
1/2 cerchio		viola	8/0	0,4	35		36	C0068673
		viola	6/0	0,7	45		36	C0068758
1/2 cerchio		incoloro	6/0	0,7	45		36	C0069606
		incoloro	5/0	1	45		12	G0069632
1/2 cerchio		incoloro	5/0	1	45		12	G0069635
		incoloro	4/0	1,5	45		12	G0069636







Ago tagliente - Punta di precisione

	Ago	Colore	USP	EP	Angolo (°)	Diamentro (µm)	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
curvatura progressiva	PSMP 16 	incolore	5/0	1			45		36	C0069602
		incolore	4/0	1,5			45		12	G0069600

Ago cilindrico - Micropunta m




























3/8 cerchio	DRm 6 	viola	8/0	0,4	135	140	20		12	G0068145
		viola	8/0	0,4	135	140	35		12	G0068146
3/8 cerchio	DRm 8 	viola	8/0	0,4	135	140	30		12	G0068796

Ago lanceolato - Micropunta m

3/8 cerchio	2xDLm 5 	viola	8/0	0,4	140	150	30		12	G0068699
3/8 cerchio	DLm 6 	viola	8/0	0,4	140	150	15		12	G0068615
		viola	8/0	0,4	140	150	30		12	G0068724
3/8 cerchio	2xDLm 6 	viola	8/0	0,4	140	150	30		12	G0068702
		viola	8/0	0,4	140	150	45		12	G0068701
3/8 cerchio	DLm 6s 	viola	8/0	0,4	137	200	30		12	G0068620
		viola	7/0	0,5	137	200	30		12	G0068621
3/8 cerchio	2xDLm 6s 	viola	8/0	0,4	137	200	30		12	G0068710
		viola	8/0	0,4	137	200	45		12	G0068713
		viola	7/0	0,5	137	200	30		12	G0068712
		viola	7/0	0,5	137	200	45		12	G0068711
1/2 cerchio	2xHLm 6 	viola	8/0	0,4		150	30		12	G0068715

SUTURE ASSORBIBILI

NOVOSYN®

Ago lanceolato - Micropunta m									
Ago	Colore	USP	EP	Diametro (µm)	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
1/2 cerchio	2xHLM 8 	viola	8/0	0,4	200	30		12	G0068740
		viola	7/0	0,5	200	45		12	G0068741
		viola	6/0	0,7	200	45		12	G0068966
		incolore	6/0	0,7	200	45		12	G0069740
		viola	5/0	1	200	45		12	G0068967
		viola	4/0	1,5	200	45		12	G0068968
1/4 cerchio	2xVLM 6 	viola	7/0	0,5		45		36	C0068732
		viola	6/0	0,7		30		12	G0068616
		viola	6/0	0,7		45		12	G0068737
1/4 cerchio	VLM 8 	viola	6/0	0,7		45		12	G0068778
		viola	6/0	0,7		70		12	G0068299
1/4 cerchio	2xVLM 8 	viola	6/0	0,7		20		12	G0068733
		viola	6/0	0,7		45		12	G0068734
		incolore	6/0	0,7		45		12	G0069734
		viola	5/0	1		20		12	G0068748
		viola	5/0	1		45		12	G0068735
		incolore	5/0	1		45		12	G0069735
		viola	4/0	1,5		45		12	G0068736
1/4 cerchio	VLM 10 	viola	6/0	0,7		45		12	G0068718
1/4 cerchio	2xVLM 10 	viola	6/0	0,7		45		12	G0068738
		viola	5/0	1		45		12	G0068739

Suture pretagliate							
Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice	
3 fili di 45 cm	viola	5/0	1	3 x 45	36	C0058623	
	viola	4/0	1,5	3 x 45	12	G0058624	
	incolore	4/0	1,5	3 x 45	36	C0059624	
	viola	3/0	2	3 x 45	12	G0058625	
	incolore	3/0	2	3 x 45	36	C0059625	
	viola	2/0	3	3 x 45	12	G0058626	
	incolore	2/0	3	3 x 45	36	C0059626	
	viola	0	3,5	3 x 45	12	G0058627	
	incolore	0	3,5	3 x 45	36	C0059627	
	viola	1	4	3 x 45	12	G0058629	
	incolore	1	4	3 x 45	36	C0059629	
	viola	2	5	3 x 45	12	G0058630	
	incolore	2	5	3 x 45	36	C0059630	
	6 fili di 45 cm	viola	5/0	1	6 x 45	36	C0058643
viola		4/0	1,5	6 x 45	36	C0058644	
incolore		4/0	1,5	6 x 45	36	C0059644	
viola		3/0	2	6 x 45	36	C0058645	
incolore		3/0	2	6 x 45	36	C0059645	
viola		2/0	3	6 x 45	36	C0058646	
incolore		2/0	3	6 x 45	36	C0059646	
viola		0	3,5	6 x 45	24	B0058647	
incolore		0	3,5	6 x 45	24	B0059647	
viola		1	4	6 x 45	24	B0058649	
incolore		1	4	6 x 45	24	B0059649	
viola		2	5	6 x 45	24	B0058650	
12 fili di 45 cm		viola	4/0	1,5	12 x 45	12	G0058664
		viola	3/0	2	12 x 45	12	G0058665
	incolore	3/0	2	12 x 45	36	C0059665	
	viola	2/0	3	12 x 45	12	G0058666	
	incolore	2/0	3	12 x 45	36	C0059666	
	viola	0	3,5	12 x 45	12	G0058667	
	viola	1	4	12 x 45	24	B0058669	
	incolore	1	4	12 x 45	24	B0059669	
	viola	2	5	12 x 45	24	B0058670	
	incolore	2	5	12 x 45	24	B0059670	

SUTURE ASSORBIBILI

NOVOSYN®


Suture pretagliate						
Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
10 fili di 60 cm	viola	5/0	1	10 x 60	36	C0058180
	viola	4/0	1,5	10 x 60	36	C0058181
	viola	3/0	2	10 x 60	36	C0058182
	viola	2/0	3	10 x 60	36	C0058183
	viola	0	3,5	10 x 60	24	B0058567
	viola	1	4	10 x 60	24	B0058568
2 fili di 70 cm	viola	4/0	1,5	2 x 70	36	C0058404
	viola	3/0	2	2 x 70	36	C0058405
	incolore	3/0	2	2 x 70	36	C0059405
	viola	2/0	3	2 x 70	12	G0058406
	viola	0	3,5	2 x 70	12	G0058407
	viola	1	4	2 x 70	12	G0058409
	incolore	1	4	2 x 70	36	C0059409
	viola	2	5	2 x 70	12	G0058410
	incolore	2	5	2 x 70	36	C0059410
5 fili di 70 cm	viola	4/0	1,5	5 x 70	36	C0058444
	viola	3/0	2	5 x 70	12	G0058445
	incolore	3/0	2	5 x 70	36	C0059445
	viola	2/0	3	5 x 70	12	G0058446
	incolore	2/0	3	5 x 70	36	C0059446
	viola	0	3,5	5 x 70	12	G0058447
	incolore	0	3,5	5 x 70	36	C0059447
	viola	1	4	5 x 70	24	B0058449
	viola	2	5	5 x 70	24	B0058450
	incolore	2	5	5 x 70	24	B0059450
4 fili di 90 cm	viola	2/0	3	4 x 90	36	C0058064
5 fili di 90 cm	viola	2/0	3	5 x 90	36	C0058456
	viola	0	3,5	5 x 90	36	C0058457

SUTURE ASSORBIBILI

NOVOSYN®

Suture pretagliate						
Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
1 filo di 140 cm	viola	5/0	1	1 x 140	36	C0058203
	viola	4/0	1,5	1 x 140	12	G0058204
	viola	3/0	2	1 x 140	12	G0058205
	incolore	3/0	2	1 x 140	36	C0059205
	viola	2/0	3	1 x 140	12	G0058207
	incolore	2/0	3	1 x 140	36	C0059207
	viola	0	3,5	1 x 140	12	G0058208
	incolore	0	3,5	1 x 140	36	C0059208
	viola	1	4	1 x 140	12	G0058209
	viola	2	5	1 x 140	12	G0058210
1 filo di 150 cm	viola	4/0	1,5	1 x 150	24	B0058704
	viola	3/0	2	1 x 150	24	B0058705
	viola	2/0	3	1 x 150	24	B0058706
	viola	0	3,5	1 x 150	24	B0058707
	viola	1	4	1 x 150	24	B0058709
	viola	2	5	1 x 150	24	B0058708
1 filo di 250 cm	viola	3/0	2	1 x 250	12	G0058715
	incolore	3/0	2	1 x 250	12	G0059715
	viola	2/0	3	1 x 250	12	G0058716
	incolore	2/0	3	1 x 250	12	G0059716
	viola	0	3,5	1 x 250	12	G0058717
	incolore	0	3,5	1 x 250	12	G0059717
	viola	1	4	1 x 250	12	G0058719
	viola	2	5	1 x 250	12	G0058720

Descrizione



Optilene® è una sutura sterile monofilamento non assorbibile composta da polipropilene e polietilene. Disponibile in blu per una migliore visibilità.

Optilene® è disponibile nei confezionamenti RacePack e LongPack, creati per ridurre l'effetto memoria. Ci sono anche speciali confezioni che contengono i pledgets in PTFE (Premipatch).


Indicazioni

- Chirurgia cardiovascolare
- Neurochirurgia
- Chirurgia Oftalmica
- Microchirurgia
- In generale, approssimazione dei tessuti molli.
































































Vantaggi

- Resistenza tensile costante ai massimi livelli
- Superficie dotata di eccellente scorrevolezza
- Scorrimento controllato del nodo
- Minima frizione tissutale; elasticità ingegnerizzata
- Allungamento lineare controllato
- Aumentata flessibilità
- Buona maneggevolezza e tenuta del nodo
- Migliore visibilità del filo
- Basso effetto memoria
- Dotato di aghi CV Pass e CV Pass Easyblack.

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento
Filamento	
Colore	Blu
Composizione chimica	Polipropilene e polietilene
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 10/0 (EP 0,2) a USP 2 (EP 5)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene








































































Ago cilindrico - Punta cilindrica
































































Ago	Colore	USP	EP	Diametro (µm)	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice			
3/8 cerchio	DR 6 	blu	8/0	0,4		45			36	C3090110		
		blu	8/0	0,4		45			12	G3090880		
3/8 cerchio	2xDR 6 	blu	8/0	0,4		60			12	G3090712		
		blu	8/0	0,4		75			36	C3090980		
		blu	8/0	0,4		2 x 45			12	G3095841		
		blu	8/0	0,4		2 x 60			12	G3090357		
		blu	8/0	0,4		60			36	C3095669		
		blu	7/0	0,5		60			36	C3095015		
		blu	7/0	0,5		75			36	C3095286		
		blu	7/0	0,5		45			36	C3095014		
		blu	6/0	0,7		60			36	C3095110		
		3/8 cerchio	2xDR 6b 	blu	8/0	0,4		45			36	C3095857
				blu	8/0	0,4		60			36	C3095835
blu	8/0			0,4		75			36	C3095834		
blu	8/0			0,4		60			36	C3096024		
blu	8/0			0,4	140	45			36	C3096111		
blu	8/0			0,4	140	60			36	C3096127		
blu	8/0			0,4	140	75			36	C3096152		
blu	8/0			0,4		2 x 60			12	G3096105		
3/8 cerchio	DR 6b 	blu	8/0	0,4	140	45			12	G3096116		
3/8 cerchio	2xDR 8f 	blu	8/0	0,4		45			36	C3090107		
		blu	8/0	0,4		60			36	C3090105		
		blu	8/0	0,4		2 x 45			12	G3090118		
		blu	8/0	0,4		2 x 60			12	G3090121		
		blu	7/0	0,5		45			36	C3090079		
		blu	7/0	0,5		60			36	C3090088		
		blu	7/0	0,5		2 x 45			12	G3090124		
		blu	7/0	0,5		2 x 60			12	G3090127		
		blu	7/0	0,5		2 x 75			12	G3090130		

SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®































































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Diametro (µm)	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
3/8 cerchio		blu	8/0	0,4		45			36	C3095824
		blu	8/0	0,4		60			36	C3095829
		blu	7/0	0,5		45			36	C3095826
		blu	7/0	0,5		60			36	C3095832
3/8 cerchio		blu	8/0	0,4		45			36	C3090703
		blu	8/0	0,4		60			12	G3090887
		blu	8/0	0,4		75			36	C3090004
		blu	8/0	0,4		2 x 45			12	G3090361
		blu	8/0	0,4		2 x 60			12	G3090363
		blu	8/0	0,4		2 x 75			12	G3090892
		blu	7/0	0,5		12			36	C3095870
		blu	7/0	0,5		45			36	C3090685
		blu	7/0	0,5		60			12	G3090888
		blu	7/0	0,5		75			12	G3090885
		blu	7/0	0,5		2 x 45			12	G3090362
		blu	7/0	0,5		2 x 60			12	G3090364
		blu	7/0	0,5		75			12	G3090089
		blu	7/0	0,5		2 x 75			12	G3095080
		blu	6/0	0,7		45			36	C3090686
		blu	6/0	0,7		60			36	C3090889
		blu	6/0	0,7		75			12	G3090886
		blu	6/0	0,7		2 x 45			12	G3090399
		blu	5/0	1		45			36	C3090684
		3/8 cerchio		blu	8/0	0,4		45		
blu	8/0			0,4		60			36	C3095817
blu	8/0			0,4		75			36	C3095822
blu	8/0			0,4	175	60			36	C3096129
blu	8/0			0,4		75			12	G3096138
blu	7/0			0,5		60			36	C3095819
blu	7/0			0,5		75			36	C3095823
blu	7/0			0,5	175	60			36	C3096121
blu	7/0			0,5	175	75			36	C3096141
blu	6/0			0,7		60			36	C3095821
blu	6/0			0,7		75			36	C3090599






































































Ago cilindrico - Punta cilindrica											
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice			
3/8 cerchio	DR 10f 	blu	7/0	0,5	75			36	C3095084		
		blu	8/0	0,4	45			36	C3090126		
3/8 cerchio	2xDR 10f 	blu	8/0	0,4	60			36	C3090128		
		blu	8/0	0,4	75			36	C3090131		
		blu	8/0	0,4	2 x 75			12	G3090216		
		blu	7/0	0,5	45			36	C3090134		
		blu	7/0	0,5	60			36	C3090135		
		blu	7/0	0,5	75			36	C3090136		
		blu	7/0	0,5	2 x 45			12	G3090218		
		blu	7/0	0,5	2 x 60			12	G3095485		
		blu	7/0	0,5	2 x 75			12	G3095429		
		blu	6/0	0,7	45			36	C3095565		
		blu	6/0	0,7	60			36	C3095477		
		blu	6/0	0,7	75			36	C3095430		
		blu	6/0	0,7	90			36	C3095576		
		blu	6/0	0,7	2 x 60			12	G3095801		
		3/8 cerchio	2xDR 10fb 	blu	7/0	0,5	60			36	C3095764
				blu	7/0	0,5	75			36	C3095838
3/8 cerchio	DR 10 	blu	7/0	0,5	75			36	C3090541		
		blu	6/0	0,7	75			36	C3090542		
3/8 cerchio	2xDR 10 	blu	7/0	0,5	45			36	C3090614		
		blu	7/0	0,5	60			12	G3090714		
		blu	7/0	0,5	75			12	G3090914		
		blu	7/0	0,5	90			36	C3090799		
		blu	7/0	0,5	4 x 45			12	G3090369		
		blu	7/0	0,5	2 x 60			12	G3090611		
		blu	7/0	0,5	4 x 60			12	G3090371		
		blu	7/0	0,5	2 x 75			12	G3095810		
blu	7/0	0,5	4 x 75			12	G3090373				

SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®











































































Ago cilindrico - Punta cilindrica											
Ago	Colore	USP	EP	Diam. (µm)	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
3/8 cerchio		blu	6/0	0,7		45				36	C3090615
		blu	6/0	0,7		60				36	C3090715
		blu	6/0	0,7		75				36	C3090915
		blu	6/0	0,7		90				36	C3090815
		blu	6/0	0,7		75				36	C3095306
		blu	6/0	0,7		2 x 45				12	G3090636
		blu	6/0	0,7		2 x 60				12	G3090613
		blu	6/0	0,7		2 x 75				12	G3095811
		blu	6/0	0,7		75				36	C3095679
		blu	5/0	0,4		60				36	C3090522
		blu	5/0	0,4		75				36	C3090913
3/8 cerchio		blu	7/0	0,5		45				36	C3090164
		blu	7/0	0,5		60				36	C3090062
		blu	7/0	0,5		75				36	C3095812
		blu	7/0	0,5	200	60				36	C3096125
		blu	7/0	0,5	200	75				36	C3096145
		blu	7/0	0,5		2 x 75				12	G3096108
		blu	6/0	0,7		60				36	C3095816
		blu	6/0	0,7		75				36	C3095843
		blu	6/0	0,7	200	60				36	C3096123
		blu	6/0	0,7	200	75				36	C3096148
		blu	6/0	0,7		2 x 75				12	G3096151
3/8 cerchio		blu	7/0	0,5	200	75			12	G3096167	
		blu	6/0	0,7	200	75			12	G3096169	
3/8 cerchio		blu	6/0	0,7		75			12	G3090529	
3/8 cerchio		blu	6/0	0,7		75			36	C3095930	
		blu	5/0	1		75			36	C3095931	
		blu	4/0	1,5		75			36	C3095932	

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice		
3/8 cerchio		blu	7/0	0,5	45			36	C3095885		
		blu	7/0	0,5	60			36	C3095894		
		blu	7/0	0,5	75			12	G3095905		
		blu	6/0	0,7	45			36	C3095886		
		blu	6/0	0,7	60			36	C3095895		
		blu	6/0	0,7	75			12	G3095906		
		blu	6/0	0,7	90			36	C3095938		
		blu	6/0	0,7	2 x 45			12	G3095957		
		blu	6/0	0,7	2 x 60			12	G3095970		
		blu	6/0	0,7	4 x 60			12	G3095571		
		blu	6/0	0,7	75			12	G3095472		
		blu	6/0	0,7	2 x 75			12	G3095979		
		blu	6/0	0,7	4 x 75			12	G3095582		
		blu	6/0	0,7	75			36	C3095667		
		blu	5/0	1	45			36	C3095887		
		blu	5/0	1	60			36	C3095896		
		blu	5/0	1	75			36	C3095907		
		blu	5/0	1	90			36	C3095939		
		3/8 cerchio		blu	5/0	1	75		 6 x 3 mm rigido	36	C3096173
				blu	5/0	1	2 x 75			12	G3095980
blu	5/0			1	75			36	C3095687		
blu	4/0			1,5	75			36	C3095908		
blu	4/0			1,5	90			36	C3095940		
blu	6/0			0,7	60			36	C3095926		
blu	6/0			0,7	75			36	C3090191		
blu	6/0			0,7	90			36	C3095839		
blu	5/0			1	60			36	C3095609		
blu	5/0			1	75			36	C3090547		
3/8 cerchio		blu	5/0	1	90			36	C3095840		
		blu	4/0	1,5	120			36	C3095997		
		blu	7/0	0,5	2 x 60			12	G3095012		
		blu	6/0	0,7	45			36	C3095036		
		blu	6/0	0,7	60			36	C3095032		




































































SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®

Ago cilindrico - Punta cilindrica									
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
3/8 cerchio		blu	6/0	0,7	75			36	C3095026
		blu	6/0	0,7	2 x 75			12	G3095011
		blu	5/0	1	60			36	C3095033
		blu	5/0	1	75			36	C3095027
		blu	5/0	1	90			36	C3095021
		blu	5/0	1	2 x 60			12	G3095016
		blu	5/0	1	2 x 90			12	G3095009
3/8 cerchio		blu	5/0	1	90			36	C3090716
		blu	4/0	1,5	90			36	C3090717
3/8 cerchio		blu	5/0	1	75			36	C3090119
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090120
		blu	3/0	2	75			36	C3095057
3/8 cerchio		blu	5/0	1	60			36	C3095918
		blu	5/0	1	75			36	C3090719
		blu	5/0	1	90			36	C3090919
		blu	5/0	1	4 x 75			12	G3090394
		blu	5/0	1	2 x 90			12	G3095659
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090720
		blu	4/0	1,5	90			36	C3090920
		blu	4/0	1,5	2 x 90			12	G3090659
		blu	4/0	1,5	90			36	C3095683
		blu	3/0	2	60			36	C3095920
		blu	3/0	2	90			36	C3095921
		blu	2/0	3	120			36	C3095092
		3/8 cerchio		blu	5/0	1	90		
blu	4/0			1,5	120			36	C3095656
3/8 cerchio		blu	5/0	1	90			36	C3090821
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090722
		blu	4/0	1,5	90			36	C3090822
		blu	3/0	2	75			36	C3090723
		blu	3/0	2	90			36	C3090823
		blu	2/0	3	75			36	C3090721
		blu	2/0	3	90			36	C3090824
		blu	2/0	3	120			36	C3095114






























































SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®


































































Ago cilindrico - Punta cilindrica											
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
3/8 cerchio		blu	2/0	3	75				36	C3090132	
3/8 cerchio		blu	3/0	2	75				36	C3090724	
		blu	2/0	3	75				36	C3090725	
3/8 cerchio		blu	3/0	2	75				36	C3090082	
		blu	2/0	3	75				36	C3090083	
1/2 cerchio		blu	7/0	0,5	30				36	C3090603	
		blu	6/0	0,7	30				36	C3090604	
1/2 cerchio		blu	8/0	0,4	60				12	G3090016	
		blu	7/0	0,5	45				36	C3090803	
		blu	6/0	0,7	45				12	G3090804	
1/2 cerchio		blu	8/0	0,4	75				36	C3095388	
		blu	6/0	0,7	60				36	C3090865	
		blu	6/0	0,7	2 x 60				12	G3095865	
1/2 cerchio		blu	5/0	1	2 x 60				36	G3095866	
		blu	6/0	0,7	75				36	C3095861	
1/2 cerchio		blu	6/0	0,7	2 x 75				12	G3095858	
		blu	6/0	0,7	60				36	C3096015	
		blu	5/0	1	60				36	C3096014	
1/2 cerchio		blu	7/0	0,5	75				12	G3090401	
		blu	6/0	0,7	75				36	C3090402	
1/2 cerchio		blu	7/0	0,5	60				36	C3090488	
		blu	7/0	0,5	75				36	C3090867	
		blu	6/0	0,7	75				12	G3090868	
		blu	6/0	0,7	2 x 75				12	G3095878	
		blu	5/0	1	60				36	C3090866	
		blu	5/0	1	75				36	C3090869	
		blu	5/0	1	60				36	36	C3095950
		blu	5/0	1	2 x 60				12	G3090770	

SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®











































































Ago cilindrico - Punta cilindrica										
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
1/2 cerchio		blu	6/0	0,7	75				36	C3096007
1/2 cerchio		blu	6/0	0,7	75				36	C3095341
		blu	5/0	1	75				36	C3095346
		blu	5/0	1	75			 3 x 3 mm morbido	36	C3096006
1/2 cerchio		blu	5/0	1	75				36	C3095349
1/2 cerchio		blu	6/0	0,7	45				36	C3095120
		blu	6/0	0,7	75				36	C3095123
		blu	6/0	0,7	2 x 75				12	G3095127
		blu	5/0	1	75				36	C3095124
		blu	5/0	1	90				36	C3095792
		blu	5/0	1	2 x 75				12	G3095128
		blu	5/0	1	4 x 75				12	G3095126
1/2 cerchio		blu	6/0	0,7	75				36	C3090499
		blu	5/0	1	75				12	G3090500
1/2 cerchio		blu	7/0	0,5	75				36	C3090060
		blu	6/0	0,7	45				36	C3090853
		blu	6/0	0,7	60				36	C3095935
		blu	6/0	0,7	75				12	G3090953
		blu	6/0	0,7	2 x 75				12	G3090625
		blu	5/0	1	45				36	C3090839
		blu	5/0	1	60				36	C3090934
		blu	5/0	1	75				12	G3090954
		blu	5/0	1	2 x 60				12	G3090146
		blu	4/0	1,5	60				36	C3090933
		blu	4/0	1,5	90				36	C3090750
		blu	4/0	1,5	2 x 75				12	G3095010
		blu	3/0	2	75				36	C3090045

Ago cilindrico - Punta cilindrica




























































Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
1/2 cerchio		blu	6/0	0,7	75			36	C3095448	
		blu	5/0	1	75			36	C3095449	
1/2 cerchio		blu	5/0	1	75			12	G3095501	
		blu	5/0	1	90			36	C3095992	
		blu	5/0	1	2 x 90			12	G3095521	
		blu	4/0	1,5	90			36	C3096001	
1/2 cerchio		blu	5/0	1	75			36	C3090012	
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090013	
		blu	3/0	2	45			36	C3090038	
		blu	3/0	2	75			36	C3090014	
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	90			36	C3090413	
		blu	6/0	0,7	90			36	C3090898	
1/2 cerchio		blu	5/0	1	75			12	G3090501	
		blu	5/0	1	90			12	G3090901	
		blu	5/0	1	2 x 90			12	G3090642	
		blu	5/0	1	4 x 90			12	G3095868	
		blu	5/0	1	90			36	C3095660	
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090503	
		blu	4/0	1,5	90			12	G3090902	
		blu	4/0	1,5	120			36	C3090904	
		blu	4/0	1,5	90			 6 x 3 mm rigido	36	C3090837
		blu	4/0	1,5	90			 6 x 3 mm morbido	36	C3095327
		blu	4/0	1,5	2 x 90			12	G3090194	
		blu	4/0	1,5	90			36	C3095643	
		blu	3/0	2	75			36	C3090502	
		blu	3/0	2	90			12	G3090903	
		blu	3/0	2	2 x 75			12	G3095183	
		blu	3/0	2	2 x 90			12	G3090644	
		blu	2/0	3	90			36	C3090900	

SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®

Ago cilindrico - Punta cilindrica										
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
1/2 cerchio		blu	5/0	1	75				36	C3095460
		blu	5/0	1	90				36	C3095492
		blu	4/0	1,5	75				36	C3095461
		blu	4/0	1,5	90				36	C3095493
		blu	4/0	1,5	90				36	C3090729
		blu	3/0	2	90				36	C3095494
1/2 cerchio		blu	5/0	1	90				36	C3090223
		blu	4/0	1,5	90				36	C3090338
		blu	3/0	2	90				36	C3090426
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	75				36	C3095503
		blu	4/0	1,5	90				36	C3095526
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	75				36	C3096009
		blu	4/0	1,5	90				36	C3096010
		blu	3/0	2	75				36	C3096011
		blu	3/0	2	90				36	C3096008
		blu	2/0	3	75				36	C3096019
		blu	2/0	3	90				36	C3096018
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	75				36	C3090029
		blu	3/0	2	60				36	C3095720
		blu	3/0	2	75				12	G3090030
1/2 cerchio		blu	5/0	1	60				36	C3090084
		blu	5/0	1	90				12	G3090975
		blu	4/0	1,5	75				36	C3090863
		blu	4/0	1,5	90				36	C3090976
		blu	4/0	1,5	120				36	C3090876
		blu	4/0	1,5	90				36	C3090979
		blu	4/0	1,5	90				36	C3095336
		blu	4/0	1,5	2 x 90				12	G3095620
		blu	3/0	2	75				36	C3090860
		blu	3/0	2	90				36	C3090977
		blu	3/0	2	2 x 75				12	G3095616
		blu	2/0	3	75				36	C3090086
		blu	2/0	3	90				12	G3090978

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	90				36	C3095512
		blu	3/0	2	75				36	C3095508
		blu	3/0	2	90				36	C3095513
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	90				36	C3095541
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	75				36	C3096004
		blu	4/0	1,5	90				36	C3095611
		blu	3/0	2	75				36	C3096003
		blu	3/0	2	90				36	C3096017
		blu	2/0	3	75				36	C3096021
		blu	2/0	3	90				36	C3096020
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	90				36	C3095606
		blu	3/0	2	90				36	C3095596
1/2 cerchio		blu	5/0	1	75				36	C3090039
		blu	4/0	1,5	75				12	G3090040
		blu	4/0	1,5	90				36	C3090140
		blu	3/0	2	75				12	G3090041
		blu	2/0	3	75				12	G3090042
		blu	2/0	3	120				36	C3090444
		blu	0	3,5	75				12	G3090043
		blu	0	3,5	120				36	C3095712
1/2 cerchio		blu	5/0	1	75				12	G3090906
		blu	5/0	1	90				36	C3090905
		blu	4/0	1,5	75				36	C3090707
		blu	4/0	1,5	90				12	G3090907
		blu	4/0	1,5	120				36	C3095709
		blu	4/0	1,5	90			 6 x 3 mm rigido	36	C3090910




































































SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	90	CV Pass		6 x 3 mm morbido	36	C3095347
		blu	4/0	1,5	2 x 90	CV Pass			12	G3090633
		blu	4/0	1,5	90	EasySlide			36	C3095647
		blu	3/0	2	75	CV Pass			36	C3090708
		blu	3/0	2	90	CV Pass			12	G3090908
		blu	3/0	2	120	CV Pass			36	C3090709
		blu	3/0	2	90	CV Pass		6 x 3 mm rigido	36	C3090838
		blu	3/0	2	2 x 90	CV Pass			12	G3090631
		blu	3/0	2	120	EasySlide			36	C3095635
		blu	2/0	3	75	CV Pass			36	C3090087
		blu	2/0	3	90	CV Pass			12	G3090909
		blu	2/0	3	120	CV Pass			36	C3095710
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	75	CV Pass			36	C3095721
		blu	4/0	1,5	90	CV Pass			36	C3095557
		blu	4/0	1,5	2 x 90	CV Pass			12	G3095993
		blu	4/0	1,5	90	EasyTrack			36	C3095688
		blu	3/0	2	90	CV Pass			36	C3095558
		blu	3/0	2	75	EasyTrack			36	C3095722
		blu	2/0	3	75	CV Pass			36	C3095723
1/2 cerchio		blu	3/0	3	75	CV Pass			36	C3090015
		blu	2/0	2	75	CV Pass			36	C3095442
		blu	0	3,5	75	CV Pass			36	C3095443
		blu	1	4	75	CV Pass			36	C3095452
1/2 cerchio		blu	3/0	2	120	CV Pass			36	C3090959
		blu	2/0	3	120	CV Pass			36	C3090956
1/2 cerchio		blu	2/0	3	75	CV Pass			36	C3090032
		blu	0	3,5	75	CV Pass			36	C3095444












































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
1/2 cerchio 	blu	3/0	2	75			36	C3090046
	blu	2/0	3	45			36	C3090069
	blu	2/0	3	75			12	G3090047
	blu	2/0	3	90			36	C3095927
	blu	2/0	3	120			36	C3090144
	blu	0	3,5	75			36	C3090048
	blu	0	3,5	90			36	C3090477
	blu	1	4	75			36	C3090049
1/2 cerchio 	blu	3/0	2	90			36	C3090001
	blu	3/0	2	120			36	C3090462
	blu	2/0	3	90			36	C3090002
1/2 cerchio 	blu	0	3,5	75			36	C3090092
	blu	0	3,5	100			36	C3090096
1/2 cerchio 	blu	0	3,5	75			36	C3090094
1/2 cerchio 	blu	3/0	2	75			12	G3090050
	blu	2/0	3	75			12	G3090051
	blu	0	3,5	75			12	G3090052
	blu	0	3,5	90			36	C3095789
	blu	1	4	75			36	C3090053
1/2 cerchio 	blu	3/0	2	90			36	C3090942
	blu	3/0	2	120			36	C3090981
	blu	3/0	2	2 x 90			12	G3095727
	blu	2/0	3	90			36	C3090943
	blu	2/0	3	120			36	C3090973
1/2 cerchio 	blu	0	3,5	90			36	C3095054
	blu	3/0	2	75			36	C3090150
	blu	2/0	3	75			36	C3090151
	blu	2/0	3	120			36	C3090154
	blu	0	3,5	75			36	C3090152
	blu	1	4	75			36	C3090153

SUTURE NON ASSORBIBILI









OPTILENE®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>2xHR 37s</p>	blu	3/0	2	90			36	C3090982
		blu	3/0	2	120			36	C3090971
		blu	2/0	3	120			36	C3090972
1/2 cerchio	 <p>HR 40</p>	blu	0	3,5	75			36	C3090021
		blu	0	3,5	100			12	G3090099
		blu	1	4	100			12	G3090100
1/2 cerchio	 <p>HR 40s</p>	blu	2/0	3	75			36	C3090033
		blu	0	3,5	75			12	G3090199
		blu	0	3,5	100			36	C3090317
		blu	1	4	75			12	G3090200
		blu	1	4	100			12	G3090300
		blu	2	5	90			36	C3090478
1/2 cerchio	 <p>HR 40ss</p>	blu	0	3,5	100			36	C3090106
1/2 cerchio	 <p>HR 48</p>	blu	0	3,5	75			36	C3095445
		blu	1	4	75			36	C3090170
		blu	1	4	150			24	B3090333
1/2 cerchio	 <p>HR 48</p>	blu	1	4	150			24	B3095081
1/2 cerchio	 <p>2xHR 48</p>	blu	2/0	3	120				G3090932

































































SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®








































































Ago cilindrico - Punta cilindrica											
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice			
1/2 cerchio			HR 65	blu	1	4	120	Easyslide	FP	24	B3090485
				blu	2	5	150	Easyslide	FP	24	B3095585
1/2 cerchio			HR 65	blu	1	4	240	Easyslide	FP	24	B3095674
	loop										
5/8 cerchio			FR 26	blu	2/0	3	75	Easyslide	FP	36	C3095360
				blu	0	3,5	75	Easyslide	FP	36	C3090066
retto			GR 19	blu	5/0	1	45	Easyslide	FP	12	G3090466
retto			2xGR 19	blu	4/0	1,5	30	Easyslide	FP	36	C3090776
retto			2xGR 65	blu	2/0	3	75	Easyslide	FP	36	C3095350
				blu	0	3,5	75	Easyslide	FP	36	C3095351
uncino			JR 30s	blu	0	3,5	100	Easyslide	FP	36	C3090098
uncino			SKR 26	blu	4/0	1,5	30	Easyslide	FP	36	C3095421
				blu	3/0	2	30	Easyslide	FP	36	C3090422
				blu	2/0	3	20	Easyslide	FP	36	C3095415

SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®
































































Ago cilindrico - Punta tagliente corta									
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
3/8 cerchio	2xDRC 6 	blu	8/0	0,4	45			36	C3095209
		blu	8/0	0,4	60			36	C3095246
		blu	8/0	0,4	75			36	C3095272
		blu	7/0	0,5	45			36	C3095700
		blu	7/0	0,5	60			36	C3095251
		blu	7/0	0,5	75			36	C3095288
3/8 cerchio	DRC 8b 	blu	7/0	0,5	75			36	C3095813
3/8 cerchio	2xDRC 8 	blu	8/0	0,4	45			36	C3095211
		blu	8/0	0,4	60			36	C3095025
		blu	8/0	0,4	75			36	C3090169
		blu	8/0	0,4	2 x 60			12	G3095178
		blu	8/0	0,4	2 x 75			12	G3090168
		blu	7/0	0,5	45			36	C3095231
		blu	7/0	0,5	60			36	C3095046
		blu	7/0	0,5	75			36	C3090176
		blu	7/0	0,5	2 x 60			12	G3095179
3/8 cerchio	2xDRC 8b 	blu	8/0	0,4	60			36	C3091011
		blu	7/0	0,5	60			36	C3091008
		blu	7/0	0,5	75			36	C3095768
3/8 cerchio	DRC 10 	blu	7/0	0,5	75			36	C3090538
		blu	6/0	0,7	75			36	C3090539
3/8 cerchio	2xDRC 10 	blu	8/0	0,4	60			36	C3090116
		blu	7/0	0,5	45			36	C3090548
		blu	7/0	0,5	60			36	C3090544
		blu	7/0	0,5	75			12	G3090545
		blu	7/0	0,5	2 x 60			12	G3090179
		blu	7/0	0,5	75			12	G3095180
		blu	7/0	0,5	2 x 75			12	G3095560
		blu	7/0	0,5	75			36	C3095697

Ago cilindrico - Punta tagliente corta














































































Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
3/8 cerchio	2xDRC 10 	blu	6/0	0,7	45			36	C3090553
		blu	6/0	0,7	60			36	C3090543
		blu	6/0	0,7	75			12	G3090546
		blu	6/0	0,7	2 x 60			12	G3090202
		blu	6/0	0,7	2 x 75			12	G3095561
		blu	6/0	0,7	75			36	C3095680
		blu	5/0	1	90			36	C3090930
3/8 cerchio	2xDRC 10b 	blu	8/0	0,4	60			36	C3095462
		blu	7/0	0,5	60			36	C3090577
		blu	7/0	0,5	75			36	C3090516
		blu	6/0	0,7	60			36	C3090578
3/8 cerchio	2xDRC 10s 	blu	7/0	0,5	75			36	C3095324
3/8 cerchio	DRC 13 	blu	6/0	0,7	75			36	C3095144
		blu	5/0	1	75			36	C3095145
		blu	4/0	1,5	75			36	C3095531
3/8 cerchio	2xDRC 13 	blu	7/0	0,5	45			36	C3095244
		blu	7/0	0,5	60			36	C3095268
		blu	7/0	0,5	75			36	C3095301
		blu	7/0	0,5	90			36	C3095303
		blu	6/0	0,7	45			36	C3095173
		blu	6/0	0,7	60			36	C3095271
		blu	6/0	0,7	75			12	G3095175
		blu	6/0	0,7	90			36	C3095305
		blu	6/0	0,7	2 x 45			12	G3095174
		blu	6/0	0,7	2 x 75			12	G3095176
		blu	6/0	0,7	75			36	C3095673
		blu	5/0	1	75			36	C3095141
		blu	5/0	1	90			36	C3095171
		blu	5/0	1	2 x 75			12	G3095177
		blu	5/0	1	2 x 90			12	G3095172
		blu	5/0	1	75			36	C3095671
		blu	4/0	1,5	75			36	C3096165
		blu	4/0	1,5	2 x 75			12	G3095181

SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®

Ago cilindrico - Punta tagliente corta									
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
3/8 cerchio		blu	6/0	0,7	75			36	C3095836
		blu	6/0	0,7	90			36	C3096013
		blu	5/0	1	75			36	C3095315
		blu	5/0	1	90			36	C3095311
3/8 cerchio	2xDRC 13s	blu	5/0	1	75			12	G3095334
3/8 cerchio		blu	6/0	0,7	75			36	C3095520
		blu	5/0	1	75			36	C3095523
3/8 cerchio		blu	6/0	0,7	75			36	C3095559
		blu	5/0	1	75			36	C3095756
		blu	5/0	1	90			36	C3090728
3/8 cerchio		blu	5/0	1	75			36	C3095164
		blu	4/0	1,5	75			36	C3095165
		blu	3/0	2	75			36	C3095166
3/8 cerchio		blu	4/0	1,5	30			36	C3095456
loop									
3/8 cerchio		blu	5/0	1	75			36	C3095194
		blu	5/0	1	90			36	C3090525
		blu	4/0	1,5	75			36	C3095195
		blu	4/0	1,5	90			36	C3090526
		blu	4/0	1,5	2 x 90			12	G3095222
		blu	3/0	2	90			36	C3090527
3/8 cerchio		blu	5/0	1	90			36	C3095438
		blu	4/0	1,5	90			36	C3095439
3/8 cerchio		blu	4/0	1,5	90			36	C3090535
		blu	4/0	1,5	120			36	C3095564
		blu	3/0	2	90			36	C3090536
3/8 cerchio		blu	3/0	2	75			36	C3095645
		blu	2/0	3	120			36	C3095646

Ago cilindrico - Punta tagliente corta



































Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
3/8 cerchio 	blu	4/0	1,5	75				36	C3095631
	blu	4/0	1,5	90				36	C3095630
	blu	4/0	1,5	120				36	C3095629
	blu	3/0	2	75				36	C3095634
	blu	3/0	2	90				36	C3095633
	blu	3/0	2	120				36	C3095632
	blu	2/0	3	90				36	C3095636
	blu	2/0	3	120				36	C3095612
1/2 cerchio 	blu	7/0	0,5	2 x 60				12	G3095793
	blu	6/0	0,7	2 x 60				12	G3095794
	blu	5/0	1	60				36	C3095495
	blu	5/0	1	75				36	C3095205
1/2 cerchio 	blu	6/0	0,7	60				36	C3095042
	blu	6/0	0,7	75				36	C3095039
	blu	6/0	0,7	90				36	C3095020
	blu	6/0	0,7	2 x 60				12	G3090195
	blu	6/0	0,7	2 x 75				12	G3095313
	blu	5/0	1	60				36	C3095045
	blu	5/0	1	75				36	C3090303
	blu	5/0	1	2 x 75				12	G3095043
	blu	4/0	1,5	75				36	C3090145
	blu	4/0	1,5	2 x 75				12	G3095047
1/2 cerchio 	blu	5/0	1	75				36	C3095996
	blu	5/0	1	90				36	C3095599
	blu	4/0	1,5	90				36	C3096002
1/2 cerchio 	blu	5/0	1	75				36	C3090560
	blu	4/0	1,5	75				12	G3090561
	blu	3/0	2	75				36	C3090579
1/2 cerchio 	blu	5/0	1	75				36	C3090695
	blu	5/0	1	90				12	G3090570
	blu	5/0	1	2 x 90				12	G3095168
	blu	4/0	1,5	75				36	C3090704
	blu	4/0	1,5	90				36	C3090571
	blu	4/0	1,5	90				36	C3095367
	blu	4/0	1,5	2 x 90				12	G3095169

SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®




























Ago cilindrico - Punta tagliente corta										
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
1/2 cerchio		blu	3/0	2	75				36	C3090711
		blu	3/0	2	90				36	C3090800
		blu	3/0	2	2 x 90				12	G3095182
		blu	2/0	3	90				36	C3095052
1/2 cerchio		blu	2/0	3	120				36	C3095668
		blu	5/0	1	75				36	C3095569
		blu	5/0	1	90				36	C3095580
		blu	4/0	1,5	75				36	C3095570
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	90				36	C3095581
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	75				36	C3095594
		blu	4/0	1,5	90				36	C3090565
		blu	3/0	2	75				36	C3090566
1/2 cerchio		blu	2/0	3	75				36	C3095572
		blu	5/0	1	75				36	C3095059
		blu	4/0	1,5	90				36	C3090580
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	120				36	C3095066
		blu	4/0	1,5	2 x 90				12	G3095162
		blu	4/0	1,5	90				36	C3090581
		blu	3/0	2	90				36	C3090581
1/2 cerchio		blu	3/0	2	90				36	C3095592
		blu	3/0	2	75				36	C3095574
		blu	3/0	2	90				36	C3095593
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	75				36	C3090472
		blu	3/0	2	75				36	C3090473
		blu	2/0	3	75				36	C3090474
		blu	0	3,5	75				36	C3095796
1/2 cerchio		blu	5/0	1	75				36	C3090806
		blu	4/0	1,5	90				36	C3090811
		blu	4/0	1,5	120				36	C3095771
		blu	4/0	1,5	2 x 75				12	G3095759
		blu	3/0	2	75				36	C3090808
		blu	3/0	2	90				12	G3090812
		blu	3/0	2	120				36	C3090820
		blu	3/0	2	90				36	C3095377





































































Ago cilindrico - Punta tagliente corta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
1/2 cerchio 	blu	3/0	2	2 x 90	CV Pass		12	G3095760
	blu	3/0	2	90	Easyslide		36	C3095637
	blu	2/0	3	90	CV Pass		12	G3095825
	blu	2/0	3	120	CV Pass		36	C3095140
	blu	2/0	3	2 x 90	CV Pass		12	G3095761
	blu	2/0	3	4 x 90	CV Pass		12	G3095751
	blu	2/0	3	90	Easyslide		36	C3095614
	blu	0	3,5	90	CV Pass		36	C3095779
1/2 cerchio 	blu	4/0	1,5	90	CV Pass		36	C3095607
	blu	3/0	2	75	CV Pass		36	C3095737
	blu	3/0	2	90	CV Pass		36	C3095608
	blu	3/0	2	120	CV Pass		36	C3095597
	blu	2/0	3	75	CV Pass		36	C3095738
	blu	2/0	3	120	CV Pass		36	C3095598
1/2 cerchio 	blu	3/0	2	2 x 75	CV Pass		12	G3095197
1/2 cerchio 	blu	2/0	3	90	CV Pass		36	C3095670
1/2 cerchio 	blu	3/0	2	90	Easyslide		36	C3090584
	blu	2/0	3	90	Easyslide		36	C3090585
1/2 cerchio 	blu	2/0	3	75	Easyslide		36	C3095525
	blu	0	3,5	75	Easyslide		12	G3095048
	blu	0	3,5	90	Easyslide		36	C3095413
	blu	0	3,5	100	Easyslide		36	C3095411
	blu	1	4	75	Easyslide		36	C3095734
1/2 cerchio 	blu	3/0	2	90	Easyslide		36	C3095414
	blu	3/0	2	120	Easyslide		36	C3095533
	blu	2/0	3	90	Easyslide		36	C3095562
	blu	0	3,5	90	Easyslide		36	C3095407

SUTURE NON ASSORBIBILI























































OPTILENE®



































































Ago cilindrico - Punta tagliente corta									
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
1/2 cerchio	blu	0	3,5	75			36	C3095995	
									
1/2 cerchio	blu	3/0	2	90			36	C3090830	
									
curvatura progressiva	blu	7/0	0,5	2 x 75			12	G3095053	
									
curvatura progressiva	blu	6/0	0,7	75			36	C3095096	
									
curvatura progressiva	blu	6/0	0,7	75			36	C3095097	
									
	blu	6/0	0,7	90			36	C3095100	
	blu	5/0	1	75			36	C3095101	
curvatura progressiva	blu	5/0	1	90			36	C3095103	
									
curvatura progressiva	blu	6/0	0,7	75			36	C3095701	
									
uncino	blu	0	3,5	100			36	C3090963	

Ago tagliente											
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice			
3/8 cerchio	DS 9 	blu	6/0	0,7	45			36	C3090204		
		blu	6/0	0,7	45			12	G3090206		
3/8 cerchio	DS 12 	blu	6/0	0,7	75			12	G3095543		
		blu	5/0	1	45			12	G3090207		
		blu	4/0	1,5	45			36	C3090208		
		blu	3/0	2	45			12	G3090205		
		blu	3/0	2	45			12	G3090205		
3/8 cerchio	2xDS 12 	blu	6/0	0,7	60			36	C3090829		
		blu	6/0	0,7	45			12	G3090211		
3/8 cerchio	DS 16 	blu	5/0	1	45			12	G3090212		
		blu	5/0	1	75			36	C3090512		
		blu	4/0	1,5	45			12	G3090213		
		blu	4/0	1,5	75			12	G3090513		
		blu	3/0	2	45			36	C3090214		
		blu	3/0	2	75			36	C3090514		
		blu	6/0	0,7	45			36	C3095400		
		blu	5/0	1	45			12	G3090219		
3/8 cerchio	DS 19 	blu	5/0	1	75			12	G3090519		
		blu	4/0	1,5	30			36	C3090420		
		blu	4/0	1,5	45			12	G3090220		
		blu	4/0	1,5	75			12	G3090520		
		blu	3/0	2	30			36	C3090421		
		blu	3/0	2	45			12	G3090221		
		blu	3/0	2	75			12	G3090521		
		blu	2/0	3	45			36	C3090222		
		blu	2/0	3	75			36	C3095522		
		blu	5/0	1	75			36	C3090233		
		3/8 cerchio	DS 24 	blu	4/0	1,5	45			12	G3090434
				blu	4/0	1,5	75			36 / 12	C3090234 / G3090234
blu	3/0			2	45			12	G3090435		
blu	3/0			2	75			12	G3090235		

SUTURE NON ASSORBIBILI






































































OPTILENE®

Ago tagliente									
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
3/8 cerchio		blu	2/0	3	45			12	G3090436
		blu	2/0	3	75			12	G3090236
		blu	0	3,5	75			36	C3090237
		blu	1	4	75			36	C3090238
3/8 cerchio		blu	4/0	1,5	45			36	C3090445
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090245
		blu	3/0	2	45			36	C3090446
		blu	3/0	2	75			12	G3090246
		blu	2/0	3	45			36	C3090447
		blu	2/0	3	75			12	G3090247
		blu	0	3,5	75			12	G3090248
		blu	1	4	75			36	C3095200
3/8 cerchio		blu	3/0	2	75			36	C3090230
3/8 cerchio		blu	3/0	2	75			36	C3090254
		blu	3/0	2	90			36	C3090020
		blu	2/0	3	75			12	G3090255
		blu	2/0	3	100			36	C3090249
		blu	0	3,5	75			12	G3090256
		blu	1	4	90			36	C3095488
3/8 cerchio		blu	2/0	3	75			24	B3090751
3/8 cerchio		blu	1	4	75			36	C3090262
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	75			36	C3090259
1/2 cerchio		blu	5/0	1	45			36	C3090264
































































Ago tagliente									
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	45			36	C3095775
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090460
		blu	3/0	2	45			36	C3090261
		blu	3/0	2	75			36	C3090461
1/2 cerchio		blu	3/0	2	75			12	G3090269
		blu	2/0	3	75			12	G3090270
		blu	2/0	3	90			12	G3095958
		blu	2/0	3	120			12	G3095959
1/2 cerchio		blu	3/0	2	75			36	C3090274
		blu	2/0	3	75			36	C3090275
		blu	0	3,5	75			36	C3090271
		blu	3/0	2	75			36	C3090274
1/2 cerchio		blu	2/0	3	75			36	C3090279
		blu	0	3,5	75			36	C3090280
1/2 cerchio		blu	2/0	3	100			36	C3090273
		blu	0	3,5	75			36	C3090281
		blu	0	3,5	100			36	C3095912
		blu	1	4	75			36	C3090287
1/2 cerchio		blu	0	3,5	75			36	C3095329
		blu	1	4	100			36	C3090304
retto		blu	4/0	1,5	45			36	C3095385
retto		blu	3/0	2	75			36	C3090284
		blu	2/0	3	75			36	C3090285
retto		blu	3/0	2	75			36	C3090265
		blu	2/0	3	75			12	G3090266
		blu	0	3,5	75			36	C3090267
retto		blu	3/0	2	75			36	C3090881
		blu	2/0	3	75			36	C3090882

SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®

























Ago Dermaslide - Punta di precisione									
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
3/8 cerchio	DGMP 11 	blu	6/0	0,7	45			12	G3095588
3/8 cerchio	DGMP 13 	blu	6/0	0,7	45			12	G3095589
		blu	5/0	1	45			12	G3095518
		blu	4/0	1,5	45			12	G3095910
3/8 cerchio	DGMP 16 	blu	5/0	1	45			12	G3095549
		blu	4/0	1,5	45			36	C3095499
		blu	3/0	2	75			36	C3095999
3/8 cerchio	DGMP 19 	blu	5/0	1	45			12	G3095550
		blu	4/0	1,5	45			12	G3095500
		blu	4/0	1,5	75			36	C3095517
		blu	3/0	2	45			36	C3095591
3/8 cerchio	DGMP 24 	blu	4/0	1,5	45			36	C3095717
		blu	4/0	1,5	75			36	C3095718
		blu	3/0	2	45			36	C3095706
		blu	3/0	2	75			36	C3095708
Ago tagliente - Punta di precisione									
3/8 cerchio	DSMP 7 	blu	7/0	0,5	45			36	C3090612
		blu	6/0	0,7	45			36	C3095613
3/8 cerchio	DSMP 9 	blu	6/0	0,7	45			36	C3090641
3/8 cerchio	DSMP 11 	blu	7/0	0,5	45			12	G3090606
		blu	7/0	0,5	75			36	C3090406
		blu	6/0	0,7	45			12	G3090607
		blu	6/0	0,7	75			36	C3090407
		blu	5/0	1	45			12	G3090608
3/8 cerchio	DSMP 13 	blu	7/0	0,5	45			12	G3090617
		blu	6/0	0,7	45			12	G3090618
		blu	5/0	1	45			12	G3090619
		blu	5/0	1	75			36	C3090409
		blu	4/0	1,5	45			12	G3090620
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090410
		blu	3/0	2	45			36	C3090077

Ago tagliente - Punta di precisione


Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
3/8 cerchio		blu	6/0	0,7	45			12	G3090628
		blu	6/0	0,7	75			36	C3090428
		blu	5/0	1	45			12	G3090629
		blu	5/0	1	75			36	C3090429
		blu	4/0	1,5	45			12	G3090630
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090427
		blu	3/0	2	45			36	C3090481
3/8 cerchio		blu	5/0	1	45			12	G3090675
		blu	5/0	1	75			36	C3090672
		blu	4/0	1,5	45			12	G3090676
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090673
		blu	3/0	2	45			12	G3090677
		blu	3/0	2	75			36	C3090674
		blu	2/0	3	45			36	C3090678
3/8 cerchio		blu	5/0	1	45			36	C3095654
		blu	4/0	1,5	45			36	C3090655
		blu	4/0	1,5	75			36	C3090680
		blu	3/0	2	45			12	G3090656
		blu	3/0	2	75			36	C3090681
		blu	2/0	3	45			36	C3090657
		blu	2/0	3	75			36	C3090682
3/8 cerchio		blu	3/0	2	75			36	C3090690
		blu	2/0	3	75			36	C3090691
		blu	0	3,5	45			36	C3090667
		blu	0	3,5	75			36	C3090692
3/8 cerchio		blu	3/0	2	75			36	C3095960
1/2 cerchio		blu	5/0	1	45			36	C3090027
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	45			36	C3090511

SUTURE NON ASSORBIBILI


















OPTILENE®

Ago cilindrico - Micropunta m											
Ago	Colore	USP	EP	Angolo (°)	Diam. (µm)	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
3/8 cerchio	DRm 4 	blu	10/0	0,2	135	70	10		12	G3090781	
3/8 cerchio	DRm 4s 	blu	8/0	0,4	135	140	15		12	G3095547	
3/8 cerchio	DRm 5 	blu	10/0	0,2	135	100	15		12	G3090782	
		blu	10/0	0,2	135	100	23		12	G3090024	
3/8 cerchio	2xDRm 5 	blu	10/0	0,2	135	100	5		12	G3090874	
		blu	9/0	0,3	135	100	45		12	G3090482	
3/8 cerchio	DRm 6 	blu	9/0	0,3			15		12	G3090783	
		blu	8/0	0,4	135	140	12		12	G3095307	
		blu	8/0	0,4			45		12	G3090883	
3/8 cerchio	2xDRm 6 	blu	8/0	0,4	135	140	12		12	G3095309	
		blu	8/0	0,4			45		12	G3090780	
		blu	8/0	0,4			60		12	G3090609	
3/8 cerchio	DRm 8 	blu	8/0	0,4	135	140	15		12	G3090753	
		blu	8/0	0,4	135	140	45		12	G3090025	
3/8 cerchio	2xDRm 8 	blu	8/0	0,4	135	140	45		12	G3090983	
		blu	8/0	0,4	135	140	60		12	G3090758	
		blu	8/0	0,4	135	140	75		12	G3090026	
3/8 cerchio	2xDRm 10b 	blu	7/0	0,5	135	200	45		12	G3090610	
		blu	6/0	0,7		200	45	 	12	G3095149	
3/8 cerchio	DRm 10b 	blu	7/0	0,5	135	200	75		12	G3090784	
		blu	6/0	0,7	135	200	75		12	G3090785	
1/2 cerchio	HRm 6 	blu	7/0	0,5	180	200	30		12	G3090740	


























Ago cilindrico - Micropunta m

Ago	Colore	USP	EP	Angolo (°)	Diam. (µm)	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice	
1/2 cerchio	2xHRm 6 	blu	7/0	0,5	180	200	45			12	G3090742

Ago cilindrico - Micropunta mV





















3/8 cerchio	2xDRmV 8b 	blu	8/0	0,4		140	2 x 45			12	G3095551
		blu	8/0	0,4		140	60			12	G3095050
		blu	8/0	0,4		140	2 x 60			12	G3095051
		blu	8/0	0,4		140	75			12	G3095060
3/8 cerchio	2xDRmV 10b 	blu	6/0	0,7		200	75			12	G3095139
curvatura progressiva	2xPRmV 10b 	blu	7/0	0,5		200	75			12	G3090671
		blu	6/0	0,7		200	75			12	G3090670

Ago cilindrico - Punta tagliente Micro Short

3/8 cerchio	2xDRCm 6 	blu	8/0	0,4		140	45			12	G3090814
		blu	8/0	0,4		140	60			12	G3090702
		blu	8/0	0,4		140	75			12	G3095277
3/8 cerchio	2xDRCm 8 	blu	8/0	0,4		140	45			12	G3095216
		blu	8/0	0,4		140	60			12	G3095249
		blu	8/0	0,4		140	75			12	G3095284
3/8 cerchio	DRCm 10b 	blu	6/0	0,7	135	200	75			12	G3090768
3/8 cerchio	2xDRCm 10b 	blu	7/0	0,5	135	200	45			12	G3090832
		blu	7/0	0,5	135	200	60			12	G3090755
		blu	7/0	0,5	135	200	75			12	G3090694
		blu	6/0	0,7	135	200	75			12	G3090693
curvatura progressiva	2xPRCm 6 	blu	8/0	0,4	100 / 95	140	60			12	G3090698
curvatura progressiva	PRCm 10b 	blu	7/0	0,5	95 / 90	200	75			12	G3095765

SUTURE NON ASSORBIBILI

OPTILENE®

Ago cilindrico - Micropunta CmV											
	Ago	Colore	USP	EP	Angolo (°)	Diam. (µm)	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
3/8 cerchio	2xDRCmV 10b 	blu	7/0	0,5		200	75			12	G3095685
		blu	6/0	0,7		200	75			12	G3095672
curvatura progressiva	2xPRCmV 10b 	blu	7/0	0,5		200	60			12	G3090647
		blu	7/0	0,5		200	75			12	G3090669
		blu	6/0	0,7		200	75			12	G3090668
Ago lanceolato - Micropunta m											
3/8 cerchio	2xDLm 5 	blu	10/0	0,2	140	150	30			12	G3090589
3/8 cerchio	DLm 6 	blu	10/0	0,2	140	150	15			12	G3090590
3/8 cerchio	2xDLm 6 	blu	10/0	0,2	140	150	15			12	G3095548
		blu	10/0	0,2	140	150	30			12	G3090591
		blu	8/0	0,4	140	150	15			12	G3090638
3/8 cerchio	DLm 6s 	blu	10/0	0,2	137	200	15			12	G3090593
		blu	9/0	0,3	137	200	15			12	G3090594
		blu	8/0	0,4	137	200	15			12	G3090595
3/8 cerchio	2xDLm 6s 	blu	10/0	0,2	137	200	30			12	G3090596
		blu	9/0	0,3	137	200	15			12	G3090846
		blu	9/0	0,3	137	200	30			12	G3090597
1/2 cerchio	2xHLm 6 	blu	10/0	0,2	160	150	30			12	G3090775
retto	2xGLm 16 	blu	10/0	0,2		150	23			12	G3095480
		blu	9/0	0,3		150	23			12	G3095481
1/8 cerchio	SLm 6 	blu	10/0	0,2	44	150	8			12	G3090777
		blu	9/0	0,3	44	150	8			12	G3090778

Descrizione



PremiCron® è un multifilamento sintetico non riassorbibile, intrecciato e rivestito, composto da fibre di poliestere.

Le suture PremiCron® sono ricoperte uniformemente in silicone per migliorare la lubrificazione superficiale, migliorando così le caratteristiche di maneggevolezza.

Disponibili in confezioni singole (1 o 2 punti di sutura) o multipack (4 o 8 punti di sutura), verde o bianco.


Indicazioni

- Cardiocirurgia (chirurgia valvolare)
- Chirurgia generale

Vantaggi

- Tampone ovale PTFE dal design unico che migliora l'adattabilità alle strutture anatomiche sottostanti
- Eccellente nodo a scorrimento di sicurezza.
- Riduzione al minimo della trazione e taglio dei tessuti
- Aghi "Easyslide" in acciaio inossidabile serie 300 per una resistenza superiore alla rottura
- Nuova generazione di aghi per l'indicazione cardiovascolare: CV pass e CV pass easyblack














































Caratteristiche del prodotto

Struttura	Intrecciato
Filamento	
Colore	Verde / Bianco
Composizione chimica	Poliestere
Rivestimento	Silicone
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 6/0 (EP 0,7) a USP 5 (EP 7)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene / Raggi Gamma























SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
3/8 cerchio		bianco	6/0	0,7	75			36	C2027069	
		verde	5/0	1	45			36	C2026822	
		bianco	5/0	1	45			36	C2027822	
		verde	5/0	1	45			12	G0026822	
		bianco	5/0	1	45			36	C0027822	
3/8 cerchio		verde	6/0	0,7	75			36	C2026871	
		verde	6/0	0,7	75			36	C0026871	
3/8 cerchio		verde	6/0	0,7	45			36	C0026120	
		verde	5/0	1	45			36	C0026121	
3/8 cerchio		verde	6/0	0,7	75			36	C2026852	
		verde	6/0	0,7	75			36	C0026852	
		verde	5/0	1	75			36	C2026853	
		bianco	5/0	1	75			36	C2027853	
		verde	5/0	1	75			36	C0026853	
		bianco	5/0	1	75			36	C0027853	
		verde	4/0	1,5	75			36	C2026854	
		bianco	4/0	1,5	75			36	C2027854	
		verde	4/0	1,5	75				36	C2026954
		verde	4/0	1,5	75			36	C0026854	
		bianco	4/0	1,5	75			36	C0027854	
		verde	4/0	1,5	75				36	C0026954
3/8 cerchio		bianco	5/0	1	3 x 90			36	C0027890	
3/8 cerchio		verde	4/0	1,5	75			36	C0026130	
		verde	3/0	2	75			36	C0026131	
3/8 cerchio		verde	4/0	1,5	75			36	C0026104	
		verde	3/0	2	75			36	C0026105	















































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
3/8 cerchio 	verde	5/0	1	75	CV Pass			36	C2026863
	verde	5/0	1	75	CV Pass			36	C0026863
	verde	4/0	1,5	75	CV Pass			36	C2026864
	verde	4/0	1,5	75	CV Pass			36	C0026864
	verde	3/0	2	75	CV Pass			36	C2026865
	verde	3/0	2	90	CV Pass			36	C2026858
	verde	3/0	2	75	CV Pass			36	C0026865
	verde	3/0	2	90	CV Pass			36	C0026858
	verde	2/0	3	90	CV Pass			36	C2026883
	verde	2/0	3	90	CV Pass			36	C0026883
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75	CV Pass			6	M0027671
	verde / bianco	2/0	3	8 x 90	CV Pass			6	M0027769
3/8 cerchio 	verde	3/0	2	75	CV Pass			36	C0026226
	verde	2/0	3	75	CV Pass			36	C0026227
	verde	0	3,5	75	CV Pass			36	C0026228
3/8 cerchio 	verde	3/0	2	75	CV Pass			36	C2026116
3/8 cerchio 	verde	3/0	2	75	CV Pass			36	C0026136
	verde	2/0	3	75	CV Pass			36	C0026137
3/8 cerchio 	verde	2/0	3	90	CV Pass			36	C2026873
	verde	2/0	3	90	CV Pass			36	C0026873
3/8 cerchio 	verde	2/0	3	75				36	C0026141
	verde	0	3,5	75				36	C0026142
	verde	1	4	75				36	C0026238
	verde	2	5	75				36	C0026239
3/8 cerchio 	verde	0	3,5	75				36	C0026071

SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
1/2 cerchio HR 6 	verde	6/0	0,7	75				36	C2026942
1/2 cerchio 2xHR 10f 	verde	5/0	1	75				36	C2026213
	verde	5/0	1	75				36	C0026213
1/2 cerchio HR 10 	verde	6/0	0,7	45				36	C0026008
	verde	5/0	1	45				36	C0026009
	verde	4/0	1,5	45				36	C0026010
1/2 cerchio 2xHR 10 	verde	5/0	1	75			 3 x 3 mm rigido	36	C2026887
	verde	5/0	1	90			 3 x 3 mm rigido	36	C2026792
	verde	5/0	1	75				36	C0026695
	verde	5/0	1	90			 3 x 3 mm rigido	36	C0026792
	verde	5/0	1	45				12	G0026029
1/2 cerchio HR 13 	verde	4/0	1,5	45				36	C0026030
	verde	4/0	1,5	75				36	C0026152
	verde	4/0	1,5	4 x 45				36	C0026477
	verde	3/0	2	45				36	C0026031
	verde	3/0	2	75				36	C0026032
	verde	5/0	1	75				36	C2026843
	verde	5/0	1	75				36	C0026843
1/2 cerchio 2xHR 13 	verde	4/0	1,5	75				36	C2026844
	verde	4/0	1,5	75				36	C0026844
	verde	3/0	2	75				36	C2026845
	verde	3/0	2	75				36	C0026845
	verde	2/0	3	75				36	C0026062
	verde	5/0	1	75				36	C0026003
1/2 cerchio HR 17 	verde	4/0	1,5	75				12	G0026004
	verde	4/0	1,5	4 x 75				36	C0026700
	verde	3/0	2	75				12	G0026005
	verde	3/0	2	4 x 45				36	C0026740
	verde	2/0	3	75				12	G0026006

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
	verde	6/0	0,7	75				36	C2026802
	verde	5/0	1	75				36	C2026803
	verde	5/0	1	90				36	C2026903
	verde	5/0	1	75				36	C0026803
	verde	5/0	1	90				36	C0026903
	verde	4/0	1,5	75				36	C2026804
	verde	4/0	1,5	90				36	C2026904
	bianco	4/0	1,5	75				36	C2027455
	verde	4/0	1,5	75				12	G0026804
	verde	4/0	1,5	90				36	C0026904
	bianco	4/0	1,5	75				36	C0027455
	verde	3/0	2	75				36	C2026805
	verde	3/0	2	90				36	C2026905
	verde	3/0	2	75				36	C0026805
	verde	3/0	2	90				12	G0026905
	verde	2/0	3	45				36	C2026606
	verde	2/0	3	75				36	C2026806
	verde	2/0	3	90				36	C2026906
	bianco	2/0	3	75				36	C2027457
	verde	2/0	3	75				36	C2027042
	verde	2/0	3	45				36	C0026606
	verde	2/0	3	75				36	C0026806
	verde	2/0	3	90				36	C0026906
	bianco	2/0	3	75				36	C0027457
	bianco	2/0	3	90				36	C0027906
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027775
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027764
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027802
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027088
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027776
	verde / bianco	0	3,5	4 x 90				6	M0027008
	verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6	M0027091











































































1/2
cerchio



























































SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
1/2 cerchio		verde	2/0	3	75		 3 x 3 mm morbido	36	C0026257	
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027151
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75			 3 x 3 mm rigido	6	M0027090
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 3 x 3 mm rigido	6	M0027119
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027150
1/2 cerchio		verde	3/0	2	75			36	C0026573	
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 3 x 3 mm rigido	6	M0027178
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027184
1/2 cerchio		verde	4/0	1,5	75				36	C2026094
		verde	2/0	3	90				36	C2026091
		verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C0026907
		bianco	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C0027010
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027707
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 3 x 3 mm rigido	6	M0027953
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027905
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027706
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm morbido	6	M0027525
		1/2 cerchio		verde	4/0	1,5	75			36
verde	3/0			2	75			12	G0026025	
verde	2/0			3	75			36	C0026026	
verde	0			3,5	45			36	C0026007	
1/2 cerchio		verde	4/0	1,5	75				36	C2026763
		verde	4/0	1,5	90				36	C2026730
		verde	4/0	1,5	75			 6 x 3 mm rigido	36	C2026735
		verde	4/0	1,5	75				36	C0026763
		verde	4/0	1,5	90				36	C0026730
		verde	4/0	1,5	75			 6 x 3 mm rigido	36	C0026735
		verde	3/0	2	90				36	C2026731
		verde	3/0	2	75			 6 x 3 mm rigido	36	C2026307
		verde	3/0	2	90				12	G0026731
		verde	2/0	3	90				36	C2026732
		verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C2026733
		verde	2/0	3	75				36	C0026737































































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
1/2 cerchio 	verde	2/0	3	90				36	C0026732
	verde	2/0	3	75				36	C0026733
	verde / bianco	2/0	3	2 x 75				24	B0027718
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027705
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027605
	verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027704
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027867
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027127
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027125
	verde	0	3,5	90				36	C2026734
1/2 cerchio 	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027181
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027157
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027169
1/2 cerchio 	verde	2/0	3	4 x 45				36	C0026736
	verde	0	3,5	4 x 45				24	B0026729
1/2 cerchio 	verde	2	5	75				36	C0026070
1/2 cerchio 	verde	2/0	3	75				36	C0026598
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027232
1/2 cerchio 	verde	4/0	1,5	75				36	C0026014
	verde	3/0	2	75				12	G0026015
	verde	3/0	2	120				36	C0026002
	verde	2/0	3	75				12	G0026016
	verde	2/0	3	90				36	C0026049
	verde	2/0	3	120				36	C0026111
	bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027112
	verde	0	3,5	75				36	C0026017
	verde	0	3,5	120				36	C0026001
	verde	1	4	75				36	C0026018
	verde	1	4	120				36	C0026194

SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®













































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
	verde	4/0	1,5	90				36	C2026814
	verde	4/0	1,5	90				36	C0026814
	verde	3/0	2	75				36	C2026738
	verde	3/0	2	90				36	C2026815
	verde	3/0	2	75				36	C0026738
	verde	3/0	2	90				36	C0026815
	verde	3/0	2	90			 6 x 3 mm rigido	36	C0026915
	verde	2/0	3	75				36	C2026739
	verde	2/0	3	90				36	C2026816
	bianco	2/0	3	75				36	C2027839
	bianco	2/0	3	90				36	C2027816
	verde	2/0	3	90			 6 x 3 mm rigido	36	C2026916
	bianco	2/0	3	90			 6 x 3 mm rigido	36	C2027306
	verde	2/0	3	75				36	C0026739
	verde	2/0	3	90				12	G0026816
	bianco	2/0	3	75				36	C0027839
	bianco	2/0	3	90				36	C0027816
	verde	2/0	3	90			 6 x 3 mm rigido	36	C0026916
	bianco	2/0	3	90			 6 x 3 mm rigido	36	C0027306
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027700
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027715
	verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027713
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 3 x 3 mm rigido	6	M0027716
	verde / bianco	2/0	3	8 x 90			 3 x 3 mm rigido	6	M0027717
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027766
	verde / bianco	2/0	3	8 x 90			 6 x 3 mm rigido	6	M0027712
	verde	0	3,5	90				36	C2026817
	bianco	0	3,5	90				36	C2027817
	verde	0	3,5	90				36	C0026817
	bianco	0	3,5	90				36	C0027817
	verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6	M0027009
	verde / bianco	0	3,5	4 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027759

1/2
cerchio


































Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
1/2 cerchio 	verde	2/0	3	75				36	C2026500	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027186	
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027205	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6 x 3 mm rigido	6	M0027187
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6 x 3 mm rigido	6	M0027199
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6 x 3 mm morbido	6	M0027211
1/2 cerchio 	verde	3/0	2	75				36	C0026061	
	verde	2/0	3	75				36	C0026052	
	verde	2/0	3	4 x 45				36	C0026724	
	verde	0	3,5	75				36	C0026050	
	verde	0	3,5	4 x 45				24	B0026019	
	verde	1	4	75				36	C0026051	
	verde	3	6	75				24	B0026053	
1/2 cerchio 	verde	2/0	3	4 x 45				36	C0026064	
	verde	0	3,5	2 x 75				36	C0026768	
	verde	2	5	90				36	C0026255	
	verde / bianco	2	5	4 x 75				24	B0027148	
1/2 cerchio 	verde	3	6	75				24	B0026325	
1/2 cerchio 	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027280	
1/2 cerchio 	verde	3/0	2	75				36	C0026056	
	verde	2/0	3	75				36	C0026057	
	verde	2/0	3	90				36	C0026928	
	verde	0	3,5	75				36	C0026058	
	verde	1	4	75				36	C0026059	
	bianco	1	4	75				36	C0027059	
	verde	2	5	75				36	C0026145	






















SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		verde	3/0	2	75		36	C0026035
		verde	2/0	3	75		36	C0026036
		verde	0	3,5	75		36	C0026037
		verde	1	4	75		12	G0026038
		verde	2	5	75		36	C0026039
1/2 cerchio		verde	3/0	2	90		36	C0026750
		verde	2/0	3	75		36	C0026836
		verde	2/0	3	90		36	C0026751
		verde	0	3,5	75		36	C0026837
1/2 cerchio		verde	2/0	3	75		36	C0026066
		verde	0	3,5	75		36	C0026067
		verde	0	3,5	90		36	C0026267
		verde	0	3,5	4 x 45		24	B0026727
		verde	1	4	75		36	C0026068
		verde	1	4	90		36	C0026277
1/2 cerchio		verde	2	5	60		36	C0026840
		verde	2	5	90		24	B0026759
1/2 cerchio		verde	2	5	75		36	C0026079
		verde	5	7	75		24	B0026191
1/2 cerchio		verde	2/0	3	75		36	C0026072
		verde	1	4	75		36	C0026074
		verde	1	4	90		36	C0026972
		verde	2	5	90		24	B0026075
		verde	3	6	75		24	B0026425
		verde	5	7	75		12	G0026083

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HR 40s</p>	verde	1	4	75		36	C0026512
		verde	2	5	75		24	B0026513
1/2 cerchio	 <p>HR 40ss</p>	verde	2	5	75		36	C0026275
1/2 cerchio	 <p>HR 48</p>	verde	0	3,5	75		36	C0026098
		verde	1	4	75		36	C0026080
		verde	2	5	75		24	B0026182
		verde	3	6	75		24	B0026082
		bianco	3	6	75		24	B0027082
1/2 cerchio	 <p>2xHR 48</p>	verde	2	5	75		24	B0026720
1/2 cerchio	 <p>HR 65</p>	verde	3	6	75		24	B0026303
1/2 cerchio	 <p>2xHR 70</p>	verde	0	3,5	75		24	B0026696
		verde	1	4	75		24	B0026697
5/8 cerchio	 <p>FR 36</p>	verde	0	3,5	90		36	C0026268
		verde	1	4	90		36	C0026089

SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®







































































Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
retto	GR 19 	verde	4/0	1,5	75				12	G0026113
		verde	3/0	2	45				36	C0026041
		verde	2/0	3	120				36	C0026045
		verde	0	3,5	120				36	C0026992
retto	2xGR 19 	verde	4/0	1,5	75				36	C0026449
uncino	JR 30s 	verde	1	4	75				36	C0026977
ski	SKR 19 	verde	2/0	3	30				36	C0026536
ski	SKR 26 	verde	3/0	2	30				36	C0026540
		verde	3/0	2	120				36	C0026546
		verde	2/0	3	30				36	C0026550
		verde	2/0	3	45				36	C0026548
		verde	2/0	3	120				36	C0026046
		verde	0	3,5	120				36	C0026549

Ago cilindrico - Punta tagliente corta

3/8 cerchio	DRC 12 	verde	6/0	0,7	75				36	C0026352
3/8 cerchio	2xDRC 18 	verde	4/0	1,5	75				36	C2026474
		verde	3/0	2	75				36	C2026465
		verde	2/0	3	75				36	C2026466
		verde	2/0	3	75				36	C0026476
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027601
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027311
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027941
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027600
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027310






















































































Ago cilindrico - Punta tagliente corta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
3/8 cerchio		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027312
		verde / bianco	2/0	3	4 x 90			 6 x 3 mm rigido	6	M0027647
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90			 6 x 3 mm rigido	6	M0027935
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90			 6 x 3 mm morbido	6	M0027519
3/8 cerchio		verde / bianco	2/0	3	4 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027002
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027046
1/2 cerchio		verde	4/0	1,5	75				36	C0026937
		verde	3/0	2	75				36	C0026938
1/2 cerchio		verde	4/0	1,5	90				36	C2026304
		verde	4/0	1,5	90				36	C0026304
		verde	3/0	2	75				36	C2026572
		verde	3/0	2	90				36	C2026305
		verde	3/0	2	90				36	C0026305
		verde / bianco	3/0	2	4 x 75				6	M0027584
		verde	2/0	3	75				36	C2026250
		verde	2/0	3	90				36	C2026306
		bianco	2/0	3	75				36	C2027656
		bianco	2/0	3	90				36	C2027317
		bianco	2/0	3	90			 3 x 3 mm rigido	36	C2027316
		verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C2026248
		verde	2/0	3	90			 6 x 3 mm rigido	36	C2026308
		verde	2/0	3	75			 3 x 3 mm morbido	36	C2026560
		verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm morbido	36	C2026563
		verde	2/0	3	75				36	C0026250
		verde	2/0	3	90				36	C0026306
		bianco	2/0	3	90				36	C0027317
		verde	2/0	3	75			 3 x 3 mm rigido	36	C0026249
		verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C0026248
		verde	2/0	3	90			 6 x 3 mm rigido	36	C0026308
		verde	2/0	3	75			 3 x 3 mm morbido	36	C0026560
		verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm morbido	36	C0026563







































































SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®






































































Ago cilindrico - Punta tagliente corta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice		
1/2 cerchio		verde	2/0	3	4 x 75				6	M0026175	
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027921	
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027722	
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027929	
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				3 x 3 mm rigido	6	M0027738
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6 x 3 mm rigido	6	M0027628
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6 x 3 mm rigido	6	M0027723
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6 x 3 mm rigido	6	M0027863
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				3 x 3 mm morbido	6	M0027824
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				3 x 3 mm morbido	6	M0027819
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6 x 3 mm morbido	6	M0027813
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6 x 3 mm morbido	6	M0027811
		verde / bianco	2/0	3	2 x 90				6 x 3 mm rigido	24	B0027875
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6 x 3 mm rigido	6	M0027128
		verde	0	3,5	75					36	C0026158
		verde	0	3,5	75				6 x 3 mm rigido	36	C0026251
		verde / bianco	0	3,5	4 x 75					6	M0027585
		verde / bianco	0	3,5	4 x 90					6	M0027976
		verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6 x 3 mm rigido	6	M0027579
		verde / bianco	0	3,5	4 x 90				6 x 3 mm rigido	6	M0027975
1/2 cerchio		verde	2/0	3	75				36	C2026538	
		verde	2/0	3	75				36	C0026538	
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027568	
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027253	
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				3 x 3 mm rigido	6	M0027241
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6 x 3 mm rigido	6	M0027229
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6 x 3 mm rigido	6	M0027259
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				3 x 3 mm morbido	6	M0027247
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6 x 3 mm morbido	6	M0027265
		verde	0	3,5	75					36	C0026159
		verde	0	3,5	75				6 x 3 mm rigido	36	C0026253
		verde / bianco	0	3,5	4 x 75					6	M0027586
		verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6 x 3 mm rigido	6	M0027580
		verde / bianco	0	3,5	4 x 90				6 x 3 mm rigido	6	M0027971

Ago cilindrico - Punta tagliente corta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
1/2 cerchio 	verde	2/0	3	75			 3 x 3 mm rigido	36	C2026638	
	verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C2026646	
	verde	2/0	3	75			 3 x 3 mm rigido	36	C0026638	
	verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C0026646	
	verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm morbido	36	C0026577	
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75					6	M0027498
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 3 x 3 mm rigido	6	M0027480	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027474	
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027486	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75			 6 x 3 mm morbido	6	M0027832	
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm morbido	6	M0027834	
	verde / bianco	2/0	3	2 x 75			 3 x 3 mm rigido	24	B0027298	
	1/2 cerchio 	verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C0026608
1/2 cerchio 	verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027625	
1/2 cerchio 	verde	2/0	3	100				36	C0026296	
1/2 cerchio 	verde	2/0	3	90				36	C2026323	
	verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C2026263	
	verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm morbido	36	C2026585	
	verde	2/0	3	90				36	C0026323	
	verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C0026263	
	verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm morbido	36	C0026585	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027549	
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027102	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 90				6	M0027603	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027949	
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027100	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 90			 6 x 3 mm rigido	6	M0027617	

Ago cilindrico - Punta tagliente corta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
1/2 cerchio		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027836
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027841
		verde	2/0	3	90				36	C0026321
		verde / bianco	2/0	3	4 x 90				6	M0027615
		verde / bianco	2/0	3	4 x 90				6	M0027004
		verde	0	3,5	90				36	C0026163
		verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6	M0027107
		verde / bianco	0	3,5	4 x 90				6	M0027610
		verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6	M0027108
		verde / bianco	0	3,5	4 x 90				6	M0027618
	verde	0	3,5	90				24	B0026899	
1/2 cerchio		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027251
		verde / bianco	2/0	3	4 x 90				6	M0027566
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027375
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027391
		verde / bianco	2/0	3	4 x 90				6	M0027300
		verde / bianco	0	3,5	4 x 90				6	M0027611
		verde / bianco	0	3,5	4 x 90				6	M0027619
1/2 cerchio		verde	3/0	2	75				36	C0026301
		verde	3/0	2	100				36	C0026299
		verde	2/0	3	75				36	C0026302
		verde	2/0	3	100				36	C0026300
1/2 cerchio		verde	2/0	3	120				36	C2026955
1/2 cerchio		verde	4/0	1,5	90				36	C2026311
		verde	3/0	2	75				36	C2026215
		verde	3/0	2	90				36	C2026312
		verde	3/0	2	75				36	C0026215
		verde	3/0	2	90				36	C0026312
		verde	2/0	3	75				36	C2026316
		verde	2/0	3	90				36	C2026313
		bianco	2/0	3	90				36	C2027326







































































Ago cilindrico - Punta tagliente corta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
	verde	2/0	3	75				36	C2026319
	verde	2/0	3	90				36	C2026318
	bianco	2/0	3	90				36	C2027336
	verde	2/0	3	75				36	C2026594
	verde	2/0	3	90				36	C2026676
	verde	2/0	3	75				36	C0026316
	verde	2/0	3	90				36	C0026313
	bianco	2/0	3	90				36	C0027326
	verde	2/0	3	75				36	C0026319
	verde	2/0	3	90				36	C0026318
	verde	2/0	3	75				36	C0026594
	verde	2/0	3	90				36	C0026676
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027371
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027791
	verde / bianco	2/0	3	4 x 90				6	M0027555
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027801
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027543
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027792
	verde / bianco	2/0	3	4 x 90				6	M0027685
	verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027660
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027843
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027845
	verde / bianco	2/0	3	2 x 90				24	B0027885
	verde	0	3,5	75				36	C2026317
	verde	0	3,5	90				36	C2026419
	verde	0	3,5	75				36	C0026317
	verde	0	3,5	90				36	C0026419
	verde	0	3,5	75				36	C0026162
	verde	0	3,5	90				36	C0026165
	verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6	M0027925
	verde / bianco	0	3,5	4 x 90				6	M0027686
	verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6	M0027859
	verde / bianco	0	3,5	4 x 90				6	M0027687
	verde / bianco	0	3,5	8 x 90				6	M0027661













1/2
cerchio










Ago cilindrico - Punta tagliente corta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
1/2 cerchio 	verde	2/0	3	75				36	C2026634	
	verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C2026643	
	verde	2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C0026643	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027425	
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027465	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027424	
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027451	
	verde / bianco	2/0	3	4 x 75			 6 x 3 mm morbido	6	M0027443	
	verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm morbido	6	M0027471	
	verde	0	3,5	75			 6 x 3 mm rigido	36	C0026644	
	verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6	M0027926	
	verde / bianco	0	3,5	4 x 90				6	M0027688	
	verde / bianco	0	3,5	4 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027858	
	verde / bianco	0	3,5	4 x 90			 6 x 3 mm rigido	6	M0027689	
	1/2 cerchio 	verde	2/0	3	75				36	C2026982
verde		2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C2026968	
verde		2/0	3	75				36	C0026982	
verde		2/0	3	90				36	C0026618	
verde		2/0	3	75			 6 x 3 mm rigido	36	C0026968	
verde		2/0	3	75			 6 x 3 mm morbido	36	C0026602	
verde / bianco		2/0	3	8 x 75				6	M0027594	
verde / bianco		2/0	3	8 x 75			 3 x 3 mm rigido	6	M0027576	
verde / bianco		2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027582	
verde / bianco		2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm morbido	6	M0027851	
verde / bianco		2/0	3	2 x 75			 6 x 3 mm rigido	24	B0027558	
1/2 cerchio 		verde / bianco	2/0	3	4 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027477
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027489
1/2 cerchio 		verde	2	5	75				36	C0026260

Ago cilindrico - Punta tagliente corta

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Unità	Codice
1/2 cerchio		verde	2	5	4 x 75			24	B0026247
1/2 cerchio		verde	5	7	4 x 75			12	G0026114
5/8 cerchio		verde / bianco	2/0	3	8 x 75	 		6	M0027979
curvatura progressiva		verde	2/0	3	120			36	C0026102
		verde	0	3,5	120			36	C0026099
uncino		verde	1	4	75			12	G0026987






























































Ago cilindrico - punta trocar T

3/8 cerchio		verde	6/0	0,7	75			36	C0026326
		verde	5/0	1	75			36	C0026327
3/8 cerchio		verde	5/0	1	75			36	C0026343
		verde	4/0	1,5	75			12	G0026344
		verde	3/0	2	75			12	G0026345
















































































SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®







































Ago cilindrico - Punta trocar T

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
3/8 cerchio		verde	4/0	1,5	75				36	C2026484
		verde	4/0	1,5	75				36	C0026484
		verde	3/0	2	75				36	C2026485
		verde	3/0	2	75				36	C0026485
		verde	2/0	3	75				36	C2026486
		verde	2/0	3	90				36	C2026490
		verde	2/0	3	90				36	C2026491
		verde	2/0	3	75				36	C0026486
		verde	2/0	3	90				36	C0026490
		verde	2/0	3	90				36	C0026491
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027709
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027774
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027771
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027773
3/8 cerchio		verde	2/0	3	75			36	C0026356	
3/8 cerchio		verde	2/0	3	90				36	C2026359
		verde	2/0	3	90				36	C0026359
		verde	2/0	3	90				36	C0026357
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027747
1/2 cerchio		verde	5/0	1	75				36	C0026378
		verde	4/0	1,5	75				12	G0026379
		verde	3/0	2	75				12	G0026380
		verde	2/0	3	75				36	C0026381
1/2 cerchio		verde	5/0	1	90				36	C2026413
		verde	5/0	1	90				36	C0026413
		verde	4/0	1,5	90				36	C2026414
		verde	4/0	1,5	90				36	C0026414
		verde / bianco	4/0	1,5	4 x 75				6	M0027729
		verde / bianco	4/0	1,5	8 x 75				6	M0027787
		verde / bianco	4/0	1,5	8 x 75				6	M0027788
		verde	3/0	2	90				36	C2026415

Ago cilindrico - Punta trocar T

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice	
1/2 cerchio		bianco	3/0	2	90				36	C2027397
		verde	3/0	2	90				12	G0026415
		verde	2/0	3	75				36	C2026406
		verde	2/0	3	90				36	C2026416
		bianco	2/0	3	75				36	C2027406
		verde	2/0	3	90				36	C2026417
		verde	2/0	3	75				36	C2026407
		bianco	2/0	3	75				36	C2027407
		verde	2/0	3	75				36	C0026406
		verde	2/0	3	90				36	C0026416
		bianco	2/0	3	75				36	C0027406
		verde	2/0	3	90				36	C0026417
		verde	2/0	3	75				36	C0026407
		bianco	2/0	3	75				36	C0027407
		verde / bianco	2/0	3	2 x 75				24	B0027710
		verde / bianco	2/0	3	2 x 90				24	B0027711
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027782
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027779
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027781
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027768
		verde / bianco	2/0	3	4 x 75				6	M0027784
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75				6	M0027786
		verde / bianco	2/0	3	4 x 90				6	M0027725
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90				6	M0027780
		verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6	M0027789
		verde / bianco	0	3,5	4 x 75				6	M0027783
		verde / bianco	4/0	1,5	8 x 75				6	M0027798
		1/2 cerchio		verde	2/0	3	90			
verde	2/0			3	75				36	C2026427
verde	2/0			3	90				36	C0026426
verde	2/0			3	75				36	C0026427
verde / bianco	2/0			3	8 x 75				6	M0027796
verde / bianco	0			3,5	4 x 75				6	M0027728
verde / bianco	0			3,5	4 x 75				6	M0027740










Ago cilindrico - Punta trocar T

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Conf.	Pledget	Unità	Codice
1/2 cerchio		verde	3/0	2	75				36	C0026335
		verde	2/0	3	75				36	C0026336
		verde	0	3,5	75				36	C0026337
		verde	1	4	90				36	C0026627
1/2 cerchio		verde / bianco	2/0	3	4 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027736
		verde / bianco	2/0	3	8 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027733
		verde / bianco	2/0	3	8 x 90			 6 x 3 mm rigido	6	M0027755
		verde / bianco	0	3,5	4 x 75			 6 x 3 mm rigido	6	M0027735
		verde / bianco	0	3,5	8 x 90			 6 x 3 mm rigido	6	M0027754
1/2 cerchio		verde	1	4	90				36	C0026920
1/2 cerchio		verde	0	3,5	75				36	C0026392
		verde	1	4	75				36	C0026393
		verde	2	5	75				36	C0026394
		verde	2	5	4 x 75				24	B0026717
1/2 cerchio		verde	2/0	3	90				36	C0026458
1/2 cerchio		verde	0	3,5	75				36	C0026401
		verde	2	5	4 x 75				24	B0026044
		verde	5	7	4 x 75				12	G0026076
1/2 cerchio		verde	2	5	75				36	C0026395
1/2 cerchio		verde	2	5	4 x 75				12	G0026718




SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®

Ago cilindrico - Punta trocar T









































	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HRT 48 ⊕</p>	verde	2	5	75		24	B0026097
		verde	5	7	75		12	G0026148
		verde	5	7	4 x 75		12	G0026081
1/2 cerchio	 <p>HRT 55 ⊕</p>	verde	5	7	75		12	G0026146
		verde	5	7	4 x 75		12	G0026723
retto	 <p>2xGRT 25 ⊕</p>	verde	4/0	1,5	45		36	C0026833

Ago cilindrico - Punta sternum

1/2 cerchio	 <p>HRS 40 ▲</p>	verde	2	5	4 x 75		24	B0026766
1/2 cerchio	 <p>HRS 48 ▲</p>	verde	2	5	4 x 75		24	B0026767
		verde	5	7	4 x 75		12	G0026702
1/2 cerchio	 <p>HRS 60 ▲</p>	verde	5	7	4 x 75		12	G0026705

SUTURE NON ASSORBIBILI



























PREMICRON®

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio	DS 9 	verde	6/0	0,7	45		36	C0026192
3/8 cerchio	DS 12 	verde	6/0	0,7	45		36	C0026171
		verde	5/0	1	45		36	C0026172
		verde	5/0	1	75		36	C0026242
		verde	4/0	1,5	45		12	G0026173
3/8 cerchio	DS 16 	verde	5/0	1	45		36	C0026176
		verde	4/0	1,5	45		12	G0026177
		verde	4/0	1,5	75		12	G0026245
		verde	3/0	2	75		36	C0026246
3/8 cerchio	DS 19 	verde	5/0	1	45		36	C0026551
		verde	4/0	1,5	45		12	G0026552
		verde	4/0	1,5	75		36	C0026231
		verde	4/0	1,5	4 x 45		36	C0026185
		verde	3/0	2	45		12	G0026553
		verde	3/0	2	75		12	G0026232
		bianco	3/0	2	45		36	C0027974
		bianco	3/0	2	4 x 45		36	C0027433
		verde	2/0	3	45		36	C0026554
		verde	2/0	3	75		36	C0026233
		verde	1	4	75		36	C0026235
		3/8 cerchio	DS 24 	verde	4/0	1,5	75	
verde	3/0			2	45		12	G0026189
verde	3/0			2	75		36	C0026515
verde	2/0			3	45		36	C0026190
verde	2/0			3	75		36	C0026516
bianco	2/0			3	75		36	C0027965
verde	0			3,5	75		36	C0026517
verde	1			4	75		36	C0026518
3/8 cerchio	DS 30 	verde	2/0	3	45		36	C0026492
		verde	2/0	3	75		12	G0026531
		verde	0	3,5	75		12	G0026532
		verde	0	3,5	90		36	C0026537
		verde	1	4	75		36	C0026533
		verde	2	5	75		36	C0026534

SUTURE NON ASSORBIBILI

































PREMICRON®

Ago tagliente

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio	 <p>DS 35</p>	verde	2/0	3	75		36	C0026281
		verde	0	3,5	75		36	C0026282
		verde	1	4	75		36	C0026283
		verde	2	5	75		36	C0026284
3/8 cerchio	 <p>DS 39</p>	verde	2/0	3	75		36	C0026329
		verde	0	3,5	75		36	C0026330
		verde	1	4	75		36	C0026331
		verde	2	5	75		36	C0026332
3/8 cerchio	 <p>DS 48</p>	verde	3	6	75		24	B0026333
		verde	1	4	75		36	C0026354
		verde	2	5	75		24	B0026355
3/8 cerchio	 <p>DS 60</p>	verde	2	5	75		24	B0026278
		verde	3	6	75		24	B0026279
3/8 cerchio	 <p>DS 76</p>	verde	2	5	50		24	B0026205
		verde	5	7	50		24	B0026208
		verde	5	7	75		24	B0026291
3/8 cerchio	 <p>2xDS 76</p>	verde	2	5	75		24	B0026220
		verde	5	7	75		24	B0026223
3/8 cerchio	 <p>2xDS 80</p>	verde	5	7	75		24	B0026188



























SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		verde	5/0	1	45		36	C0026196
		verde	4/0	1,5	45		36	C0026197
		verde	3/0	2	45		36	C0026198
		verde	3/0	2	75		36	C0026342
1/2 cerchio		verde	4/0	1,5	45		36	C0026199
		verde	3/0	2	45		12	G0026200
		verde	3/0	2	75		36	C0026365
		verde	2/0	3	75		36	C0026366
1/2 cerchio		verde	3/0	2	45		36	C0026202
1/2 cerchio		verde	0	3,5	75		36	C0026403
		verde	1	4	75		36	C0026404
		verde	2	5	75		36	C0026405
1/2 cerchio		verde	3/0	2	75		36	C0026420
		verde	2/0	3	75		36	C0026421
		verde	0	3,5	75		36	C0026423
1/2 cerchio		verde	1	4	75		36	C0026339
		verde	2	5	75		24	B0026778
1/2 cerchio		verde	2	5	75		36	C0026371
1/2 cerchio		verde	2/0	3	75		36	C0026541
		verde	0	3,5	75		36	C0026542
		verde	1	4	75		36	C0026543
		verde	2	5	75		36	C0026544
1/2 cerchio		verde	3	6	75		24	B0026545
		verde	2	5	75		36	C0026214






























SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HS 37</p>	verde	0	3,5	75		36	C0026471
		verde	1	4	75		36	C0026472
		verde	2	5	75		36	C0026473
1/2 cerchio	 <p>HS 37s</p>	verde	0	3,5	75		36	C0026467
		verde	1	4	75		36	C0026468
		verde	2	5	75		36	C0026469
1/2 cerchio	 <p>HS 40</p>	verde	1	4	75		36	C0026479
		verde	2	5	75		36	C0026480
		verde	3	6	75		24	B0026481
		verde	5	7	75		24	B0026482
1/2 cerchio	 <p>HS 40s</p>	verde	2	5	75		36	C0026390
1/2 cerchio	 <p>HS 40ss</p>	verde	1	4	75		36	C0026397
1/2 cerchio	 <p>HS 48</p>	verde	1	4	75		36	C0026375
		verde	1	4	200		24	B0120070
		verde	2	5	75		24	B0026376
		verde	3	6	75		24	B0026377
		verde	5	7	75		24	B0026399
		verde	5	7	4 x 75		12	G0026203
1/2 cerchio	 <p>HS 60</p>	verde	5	7	75		24	B0026409

SUTURE NON ASSORBIBILI










PREMICRON®

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
retto		verde	3/0	2	75		36	C0026505
		verde	2/0	3	75		36	C0026506
		verde	0	3,5	75		36	C0026507
		verde	1	4	75		36	C0026508
		verde	2	5	75		24	B0026509
retto		verde	3/0	2	75		36	C0026314
		verde	2/0	3	75		36	C0026315
		verde	2/0	3	90		36	C0026441
		verde	0	3,5	90		36	C0026266
retto		verde	2/0	3	75		36	C0026287
		verde	0	3,5	75		36	C0026288
		verde	1	4	75		36	C0026289
Ago tagliente - Punta di precisione								
3/8 cerchio		bianco	6/0	0,7	45		36	C0027074
3/8 cerchio		bianco	5/0	1	45		36	C0027031
3/8 cerchio		bianco	5/0	1	45		12	C0027086
		verde	4/0	1,5	45		36	C0026193
		bianco	4/0	1,5	45		36	C0027087
3/8 cerchio		verde	4/0	1,5	45		12	G0026610
		bianco	4/0	1,5	45		36	C0027096
		bianco	3/0	2	45		36	C0027097
3/8 cerchio		bianco	2/0	3	75		36	C0027957

SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®

Ago lanceolato - Micropunta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio 2xHLM 8 	bianco	5/0	1	45		12	G0027062
1/4 cerchio 2xVLM 6 	bianco	5/0	1	45		12	G0027895
1/4 cerchio 2xVLM 8 	bianco	6/0	0,7	45		12	G0027114
	verde	5/0	1	45		12	G0026155
	bianco	5/0	1	45		12	G0027115
	bianco	4/0	1,5	45		12	G0027116

Suture pretagliate

Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3 fili di 45 cm	verde	5/0	1	3 x 45		36	C0120090
	verde	4/0	1,5	3 x 45		36	C0120091
	verde	3/0	2	3 x 45		36	C0120092
	verde	2/0	3	3 x 45		36	C0120093
	verde	0	3,5	3 x 45		36	C0120094
	verde	1	4	3 x 45		36	C0120095
	verde	2	5	3 x 45		36	C0120096
	verde	3	6	3 x 45		36	C0120097
5 fili di 45 cm	verde	5/0	1	5 x 45		36	C0120100
	verde	4/0	1,5	5 x 45		36	C0120101
	verde	3/0	2	5 x 45		36	C0120102
	verde	2/0	3	5 x 45		36	C0120103
	verde	0	3,5	5 x 45		36	C0120104
	verde	1	4	5 x 45		24	B0120105
	verde	2	5	5 x 45		24	B0120106
10 fili di 45 cm	verde	5/0	1	10 x 45		36	C0120005
	verde	4/0	1,5	10 x 45		36	C0120006
	verde	3/0	2	10 x 45		36	C0120007
	verde	2/0	3	10 x 45		36	C0120008
	verde	0	3,5	10 x 45		24	B0120009
	verde	1	4	10 x 45		24	B0120010
	verde	2	5	10 x 45		24	B0120011

SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®


Suture pretagliate						
Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
17 fili di 45 cm	verde	3/0	2	17 x 45	36	C0120050
	verde	2/0	3	17 x 45	36	C0120051
5 fili di 60 cm	verde	0	3,5	5 x 60	36	C0120110
	verde	1	4	5 x 60	24	B0120111
10 fili di 60 cm	verde	4/0	1,2	10 x 60	36	C0120015
	verde	3/0	2	10 x 60	36	C0120016
	verde	2/0	3	10 x 60	36	C0120017
13 fili di 60 cm	verde	3/0	2	13 x 60	36	C0120036
	verde	2/0	3	13 x 60	36	C0120037
2 fili di 75 cm	verde	3/0	2	2 x 75	36	C0120080
	verde	2/0	3	2 x 75	36	C0120081
	bianco	2/0	3	2 x 75	36	C0100017
	verde	0	3,5	2 x 75	36	C0120082
	verde	1	4	2 x 75	36	C0120083
	bianco	1	4	2 x 75	36	C0100008
	verde	2	5	2 x 75	36	C0120084
	verde	3	6	2 x 75	24	B0120085
	verde	5	7	2 x 75	24	B0120087
5 fili di 75 cm	verde	2/0	3	5 x 75	36	C0120120
	verde	0	3,5	5 x 75	36	C0120121
	verde	1	4	5 x 75	24	B0120122
	verde	2	5	5 x 75	24	B0120123

SUTURE NON ASSORBIBILI

PREMICRON®

Suture pretagliate						
Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
10 fili di 75 cm	verde	3/0	2	10 x 75	36	C0120020
	verde	2/0	3	10 x 75	36	C0120021
	verde	0	3,5	10 x 75	24	B0120022
	verde	2	5	10 x 75	24	B0120024
1 filo di 150 cm	verde	4/0	1,5	1 x 150	36	C0120025
	verde	3/0	2	1 x 150	36	C0120026
	verde	2/0	3	1 x 150	36	C0120027
	verde	0	3,5	1 x 150	36	C0120028
	verde	1	4	1 x 150	36	C0120029
	bianco	1	4	1 x 150	36	C0102020
	verde	2	5	1 x 150	36	C0120030
	bianco	2	5	1 x 150	36	C0102025
	verde	3	6	1 x 150	24	B0120031
	bianco	3	6	1 x 150	24	B0102035
	verde	4	6	1 x 150	24	B0120032
	verde	5	6	1 x 150	24	B012003
	1 filo di 250 cm	verde	5/0	1	1 x 250	12
verde		4/0	1,5	1 x 250	12	G0120056
verde		3/0	2	1 x 250	12	G0120060
verde		2/0	3	1 x 250	12	G0120061
verde		0	3,5	1 x 250	12	G0120062
verde		1	4	1 x 250	12	G0120063
verde		2	5	1 x 250	12	G0120064
verde		3	6	1 x 250	12	G0120065
verde		5	7	1 x 250	12	G0120067

Descrizione



Dafilon® è una sutura sintetica monofilamento, non assorbibile, fatta di polimeri di poliammide 6/6,6 (tinta blu), poliammide 6,6 (tinta nera) o poliammide 6 (incolore).

Dafilon® blu e Dafilon® incolore sono indicati per la chiusura di ferite superficiali e la chirurgia plastica. Dafilon® nero è utilizzato per microchirurgia e chirurgia oftalmica.

Come con qualsiasi sutura di nylon, non assorbibile, l'idrolisi progressiva della sutura può generare una graduale perdita della sua resistenza alla trazione nel tempo.


Indicazioni

- Chiusura della pelle (intra-cutanea, sottocutanea)
- Chirurgia plastica
- Microchirurgia
- Chirurgia oftalmica

Vantaggi














- Flessibile, facile da maneggiare e legare
- Passaggio atraumatico attraverso il tessuto
- Eccellente istocompatibilità

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento
Filamento	
Colore	Nero / Blu / Incolore
Composizione chimica	Poliammide
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 11/0 (EP 0,1) a USP 5 (EP 7)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene / Raggi Gamma

SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago cilindrico - Punta cilindrica									
	Ago	Colore	USP	EP	Angolo (°)	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio	DR 6 	nero	8/0	0,4		15		12	G1110740
3/8 cerchio	2xDR 10 	nero	8/0	0,4		45		36	C1118002
3/8 cerchio	DR 12 	blu	5/0	1		75		36	C0931071
3/8 cerchio		blu	4/0	1,5	135	75		36	C0935285
		blu	3/0	2	135	75		36	C0935294
		blu	2/0	3	135	75		36	C0935296
1/2 cerchio	HR 10 	blu	5/0	1		45		36	C0930786
1/2 cerchio	2xHR 17 	blu	6/0	0,7		75		36	C0938248
1/2 cerchio	HR 22 	blu	4/0	1,5		75		36	C0930210
1/2 cerchio		blu	2/0	3		75		36	C0930423
		blu	0	3,5		75		36	C0930431
1/2 cerchio	HR 26s 	blu	2/0	3		75		36	C0930158
1/2 cerchio	HR 30 	blu	2/0	3		150		36	C0937614

SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®








Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codici
1/2 cerchio		blu	2/0	3	75		36	C0930474
		blu	2/0	3	100		36	C0930601
		blu	0	3,5	75		36	C0930482
		blu	1	4	75		36	C0930490
		blu	1	4	100		12	G0930628
1/2 cerchio		blu	0	3,5	150		36	C0933490
1/2 cerchio		blu	0	3,5	100		36	C0934860
1/2 cerchio		blu	3/0	2	75		36	C0930701
1/2 cerchio		blu	1	4	150		24	B0935769
1/2 cerchio		blu	1	4	150		24	B0934552
1/2 cerchio		blu	0	3,5	75		36	C0930539
		blu	0	3,5	100		24	B0934828
		blu	1	4	100		24	B0935549
1/2 cerchio		blu	0	3,5	150		12	G0934534

SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®




Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HR 40s</p>	blu	0	3,5	100	24	B0934844
		blu	0	3,5	120	24	B0935584
		blu	1	4	100	24	B0935743
1/2 cerchio	 <p>HR 43s</p>	blu	1	4	75	36	C0930970
1/2 cerchio	 <p>HR 48</p>	blu	1	4	75	36	C0930741
		blu	1	4	100	24	B0935727
		blu	2	5	75	24	B0930750
		blu	2	5	90	24	B0930010
1/2 cerchio	 <p>HR 48</p> <p>loop</p>	blu	0	3,5	150	12	G0933589
		blu	1	4	150	24	B0933570
		blu	1	4	200	12	G0933619
1/2 cerchio	 <p>HR 65</p>	blu	2	5	150	24	B0933670
retto	 <p>2xGR 65</p>	blu	2/0	3	75	36	C0938505
		blu	0	3,5	90	24	B0932730
retto	 <p>2xGR 75</p>	blu	2/0	3	75	36	C0930040





SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago cilindrico - Punta tagliente corta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio loop  HRC 40s	blu	1	4	150	Easyslide	24	B0934001
1/2 cerchio loop  HRC 43	blu	1	4	150	Easyslide	24	B0934002
1/2 cerchio loop  HRC 43s	blu	1	4	200	Easyslide	24	B0935001

Ago cilindrico - Punta trocar T

1/2 cerchio  HRT 17	incoloro	3/0	2	75		36	C0916148
1/2 cerchio loop  HRT 40s	blu	1	4	150	Easyslide	24	B0934708
1/2 cerchio loop  HRT 43	blu	1	4	150	Easyslide	24	B0934710
1/2 cerchio loop  HRT 43s	blu	1	4	200	Easyslide	24	B0935630




SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago cilindrico - Punta smussa



































Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
 <p>1/2 cerchio loop</p>	blu	1	4	150	Easyslide	24	B0934028

Ago tagliente

3/8 cerchio	 <p>DS 9</p>	blu	6/0	0,7	45		36	C0932019
		blu	5/0	1	45		36	C0932020
3/8 cerchio	 <p>DS 12</p>	blu	6/0	0,7	45	Easyslide	12	G0933066
		blu	6/0	0,7	75	Easyslide	36	C0934061
		blu	6/0	0,7	45	Easyslide	12	G0932060
		blu	6/0	0,7	60	Easyslide	36	C0935042
		blu	5/0	1	45	Easyslide	12	G0933074
		blu	5/0	1	45	Easyslide	12	G0932078
		blu	5/0	1	60	Easyslide	36	C0935050
		blu	5/0	1	75	Easyslide	36	C0934070
		blu	5/0	1	90	Easyslide	36	C0934067
		blu	4/0	1,5	45	Easyslide	12	G0932086
3/8 cerchio	 <p>DS 16</p>	blu	4/0	1,5	60	Easyslide	36	C0935069
		blu	6/0	0,7	45	Easyslide	36	C0933112
		blu	6/0	0,7	45	Easyslide	12	G0932116
		blu	6/0	0,7	60	Easyslide	36	C0932108
		blu	6/0	0,7	75	Easyslide	36	C0935115
		blu	5/0	1	45	Easyslide	12	G0933120
		blu	5/0	1	45	Easyslide	12	G0932124
		blu	5/0	1	75	Easyslide	12	G0935123
		blu	5/0	1	90	Easyslide	36	C0935254
		blu	5/0	1	120	Easyslide	36	C0930006
































SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago tagliente								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio		blu	4/0	1,5	45		12	G0933139
		blu	4/0	1,5	45		12	G0932132
		blu	4/0	1,5	75		36	C0935131
		blu	4/0	1,5	90		36	C0930165
		blu	3/0	2	75		36	C0935106
		blu	3/0	2	45		12	G0932140
		blu	3/0	2	75		36	C0935107
3/8 cerchio		blu	5/0	1	45		12	G0932191
		blu	5/0	1	75		36	C0933236
		blu	5/0	1	75		12	G0935190
		blu	5/0	1	90		36	C0935255
		blu	4/0	1,5	45		12	G0932205
		blu	4/0	1,5	75		12	G0935204
		blu	4/0	1,5	90		36	C0935220
		blu	3/0	2	45		12	G0932213
		blu	3/0	2	75		12	G0935212
		blu	3/0	2	90		36	C0935239
		blu	2/0	3	45		12	G0932221
		blu	2/0	3	75		36	C0935213
		blu	2/0	3	90		36	C0935247
		blu	0	3,5	45		36	C0935181
3/8 cerchio		blu	5/0	1	45		36	C0932317
		blu	4/0	1,5	45		36	C0933341
		blu	4/0	1,5	45		12	G0932345
		blu	4/0	1,5	75		36	C0933384
		blu	4/0	1,5	75		12	G0935344
		blu	4/0	1,5	90		36	C0935310
		blu	4/0	1,5	120		36	C0930007
		blu	3/0	2	45		12	G0932353
		blu	3/0	2	75		12	G0935352
		blu	3/0	2	90		12	G0935328







SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago tagliente								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio		blu	3/0	2	120		12	G0930105
		blu	2/0	3	45		12	G0932361
		blu	2/0	3	75		12	G0935360
		blu	2/0	3	90		36	C0935336
		blu	2/0	3	120		36	C0930008
		blu	0	3,5	45		36	C0932370
		blu	0	3,5	75		12	G0935379
		blu	0	3,5	90		36	C0935387
		blu	0	3,5	120		36	C0930009
		blu	1	4	75		36	C0935380
3/8 cerchio		blu	4/0	1,5	45		36	C0932441
		blu	4/0	1,5	75		36	C0932450
		blu	3/0	2	45		36	C0932469
		blu	3/0	2	75		36	C0933457
		blu	3/0	2	75		12	G0935468
		blu	3/0	2	90		36	C0934410
		blu	2/0	3	45		36	C0933430
		blu	2/0	3	45		12	G0932477
		blu	2/0	3	75		12	G0935476
		blu	2/0	3	90		36	C0935522
		blu	0	3,5	45		36	C0932485
		blu	0	3,5	75		36	C0933465
		blu	0	3,5	75		12	G0935484
		blu	0	3,5	90		36	C0934391
		blu	0	3,5	120		36	C0930011
		blu	1	4	45		36	C0932493
		blu	1	4	75		12	G0935492
		blu	1	4	90		36	C0934429
		blu	1	4	120		24	B0930012







SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago tagliente							
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
3/8 cerchio	 <p>DS 35</p>	blu	3/0	2	90	36	C0934780
		blu	2/0	3	75	36	C0932809
		blu	2/0	3	90	36	C0934801
		blu	0	3,5	90	36	C0934810
		blu	1	4	75	36	C0930095
		blu	1	4	90	36	C0934836
3/8 cerchio	 <p>DS 39</p>	blu	4/0	1,5	75	36	C0932531
		blu	3/0	2	75	12	G0932540
		blu	2/0	3	45	36	C0932545
		blu	2/0	3	75	12	G0932558
		blu	2/0	3	90	36	C0934569
		blu	0	3,5	75	12	G0932566
		blu	0	3,5	90	36	C0934573
		blu	1	4	75	12	G0932574
		blu	1	4	90	36	C0934577
		blu	2	5	90	24	B0934579
3/8 cerchio	 <p>DS 45</p>	blu	2/0	3	75	12	G0932850
		blu	2/0	3	100	12	G0935859
		blu	2/0	3	150	36	C0930015
3/8 cerchio	 <p>DS 48</p>	blu	2/0	3	75	36	C0932582
		blu	1	4	100	24	B0934224
3/8 cerchio	 <p>DS 60</p>	blu	2/0	3	100	24	B0935905
		blu	0	3,5	100	24	B0935913
		blu	1	4	100	24	B0935915
		blu	2	5	100	24	B0935914
3/8 cerchio	 <p>DS 76</p>	blu	3/0	2	100	12	G0932272
		blu	2/0	3	100	12	G0932280
		blu	2	5	50	36	C0932650
		blu	2	5	75	24	B0931641
		blu	2	5	3 x 50	24	B0935910















SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago tagliente							
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice	
3/8 cerchio		blu	2/0	3	100	12	G0934917
		blu	0	3,5	100	12	G0934909
		blu	1	4	100	12	G0934925
		blu	1	4	3 x 50	12	G0930182
		blu	2	5	100	12	G0934933
3/8 cerchio		blu	1	4	75	12	G0938920
1/2 cerchio		blu	6/0	0,7	45	36	C0936028
		blu	5/0	1	60	36	C0936593
		blu	4/0	1,5	75	36	C0932507
		blu	3/0	2	45	36	C0935410
1/2 cerchio		blu	4/0	1,5	90	36	C0932876
		blu	3/0	2	90	36	C0932884
		blu	2/0	3	75	36	C0932873
1/2 cerchio		blu	5/0	1	45	36	C0934406
		blu	4/0	1,5	75	36	C0935948
		blu	3/0	2	75	36	C0935963
		blu	3/0	2	90	36	C0932957
		blu	2/0	3	75	12	G0935964
		blu	2/0	3	90	12	G0934968
		blu	2/0	3	120	12	G0930104
1/2 cerchio		blu	0	3,5	90	36	C0932973
		blu	3/0	2	75	12	G0935000
		blu	3/0	2	90	12	G0934003
		blu	3/0	2	120	36	C0930003
		blu	2/0	3	90	12	G0934011
		blu	0	3,5	75	12	G0935002
		blu	0	3,5	90	12	G0934020
		blu	0	3,5	120	36	C0930004
		blu	1	4	75	12	G0935034
		blu	1	4	90	12	G0934038
		blu	1	4	120	24	B0930005

SUTURE NON ASSORBIBILI



DAFILON®

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		blu	2/0	3	90		12	G0934054
		blu	1	4	90		36	C0934046
1/2 cerchio		blu	0	3,5	75		36	C0932760
		blu	0	3,5	100		12	G0934585
		blu	1	4	75		36	C0932779
		blu	1	4	90		36	C0932787
1/2 cerchio		blu	1	4	150		24	B0934518
1/2 cerchio		blu	0	3,5	75		36	C0932612
		blu	1	4	75		12	G0932620
		blu	1	4	90		12	G0932604
		blu	1	4	100		12	G0935620
		blu	2	5	75		24	B0933159
retto		blu	3/0	2	45		36	C0932736
retto		blu	4/0	1,5	90		36	C0935590
		blu	3/0	2	90		36	C0935603
		blu	2/0	3	90		12	G0935611
		blu	0	3,5	75		36	C0935530
		blu	0	3,5	90		36	C0935565
		blu	1	4	90		36	C0935573
retto		blu	4/0	1,5	75		36	C0932647
		incoloro	3/0	2	75		36	C0912224
		blu	3/0	2	75		12	G0932655
		blu	3/0	2	90		36	C0934658
		blu	2/0	3	75		12	G0932663
		blu	2/0	3	90		36	C0934690
		blu	0	3,5	90		36	C0934691























SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago tagliente


































	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
retto		blu	4/0	1,5	90		36	C0935557
		blu	3/0	2	90		36	C0935646
		blu	2/0	3	90		36	C0935654
		blu	1	4	90		36	C0935735
retto		blu	0	3,5	75		36	C0932710

Ago Dermaslide - Punta di precisione

3/8 cerchio		blu	6/0	0,7	45		36	C0936511
		blu	5/0	1	45		36	C0933908
3/8 cerchio		blu	5/0	1	45		12	G0933906
		blu	4/0	1	45		12	G0933903
3/8 cerchio		blu	5/0	1	45		12	G0933907
		blu	4/0	1,5	45		36	C0933909
		blu	4/0	1,5	75		36	C0933904
		blu	3/0	2	75		36	C0933902
3/8 cerchio		blu	5/0	1	45		12	G0933911
		blu	4/0	1,5	45		12	G0933910
		blu	4/0	1,5	75		12	G0933905
		blu	3/0	2	45		36	C0934008
		blu	3/0	2	75		36	C0933901
3/8 cerchio		blu	4/0	1,5	45		36	C0934006
		blu	4/0	1,5	75		36	C0934007
		blu	3/0	2	45		36	C0934004
		blu	3/0	2	75		36	C0934005

SUTURE NON ASSORBIBILI































DAFILON®

Ago tagliente - Punta di precisione								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio DSMP 6 	nero	8/0	0,4	15		36	C118001	
3/8 cerchio DSMP 7 	blu	6/0	0,7	45		36	C0930018	
3/8 cerchio DSMP 11 	incolore	6/0	0,7	45		36	C0916122	
	blu	6/0	0,7	45		12	G0936022	
	incolore	6/0	0,7	75		36	C0916022	
	blu	5/0	1	45		36	C0936014	
3/8 cerchio DSMP 13 	incolore	6/0	0,7	45		36	C0916081	
	blu	6/0	0,7	45		12	G0936081	
	incolore	5/0	1	45		36	C0916133	
	blu	5/0	1	45		12	G0936090	
	incolore	5/0	1	75		36	C0916033	
	incolore	4/0	1,5	45		36	C0916134	
	blu	4/0	1,5	45		12	G0936103	
	3/8 cerchio DSMP 16 	incolore	6/0	0,7	45		36	C0912242
blu		6/0	0,7	45		12	G0936146	
blu		6/0	0,7	75		36	C0936143	
incolore		5/0	1	45		36	C0916143	
blu		5/0	1	45		12	G0936154	
incolore		5/0	1	75		36	C0916043	
blu		5/0	1	75		36	C0936650	
incolore		4/0	1,5	45		12	G0916144	
incolore		4/0	1,5	75		36	C0916044	
blu		4/0	1,5	45		12	G0936162	
3/8 cerchio DSMP 19 	blu	6/0	0,7	45		36	C0936226	
	incolore	5/0	1	45		36	C0912247	
	blu	5/0	1	45		12	G0936227	
	incolore	4/0	1,5	45		36	C0916154	
	incolore	4/0	1,5	75		36	C0916054	

SUTURE NON ASSORBIBILI











DAFILON®

Ago tagliente - Punta di precisione

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio		blu	4/0	1,5	45		12	G0936235
		blu	4/0	1,5	75		36	C0936731
		incolore	3/0	2	45		36	C0916155
		incolore	3/0	2	75		36	C0916055
		blu	3/0	2	45		12	G0936243
		blu	3/0	2	75		36	C0936740
		blu	2/0	3	45		36	C0936251
3/8 cerchio		blu	6/0	0,7	45		36	C0936280
		blu	5/0	1	45		36	C0936294
		incolore	4/0	1,5	45		36	C0916308
		blu	4/0	1,5	75		36	C0936839
		incolore	3/0	2	45		36	C0916165
		incolore	3/0	2	75		36	C0916065
		blu	3/0	2	45		12	G0936316
		blu	3/0	2	75		12	G0936812
		blu	2/0	3	45		12	G0936324
		blu	2/0	3	75		12	G0936820
3/8 cerchio		blu	3/0	2	75		36	C0936952
		blu	2/0	3	75		36	C0936378
3/8 cerchio		blu	2/0	3	75		36	C0934570
1/2 cerchio		incolore	5/0	1	45		36	C0916618
		blu	5/0	1	45		36	C0936618
		incolore	4/0	1,5	45		36	C0916626
		blu	4/0	1,5	45		36	C0936626
		blu	3/0	2	45		36	C0935418

SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago cilindrico - Micropunta m									
Ago	Colore	USP	EP	Angolo (°)	Diam. (µm)	Lungh. (cm)	Unità	Codice	
3/8 cerchio	DRm 3 	nero	11/0	0,1	135	50	5	12	G1118064
		nero	11/0	0,1	135	50	10	12	G1118366
		nero	10/0	0,2	135	50	5	12	G1118072
		nero	10/0	0,2	135	50	15	12	G1117041
3/8 cerchio	DRm 4 	nero	11/0	0,1	135	70	10	12	G1118080
		nero	10/0	0,2	135	70	10	12	G1118099
3/8 cerchio	DRm 4s 	nero	10/0	0,2	135	140	10	12	G1118129
		nero	9/0	0,3	135	140	10	12	G1118137
		nero	8/0	0,4	135	140	10	12	G1118138
3/8 cerchio	DRm 5 	nero	10/0	0,2	135	100	15	12	G1118110
		nero	9/0	0,3	135	100	15	12	G1111434
3/8 cerchio	2xDRm 5 	nero	10/0	0,2	135	100	15	12	G1118250
3/8 cerchio	DRm 6 	nero	10/0	0,2	135	140	15	12	G1118013
		nero	9/0	0,3	135	140	15	12	G1118161
		nero	8/0	0,4	135	140	15	12	G1118170
3/8 cerchio	2xDRm 6 	nero	9/0	0,3	135	140	15	12	G1118025
		nero	9/0	0,3	135	140	30	12	G1118535
1/2 cerchio	HRm 4 	nero	11/0	0,1	180	70	8	12	G1118374
1/2 cerchio	HRm 8 	nero	8/0	0,4	180	140	15	12	G1118030
curvatura progressiva	PRm 4 	nero	10/0	0,2	95 / 110	70	8	12	G1118463








SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago cilindrico - Micropunta m








Ago	Colore	USP	EP	Angolo (°)	Diam. (µm)	Lungh. (cm)	Unità	Codice	
curvatura progressiva	PRm 5 	nero	9/0	0,3	100 / 90	100	13	12	G1118471
		nero	8/0	0,4	100 / 95	140	15	12	G1118390

Ago cilindrico - Punta tagliente Micro Short

3/8 cerchio	DRCm 3 	nero	10/0	0,2	135	100	15	12	G1118048
3/8 cerchio	2xDRCm 4 	nero	10/0	0,2	135	140	15	12	G1118404
3/8 cerchio	DRCm 5 	nero	9/0	0,3	135	100	15	12	G1111140
3/8 cerchio	2xDRCm 6 	nero	8/0	0,4	135	140	15	12	G1118455
curvatura progressiva	PRCm 5 	nero	10/0	0,2	100 / 90	100	8	12	G1118412
		nero	9/0	0,3	100 / 90	100	13	12	G1118420
curvatura progressiva	2xPRCm 5 	nero	10/0	0,2	100 / 90	100	3	12	G1118447
curvatura progressiva	PRCm 6 	nero	8/0	0,4	100 / 95	140	15	12	G1118439








SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago lanceolato - Micropunta m									
Ago	Colore	USP	EP	Angolo (°)	Diam. (µm)	Lungh. (cm)	Unità	Codice	
3/8 cerchio	DLm 4 	nero	11/0	0,1	135	125	15	12	G1110012
3/8 cerchio	DLm 5 	nero	10/0	0,2	140	150	15	12	G1118684
		nero	10/0	0,2	140	150	30	12	G1118838
		nero	8/0	0,4	140	150	15	12	G1111693
3/8 cerchio	2xDLm 5 	nero	10/0	0,2	140	150	30	12	G1118862
		nero	9/0	0,3	140	150	30	12	G1118032
3/8 cerchio	DLm 6 	nero	10/0	0,2	140	150	7	12	G1118331
		nero	10/0	0,2	140	150	15	12	G1118722
		nero	10/0	0,2	140	150	30	12	G1118749
		nero	9/0	0,3	140	150	15	12	G1118730
		nero	9/0	0,3	140	150	30	12	G1118757
		nero	8/0	0,4	140	150	15	12	G1118889
3/8 cerchio	2xDLm 6 	nero	11/0	0,1	140	150	30	12	G1111213
		nero	10/0	0,2	140	150	15	12	G1111272
		nero	10/0	0,2	140	150	30	12	G1118706
		nero	10/0	0,2	140	150	45	12	G1118528
		nero	9/0	0,3	140	150	30	12	G1118714
		nero	8/0	0,4	140	150	5	12	G1118668
		nero	8/0	0,4	140	150	30	12	G1118870
3/8 cerchio	DLm 6s 	nero	10/0	0,2	137	200	15	12	G1118781
		nero	10/0	0,2	137	200	30	12	G1110225
		nero	9/0	0,3	137	200	15	12	G1118790
		nero	8/0	0,4	137	200	15	12	G1118579
		nero	8/0	0,4	137	200	30	12	G1110250
		nero	8/0	0,4	137	200	45	12	G1118854
3/8 cerchio	2xDLm 6s 	nero	10/0	0,2	137	200	30	12	G1118765
		nero	9/0	0,3	137	200	30	12	G1118773
		nero	8/0	0,4	137	200	45	12	G1111248

SUTURE NON ASSORBIBILI





DAFILON®

Ago lanceolato - Micropunta m									
Ago	Colore	USP	EP	Angolo (°)	Diam. (µm)	Lungh. (cm)	Unità	Codice	
1/2 cerchio	HLm 6 	nero	10/0	0,2	160	150	15	12	G1118625
		nero	10/0	0,2	160	150	30	12	G1118641
		nero	9/0	0,3	160	150	15	12	G1118633
		nero	9/0	0,3	160	150	30	12	G1118650
1/2 cerchio	2xHLm 6 	nero	10/0	0,2	160	150	30	12	G1118609
		nero	9/0	0,3	160	150	30	12	G1118617
1/2 cerchio	HLm 8 	nero	8/0	0,4	175	200	15	12	G1118560
1/2 cerchio	2xHLm 8 	nero	10/0	0,2	175	200	30	12	G1118737
		nero	8/0	0,4	175	200	30	12	G1118530
curvatura progressiva	PLm 5 	nero	10/0	0,2	90 / 50	150	12	12	G1110802
curvatura progressiva	2xPLm 5 	nero	10/0	0,2	90 / 50	150	20	12	G1111922
		nero	10/0	0,2	90 / 50	150	30	12	G1110326
1/4 cerchio	2xVLm 6s 	nero	8/0	0,4	97	200	30	12	G1111337

SUTURE NON ASSORBIBILI

DAFILON®

Ago lanceolato - Micropunta


Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio 2xHLM 8 	blu	5/0	1	45		12	G0938210
1/4 cerchio 2xVLM 8 	blu	5/0	1	45		12	G0938106

Suture pretagliate

Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3 fili di 45 cm	blu	2/0	3	3 x 45		36	C0436275
	blu	0	3,5	3 x 45		36	C0436283
2 fili di 100 cm	blu	4/0	1,5	2 x 100		36	C0431249
	blu	3/0	2	2 x 100		36	C0431257
	blu	2/0	3	2 x 100		36	C0431265
	blu	0	3,5	2 x 100		36	C0431273
	blu	1	4	2 x 100		36	C0431290
	blu	2	5	2 x 100		24	B0431303
1 filo di 150 cm	blu	3/0	2	1 x 150		36	C0432059
	blu	2/0	3	1 x 150		36	C0432067
6 fili di 45 cm	blu	4/0	1,5	6 x 45		24	B0436532
	blu	3/0	2	6 x 45		24	B0436533
	blu	2/0	3	6 x 45		24	B0436534
	blu	0	3,5	6 x 45		24	B0436535
	blu	1	4	6 x 45		24	B0436536
	blu	2	5	6 x 45		24	B0436537
	blu	3	6	6 x 45		24	B0436538
	blu	5	7	6 x 45		24	B0436540
10 fili di 45 cm	blu	3/0	2	10 x 45		24	B0436658
	blu	2/0	3	10 x 45		24	B0436675
6 fili di 60 cm	blu	2/0	3	6 x 60		24	B0436500
	blu	2	5	6 x 60		24	B0436503
	blu	3	6	6 x 60		24	B0436504

SUPRAMID

Descrizione



Supramid è una sutura sintetica non assorbibile in poliammide, disponibile in due differenti strutture a seconda del diametro della sutura:

- Supramid pseudo-monofilamento è costituito da un nucleo di poliammide 6.6 e una guaina in poliammide 6, per calibri che vanno da 3 a 4/0 USP
- Supramid monofilamento è costituito da poliammide 6 con una gamma che varia da 5/0 a 6/0 USP

Indicazioni

- Suture per la pelle

Vantaggi

- Eccezionale qualità di maneggevolezza dovuta ai vantaggi combinati di monofilamenti e polifilamenti
- Superficie liscia e uniforme che permette il passaggio senza sforzo attraverso il tessuto
- Facile rimozione dalla pelle
- Bassa reattività tissutale






Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento (USP 6/0 - 5/0) Pseudo-monofilamento (USP 4/0 - 2)
Filamento	
Colore	Nero / Bianco
Composizione chimica	Poliammide
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 6/0 (EP 0,7) a USP 2 (EP 5)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Raggi Gamma

SUTURE NON ASSORBIBILI

SUPRAMID



Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio		bianco	4/0	1,5	75		36	C0691097
		bianco	3/0	2	75		36	C0691098
1/2 cerchio		nero	4/0	1,5	75		36	C0710130
		nero	3/0	2	75		36	C0710148
1/2 cerchio		nero	3/0	2	75		36	C0710245
1/2 cerchio		nero	2/0	3	75		36	C0710474
		bianco	2/0	3	75		36	C0690465
retto		nero	4/0	1,5	45		12	G0711292
		nero	3/0	2	45		36	C0711306

Ago cilindrico - Punta tagliente corta







1/2 cerchio		nero	3/0	2	75		36	C0710149
----------------	---	------	-----	---	----	---	----	----------

Ago cilindrico - Punta trocar T

1/2 cerchio		nero	3/0	2	75		12	G0715140
----------------	---	------	-----	---	----	---	----	----------








SUTURE NON ASSORBIBILI

SUPRAMID

Ago tagliente								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	45		12	G0712060
		nero	5/0	1	45		12	G0712078
		nero	5/0	1	75		36	C0714070
		nero	4/0	1,5	45		12	G0712086
		bianco	4/0	1,5	45		36	C0692085
		nero	3/0	2	45		12	G0712094
3/8 cerchio		bianco	4/0	1,5	45		36	C0699403
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	45		36	C0712116
		nero	5/0	1	45		12	G0712124
		nero	4/0	1,5	45		12	G0712132
		bianco	4/0	1,5	45		36	C0692131
		nero	4/0	1,5	75		36	C0714135
		nero	3/0	2	45		12	G0712140
		bianco	3/0	2	45		36	C0692132
3/8 cerchio		nero	4/0	1,5	45		36	C0714060
3/8 cerchio		nero	5/0	1	45		12	G0712191
		nero	4/0	1,5	45		12	G0712205
		nero	4/0	1,5	75		12	G0714208
		nero	3/0	2	45		12	G0712213
		nero	3/0	2	75		12	G0714216
		bianco	3/0	2	75		36	C0692212
		nero	2/0	3	45		12	G0712221
		nero	2/0	3	75		36	C0714224








SUTURE NON ASSORBIBILI

SUPRAMID

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio		nero	4/0	1,5	45		12	G0712345
		nero	3/0	2	45		12	G0712353
		nero	3/0	2	75		12	G0714356
		bianco	3/0	2	45		36	C0692352
		nero	2/0	3	45		12	G0712361
		nero	2/0	3	75		12	G0714364
		nero	0	3,5	45		36	C0712370
		nero	0	3,5	75		12	G0714372
3/8 cerchio		nero	1	4	75		36	C0714380
		nero	3/0	2	45		36	C0712469
		nero	3/0	2	75		36	C0714461
		nero	2/0	3	45		36	C0712477
		nero	2/0	3	75		36	C0714470
		nero	0	3,5	45		12	G0712485
		nero	0	3,5	75		36	C0714488
		bianco	0	3,5	75		36	C0694487
3/8 cerchio		nero	1	4	45		36	C0712493
		nero	2/0	3	75		36	C0712612
3/8 cerchio		bianco	0	3,5	75		36	C0692620
		nero	3/0	2	75		36	C0712540
3/8 cerchio		nero	2/0	3	75		36	C0712558
		nero	0	3,5	75		36	C0712566
		nero	1	4	75		36	C0712574
		nero	2	5	75		24	B0712604
3/8 cerchio		nero	1	4	100		24	B0715827












SUTURE NON ASSORBIBILI

SUPRAMID

Ago tagliente							
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
1/2 cerchio	 HS 15	nero	5/0	1	45	12	G0712035
		nero	4/0	1,5	45	12	G0712043
		nero	3/0	2	45	12	G0712051
1/2 cerchio	 HS 21	nero	5/0	1	45	12	G0712248
		nero	4/0	1,5	45	12	G0712256
		nero	3/0	2	45	12	G0712264
		bianco	3/0	2	45	36	C0692263
		bianco	3/0	2	75	36	C0692719
1/2 cerchio	 HS 26	nero	3/0	2	75	12	G0712418
		nero	3/0	2	90	12	G0712419
		nero	3/0	2	120	12	G0710103
		nero	2/0	3	75	12	G0712426
		nero	2/0	3	90	36	C0710101
		nero	2/0	3	120	36	C0710102
		nero	0	3,5	75	12	G0712434
		nero	0	3,5	90	12	G0712435
1/2 cerchio	 HS 26s	nero	1	4	75	12	G0712442
		nero	1	4	90	12	G0715370
		nero	1	4	120	12	G0710105
1/2 cerchio	 HS 30	bianco	2/0	3	75	36	C0692689
1/2 cerchio	 HS 37	bianco	0	3,5	75	36	C0692549
1/2 cerchio	 HS 40s	bianco	1	4	120	24	B0694770

SUTURE NON ASSORBIBILI






SUPRAMID

Ago tagliente								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 HS 48	bianco	1	4	75		36	C0692859
5/8 cerchio	 FS 120	nero	4/0	1,5	45		36	C0712884
		nero	3/0	2	45		36	C0712892
5/8 cerchio	 FS 125	nero	3/0	2	45		36	C0712930
		nero	2/0	3	45		36	C0712949
Retto	 GS 51	nero	3/0	2	75		36	C0712850
		bianco	2/0	3	75		36	C0692964
		bianco	0	3,5	75		36	C0692972
Ago tagliente - Punta di precisione								
3/8 cerchio	 DSMP 11	nero	6/0	0,7	45		36	C0716073
		nero	5/0	1	45		36	C0716081
1/2 cerchio	 HSMP 15	nero	5/0	1	45		36	C0716189
1/2 cerchio	 HSMP 18	nero	4/0	1,5	45		36	C0716219

SUTURE NON ASSORBIBILI

SUPRAMID

Ago lanceolato - Micropunta

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/4 cerchio VLM 8 	bianco	4/0	1,5	20		12	G0690008
1/4 cerchio 2xVLM 8 	bianco	5/0	1	45		12	G0698642
	bianco	4/0	1,5	45		12	G0698643

Suture pretagliate

Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
5 fili di 45 cm	nero	4/0	1,5	5 x 45		36	C0216445
	nero	3/0	2	5 x 45		36	C0216453
	bianco	3/0	2	5 x 45		36	C0196452
	nero	2/0	3	5 x 45		36	C0216461
	bianco	2/0	3	5 x 45		36	C0196460
	nero	0	3,5	5 x 45		36	C0216470
	bianco	0	3,5	5 x 45		36	C0196479
1 filo di 75 cm	nero	3/0	2	1 x 75		36	C0214051
1 filo di 150 cm	nero	3/0	2	1 x 150		36	C0212059
	bianco	3/0	2	1 x 150		36	C0192058
	nero	2/0	3	1 x 150		36	C0212067
	bianco	2/0	3	1 x 150		36	C0192066
	nero	0	3,5	1 x 150		36	C0212075
	bianco	0	3,5	1 x 150		36	C0192074
	nero	1	4	1 x 150		36	C0212091
	bianco	1	4	1 x 150		36	C0192090
	nero	2	5	1 x 150		36	C0212105
	bianco	2	5	1 x 150		36	C0192014
	nero	3	6	1 x 150		24	B0212113
1 filo di 250 cm	bianco	2/0	3	1 x 250		12	G0190233
	bianco	1	4	1 x 250		12	G0190250
	bianco	2	5	1 x 250		12	G0190268

Descrizione




Dagrofil® è un multi-filamento non riassorbibile, non rivestito, intrecciato, sintetico e composto da fibre di poliestere. Disponibile in verde o bianco.










Indicazioni

- Chirurgia generale
- Ortopedia
- Legature

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Intrecciato
Filamento	
Colore	Verde / Bianco
Composizione chimica	Poliestere
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetica
Calibro	Da USP 6/0 (EP 0,7) a USP 8 (EP 10)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Raggi Gamma


Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
3/8 cerchio	2xDR 12 	bianco	4/0	1,5	45	36	C0858188
3/8 cerchio	DR 22 	verde	1	4	75	36	C0841366
3/8 cerchio	DR 32 	verde	2/0	3	75	36	C0841587
		verde	0	3,5	75	36	C0841595
		verde	1	4	75	36	C0841609
1/2 cerchio	HR 17 	verde	4/0	1,5	75	36	C0840130
		verde	3/0	2	75	36	C0840149
		bianco	3/0	2	75	36	C0850144
1/2 cerchio	HR 22 	verde	4/0	1,5	75	36	C0840297
		verde	3/0	2	75	36	C0840300
		verde	2/0	3	75	36	C0840319
1/2 cerchio	HR 26 	verde	3/0	2	75	36	C0840416
		verde	2/0	3	75	36	C0840424
		bianco	2/0	3	75	36	C0850420
		verde	0	3,5	75	36	C0840432
		verde	1	4	75	36	C0840491
1/2 cerchio	HR 30 	verde	3/0	2	75	36	C0840467
		verde	2/0	3	75	36	C0840475
		verde	0	3,5	75	36	C0840483
		verde	1	4	75	36	C0840556
		verde	2	5	75	36	C0840440
1/2 cerchio	HR 37 	verde	0	3,5	75	36	C0840521
		verde	1	4	75	36	C0840530
1/2 cerchio	HR 37s 	verde	0	3,5	75	36	C0840522



SUTURE NON ASSORBIBILI

DAGROFIL®



Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
retto		verde	4/0	1,5	45	12	G0841528




Ago cilindrico - Punta tagliente corta











1/2 cerchio		verde	3/0	2	45	36	C0844149
1/2 cerchio		verde	2/0	3	90	36	C0849350

Ago cilindrico - Punta trocar T






1/2 cerchio		verde	4/0	1,5	45	12	G0844136
		verde	3/0	2	45	12	G0844144
1/2 cerchio		verde	2/0	3	90	36	C0849383

Ago tagliente








3/8 cerchio		bianco	4/0	1,5	45	36	C0858056
3/8 cerchio		verde	5/0	1	45	36	C0842125
		verde	4/0	1,5	75	36	C0845198
		bianco	4/0	1,5	45	36	C0852139
3/8 cerchio		verde	5/0	1	45	36	C0842192
		verde	4/0	1,5	45	36	C0842206
		bianco	4/0	1,5	45	36	C0852201
		verde	3/0	2	45	12	G0842214
		bianco	3/0	2	45	36	C0852210
		verde	2/0	3	45	36	C0842222

Ago tagliente							
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
3/8 cerchio	 <p>DS 24</p>	verde	3/0	2	45	36	C0844357
		verde	3/0	2	75	36	C0842354
		bianco	3/0	2	45	36	C0854352
		verde	2/0	3	45	36	C0844365
		verde	2/0	3	75	36	C0842362
		bianco	2/0	3	45	36	C0850400
3/8 cerchio	 <p>DS 30</p>	verde	2/0	3	75	36	C0842478
		verde	0	3,5	75	36	C0842486
		verde	1	4	75	36	C0842494
3/8 cerchio	 <p>DS 39</p>	verde	0	3,5	75	36	C0842583
		verde	1	4	75	36	C0842591
1/2 cerchio	 <p>HS 23</p>	verde	3/0	2	45	36	C0842303
1/2 cerchio	 <p>HS 26</p>	verde	2/0	3	75	36	C0842427
1/2 cerchio	 <p>HS 30</p>	verde	0	3,5	75	36	C0842249
		verde	1	4	75	36	C0842257
		verde	2	5	75	36	C0842265
1/2 cerchio	 <p>HS 37</p>	verde	1	4	75	36	C0842281
1/2 cerchio	 <p>HS 37s</p>	verde	1	4	75	36	C0842273
1/2 cerchio	 <p>HS 40</p>	verde	3	6	75	24	B0842648
retto	 <p>GS 60</p>	verde	2/0	3	75	36	C0842664

Ago tagliente - Punta di precisione

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio	2xDSMP 11 	verde	6/0	0,7	45		36	C0848060
3/8 cerchio	DSMP 13 	verde	5/0	1	45		36	C0846198
		bianco	4/0	1,5	45		36	C0854336

Ago lanceolato - Micropunta

1/2 cerchio	2xHLM 8 	verde	4/0	1,5	45		12	G0848630
1/4 cerchio	2xVLM 8 	verde	6/0	0,7	45		12	G0848430
		verde	5/0	1	45		12	G0848425
		bianco	5/0	1	45		12	G0858420
		bianco	4/0	1,5	45		12	G0858630

Suture pretagliate

	Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3 fili di 45 cm		verde	4/0	1,5	3 x 45		36	C0346241
		verde	3/0	2	3 x 45		36	C0346250
		verde	2/0	3	3 x 45		36	C0346268
		verde	0	3,5	3 x 45		36	C0346276
		verde	1	4	3 x 45		36	C0346292
		verde	2	5	3 x 45		36	C0346306
5 fili di 45 cm		verde	3/0	2	5 x 45		36	C0346454
		verde	2/0	3	5 x 45		36	C0346462
		verde	0	3,5	5 x 45		36	C0346470
		verde	1	4	5 x 45		24	B0346497
		verde	2	5	5 x 45		24	B0346500
10 fili di 45 cm		verde	4/0	1,5	10 x 45		36	C0346640
		verde	3/0	2	10 x 45		36	C0346659
		verde	2/0	3	10 x 45		36	C0346667
		verde	0	1,5	10 x 45		24	B0346675
		verde	1	4	10 x 45		24	B0346691

SUTURE NON ASSORBIBILI

DAGROFIL®

Suture pretagliate						
Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
17 fili di 45 cm	verde	2/0	3	17 x 45	36	C0346861
2 fili di 75 cm	verde	2/0	3	2 x 75	36	C0344060
	verde	0	3,5	2 x 75	36	C0344079
	verde	1	4	2 x 75	36	C0344095
	verde	2	5	2 x 75	36	C0344109
	verde	3	6	2 x 75	24	B0344117
1 filo di 150 cm	verde	3/0	2	1 x 150	36	C0342050
	verde	2/0	3	1 x 150	36	C0342068
	verde	0	3,5	1 x 150	36	C0342076
	verde	1	4	1 x 150	36	C0342092
	verde	2	5	1 x 150	36	C0342106
	bianco	2	5	1 x 150	36	C0372102
	verde	3	6	1 x 150	24	B0342114
	verde	5	7	1 x 150	24	B0342130
	verde	6	8	1 x 150	24	B0342149
	verde	8	10	1 x 150	24	B0342160
1 filo di 250 cm	verde	4/0	1,5	1 x 250	12	G0341215
	verde	3/0	2	1 x 250	12	G0341223
	bianco	3/0	2	1 x 250	12	G0371243
	verde	2/0	3	1 x 250	12	G0341231
	bianco	2/0	3	1 x 250	12	G0371244
	verde	0	3,5	1 x 250	12	G0341240
	bianco	0	3,5	1 x 250	12	G0371245
	verde	1	4	1 x 250	12	G0341258
	bianco	1	4	1 x 250	12	G0371246
	verde	2	5	1 x 250	12	G0341266
	bianco	2	5	1 x 250	12	G0371247
	verde	3	6	1 x 250	12	G0341274
	verde	4	6	1 x 250	12	G0341282

Descrizione




Silkam® è una sutura non riassorbibile, intrecciata e rivestita, costituita da filamenti di seta naturale.

Silkam® è disponibile in bianco e nero.

Indicazioni

- Chirurgia generale
- Chirurgia Orale
- Sutura della pelle
- Suture in neurochirurgia








Caratteristiche del prodotto

Struttura	Intrecciato
Filamento	
Colore	Nero / Bianco
Composizione chimica	Filamenti di seta naturale
Rivestimento	Cera paraffina raffinata
Origine	Naturale
Calibro	Da USP 8/0 (EP 0,4) a USP 6 (EP 8)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

SUTURE NON ASSORBIBILI

SILKAM®









Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice	
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	45	36	C0766542
		nero	8/0	0,4	45	36	C0768529
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	45	36	C0761010
		nero	5/0	1	75	36	C0761137
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	45	36	C0769126
		nero	6/0	0,7	75	36	C0767220
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	45	36	C0761060
		nero	6/0	0,7	75	36	C0765295
		nero	5/0	1	45	36	C0761079
		nero	5/0	1	75	36	C0765309
		nero	4/0	1,5	75	36	C0765317
		nero	3/0	2	75	36	C0765325
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	45	36	C0769215
		nero	3/0	2	45	36	C0769240
		nero	3/0	2	75	36	C0769193
3/8 cerchio		nero	5/0	1	75	36	C0761147
		nero	4/0	1,5	45	36	C0761133
		nero	4/0	1,5	75	36	C0765767
3/8 cerchio		nero	2/0	3	75	36	C0761150
		nero	5/0	1	75	36	C0761192
		nero	4/0	1,5	75	36	C0761206
		nero	3/0	2	75	36	C0761214






SUTURE NON ASSORBIBILI













SILKAM®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
3/8 cerchio		nero	3/0	2	75		36	C0761311
		nero	2/0	3	75		36	C0761273
3/8 cerchio		nero	3/0	2	75		36	C0761460
		nero	2/0	3	75		36	C0761478
		nero	0	3,5	75		36	C0761476
		nero	1	4	75		36	C0761494
		nero	2	5	75		36	C0761508
1/2 cerchio		nero	6/0	0,7	45		36	C0760021
		nero	6/0	0,7	75		36	C0764043
		nero	5/0	1	45		36	C0760030
		nero	5/0	1	75		36	C0764027
		nero	4/0	1,5	45		36	C0760048
1/2 cerchio		nero	5/0	1	45		36	C0760072
		nero	4/0	1,5	45		36	C0760080
		nero	4/0	1,5	75		36	C0764086
		nero	4/0	1,5	8 x 45		6	M0766076
		nero	3/0	2	45		36	C0760099
		nero	3/0	2	75		36	C0764094
		nero	3/0	2	8 x 45		6	M0766294
1/2 cerchio		nero	5/0	1	75		36	C0760129
		nero	4/0	1,5	75		12	G0760137
		nero	3/0	2	75		12	G0760145
		nero	3/0	2	8 x 45		6	M0766117
		nero	2/0	3	75		36	C0760153
1/2 cerchio		nero	4/0	1,5	90		36	C0769029
1/2 cerchio		nero	3/0	2	75		36	C0760235
		nero	2/0	3	75		36	C0760242

Ago cilindrico - Punta cilindrica



Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
1/2 cerchio 	nero	5/0	1	75	36	C0760285
	nero	4/0	1,5	75	36	C0760293
	nero	3/0	2	75	12	G0760307
	nero	3/0	2	90	36	C0765374
	nero	2/0	3	75	12	G0760315
1/2 cerchio 	nero	4/0	1,5	75	36	C0760404
	nero	4/0	1,5	4 x 45	36	C0766498
	nero	4/0	1,5	5 x 45	24	B0766500
	nero	3/0	2	75	12	G0760412
	nero	3/0	2	90	36	C0765023
	nero	3/0	2	4 x 45	36	C0766168
	nero	3/0	2	5 x 45	24	B0766178
	nero	3/0	2	8 x 45	6	M0766423
	nero	2/0	3	75	12	G0760420
	nero	2/0	3	90	36	C0765024
	nero	2/0	3	4 x 45	36	C0766169
	nero	2/0	3	8 x 45	6	M0766426
	nero	2/0	3	4 x 75	24	B0767026
	nero	0	3,5	75	36	C0760439
	nero	0	3,5	90	36	C0765378
1/2 cerchio 	nero	2/0	3	4 x 45	36	C0767023
	nero	1	4	75	36	C0760927
1/2 cerchio 	nero	3/0	2	75	12	G0760463
	nero	2/0	3	75	12	G0760471
	nero	0	3,5	75	12	G0760480
	nero	1	4	75	36	C0760498
1/2 cerchio 	nero	1	4	75	36	C0760951
	nero	2	5	75	36	C0760952

Ago cilindrico - Punta cilindrica								
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HR 37</p>	nero	3/0	2	75		12	G0760501
		nero	2/0	3	75		36	C0760510
		nero	0	3,5	75		12	G0760528
		nero	1	4	75		12	G0760536
		nero	2	5	75		36	C0760544
1/2 cerchio	 <p>HR 37s</p>	nero	0	3,5	75		36	C0760960
		nero	1	4	75		36	C0760978
		nero	2	5	75		12	G0760986
1/2 cerchio	 <p>HR 40</p>	nero	2/0	3	75		36	C0770477
		nero	1	4	75		36	C0770493
		nero	2	5	75		36	C0770507
1/2 cerchio	 <p>HR 40s</p>	nero	2	5	75		36	C0760560
1/2 cerchio	 <p>HR 48</p>	nero	1	4	75		36	C0760625
		nero	2	5	75		24	B0760633
retto	 <p>GR 19</p>	nero	4/0	1,5	45		12	G0761290
		nero	4/0	1,5	75		36	C0765511
retto	 <p>GR 51</p>	nero	2/0	3	75		12	G0765554
		nero	0	3,5	90		36	C0761613
ski	 <p>SKR 19</p>	nero	3/0	2	20		36	C0764324
		nero	2/0	3	150		36	C0764319
ski	 <p>SKR 26</p>	nero	2/0	3	30		36	C0764450














SUTURE NON ASSORBIBILI

SILKAM®

Ago cilindrico - Punta tagliente corta

	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio		nero	4/0	1,5	75		36	C0760765
		nero	3/0	2	4 x 45		36	C0766506
		nero	3/0	2	75		36	C0760766
		nero	2/0	3	75		36	C0760767
1/2 cerchio		nero	3/0	2	75		36	C0760739
		nero	2/0	3	75		36	C0760740



Ago cilindrico - Punta Trocar T

3/8 cerchio		nero	4/0	1,5	75		12	G0763200
		nero	3/0	2	75		36	C0763217
1/2 cerchio		nero	4/0	1,5	75		12	G0763137
		nero	4/0	1,5	75		36	C0763136
		nero	3/0	2	75		12	G0763145
		nero	3/0	2	75		36	C0763144
		nero	3/0	2	4 x 45		36	C0766127
		nero	2/0	3	75		12	G0763153
		nero	2/0	3	75		36	C0763152
1/2 cerchio		nero	3/0	2	75		36	C0763411
		nero	2/0	3	75		36	C0763420
1/2 cerchio		nero	0	3,5	75		36	C0763527
1/2 cerchio		nero	0	3,5	90		36	C0769100





SUTURE NON ASSORBIBILI

SILKAM®

Ago cilindrico - Punta smussa





Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice	
3/8 cerchio		nero	3/0	2	45	36	C0766372
		nero	3/0	2	2 x 45	36	C0766390
3/8 cerchio		nero	3/0	2	60	12	G0766380

Ago tagliente

3/8 cerchio		nero	7/0	0,5	45	36	C0764000
		nero	6/0	0,7	45	36	C0762024
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	45	12	G0762067
		nero	6/0	0,7	75	36	C0765066
		nero	5/0	1	45	12	G0762075
		nero	5/0	1	75	12	G0765074
		nero	4/0	1,5	45	12	G0762083
		nero	4/0	1,5	75	36	C0765082
		nero	3/0	2	45	12	G0762091
		nero	3/0	2	75	36	C0765597
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	45	12	G0768464
		nero	5/0	1	45	36	C0768472
		nero	4/0	1,5	45	12	G0768480
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	45	12	G0762113
		nero	6/0	0,7	75	36	C0764060
		nero	5/0	1	45	12	G0762121
		nero	5/0	1	75	36	C0764124
		nero	4/0	1,5	45	12	G0762130
		nero	4/0	1,5	75	12	G0764132








SUTURE NON ASSORBIBILI








SILKAM®

Ago tagliente							
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice	
3/8 cerchio		nero	3/0	2	45	36	C0762148
		nero	3/0	2	75	12	G0764140
		nero	3/0	2	90	36	C0764064
		nero	2/0	3	45	36	C0762156
		nero	2/0	3	75	12	G0764159
		nero	2/0	3	90	36	C0764065
3/8 cerchio		nero	3/0	2	45	36	C0767840
		nero	2/0	3	75	36	C0767158
3/8 cerchio		nero	6/0	0,7	75	36	C0765171
		nero	5/0	1	45	12	G0762199
		nero	5/0	1	75	36	C0765198
		nero	4/0	1,5	45	12	G0762202
		nero	4/0	1,5	75	12	G0765201
		nero	4/0	1,5	90	36	C0765203
		nero	3/0	2	45	12	G0762210
		nero	3/0	2	75	12	G0765210
		nero	3/0	2	90	36	C0765212
		nero	2/0	3	45	12	G0762229
		nero	2/0	3	75	12	G0765228
		nero	2/0	3	90	36	C0764069
		nero	0	3,5	75	36	C0765236
		nero	0	3,5	90	36	C0765238
		nero	1	4	75	36	C0762384
		nero	1	4	90	36	C0761998
3/8 cerchio		nero	5/0	1	45	36	C0765120
		nero	4/0	1,5	45	36	C0765090
		nero	4/0	1,5	75	12	G0762342
		nero	3/0	2	45	12	G0765104
		nero	3/0	2	75	12	G0762350
		bianco	3/0	2	45	36	C0732354

SUTURE NON ASSORBIBILI





SILKAM®






Ago tagliente							
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
3/8 cerchio	 <p>DS 24</p>	nero	2/0	3	45	36	C0765112
		nero	2/0	3	75	12	G0762369
		nero	0	3,5	75	36	C0762377
		nero	1	4	45	36	C0765117
		nero	1	4	90	36	C0761999
3/8 cerchio	 <p>DS 30</p>	nero	3/0	2	75	12	G0762466
		nero	2/0	3	45	36	C0765473
		nero	2/0	3	75	12	G0762474
		nero	0	3,5	45	36	C0765481
		nero	0	3,5	75	36	C0762482
		nero	1	4	75	12	G0762490
3/8 cerchio	 <p>DS 35</p>	nero	2	5	75	36	C0762504
		nero	3/0	2	75	36	C0772410
		nero	2/0	3	75	12	G0772429
		nero	0	3,5	75	36	C0772437
		nero	1	4	75	36	C0764183
3/8 cerchio	 <p>DS 39</p>	nero	2	5	75	36	C0764184
		nero	2/0	3	75	36	C0762598
		nero	0	3,5	75	36	C0762601
		nero	1	4	75	36	C0762610
3/8 cerchio	 <p>DS 45</p>	nero	2	5	75	36	C0762628
		nero	0	3,5	75	12	G0762636
		nero	1	4	75	36	C0762393
3/8 cerchio	 <p>DS 48</p>	nero	2/0	3	75	36	C0764817
		nero	0	3,5	75	36	C0762814
		nero	1	4	75	36	C0762776
		nero	2	5	75	24	B0762784
3/8 cerchio	 <p>DS 60</p>	nero	1	4	75	12	G0764892
		nero	1	4	100	24	B0760350

Ago tagliente							
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
3/8 cerchio		nero	2/0	3	100	12	G0765350
3/8 cerchio		nero	2/0	3	100	12	G0764906
		nero	0	3,5	100	12	G0764914
		nero	1	4	100	12	G0764922
		nero	2	5	100	24	B0764924
1/2 cerchio		nero	5/0	1	75	36	C0762016
1/2 cerchio		nero	5/0	1	45	36	C0762032
		nero	5/0	1	75	36	C0765490
		nero	4/0	1,5	45	12	G0762040
		nero	4/0	1,5	75	36	C0765503
		nero	3/0	2	45	12	G0762059
1/2 cerchio		nero	4/0	1,5	45	12	G0762563
		nero	3/0	2	45	36	C0762547
1/2 cerchio		nero	5/0	1	45	12	G0762245
		nero	5/0	1	75	36	C0764876
		nero	4/0	1,5	45	12	G0762253
		nero	4/0	1,5	75	36	C0764825
		nero	3/0	2	45	12	G0762261
		nero	3/0	2	75	36	C0764248
		nero	2/0	3	45	36	C0762270
		nero	2/0	3	75	36	C0764175
1/2 cerchio		nero	3/0	2	45	12	G0762300
		nero	3/0	2	75	36	C0764302
		nero	2/0	3	45	12	G0762326
		nero	2/0	3	75	36	C0764303

SUTURE NON ASSORBIBILI






























SILKAM®

Ago tagliente									
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice			
1/2 cerchio		nero	4/0	1,5	75	36	C0762407		
		nero	3/0	2	45	36	C0764400		
		nero	3/0	2	75	12	G0762415		
		nero	3/0	2	90	12	G0765782		
		nero	3/0	2	120	12	G0760760		
		nero	2/0	3	75	12	G0762423		
		nero	2/0	3	90	36	C0765791		
		nero	2/0	3	120	36	C0760758		
		nero	0	3,5	75	12	G0762431		
		nero	0	3,5	90	36	C0765805		
		nero	0	3,5	120	36	C0760759		
1/2 cerchio		nero	1	4	75	36	C0762440		
1/2 cerchio		nero	3/0	2	75	36	C0764612		
		nero	2/0	3	75	36	C0764779		
		nero	0	3,5	75	36	C0764620		
		nero	1	4	75	12	G0764647		
		nero	1	4	90	12	G0765392		
		nero	1	4	120	24	B0760762		
		nero	2	5	75	36	C0764698		
		nero	2	5	90	12	G0765406		
		nero	2	5	120	36	C0760280		
		1/2 cerchio		nero	2/0	3	75	36	C0762954
				nero	0	3,5	75	36	C0764388
nero	1			4	75	36	C0762970		
nero	1			4	90	24	B0765571		
nero	1			4	120	24	B0760761		
nero	2			5	75	36	C0764396		

Ago tagliente							
	Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
1/2 cerchio		nero	0	3,5	75	36	C0764582
		nero	0	3,5	90	36	C0764581
		nero	1	4	75	36	C0764590
retto		nero	4/0	1,5	75	36	C0764655
		nero	3/0	2	75	36	C0762741
		nero	3/0	2	100	36	C0764787
		nero	2/0	3	75	36	C0762750
		nero	2/0	3	100	36	C0764990
		nero	0	3,5	75	36	C0762760
		nero	0	3,5	100	36	C0765031
		nero	1	4	75	36	C0762768
retto		nero	4/0	1,5	75	36	C0762644
		nero	3/0	2	75	36	C0762652
		nero	3/0	2	100	36	C0764744
		nero	2/0	3	75	12	G0762660
		nero	2/0	3	100	36	C0764752
		nero	0	3,5	75	36	C0762679
		nero	0	3,5	100	36	C0764760
		nero	1	4	75	36	C0764690
retto		nero	1	4	100	24	B0764762
		nero	3/0	2	100	36	C0765694
		nero	2/0	3	75	36	C0762709
		nero	2/0	3	100	36	C0764728
		nero	0	3,5	75	36	C0762717
		nero	0	3,5	100	36	C0764710
retto		nero	2/0	3	100	36	C0764957
		nero	0	3,5	100	36	C0765163

SUTURE NON ASSORBIBILI



























SILKAM®

Ago tagliente - Punta di precisione								
Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio	DSMP 6 	nero	8/0	0,4	45		12	G0766020
3/8 cerchio	2xDSMP 6 	nero	8/0	0,4	45		12	G0768022
3/8 cerchio	DSMP 7 	nero	7/0	0,5	45		12	G0766038
		nero	6/0	0,7	45		12	G0766046
3/8 cerchio	2xDSMP 7 	nero	7/0	0,5	45		12	G0768073
		nero	6/0	0,7	45		36	C0768065
3/8 cerchio	DSMP 11 	nero	6/0	0,7	45		12	G0766070
		nero	5/0	1	45		12	G0766089
3/8 cerchio	2xDSMP 11 	nero	7/0	0,5	45		36	C0768260
		nero	6/0	0,7	45		12	G0768278
3/8 cerchio	DSMP 13 	nero	6/0	0,7	45		36	C0766186
		nero	5/0	1	45		36	C0766194
		nero	5/0	1	75		36	C0764191
		nero	4/0	1,5	45		12	G0766208
3/8 cerchio	2xDSMP 13 	nero	4/0	1,5	45		36	C0768863
3/8 cerchio	DSMP 16 	nero	6/0	0,7	45		36	C0766216
		nero	5/0	1	45		36	C0766224
		nero	4/0	1,5	45		36	C0766232
		nero	4/0	1,5	75		36	C0764230
3/8 cerchio	2xDSMP 16 	nero	4/0	1,5	45		36	C0767239

SUTURE NON ASSORBIBILI

SILKAM®

Ago tagliente - Punta di precisione

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice	
3/8 cerchio		nero	5/0	1	45		36	C0766704
		nero	4/0	1,5	45		36	C0766682
		nero	3/0	2	45		36	C0766690
		nero	2/0	3	45		36	C0766700
		nero	2/0	3	90		36	C0766677
3/8 cerchio		nero	4/0	1,5	45		36	C0766262
		nero	3/0	2	45		36	C0766275
		nero	2/0	3	45		36	C0766283
		nero	2/0	3	75		36	C0766049
3/8 cerchio		nero	0	3,5	75		36	C0762486
3/8 cerchio		nero	2/0	3	75		36	C0766654
1/2 cerchio		nero	6/0	0,7	45		36	C0768790
1/2 cerchio		nero	4/0	1,5	45		36	C0766135
1/2 cerchio		nero	6/0	0,7	45		36	C0766136
		nero	5/0	1	45		36	C0766137
Ago lanceolato - Micropunta								
1/4 cerchio		nero	7/0	0,5	45		12	G0768758
		nero	6/0	0,7	45		12	G0768723
		nero	5/0	1	45		12	G0768731

SUTURE NON ASSORBIBILI

SILKAM®

Suture pretagliate						
Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
3 fili di 45 cm	nero	4/0	1,5	3 x 45	36	C0266248
	nero	3/0	2	3 x 45	36	C0266256
	nero	2/0	3	3 x 45	36	C0266264
	nero	0	3,5	3 x 45	36	C0266272
	nero	1	4	3 x 45	36	C0266299
	nero	2	5	3 x 45	36	C0266302
	nero	3	6	3 x 45	36	C0266310
5 fili di 45 cm	nero	3/0	2	5 x 45	36	C0266450
	nero	2/0	3	5 x 45	36	C0266469
	nero	0	3,5	5 x 45	36	C0266477
	nero	1	4	5 x 45	24	B0266493
	nero	2	5	5 x 45	24	B0266507
10 fili di 45 cm	nero	5/0	1	10 x 45	36	C0266639
	nero	4/0	1,5	10 x 45	36	C0266647
	nero	3/0	2	10 x 45	36	C0266655
	nero	2/0	3	10 x 45	36	C0266663
	nero	0	3,5	10 x 45	24	B0266671
	nero	1	4	10 x 45	24	B0266698
12 fili di 45 cm	nero	4/0	1,5	12 x 45	36	C0268640
	nero	2/0	3	12 x 45	36	C0268666
17 fili di 45 cm	nero	4/0	1,5	17 x 45	36	C0266841
	nero	3/0	2	17 x 45	36	C0266850
	nero	2/0	3	17 x 45	36	C0266868
	nero	0	3,5	17 x 45	24	B0266876
5 fili di 60 cm	nero	0	3,5	5 x 60	36	C0265373
10 fili di 60 cm	nero	2/0	3	10 x 60	36	C0263664
	nero	0	3,5	10 x 60	24	B0263672
	nero	1	4	10 x 60	24	B0263680

SUTURE NON ASSORBIBILI

SILKAM®


Suture pre-tagliate						
Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
13 fili di 60 cm	nero	4/0	1,5	13 x 60	36	C0263842
	nero	3/0	2	13 x 60	36	C0263850
	nero	2/0	3	13 x 60	36	C0263869
	nero	0	3,5	13 x 60	12	G0263877
	nero	1	4	13 x 60	24	B0263893
15 fili di 60 cm	nero	4/0	1,5	15 x 60	36	C0284840
	nero	3/0	2	15 x 60	36	C0284858
	nero	2/0	3	15 x 60	36	C0284866
	nero	0	3,5	15 x 60	24	B0284874
	nero	1	4	15 x 60	24	B0284890
	nero	2	5	15 x 60	24	B0284904
1 filo di 75 cm	nero	3/0	2	1 x 75	36	C0265152
2 fili di 75 cm	nero	2/0	3	2 x 75	12	G0264067
	nero	0	3,5	2 x 75	12	G0264075
	nero	1	4	2 x 75	12	G0264091
	nero	2	5	2 x 75	36	C0264105
	nero	3	6	2 x 75	24	B0264113
5 fili di 75 cm	nero	4/0	1,5	5 x 75	36	C0264440
	nero	3/0	2	5 x 75	36	C0264458
	nero	2/0	3	5 x 75	36	C0264466
	nero	0	3,5	5 x 75	36	C0264474
	nero	1	4	5 x 75	24	B0264490
	nero	2	5	5 x 75	24	B0264504
10 fili di 75 cm	nero	4/0	1,5	10 x 75	36	C0264644
	nero	3/0	2	10 x 75	36	C0264652
	nero	2/0	3	10 x 75	12	G0264660
	nero	0	2,5	10 x 75	24	B0264679
	nero	1	4	10 x 75	24	B0264695
	nero	2	5	10 x 75	12	G0264696

SUTURE NON ASSORBIBILI

SILKAM®

Suture pre-tagliate						
Filo	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
1 filo di 150	nero	4/0	1,5	1 x 150	36	C0262048
	nero	3/0	2	1 x 150	12	G0262056
	nero	2/0	3	1 x 150	12	G0262064
	nero	0	3,5	1 x 150	12	G0262072
	nero	1	4	1 x 150	12	G0262099
	nero	2	5	1 x 150	12	G0262102
	nero	3	6	1 x 150	24	B0262110
	nero	4	6	1 x 150	24	B0262129
	nero	5	7	1 x 150	24	B0262137
	nero	6	8	1 x 150	24	B0262145
2 fili di 150 cm	nero	2	5	2 x 150	24	B0262609
1 filo di 180 cm	nero	3/0	2	1 x 180	36	C0268054
	nero	2/0	3	1 x 180	36	C0268062
	nero	0	3,5	1 x 180	36	C0268070
	nero	1	4	1 x 180	36	C0268097
1 filo di 250 cm	nero	4/0	1,5	1 x 250	12	G0260410
	nero	3/0	2	1 x 250	12	G0260428
	nero	2/0	3	1 x 250	12	G0260436
	nero	0	3,5	1 x 250	12	G0260444
	nero	1	4	1 x 250	12	G0260452
	nero	2	5	1 x 250	12	G0260460
	bianco	2	5	1 x 250	12	G0230260
	nero	3	6	1 x 250	12	G0260479
	nero	5	7	1 x 250	12	G0260487
	bianco	5	7	1 x 250	12	G0230286

Descrizione



Steelex® è una sutura non riassorbibile intrecciata o monofilamento in acciaio, resistente alla corrosione, per ortopedia, maxillo-facciale e chirurgia della colonna vertebrale.


Indicazioni

- Ortopedia
- Chiusura sternale

Vantaggi

- Eccezionale resistenza alla trazione
- Compatibilità eccellente con i tessuti








Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento / Intrecciato
Filamento	
Colore	Metallico
Composizione chimica	Acciaio inossidabile
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Metallico
Calibro	Da USP 5/0 (EP 1) a USP 7 (EP 9)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Raggi Gamma


SUTURE NON ASSORBIBILI

STEELEX®

Ago cilindrico - Punta cilindrica

Ago	Struttura	USP	EP	Lungh. (cm)	Tipo	Unità	Codice
1/2 cerchio 	ritorto	5/0	1	75		12	G0610283
1/2 cerchio 	monofilamento	0	3,5	4 x 45		12	G0593019
	monofilamento	1	4	4 x 45		12	G0593020
1/2 cerchio 	ritorto	3/0	2	75		12	G0610461
1/2 cerchio 	monofilamento	1	4	4 x 45		12	G0593052

Ago cilindrico - Punta trocar T









1/2 cerchio 	ritorto	1	4	45		12	G0613410
---	---------	---	---	----	--	----	----------

Ago tagliente

3/8 cerchio 	ritorto	5/0	1	45		12	G0612197
	monofilamento	4/0	1,5	75		12	G0595209
	monofilamento	3/0	2	75		12	G0595217
3/8 cerchio 	ritorto	4/0	1,5	45		12	G0612340
	ritorto	3/0	2	45		12	G0612359
	monofilamento	3/0	2	75		12	G0594350
3/8 cerchio 	ritorto	2/0	3	45		12	G0612472
	monofilamento	2/0	3	75		12	G0592471

SUTURE NON ASSORBIBILI

STEELEX®

Ago tagliente							
	Ago	Struttura	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
3/8 cerchio	DS 39 	monofilamento	2/0	3	45	12	G0592793
3/8 cerchio	DS 45 	monofilamento	2	5	60	12	G0595230
3/8 cerchio	2xDS 60 	monofilamento	2	5	75	12	G0599409
		monofilamento	3	6	75	12	G0599417
3/8 cerchio	2xDS 76 	monofilamento	2	5	75	12	G0599480
		monofilamento	3	6	75	12	G0599484
		monofilamento	5	7	75	12	G0599492
		monofilamento	6	8	75	12	G0599506
1/2 cerchio	HS 26 	ritorto	3/0	2	45	12	G0612413
1/2 cerchio	HS 26s 	monofilamento	1	4	45	12	G0593508
1/2 cerchio	HS 37s 	monofilamento	2/0	3	60	12	G0595950
		monofilamento	0	3,5	75	12	G0592960
1/2 cerchio	2xHS 60 	monofilamento	5	7	75	12	G0599530

SUTURE NON ASSORBIBILI

STEELEX®

Filo						
Filo	Struttura	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
150 cm	metallico	4/0	1,5	150	12	G0112046
	metallico	3/0	2	150	12	G0112054
	metallico	2/0	3	150	12	G0092061
	metallico	0	3,5	150	12	G0092070
	metallico	1	4	150	12	G0092096
	metallico	2	5	150	12	G0092100
250 cm	metallico	1	4	250	12	G0094153
Suture pre-tagliate						
6 fili di 45 cm	metallico	3/0	2	6 x 45	12	G0098442
	metallico	2/0	3	6 x 45	12	G0098469
	metallico	0	3,5	6 x 45	12	G0098477
	metallico	1	4	6 x 45	12	G0098485
	metallico	2	5	6 x 45	12	G0098493
	metallico	3	6	6 x 45	12	G0098507
	metallico	5	7	6 x 45	12	G0098515
	metallico	6	8	6 x 45	12	G0098523
	metallico	7	9	6 x 45	12	G0098531
3 fili di 60 cm	metallico	2/0	3	3 x 60	12	G0094269
	metallico	0	3,5	3 x 60	12	G0094277
	metallico	1	4	3 x 60	12	G0094285

SUTURATRICI MECCANICHE

MANIPLER AZ E ADVAN

Prestazione affidabile



Manipler AZ e ADVAN sono suturatrici meccaniche sterili monouso progettate per applicare 35 clips in acciaio inossidabile al termine di ogni tipo di operazione chirurgica.

Offrono una presa affidabile/intuitiva, riducendo così il rischio per il paziente.

Indicazioni

Le suturatrici meccaniche B. Braun possono essere usate per l'abituale chiusura di ferite in un'ampia varietà di specialità chirurgiche, e.g.:

- Chirurgia generale
- Ginecologia
- Ortopedia
- Chirurgia toracica
- Chirurgia cardiaca e vascolare
- Urologia
- Altro

Vantaggi

- Progettazione di alta qualità
- Peso ben bilanciato e design ergonomico
- Design di presa agile
- Speciale inclinazione della testa
- Angolo di posizionamento flessibile
- Indicatore di allineamento

Prodotto	Dimensioni e forma della clip	Dimensioni	Unità	Codice
Manipler AZ		35 W (cartuccia caricata con 35 clips larghe)	6	783100
Manipler ADVAN		35 W (cartuccia caricata con 35 clips larghe)	5	783106

LEVAPUNTI MONOUSO E PLURIUSO

Rapido e facile



I levapunti monouso e pluriuso sono progettati per fornire una rapida e facile rimozione di tutti i tipi di punti chirurgici.

Indicazioni

- Rimozione di punti chirurgici

Vantaggi


- Rimuove in modo atraumatico tutte le tipologie di punti chirurgici
- Rimozione rapida e facile
- Disponibile nella versione riutilizzabile e monouso

Prodotto	Unità	Codice
Levapunti monouso	6	783101
Levapunti monouso ADVAN	20	783104
Levapunti pluriuso	1	783102

SET

SAFIL® PARENCHYMA-SET

Per il trattamento di organi parenchimatosi



Parenchyma-Set è un Set Sutura Speciale composto da un nastro assorbibile Safil® viola in acido poliglicolico, su cui è montato un ago a corpo cilindrico a punta smussa.

Presenta un'ampia struttura e una consistenza soffice al fine di evitare l'incisione e la devitalizzazione dell'organo parenchimale.


Indicazioni

- Trattamento e emostasi di organi parenchimali

Vantaggi







- Flessibilità grazie alla struttura intrecciata
- Passaggio morbido attraverso i tessuti

Caratteristiche del prodotto


Struttura	Nastro
Filamento	
Colore	Viola
Composizione chimica	Acido poliglicolico
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetico
Dimensioni	Nastro largo 3 mm
Tipo di assorbimento	Assorbimento per idrolisi
Sterilizzazione	Ossido di etilene

SET

SAFIL® PARENCHYMA-SET

Ago	Larghezza (mm)	Lunghezza (cm)	Unità	Codice
 <p>HRN 45</p>	3	60	6	M0998520
 <p>2xHRN 45</p>	3	75	6	M0998519
 <p>HRN 65</p>	3	60	6	M0998490
 <p>2xHRN 65</p>	3	75	6	M0998489
 <p>HRN 85</p>	3	60	6	M0998295
	3	90	6	M0998505
 <p>2xHRN 85</p>	3	75	6	M0998284

Per suture intradermiche



La sutura intradermica è solitamente continua ed è effettuata con un ago tagliente curvo o con un ago tagliente retto. Poiché questo metodo comporta la rimozione della sutura, è necessario un filo monofilamento, composto da materiale non capillare e con una superficie molto liscia.

Il set si compone di:

- 1 sutura Premilene®, un monofilamento flessibile composto da blu polipropilene
- 2 diverse clip di ancoraggio colorate (rossa e gialla)
- 1 ago tagliente curvo o retto: ago Easyslide resistente, maneggevole ed atraumatico


Indicazioni

- Approssimazione tissutale in tutti i tipi di ferite cutanee (suture intradermiche) non in tensione e quando è richiesto un ottimo risultato estetico

Vantaggi





















- Semplificazione della tecnica di sutura intradermica e fissaggio dell'estremità della sutura con clip di ancoraggio sterili e monouso
- Eccellente risultato estetico

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento
Filamento	
Colore	Blu
Composizione chimica	Polipropilene
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetico
Calibro	Da USP 4/0 (EP 1,5) a USP 2/0 (EP 3)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

SET

SECUREX®

Ago	Accessori	USP	EP	Lunghezza (cm)	Unità	Codice
DS 16 		4/0	1,5	45	12	G0994113
DS 19 		4/0	1,5	45	12	G0994211
		3/0	2	45	12	G0994229
DS 24 		4/0	1,5	45	12	G0994318
		3/0	2	45	12	G0994326
		2/0	3	45	12	G0994334
DS 35 		3/0	2	75	12	G0994330
GS 45 		3/0	2	45	12	G0994555
GS 51 		4/0	1,5	45	12	G0994610
		3/0	2	45	12	G0994628
		2/0	3	45	12	G0994636
GS 60 		3/0	2	45	12	G0994725
		3/0	2	75	12	G0994784
		2/0	3	45	12	G0994733
2/0	3	75	12	G0994792		
DSMP 16 		4/0	1,5	45	12	G0994814
DSMP 19 		4/0	1,5	45	12	G0994768
		3/0	2	45	12	G0994776
DSMP 24 		4/0	1,5	45	12	G0994865
		3/0	2	45	12	G0994873
		2/0	3	45	12	G0994882

TENDO-LOOP

Per la riparazione di tendini danneggiati secondo la tecnica di Tsuge



Tendo-Loop è un Set Sutura per il trattamento di tendini danneggiati secondo la tecnica di Tsuge.

Tendo-Loop è costituito da un filo loop lungo 30 cm di poliestere intrecciato su cui è montato un ago cilindrico a punta Trocar.

L'uso di Tendo-Loop consente di riparare facilmente e rapidamente i tendini danneggiati.


Indicazioni

- Tenoraffie gravi
- Tendini flessori della mano
- Tendini estensori della mano

Vantaggi


- Procedura atraumatica
- Non si interrompe la microcircolazione
- Metodo semplice
- Ridotti tempi di intervento
- Rischio minimo di adesioni, cicatrici e deiscenze tendinee

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Intrecciato
Filamento	
Colore	Verde
Composizione chimica	Poliestere
Rivestimento	Rivestito con polietilene/vinil acetato
Origine	Sintetico
Calibro	Da USP 4/0 (EP 1,5) a USP 3/0 (EP 2)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Raggi Gamma

SET

TENDO-LOOP

Ago	USP	EP	Lunghezza (cm)	Unità	Codice
	4/0	1,5	30	24	992178
	3/0	2	30	24	992186

CERVIX-SET

Per il trattamento dell'incontinenza della cervice



Cervix-Set è un Set Sutura Speciale per il trattamento dell'incontinenza della cervice durante la gravidanza.

Cervix-Set, quando utilizzato per la legatura della cervice secondo la tecnica di Shirodkar, è composto da un nastro o un filo in poliestere dotato su ciascuna estremità di aghi a corpo cilindrico a punta smussa.

Cervix-Set, quando utilizzato per la legatura della cervice secondo le tecniche di McDonald o Wurm-Hefner, è composto da un filo in poliestere dotato su ciascuna estremità di aghi a corpo cilindrico con punta tagliente.


Indicazioni

- Legatura della cervice secondo la tecnica di Shirodkar
- Legatura della cervice secondo la tecnica di McDonald (legatura a borsello)
- Legatura della cervice secondo la tecnica di Wurm-Hefner (materasso o legatura ad U)

Vantaggi

- Evita che un collo dell'utero incontinente si possa aprire. Questo minimizza il rischio di parto prematuro e il verificarsi di un aborto tardivo o una nascita prematura.


Caratteristiche del prodotto

Struttura	Filo / Nastro intrecciato
Filamento	
Colore	Verde / Bianco
Composizione chimica	Poliestere
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetico
Calibro	USP 6 (EP 8) / 0,5 cm
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

SET

CERVIX-SET

Per legature a borsa di tabacco (tecniche di McDonald / Wurm-Hefner)


Ago	Colore	Struttura	USP	EP	Largh. (cm)	Lungh. (cm)	Unità	Codice
 <p>2xHRT 48</p>	verde	filo	6	8		75	12	997307

Per cerchiaggio (tecnica Shirodkar)

 <p>2xHRN 45</p>	verde	filo	6	8		50	6	997064
	bianco	bendarella			0,5	50	6	997145
 <p>2xHRN 65</p>	verde	filo	6	8		50	12	996076
	bianco	bendarella			0,5	50	12	996173

PATELLA-SET

Per fratture della rotula



Il Patella-Set è un Set Sutura Speciale per il trattamento delle fratture della rotula.

Il Patella-Set è composto da un filo monofilamento in acciaio su cui è montato un ago tagliente.


Indicazioni

- Per tutti i tipi di fratture della rotula che vengono trattate applicando anelli di tensione, cerchiaggio o combinazione di questi o in connessione con fili di Kirschner

Vantaggi


- Accorcia considerabilmente il periodo di immobilizzazione post-operatoria
- Indicato anche per l'osteosintesi della rotula usando anelli di tensione in combinazione con cerchiaggio o con fili di Kirschner

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento
Filamento	
Colore	Metallico
Composizione chimica	Acciaio inossidabile
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Metallo
Calibro	USP 7 (EP 9)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Raggi Gamma

SET


PATELLA-SET

Ago	USP	EP	Lunghezza (cm)	Unità	Codice
 HS 120	7	9	60	12	991120

SET

TENDOFIL®

Per la riparazione dei tendini danneggiati secondo la tecnica di Lengermann



Tendofil® è un Set Chirurgico Speciale per il trattamento di tendini danneggiati secondo la tecnica di Lengermann.

Tendofil® è composto da un doppio filo a cui è fissato ad una estremità un ago retto e all'altra estremità un ago curvo.

Tendofil® è dotato di un supporto d'ancoraggio a forma di "V".

Indicazioni

- Utilizzato per creare una sutura tendinea bloccante, espandibile e a doppio filo secondo la tecnica di Lengermann per il trattamento di tendini flessori rotti o tendini estensori forti della mano che non sono soggetti a grande sforzo

Vantaggi

- Unisce le due estremità del tendine. Quando il tendine ha recuperato sufficiente forza, Tendofil® può essere rimosso

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Ritorto
Filamento	
Colore	Metallico
Composizione chimica	Acciaio inossidabile
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Metallo
Calibro	USP 3/0 (EP 2)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Raggi Gamma

SET

TENDOFIL®

Ago	Accessori	USP	EP	Lunghezza (cm)	Unità	Codice
	 1 disco in silicone perforato	3/0	2	2 x 40	12	992127
	 2 dischi metallici perforati					

SET

VENTROFIL®

Per l'alleggerimento tensionale



Ventrofil® è un Set Sutura Speciale per il trattamento e la prevenzione di rotture addominali in seguito a laparotomia o altre deiscenze della ferita e per l'alleggerimento dello sforzo sulla ferita esistente.

Indicazioni

- Complicazioni varie alla chiusura della ferita (obesità, diabete, età avanzata del paziente)
- Operazioni settiche
- Laparotomie d'emergenza
- Re-intervento di laparotomia
- Infezioni bronco polmonari
- Operazioni del carcinoma
- Interventi prolungati
- Coagulazioni anomale

Vantaggi



- Facile ancoraggio del filo
- Polveri e umidità non possono intaccare le piastre di supporto impermeabili
- Grande flessibilità del filo multifilamento rivestito
- Il filo rivestito non taglia il tessuto e scivola delicatamente attraverso di esso
- Riduce significativamente il rischio di infezioni

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Ritorto
Filamento	
Colore	Metallico
Composizione chimica	Acciaio inossidabile
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Metallo
Calibro	USP 3/0 (EP 2)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Raggi Gamma


SET

VENTROFIL®

Ago	Accessori	Diam. (mm)	Lungh. (cm)	Unità	Codice
 <p>2xDS 100</p>	 <p>2 piastre in polietilene</p>	1,3	75	4	993042
		1,3	90	4	993034

SURGICAL LOOP

Per la retrazione degli organi e molto altro



Surgical Loop è composto da nastri retrattori in silicone radio-opaco o cotone.

I nastri chirurgici sono usati per l'isolamento intraoperatorio, la marcatura e la retrazione di organi, vasi sanguigni, tendini e nervi, o per bloccare il cordone ombelicale del neonato.

Indicazioni

- Trattenere nervi, tendini, arterie, vene, uteri, vasi e altre strutture, al fine di avere un facile accesso al sito dell'intervento
- Differenziare e/o identificare organi o aree mentre si sta operando
- Clampare

Vantaggi


Aspetti relativi alla sicurezza:

- Resistente e affidabile
- Monouso
- Atraumatico
- Silicone radio-opaco

Aspetti relativi alla convenienza:



- Superficie estremamente levigata
- Flessibile
- No aderenze tissuali
- Confezionamento semplice e pratico
- Differenti colori per una facile identificazione

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Tubo / Nastro intrecciato
Filamento	
Colore	Bianco / Blu / Verde / Giallo / Rosso / Viola
Composizione chimica	Silicone / Cotone
Rivestimento	Non rivestito
Origine	Sintetico / Naturale
Dimensioni	Silicone 1,2 + 2,5 mm / Cotone 4 + 8 mm
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

SET

SURGICAL LOOP

Tubo di silicone radio-opaco					
Ago	Colore	Diametro (mm)	Lunghezza (cm)	Unità	Codice
 <p>DRN 25</p>	bianco	1,2	2 x 45	24	B1095552
	bianco	1,5	75	24	B1095242
	blu	1,5	75	24	B1095226
	giallo	1,5	75	24	B1095234
	rosso	1,5	75	24	B1095218
	bianco	1,5	2 x 45	24	B1095048
	blu	1,5	2 x 45	24	B1095021
	giallo	1,5	2 x 45	24	B1095030
	rosso	1,5	2 x 45	24	B1095013
	bianco	2,5	75	24	B1095544
	blu	2,5	75	24	B1095528
	giallo	2,5	75	24	B1095536
	rosso	2,5	75	24	B1095510
	bianco	2,5	2 x 45	24	B1095145
	blu	2,5	2 x 45	24	B1095129
	giallo	2,5	2 x 45	24	B1095137
rosso	2,5	2 x 45	24	B1095110	
Nastro intrecciato di cotone					
 <p>GS 65</p>	viola	4	75	24	B1095617
	viola	4	75	24	B1095641
	blu	4	75	24	B1095633
	bianco	4	75	24	B1095625
	verde	4	75	24	B1095650
	bianco	4	2 x 38	24	B1094920
	blu	8	75	24	B1095676
	bianco	8	75	24	B1095668

STEELEX® STERNUM-SET

Per la chiusura dello sterno



Steelex® Sternum-Set è un filo monofilamento in acciaio non assorbibile, resistente alla corrosione sul quale è montato un ago fisso o a rotazione (assiale).

Steelex® Sternum-Set è disponibile con aghi cilindrici a punta sterno, a punta tagliente corta e a punta smussa.

Disponibile anche nelle suture in poliestere (PremiCron®) per migliorare le proprietà di maneggevolezza e annodamento.



Indicazioni

- Chiusura dello sterno

Vantaggi

- Attacco ago-filo resistente e sicuro, specificamente progettato per la sutura sternale
- Aghi atraumatici ad alta prestazione in termini di penetrazione e resistenza alla flessione
- Confezionamento caratterizzato da facile erogazione e riduzione di effetto memoria disponibile per fili in acciaio inossidabile
- Eccezionale duttilità dell'ago in acciaio inossidabile

Caratteristiche del prodotto





	Monofilamento (Steelex®)	Intrecciato (PremiCron®)
Struttura	Monofilamento (Steelex®)	Intrecciato (PremiCron®)
Filamento		
Colore	Metallico (Steelex®)	Verde (PremiCron®)
Composizione chimica	Acciaio inossidabile	Poliestere
Rivestimento	Non rivestito	Silicone
Origine	Metallo	Sintetico
Calibro	Da USP 1 (EP 4) a USP 7 (EP 9)	USP 2 (EP 5)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene	Raggi Gamma

SET

STEELEX® STERNUM-SET

Range di prodotti Steelix®

Ago cilindrico - Punta sternale



	Ago	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice	
1/2 cerchio	 <p>HRS 40</p>	1	4	4 x 45	12	G0617835	
		1	4	4 x 45 axial	12	G0617851	
		2	5	4 x 45	12	G0617838	
		2	5	4 x 45 axial	12	G0617848	
		2	5	5 x 45	12	G0617839	
		4	6	4 x 45	12	G0617854	
1/2 cerchio	 <p>HRS 48</p>	2	5	4 x 45	12	G0617780	
		4	6	4 x 45	12	G0617784	
		4	6	4 x 45 axial	12	G0617792	
		5	7	4 x 45	12	G0617717	
		5	7	4 x 45 axial	12	G0617733	
		5	7	5 x 45	12	G0717718	
		5	7	8 x 45	12	G0617559	
		5	7	45	12	G0617555	
		5	7	45 axial	12	G0617545	
		5	7	75	12	G0617579	
		5	7	75 axial	12	G0617563	
		6	8	2 x 45	12	G0617706	
		6	8	4 x 45	12	G0617814	
		6	8	4 x 45 axial	12	G0617806	
		6	8	5 x 45	12	G0617815	
		6	8	45	12	G0617556	
		6	8	45 axial	12	G0617546	
		6	8	75	12	G0617580	
		6	8	75 axial	12	G0617564	
		7	9	4 x 45	12	G0617795	
7	9	4 x 45 axial	12	G0617796			
7	9	5 x 45	12	G0617798			
1/2 cerchio	 <p>HRS 55</p>	5	7	75	12	G0617020	
1/2 cerchio	 <p>HRS 60</p>	5	7	4 x 45	12	G0617742	
		5	7	4 x 45 axial	12	G0617741	
		5	7	2 x 75	12	G0617776	
		5	7	2 x 75 axial	12	G0617750	
		5	7	45	12	G0617864	
		5	7	45 axial	12	G0617865	
		5	7	75	12	G0610008	
		5	7	75 axial	12	G0617040	
		6	8	6 x 45	12	G0617737	
		7	9	6 x 45	12	G0617736	

SET


STEELEX® STERNUM-SET

Range di prodotti Steelix®

Ago cilindrico - Punta tagliente corta

	Ago	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
1/2 cerchio	 <p>HRC 37ss</p>	1	4	2 x 45	12	G0617145
		1	4	4 x 45	12	G0617144
		2	5	2 x 45	12	G0617143
		2	5	4 x 45	12	G0617142
1/2 cerchio	 <p>HRC 48</p>	4	6	4 x 45	12	G0617969
		5	7	2 x 45	12	G0617130
		5	7	4 x 45	12	G0617135
		5	7	6 x 45	12	G0610017
		5	7	4 x 75	12	G0617134
		6	8	4 x 45	12	G0610167
		6	8	6 x 45	12	G0610018
7	9	4 x 45	12	G0617966		

Ago cilindrico - Punta smussa

1/2 cerchio	 <p>HRN 48</p>	5	7	4 x 45	12	G0617749
		6	8	2 x 45	12	G0617703
		6	8	4 x 45	12	G0617813
		7	9	4 x 45	12	G0617550
		7	9	5 x 45	12	G0617804
		7	9	4 x 75	12	G0617802

Ago tagliente







1/2 cerchio	 <p>HS 48</p>	4	6	4 x 45	12	G0617681
1/2 cerchio	 <p>HS 55</p>	5	7	2 x 75 axial	12	G0617682

SET

STEELEX® STERNUM-SET




Range di prodotti Steelex®

Combo

Ago		USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
 HRN 48 2x	 HRS 48 2x	5	7	4 x 45	12	G0617880
		6	8	4 x 45	12	G0617881
		7	9	4 x 45	12	G0617882
 HRN 48 3x	 HRS 48 1x	5	7	4 x 45	12	G0617995
		6	8	4 x 45	12	G0617996
 HRN 48 4x	 HRS 48 2x	6	8	6 x 45	12	G0617901

Range di prodotti PremiCron®

Ago cilindrico - Punta sternale

1/2 cerchio  HRS 40	2	5	4 x 75	24	B0026766
1/2 cerchio  HRS 48	2	5	4 x 75	24	B0026767
	5	7	4 x 75	12	G0026702
1/2 cerchio  HRS 60	5	7	4 x 75	12	G0026705

STEELEX® ELECTRODE-SET

Per il controllo e il trattamento delle aritmie



Steelex® Electrode-Set è un elettrodo di stimolazione cardiaca temporanea utilizzato per il trattamento delle aritmie durante e in seguito operazioni chirurgiche a cuore aperto.

È composto da un filo metallico d'acciaio inossidabile ritorto, multistrato, parzialmente isolato tramite una guaina di polietilene blu o bianco.

Indicazioni

- Stimolazione temporanea atriale e ventricolare e sensing durante e in seguito chirurgia cardiaca

Vantaggi

- Resistenza eccellente con grande flessibilità e maneggevolezza
- La costruzione in multifilamento migliora le proprietà di maneggevolezza e riduce il danneggiamento e la frammentazione
- La guaina in polietilene facilita l'estrazione e fornisce un isolamento efficiente per una stimolazione sicura
- Elettro-passivo nei flussi tissutali
- Ago "break-off" per una migliore connessione al pacemaker o alla prolunga
- Alta conducibilità










Caratteristiche del prodotto

Struttura	Ritorto
Filamento	
Colore	Blu / Bianco
Composizione chimica	Acciaio inossidabile
Rivestimento	Rivestito con polietilene
Origine	Metallo
Calibro	Da USP 3/0 (EP 2) a USP 0 (EP 3,5)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

SET

STEELEX® ELECTRODE-SET

Ago cilindrico e ago tagliente "break-off"

Ago	Colore	USP	EP	Lungh. (cm)	Unità	Codice
1/2 cerchio + retto 	blu e bianco	3/0	2	2 x 60	36	C0990008
1/2 cerchio + retto 	blu	3/0	2	60	36	C0992054
	blu e bianco	3/0	2	2 x 60	36	C0992702
1/2 cerchio + retto 	blu	3/0	2	60	36	C0992038
	blu e bianco	3/0	2	2 x 60	36	C0992703
1/2 cerchio + retto 	blu	3/0	2	60	36	C0992046
	blu e bianco	3/0	2	2 x 60	36	C0992704
	blu	2/0	3	60	36	C0992097
	blu	2/0	3	2 x 60	36	C0992045
	blu e bianco	2/0	3	2 x 60	36	C0992701
1/2 cerchio + retto 	blu	0	3,5	60	36	C0992100
	blu	3/0	2	60	36	C0992130
	blu e bianco	3/0	2	2 x 60	36	C0992720
	blu	2/0	3	60	36	C0992131
	blu e bianco	2/0	3	2 x 60	36	C0992721
3/8 cerchio + retto 	blu e bianco	0	3,5	2 x 60	24	B0992722
	blu	2/0	3	60	36	C0992110
3/8 cerchio + retto 	blu e bianco	0	3,5	2 x 60	24	B0992710
Ago cilindrico con punta tagliente corta e ago tagliente "break-off"						
1/2 cerchio + retto 	blu	3/0	2	60	36	C0992062
1/2 cerchio + retto 	blu	3/0	2	60	36	C0992041

SET

PRO-SET

Set di Suture personalizzate per le vostre esigenze



- Adattato individualmente ai vostri bisogni durante l'intervento chirurgico.
- Può includere non solo suture, ma anche altri prodotti B. Braun sterilizzati separatamente
- Differenti dimensioni disponibili per specifiche operazioni chirurgiche/bisogni
- Riduce i tempi di preparazione
- Semplifica l'organizzazione logistica delle procedure mediche
- Le suture possono essere posizionate in ordine di utilizzo
- Viene fornito con un'etichetta adesiva che descrive il contenuto del Set per semplificare la documentazione del paziente

Riduzione dei costi

- Procedura standardizzata
- Dispensa lo staff clinico da compiti organizzativi
- Riduce i costi amministrativi

Benefici ecologici

- Minor confezionamento
- Riduzione dei tempi e dei costi di smaltimento

Caratteristiche del prodotto: unità sterili disponibili in 3 tipologie di confezionamento

Mini-Pack

- Per un massimo di 8 fogli di sutura
- Il peel pack garantisce il trasferimento sterile



Due tipi di contenitori

- Misura singola: per un massimo di 14 fogli di sutura
- Misura doppia: per un massimo di 28 fogli di sutura
- Un blister consente il trasferimento sterile



OP-MAGNET

Semplice gestione di aghi e lame



OP-Magnet è un dispositivo sterile e compatto utilizzato per la gestione di aghi e piccoli pezzi di metallo come lame di bisturi.

OP-Magnet consente un chiaro posizionamento prima dell'operazione, una ritenzione sicura di piccoli pezzi di metallo durante l'operazione e un facile smaltimento al termine della stessa

Indicazioni

- Confezionamento sterile individuale
- Cuscinetto non scivoloso
- Elevati campi magnetici
- Dimensione pratica
- Chiara disposizione di aghi e lame
- OP-Magnet può essere ripiegato

Vantaggi

- Uso immediato in qualsiasi momento
- OP-Magnet non scivola
- Facile e pratica rimozione degli aghi, ecc.
- Disposizione salva-spazio e chiara
- Facilita il controllo e il conteggio dopo l'intervento
- Permette un facile smaltimento

Unità

12

Codice

1091506

PREMILENE® MESH

Rete in polipropilene per la riparazione dell'ernia



Premilene® Mesh è una protesi creata per il rinforzo del tessuto connettivo. È costituita da monofilamenti in polipropilene, saldati in una rete fine, elastica e di forma stabile.

Dopo l'impianto, Premilene® Mesh si adatta alle espansioni longitudinali e laterali del tessuto, prendendo posto nel tessuto connettivo.

Premilene® Mesh non ha alcuna proprietà farmacologica intrinseca. Il polipropilene è stabile, inerte e pertanto non viene degradato dall'organismo.

Premilene® Mesh può essere utilizzata sia nelle riparazioni convenzionali che laparoscopiche.

Indicazioni


Materiale di rinforzo per le debolezze del tessuto connettivo:

- Protesi dedicate all'ernioplastica
- Ricostruzione della parete toracica
- Rinforzo del tessuto fasciale, laddove sia richiesto materiale di rinforzo non assorbibile






Vantaggi

- Rete standard in polipropilene sottile, leggera, molto resistente
- Trasparente e maneggevole
- Con più di 600.000 reti impiantate, Premilene® Mesh è una protesi conosciuta e affidabile per l'utilizzo quotidiano

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento ordito a maglia
Trama	
Colore	Bianco / Incolore
Composizione chimica	Polipropilene
Peso	82 g/m ²
Dimensione dei pori	0,8 mm
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

PREMILENE® MESH

Forma	Dimensioni (cm)	Unità	Codice
 rettangolo	3 x 10	5	1064305
	5 x 10	5	1064315
	5 x 30	5	1064445
	7,5 x 15	5	1064425
	10 x 15	5	1064495
	26 x 36	5	1064465
	30 x 50	5	1064475
 quadrato	7,5 x 7,5	5	1064415
	15 x 15	5	1064435
	30 x 30	5	1064455
 presagomata con foro	4,5 x 10	5	1064385
	6 x 14	5	1064375
 presagomata con foro laterale	4,5 x 9,5	5	1064325
	6 x 12,5	5	1064335
 presagomata	4,5 x 10	5	1064345
	6 x 14	5	1064365

PREMILENE® MESH PLUG

Plug auto espandibile in polipropilene per la riparazione dell'ernia inguinale



Premilene® Mesh Plug è costituito da un plug e da una rete sopra fasciale.

Premilene® Mesh Plug è costituito dallo stesso materiale di Premilene® Mesh, protesi per il rinforzo delle strutture in tessuto connettivo.

È costituita da monofilamenti in polipropilene, saldati in una rete fine, elastica e di forma stabile.

Premilene® Mesh si adatta alle espansioni longitudinali e laterali del tessuto, prendendo posto nel tessuto connettivo.


Indicazioni

- Rinforzo delle debolezze del tessuto connettivo, con particolare riferimento all'ernioplastica




Vantaggi

- Protesi costituita da quattro strati con una parte centrale blu per facilitare il posizionamento
- Profilo smusso per migliorare comfort del paziente
- La forma anatomica tridimensionale si adatta al difetto fasciale
- Ampia gamma di spessore dei plug per adattarsi alle varietà anatomiche, nella riparazione di tipo "plug and patch"

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento ordito a maglia
Trama	
Colore	Bianco / Incolore
Composizione chimica	Polipropilene
Peso	82 g/m ²
Dimensione dei pori	0,8 mm
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

PREMILENE® MESH PLUG

Forma		Plug	Profondità (cm)	Dimensioni (cm)	Unità	Codice
piatto 	presagomato 	small	2,5	5 x 10	5	1064605
		medium	3,25	5 x 10	5	1064615
onlay 		large	3,75	5 x 10	5	1064625
		extra-large	4,5	5 x 10	5	1064635

OPTILENE® MESH

Protesi universale per la riparazione dell'ernia inguinale ed incisionale



Optilene® Mesh è una protesi per il rinforzo delle strutture in tessuto connettivo. È costituita da monofilamenti in polipropilene, saldati in una rete fine, elastica e di forma stabile. Dopo l'impianto, Optilene® Mesh si adatta alle espansioni longitudinali e laterali del tessuto, prendendo posto nel tessuto connettivo.

Optilene® Mesh non ha alcuna proprietà farmacologica intrinseca. Il polipropilene è stabile, inerte e pertanto non viene degradato dall'organismo.

Indicazioni


Materiale di rinforzo per le debolezze del tessuto connettivo:

- Ernioplastica tramite utilizzo di protesi
- Ricostruzione della parete toracica
- Rinforzo del tessuto fasciale laddove sia richiesto materiale di rinforzo non assorbibile






Vantaggi

- Rete macroporosa, morbida e resistente, per la riparazione dell'ernia inguinale e ventrale
- Eccezionale maneggevolezza e visibilità per la riparazione laparoscopica dell'ernia
- Linee guida rinforzate blu forniscono facile orientamento
- Elasticità simile sia longitudinale che trasversale (isotropica)
- Altamente compatibile con i metodi di fissaggio atraumatici (Histoacryl®)

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento ordito a maglia
Trama	
Colore	Incolore / Righe blu e incolori
Composizione chimica	Polipropilene
Peso	60 g/m ²
Dimensione dei pori	1,5 mm
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

OPTILENE® MESH

Forma	Dimensioni (cm)	Unità	Codice
 rettangolo	5 x 10	5	1065020
	5 x 30	5	1065050
	7,5 x 15	5	1065030
	10 x 15	5	1065040
	20 x 30	5	1065160
	30 x 50	5	1065170
	20 x 15	5	1065180
	26 x 36	5	1065060
 quadrato	7,5 x 7,5	5	1065070
	15 x 15	5	1065080
	30 x 30	5	1065090
 presagomata con foro	4,5 x 10	5	1065140
	6 x 14	5	1065150
 presagomata con foro laterale	4,5 x 9,5	5	1065100
	6 x 12,5	5	1065110
 presagomata	4,5 x 10	5	1065120
	6 x 14	5	1065130

OPTILENE® MESH LP

Rete super leggera ideale per la riparazione dell'ernia inguinale



Optilene® Mesh LP è una protesi per il rinforzo delle strutture in tessuto connettivo. È costituita da monofilamenti in polipropilene, saldati in una rete fine, elastica e di forma stabile. Dopo l'impianto, Optilene® Mesh LP si adatta alle espansioni longitudinali e laterali del tessuto, prendendo posto nel tessuto connettivo.

Optilene® Mesh non ha alcuna proprietà farmacologica intrinseca. Il polipropilene è stabile, inerte e pertanto non viene degradato dall'organismo.

Indicazioni


Materiale di rinforzo per le debolezze del tessuto connettivo:

- Ernioplastica tramite utilizzo di protesi
- Ricostruzione della parete toracica
- Rinforzo del tessuto fasciale laddove sia richiesto materiale di rinforzo non assorbibile






Vantaggi

- Rete estremamente morbida e leggera
- Raccomandata per il rinforzo tissutale nella riparazione dell'ernia inguinale primaria
- Produce significativamente meno reazione da corpo estraneo a sei mesi dopo l'impianto, rispetto ad altre reti come le reti auto-ancoranti
- Novità: dotata di linee blu di orientamento per una migliore visibilità e controllo nelle tecniche di riparazione con tecnica pre-peritoneale (TAPP) ed extra-peritoneale (TEP)

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento ordito a maglia
Trama	
Colore	Bianco / Incolore
Composizione chimica	Polipropilene
Peso	36 g/m ²
Dimensione dei pori	1 mm
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene


OPTILENE® MESH LP

Forma	Dimensioni (cm)	Unità	Codice incolore	Codice linee blu
 rettangolo	3 x 10	5	1064785	n.a.
	5 x 10	5	1064735	1964735
	7,5 x 10	5	1064715	1964715
	10 x 15	5	1064725	1964725
	15 x 20	5	1064855	1964855
	6 x 35 *	5	1064865	1964865
	8 x 35 *	5	1064875	1964875
	10 x 35 *	5	1064885	1964885
 quadrato	7,5 x 7,5	5	1064755	1964755
	15 x 15	5	1064705	1964705
	20 x 20	5	1064895	1964895
 presagomata con foro	4,5 x 10	5	1064765	1964765
	6 x 14	5	1064775	1964775
 presagomata con foro laterale	6 x 12,5	5	1064835	1964835
 presagomata	4,5 x 10	5	1064825	1964825
	6 x 14	5	1064845	1964845

* Per la prevenzione dell'ernia incisionale.

OPTILENE® MESH ELASTIC

Rete elastica leggera e macro-porosa



Optilene® Mesh Elastic è una protesi per il rinforzo delle strutture in tessuto connettivo. È costituita da monofilamenti in polipropilene, saldati in una rete fine, elastica e di forma stabile. Dopo l'impianto, Optilene® Mesh Elastic si adatta alle espansioni longitudinali e laterali del tessuto, prendendo posto nel tessuto connettivo.

Optilene® Mesh non ha alcuna proprietà farmacologica intrinseca. Il polipropilene è stabile, inerte e pertanto non viene degradato dall'organismo.

Optilene® Mesh Elastic può essere utilizzata sia con tecniche open che laparoscopiche.

Indicazioni


Materiale di rinforzo per le debolezze del tessuto connettivo:

- Ernioplastica tramite utilizzo di protesi
- Ricostruzione della parete toracica
- Rinforzo el tessuto fasciale laddove sia richiesto materiale di rinforzo non assorbibile



Vantaggi

- Rete forte e leggera con pori extra-larghi per la riparazione dell'ernia inguinale e ventrale
- Significativa riduzione del rischio di laparocele se utilizzata come rinforzo nella chiusura della parte addominale
- Condizioni del paziente paragonabili all'utilizzo di reti parzialmente assorbibili nella riparazione dell'ernia ventrale
- Novità: dotata di linee blu di orientamento per una migliore visibilità e controllo nelle tecniche di riparazione con tecnica pre-peritoneale (TAPP) ed extra-peritoneale (TEP)

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monofilamento ordito a maglia
Trama	
Colore	Bianco / Incolore
Composizione chimica	Polipropilene
Peso	48 g/m ²
Dimensione dei pori	3,6 x 2,8 mm
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

OPTILENE® MESH ELASTIC

Forma	Dimensioni (cm)	Unità	Codice incolore	Codice linee blu
 rettangolo	7,5 x 15	5	1064930	1964930
	10 x 15	5	1064920	1964920
	20 x 30	5	1064940	1964940
	10 x 35 *	5	1064970	1964970
	30 x 50	5	1064980	1964980
 quadrato	15 x 15	5	1064910	1964910
	30 x 30	5	1064900	1964900

* Per la prevenzione dell'ernia incisionale.

OMYRA® MESH

Rete in PTFE condensato con pori larghi, per li posizionamento intraperitoneale



Omyra® Mesh è un patch in tessuto morbido, non assorbibile, sterile, inerte, macroporoso, costituito da politetrafluoroetilene condensato (cPTFE). Lo spessore del patch è di 0,15 mm ed è dotato di elevata resistenza allo scoppio e di grande resistenza tensile. La tipologia di maglia consente di adattarsi e rinforzare al meglio i difetti tissutali.

L'utilizzo di Omyra® Mesh favorisce la risposta fibroplastica attraverso i pori dell'impianto, consentendo la formazione di una forte parete fibrosa.

Indicazioni

- Riparazione e rinforzo della parte addominale in caso di ernia o di altri difetti fasciali, che richiedano il supporto di un impianto non assorbibile durante il processo di cicatrizzazione





Vantaggi

- Riduzione della formazione di aderenza
- Effettiva integrazione tissutale e drenaggio del sieroma
- Elevata resistenza alle infezioni batteriche
- Facile visualizzazione tramite TAC
- Trasparente e sagomabile

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monostrato con pori larghi
Trama	
Colore	Bianco / Incolore
Composizione chimica	Politetrafluoroetilene condensato (cPTFE)
Peso	0,9 g/cm ²
Dimensione dei pori	2,4 mm (forma di stella)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

OMYRA® MESH

Forma	Dimensioni (cm)	Unità	Codice
 rettangolo	6 x 11	1	1060611
	7,5 x 15	1	1060715
	10 x 15	1	1061015
 quadrato	15 x 15	1	1061515
	14 x 14	1	1061414
 cerchio			
 ovale	11 x 15	1	1061115
	15 x 22	1	1061522
	20 x 30	1	1062030
	26 x 36	1	1062636

OMYRA® MESH TX

Rete in PTFE condensato con pori esagonali, per il posizionamento intraperitoneale



Omyra® Mesh TX è un patch in tessuto morbido, non assorbibile, sterile, inerte, macroporoso, costituito da politetrafluoroetilene condensato (cPTFE). Il patch in tessuto morbido è dotato di elevata resistenza allo scoppio e di grande resistenza tensile. La tipologia di maglia consente di adattarsi e rinforzare al meglio i difetti tissutali.

L'utilizzo di Omyra® Mesh favorisce la risposta fibroplastica attraverso i pori dell'impianto, consentendo la formazione di una forte parete fibrosa.

Indicazioni

- Riparazione e rinforzo della parte addominale in caso di ernia o di altri difetti fasciali, che richiedano il supporto di un impianto non assorbibile durante il processo di cicatrizzazione


Vantaggi

- Forma dei pori esagonale, per una maggiore maneggevolezza durante il fissaggio
- Riduzione della formazione di aderenze
- Elevata resistenza alle infezioni batteriche grazie alla composizione in cPTFE
- Facile visualizzazione tramite TAC
- Trasparente e sagomabile

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Monostrato con pori larghi
Trama	
Colore	Bianco / Incolore
Composizione chimica	Politetrafluoroetilene condensato (cPTFE)
Dimensione dei pori	1,3 mm (esagonale)
Tipo di assorbimento	Non assorbibile
Sterilizzazione	Ossido di etilene

OMYRA® MESH TX

Forma	Dimensioni (cm)	Unità	Codice
 <p data-bbox="284 770 344 792">ovale</p>	10 x 15	1	1961015
	15 x 20	1	1961520
	22,5 x 30	1	1962230
	30 x 40	1	1963040

SAFIL® MESH

Rete assorbibile per supporto temporaneo di ferite ed organi



Safil® Mesh è costituita da un omopolimero sintetico assorbibile di acido poliglicolico.

Safil® Mesh è tessuta con filamenti non rivestiti e incolori della stessa composizione della sutura Safil®.

Durante l'assorbimento il materiale causa solo lieve reazione tissutale; è inerte, non antigenica né pirogenica.


Indicazioni

- Supporto temporaneo di ferite ed organi
- Rinforzo della chiusura dei difetti di parete nella regione addominale e nella gabbia toracica



Vantaggi

- Rete molto elastica e maneggevole
- Assorbimento completo dopo 60 - 90 giorni
- Struttura macroporosa
- Allungamento omogeneo in direzione longitudinale e trasversale
- Supporto forte e buona tenuta della sutura
- Lieve reazione tissutale
- Basso rischio di reazioni infiammatorie secondarie

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Ordito a maglia
Trama	
Colore	Bianco / Incolore
Composizione chimica	Acido poliglicolico
Peso	56 g/m ²
Dimensione dei pori	0,75 mm
Tipo di assorbimento	Assorbibile a 18 giorni, 50% resistenza tensile residua Completo assorbimento a 60 - 90 giorni
Sterilizzazione	Ossido di etilene

SAFIL® MESH

Forma	Dimensioni (cm)	Unità	Codice
 rettangolo	2 x 8	3	1065502
	5 x 6	3	1065505
	8 x 12	3	1065508
	15 x 25	1	1065504
	18 x 28	1	1065503
 quadrato	15 x 15	1	1065501
	30 x 30	1	1065500

SAFIL® MESH BAG

Rete assorbibile per la stabilizzazione temporanea degli organi



Safil® Mesh Bag consiste di una Sail® Mesh, la cui misura e forma è stata adattata ad uno specifico organo (rene, milza), e di una sutura di Safil® incolore e colorata che consente la presa della rete.

Safil® Mesh Bag è costituito da un omopolimero sintetico assorbibile di acido poliglicolico. Safil® Mesh Bag è tessuta con filamenti della stessa composizione della sutura Safil®. I fili di ritenzione sono rivestiti. Per differenziare i due fili di ritenzione, sono utilizzate suture Safil® viola e incolore. Durante l'assorbimento, il materiale causa solo lieve reazione tissutale; è inerte, non antigenica né pirogenica.

Safil® Mesh Bag è disponibile in diverse dimensioni per contenere sia rene che milza.


Indicazioni

- Stabilizzazione ed emostasi degli organi (per compressione) in caso di trauma o interventi su rene o milza

Vantaggi

- Rete molto elastica e maneggevole
- Assorbimento completo dopo 60 - 90 giorni
- Misura e forma adattate allo specifico organo
- Struttura macroporosa
- Allungamento omogeneo in direzione longitudinale e trasversale
- Supporto forte e buona tenuta della sutura
- Lieve reazione tissutale
- Basso rischio di reazioni infiammatorie secondarie

Caratteristiche del prodotto

Struttura	Ordito a maglia
Trama	
Colore	Bianco / Incolore
Composizione chimica	Acido poliglicolico
Peso	44,5 g/m ²
Dimensione dei pori	1,4 mm
Tipo di assorbimento	Assorbibile a 20 giorni, 50% resistenza tensile residua Completo assorbimento a 60 - 90 giorni
Sterilizzazione	Ossido di etilene

SAFIL® MESH BAG

Forma	Dimensioni (cm)	Unità	Codice
 milza	26 x 30	1	1065506
 rene	8 x 15	1	1065507

Adesivo tissutale



Oltre ai tradizionali metodi di sutura, il chirurgo può utilizzare un adesivo tissutale.

L'adesivo tissutale Histoacryl® consiste in n-butyl-2-cyanoacrylate monomero, che polimerizza velocemente a contatto con i liquidi corporei.

Histoacryl® è disponibile in due colorazioni: trasparente, appositamente studiato per le applicazioni sul viso, e blu, che permette un più facile controllo delle quantità applicate.

La formazione di varici dell'esofago e del fondo gastrico è una comune e pericolosa conseguenza dell'ipertensione portale. Histoacryl® garantisce una facile sclerotizzazione di queste varici. Può essere utilizzato sia su varici sanguinanti che non. È possibile combinare la normale terapia sclerosante con l'utilizzo di Histoacryl®.

Indicazioni

- Chiusura di piccole ferite cutanee senza sutura
- Chiusura della cute dopo incisione laparoscopica
- Sclerotizzazione delle varici esofagee e del fondo gastrico
- Fissaggio delle reti nell'ernia, in particolar modo nel trattamento dell'ernia inguinale

Vantaggi

Chiusura delle ferite:

- Chiusura delle ferite in un minuto
- Barriera anti batterica a protezione della ferita
- Conservabile a temperatura ambiente
- Eccellente risultato estetico
- Procedura semplice da imparare

Terapia sclerosante:

- Per varici sanguinanti e non sanguinanti
- Procedura semplice da imparare

Fissaggio reti:

- Bassa percentuale di recidive
- Metodo di fissaggio affidabile per molte tecniche, tra cui: Lichtenstein, TAPP, TEP e piccole ernie incisionali
- Metodo non invasivo che è ben tollerato dai pazienti
- Bassa morbosità intra-operatoria e post-operatoria
- Potenzialmente meno pericoloso dei metodi tradizionali

Colore	Unità	Codice
blu	5 ampolle da 0,5 ml	1050052
blu	10 ampolle da 0,5 ml	1050044
trasparente	5 ampolle da 0,5 ml	1050060
trasparente	10 ampolle da 0,5 ml	1050071

La migliore chiusura della ferita chirurgica



L'adesivo topico tissutale e barriera antimicrobica Histoacryl® Flexible è costituito da n-butyl-2- cyanoacrylate e un plasticizzante.

Per un miglior controllo dello spessore dello strato applicato, Histoacryl® Flexible è di colore blu.

Indicazioni

- Chiusura di ferite cutanee sottoposte a tensione minima e semplici lacerazioni da trauma attentamente pulite
- Barriera microbiologica nella chiusura di piccole ferite chirurgiche non infette e lacerazioni da trauma semplici e attentamente pulite

Vantaggi

- Flessibilità: permette di chiudere incisioni superiori a 25 cm
- Barriera microbiologica: il film adesivo creato con Histoacryl® Flexible polimerizzato costituisce una efficace barriera antimicrobica
- Il prodotto è pronto da utilizzare, che si conserva a temperatura ambiente (sotto i 25°C)
- Accuratezza: la punta special permette un miglior controllo e quindi una migliore applicazione
- Eccellenti risultati estetici: gli adesivi cutanei a base di cianoacrilati garantiscono un eccellente risultato cosmetico

Colore

blu


Unità

5 ampolle da 0,5 ml

Codice

1051250P

Fissaggio delle reti atraumatico con tecnica open



I nuovi Histoacryl® Pro-Set OFX e OFX-1 sono set composti da colla Histoacryl® con un applicatore appositamente disegnato per la chirurgia open dell'ernia.

Histoacryl® Pro-Set OFX fornisce un nuovo metodo non traumatico, facile e veloce per fissare le reti nelle riparazioni open, aiutando nella prevenzione delle complicazioni e migliorando il benessere dei pazienti nella chirurgia dell'ernia.

Histoacryl® n-butyl-2- cyanoacrilato altamente purificato, una colla sintetica che fornisce una eccellente forza di fissaggio tra la rete e il tessuto. Il suo colore blu rende facile il controllo dei punti di fissaggio e l'applicatore, specificamente disegnato per questa chirurgia, consente una facile applicazione goccia a goccia, anche nelle aree di difficile accesso.

La riparazione tension-free dell'ernia inguinale per via open è una delle tecniche chirurgiche più comunemente usate. Essa rappresenta un metodo chirurgico efficace, altamente riproducibile con una bassa morbilità e percentuale di recidiva. In ogni caso, l'esito favorevole dell'intervento potrebbe essere messo in pericolo da complicazioni post-operatorie quali neuralgia, irritazione e dolore cronico. Un fattore critico nella prevenzione di tali complicazioni sembra essere la scelta del un metodo di fissaggio. I metodi tradizionali e traumatici che involgono suture o tackers possono causare compressione locale, strangolamento o danneggiamento delle fibre muscolari e dei nervi.


Indicazioni

- Fissaggio atraumatico per la riparazione dell'ernia inguinale open

Vantaggi

- Riduzione del rischio di dolore post-operatorio e cronico e diminuzione del tempo di ospedalizzazione
- Nessun aumento di incidenza di recidive rispetto ai metodi di fissaggio traumatici
- Diminuzione dei tempi chirurgici
- Disponibile in colore blu per facilitare l'applicazione
- Applicatore specificamente disegnato per un'applicazione precisa e facile

Trama



Prodotto	Contenuto	Applicazione	Codice
Histoacryl® Pro-Set OFX pack per riparazione open	2 ampolle Histoacryl® 1 applicatore Histoacryl® per riparazione open	1 seduta chirurgica completa	1052007
Histoacryl® Pro-Set OFX-1 pack per riparazione open	1 ampolla Histoacryl® 1 applicatore Histoacryl® per riparazione open	1 seduta chirurgica completa	1051007

Fissaggio delle reti atraumatico con tecnica laparoscopica




Il nuovo Histoacryl® LapFix fornisce un nuovo metodo non traumatico, facile e veloce per fissare le reti nelle riparazioni laparoscopiche, sia con metodo TAPP che TEP, grazie alla colla sintetica Histoacryl® (n-butyl-2- cyanoacrilato altamente purificato).

Vantaggi

- Metodo non invasivo e ben tollerato dal paziente
- Bassa incidenza di recidiva
- Diminuzione del dolore cronico
- Minor incidenza di sieroma
- Elevata biocompatibilità - no componenti animali
- Potere batteriostatico
- Sistema che si assembla in circa 30 sec, polimerizzazione veloce e elevata tenuta
- Conservazione a temperatura ambiente

Facile da usare



Prodotto	Unità	Contenuto del kit	Codice
Histoacryl Lap Mesh Fixation	1	2 ampolle da 0,5 ml 1 applicatore LapFix	1052008
Histoacryl Lap Mesh Fixation	5	5 ampolle da 0,5 ml 5 applicatori Lapfix	1050165

Agente emostatico locale per tutti i tipi di sanguinamento



Sangustop® è un emostatico in formato feltro altamente efficace. È costituito da fibre di collagene assorbibile nativo; in aggiunta, Sangustop® contiene riboflavina.

Sangustop® è adatto a tutti i tipi di sanguinamento (dallo stillicidio alle emorragie severe) e può essere utilizzato sia in chirurgia open che in laparoscopia.

Indicazioni

Può essere applicato in:

- Organi parenchimatosi
- Sanguinamenti capillari
- Punti sanguinanti
- Stillicidio ematico

Vantaggi

- Approccio pronto all'uso
- Eccellente aderenza alle superfici sanguinanti
- Entrambi i lati sono ugualmente attivi
- Facile da maneggiare (anche in laparoscopia)
- Si assorbe entro 3 - 4 settimane
- Può essere utilizzato come mezzo di supporto per antibiotici ed agenti coagulanti

Dimensioni (cm)	Unità	Codice
5 x 8	1	1069400
5 x 8	2	1069550
5 x 8	4	1069500
3 x 5	4	1069600

Agente emostatico locale per sanguinamenti minori



Lyostypt® è una falda di collagene nativo assorbibile. La struttura a falda, con la sua superficie espansa, offre un supporto ideale per l'adesione delle piastrine e in questo modo stimola ulteriormente la coagulazione.

Indicazioni

La falda di collagene emostatico Lyostypt® è applicabile in tutti i campi chirurgici per:


- Sanguinamenti capillari
- Ferite con stillo ematico
- Emostasi locale durante l'emodialisi

Vantaggi

- Assorbibili entro 3 - 4 settimane
- Minor perdita di sangue e risparmio di tempo grazie ad una emostasi veloce ed efficiente
- Meno materiale necessario grazie all'alto potere assorbente
- Buona affinità con le superfici sanguinanti
- Può essere utilizzato come supporto per antibiotici ed agenti coagulanti

Dimensioni (cm)	Unità	Codice
3 x 5	12	1069128
5 x 8	6	1069152
5 x 8	12	1069020
10 x 12	4	1069209
5 x 30	4	1069306
10 x 12	8	1069039

Agente emostatico locale in cellulosa ossidata riassorbibile



Cellistyp® è un emostatico in cellulosa ossidata riassorbibile, di origine 100% vegetale da cotone naturale.

Gli emostatici in cellulosa ossidata sono stati utilizzati per decenni e sono ben conosciuti per le loro proprietà emostatiche e la facilità di utilizzo.

La gamma di prodotti Cellistyp® di B.Braun è disponibile in tre diversi formati, in modo da offrire l'opzione giusta per ogni indicazione.

Indicazioni

Gli emostatici della gamma Cellistyp® devono essere usati insieme ad altri strumenti di emostasi in chirurgia open e laparoscopica, in modo da controllare i sanguinamenti capillari, oltre che i sanguinamenti venosi e arteriosi minori, quando i metodi di emostasi tradizionali non sono utilizzabili o sono inefficaci.

- Il formato base di Cellistyp® in forma di garza, per sanguinamenti moderati.
- Il formato Cellistyp® D-K (denso), con un potere assorbente maggiore, adatto per avvolgere gli organi.
- Il format Cellistyp® F (fibre di cotone) che permette l'utilizzo della quantità necessaria e permette il posizionamento su tutti i tipi di superfici incluse le aree di difficile accesso

Vantaggi

- Approccio pronto all'uso
- Facile da usare
- Proprietà batteriostatiche
- Non contiene componenti umani o di origine animale.

Prodotto	Dimensioni (cm)	Unità	Codice
Cellistyp®	1,5 x 1,5	40	2080515
	5 x 1,25	15	2080501
	5 x 7	15	2080508
	7 x 10	15	2080511
	5 x 35	10	2080536
	10 x 20	10	2080541
Cellistyp® D-K	2,5 x 2,5	15	2081203
	2,5 x 9	15	2081209
	5 x 7,5	10	2081275
	7 x 10	10	2081210
	14 x 20	10	2081240
Cellistyp® F	2,5 x 5	10	2082025
	5 x 7,5	10	2082075
	5 x 10	10	2082005
	10 x 10	10	2082010
	10 x 20	10	2082020

Agente emostatico locale per il supporto ed il riempimento degli spazi morti



Gelita è fatto di gelatina pura ed è completamente assorbibile.

Gli effetti emostatici sono garantiti dalla adesione delle piastrine alla superficie della spugna e dall'effetto tampone creato dal suo rigonfiarsi. La coagulazione naturale del sangue avviene entro un breve periodo di tempo.

Indicazioni

Può riempire gli spazi vuoti e controllare i sanguinamenti per:

- Chirurgia dentale e maxillo facciale
- Chirurgia toracica
- Chirurgia ENT

Effetto tampone nei capillari venosi o sanguinamenti parenchimatosi quando non è possibile suturare o legare in:

- Chirurgia ortopedica
- Ginecologia
- Chirurgia vascolare
- Urologia
- Neurochirurgia

Vantaggi

- Assorbimento eccellente
- Biocompatibilità tissutale
- Compatibilità ai farmaci

Dimensioni (cm)	Unità	Codice
1 x 1 x 1	10	2070014
1 x 1 x 1	50	2070103
1 x 1,5 x 1,5	50	2070154
8 x 2 x 1	10	2070707
8 x 5 x 1	10	2070600

EMOSTATICI

CERA PER OSSA

Emostasi meccanica nei sanguinamenti ossei



La cera per ossa è un miscuglio sterile di cera d'api (70%) e vaselina (30%) per fermare i sanguinamenti ossei.

Il suo formato piatto permette di modellarlo scaldandolo con le mani prima dell'applicazione.

Indicazioni

Bone Wax è utilizzato per l'emostasi meccanica delle ossa in:

- Chirurgia toracica
- Neurochirurgia
- Ortopedia e traumatologia
- Chirurgia dentale ed orale

Vantaggi

- Morbido, facile da sagomare ed applicare dopo il riscaldamento con le mani
- Confezione pratica, trasparente, in doppia busta sterile

Formato	Unità	Codice
piastra	24	1029754

Matrice di collagene per il riempimento dei difetti ossei



Osteovit® è realizzato con collagene poroso proveniente dalla spongiosa bovina ed è completamente assorbibile.

Indicazioni

Per riempire difetti ossei, per esempio dopo la rimozione di tumori, e riempimento di matrici in:

- Ortopedia
- Chirurgia maxillo facciale
- Chirurgia plastica
- Neurochirurgia (spinale)


Vantaggi

- Assorbibile
- Buona compatibilità tissutale
- Il collagene spugnoso favorisce la crescita della matrice spongiosa
- Facile da modellare in ambienti umidi potendo seguire la forma ossea
- Aumento della spongiosa autologa

Dimensioni (cm)	Unità	Codice
2 x 2 x 1	10	1028030
1,5 x 1,5 x 0,5	10	1028022
1 x 1 x 1	10	1028014

ENDO-SPONGE®

Terapia endoluminale ad effetto "vacuum" per la zona colo-rettale



Endo-SPONGE® è un metodo minimamente invasivo per il trattamento delle perdite anastomotiche nella zona rettale bassa. La cavità viene drenata introducendo endoscopicamente Endo-SPONGE® e connettendolo al sistema Redyrobe® TRANS PLUS.

I pori aperti della spugna permettono di aspirare tutte le secrezioni dei tessuti a contatto con la superficie della spugna.

Indicazioni

- Perdita anastomotica successiva ad una operazione chirurgica colo-rettale con anastomosi nell'area della zona pelvica inferiore (posizione extraperitoneale)
- Perdita di Hartmann nell'area della zona pelvica inferiore (posizione extraperitoneale)

Criteri di trattamento

- Peritoniti addominali inferiori localizzate
- Perdite accessibili endoscopicamente
- Drenaggio sufficiente
- Rapido miglioramento delle condizioni cliniche del paziente

Vantaggi

- Drenaggio continuo, nessun accumulo di secrezioni
- Svuotamento, rapida pulizia della cavità della ferita
- Promuove la granulazione
- Riduce meccanicamente la dimensione della cavità della ferita
- Controllo delle infezioni

Vantaggi per il paziente

- Elevato livello di accettazione
- Elevata compliance
- Nessun odore sgradevole
- Possibile trattamento outpatient in alcuni casi


Endo-SPONGE®

Unità	Codice
single-kit	5526530
5	5526520
10	5526510

Redyrob® TRANS PLUS

10	5526604
----	---------

Terapia endoluminale ad effetto "vacuum" per la zona esofagea



Eso-SPONGE® è un metodo minimamente invasivo per il trattamento delle perdite anastomotiche nella regione esofagea.

La cavità viene drenata introducendo endoscopicamente il sistema Eso-SPONGE®, i pori aperti della spugna permettono di aspirare tutte le secrezioni dei tessuti a contatto con la superficie della spugna.

È raccomandato l'utilizzo in combinazione con la pompa a basso vuoto di MTG Sulzbach (MVI, ref. 19116)

Indicazioni

- Trattamento di perdite anastomotiche o perforazioni nella regione esofagea con cavità settica paraesofagea e mediastinica
- La regione esofagea con una cavità settica paraesofagea e mediastinica e un ascesso localizzato che può essere completamente drenato potrebbe essere accessibile mediante endoscopio e adatto per la terapia effetto "vacuum" assistita endoscopicamente

Criteri di trattamento

- Ascesso localizzato nella regione esofagea
- Perdite accessibili endoscopicamente
- Drenaggio sufficiente

Vantaggi

- Drenaggio continuo, nessun accumulo di secrezioni
- Svuotamento, rapida pulizia della cavità della ferita
- Promuove la granulazione
- Riduce meccanicamente la dimensione della cavità della ferita
- Controllo delle infezioni

Vantaggi per il paziente

- Trattamento minimamente invasivo
- Evita ri-opeazioni
- Riduce il tasso di mortalità

Unità

Codice

13 mm Ø overtube single-kit

5526550

15 mm Ø overtube single-kit

5526540

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
783100	272	1064455	299	1065501	313	2070707	323	B0024089	85
783101	273	1064465	299	1065502	313	2080501	322	B0024090	85
783102	273	1064475	299	1065503	313	2080508	322	B0024094	85
783104	273	1064495	299	1065504	313	2080511	322	B0024096	91
783106	272	1064605	301	1065505	313	2080515	322	B0024098	86
991120	283	1064615	301	1065506	315	2080536	322	B0024099	85
992127	285	1064625	301	1065507	315	2080541	322	B0024100	85
992178	279	1064635	301	1065508	313	2081203	322	B0024130	85
992186	279	1064705	305	1069020	321	2081209	322	B0024235	93
993034	287	1064715	305	1069039	321	2081210	322	B0024278	88
993042	287	1064725	305	1069128	321	2081240	322	B0024339	85
996076	281	1064735	305	1069152	321	2081275	322	B0024342	90
996173	281	1064755	305	1069209	321	2082005	322	B0024343	90
997064	281	1064765	305	1069306	321	2082010	322	B0024347	90
997145	281	1064775	305	1069400	320	2082020	322	B0024357	91
997307	281	1064785	305	1069500	320	2082025	322	B0024390	91
1028014	325	1064825	305	1069550	320	2082075	322	B0024391	90
1028022	325	1064835	305	1069600	320	5526510	326	B0024392	90
1028030	325	1064845	305	1091506	297	5526520	326	B0024394	90
1029754	324	1064855	305	1961015	311	5526530	326	B0024396	90
1050044	316	1064865	305	1961520	311	5526540	327	B0024397	85
1050052	316	1064875	305	1962230	311	5526550	327	B0024398	85
1050060	316	1064885	305	1963040	311	5526604	326	B0024469	84
1050071	316	1064895	305	1964705	305	1051250P	317	B0024500	85
1050165	319	1064900	307	1964715	305	B0020017	75	B0024563	84
1051007	318	1064910	307	1964725	305	B0020018	75	B0024564	84
1052007	318	1064920	307	1964735	305	B0020028	75	B0024739	88
1052008	319	1064930	307	1964755	305	B0022279	72	B0024749	88
1060611	309	1064940	307	1964765	305	B0022290	62	B0024750	88
1060715	309	1064970	307	1964775	305	B0022292	62	B0024790	92
1061015	309	1064980	307	1964825	305	B0022298	72	B0024858	85
1061115	309	1065020	303	1964835	305	B0022302	64	B0024878	92
1061414	309	1065030	303	1964845	305	B0022334	66	B0024918	85
1061515	309	1065040	303	1964855	305	B0022400	66	B0024925	84
1061522	309	1065050	303	1964865	305	B0022469	62	B0024987	95
1062030	309	1065060	303	1964875	305	B0022490	62	B0025139	49
1062636	309	1065070	303	1964885	305	B0022492	62	B0025261	48
1064305	299	1065080	303	1964895	305	B0022493	62	B0026019	196
1064315	299	1065090	303	1964900	307	B0022494	62	B0026044	209
1064325	299	1065100	303	1964910	307	B0022543	61	B0026053	196
1064335	299	1065110	303	1964920	307	B0022548	62	B0026075	197
1064345	299	1065120	303	1964930	307	B0022554	62	B0026082	198
1064365	299	1065130	303	1964940	307	B0022578	62	B0026097	210
1064375	299	1065140	303	1964970	307	B0022760	62	B0026182	198
1064385	299	1065150	303	1964980	307	B0023470	61	B0026188	212
1064415	299	1065160	303	2070014	323	B0023478	62	B0026191	197
1064425	299	1065170	303	2070103	323	B0023479	62	B0026205	212
1064435	299	1065180	303	2070154	323	B0024077	85	B0026208	212
1064445	299	1065500	313	2070600	323	B0024079	85	B0026220	212

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
B0026223	212	B0041034	99	B0041298	99	B0068071	128	B0068779	127
B0026247	206	B0041036	99	B0041307	99	B0068072	128	B0068803	128
B0026278	212	B0041037	98	B0041310	102	B0068073	128	B0068804	128
B0026279	212	B0041038	99	B0041325	100	B0068074	128	B0068837	135
B0026291	212	B0041042	99	B0041344	101	B0068075	128	B0068848	126
B0026303	198	B0041043	99	B0041348	103	B0068077	128	B0068872	134
B0026325	196	B0041044	98	B0041352	101	B0068119	127	B0068873	134
B0026333	212	B0041046	99	B0041415	98	B0068124	133	B0068897	133
B0026355	212	B0041047	99	B0041416	98	B0068125	124	B0068918	139
B0026376	214	B0041053	98	B0041433	102	B0068183	128	B0068919	128
B0026377	214	B0041057	99	B0041434	102	B0068229	140	B0068926	128
B0026399	214	B0041066	99	B0041441	98	B0068278	146	B0068927	128
B0026409	214	B0041067	99	B0041442	98	B0068303	147	B0068928	128
B0026425	197	B0041079	99	B0041444	98	B0068344	134	B0068929	128
B0026481	214	B0041086	99	B0041453	98	B0068346	138	B0068931	128
B0026482	214	B0041087	99	B0041455	98	B0068347	138	B0068939	128
B0026509	215	B0041088	99	B0041463	101	B0068350	126	B0068940	128
B0026513	198	B0041092	98	B0041472	101	B0068354	134	B0068950	134
B0026545	213	B0041097	99	B0041560	101	B0068355	126	B0068983	134
B0026696	198	B0041098	99	B0041571	101	B0068356	138	B0068986	135
B0026697	198	B0041107	100	B0041573	101	B0068357	138	B0068987	135
B0026717	209	B0041108	100	B0041845	103	B0068358	134	B0068988	135
B0026720	198	B0041112	98	B0041855	103	B0068369	139	B0068992	134
B0026727	197	B0041117	100	B0041863	103	B0068370	139	B0069064	128
B0026729	194	B0041124	98	B0041879	103	B0068380	127	B0069297	145
B0026759	197	B0041128	100	B0041887	101	B0068399	135	B0069364	147
B0026766	210	B0041137	100	B0041888	101	B0068404	135	B0069370	139
B0026766	293	B0041147	100	B0041889	101	B0068437	115	B0069558	125
B0026767	210	B0041153	99	B0041982	98	B0068473	138	B0069598	124
B0026767	293	B0041157	100	B0058449	155	B0068503	138	B0088002	128
B0026778	213	B0041166	103	B0058450	155	B0068520	138	B0088003	128
B0026899	203	B0041175	101	B0058567	155	B0068535	137	B0088065	132
B0027082	198	B0041176	101	B0058568	155	B0068555	125	B0088350	126
B0027148	196	B0041184	102	B0058647	154	B0068575	135	B0088351	119
B0027298	202	B0041185	102	B0058649	154	B0068579	128	B0088352	123
B0027558	205	B0041194	102	B0058650	154	B0068601	135	B0088353	126
B0027710	208	B0041212	102	B0058669	154	B0068602	135	B0088354	127
B0027711	208	B0041221	102	B0058670	154	B0068605	139	B0088355	125
B0027718	194	B0041222	102	B0058704	156	B0068607	139	B0088631	117
B0027875	201	B0041231	102	B0058705	156	B0068611	146	B0088653	124
B0027885	204	B0041240	102	B0058706	156	B0068614	139	B0088655	128
B0041001	101	B0041241	102	B0058707	156	B0068632	146	B0088656	128
B0041002	98	B0041249	98	B0058708	156	B0068639	128	B0088661	121
B0041003	100	B0041250	98	B0058709	156	B0068640	128	B0088662	121
B0041004	101	B0041258	98	B0059450	155	B0068648	140	B0088667	125
B0041005	102	B0041267	98	B0059647	154	B0068655	124	B0088668	125
B0041024	98	B0041269	98	B0059649	154	B0068661	124	B0088670	122
B0041025	98	B0041278	98	B0059669	154	B0068674	140	B0088671	122
B0041033	98	B0041280	98	B0059670	154	B0068675	140	B0088687	127

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
B0088688	127	B0262129	267	B0760762	261	B1095129	289	C0022023	59
B0088691	120	B0262137	267	B0762784	259	B1095137	289	C0022028	59
B0088692	121	B0262145	267	B0764762	262	B1095145	289	C0022034	60
B0088693	121	B0262609	267	B0764924	260	B1095218	289	C0022038	60
B0088695	123	B0263672	265	B0765571	261	B1095226	289	C0022042	61
B0088697	124	B0263680	265	B0766178	254	B1095234	289	C0022044	61
B0088698	124	B0263893	266	B0766500	254	B1095242	289	C0022045	61
B0088701	146	B0264113	266	B0767026	254	B1095510	289	C0022049	61
B0088705	146	B0264490	266	B0842648	248	B1095528	289	C0022052	71
B0088707	124	B0264504	266	B0930005	228	B1095536	289	C0022053	71
B0088766	125	B0264679	266	B0930010	222	B1095544	289	C0022055	61
B0088767	125	B0264695	266	B0930012	226	B1095552	289	C0022056	61
B0088768	125	B0266493	265	B0930750	222	B1095617	289	C0022057	61
B0088781	126	B0266507	265	B0931641	227	B1095625	289	C0022058	61
B0088782	126	B0266671	265	B0932730	222	B1095633	289	C0022061	58
B0088785	126	B0266698	265	B0933159	229	B1095641	289	C0022062	72
B0088786	126	B0266876	265	B0933570	222	B1095650	289	C0022064	58
B0088787	127	B0284874	266	B0933670	222	B1095668	289	C0022066	62
B0088788	127	B0284890	266	B0934001	223	B1095676	289	C0022069	62
B0088791	120	B0284904	266	B0934002	223	B3037007	112	C0022072	71
B0088792	121	B0342114	250	B0934028	224	B3037008	112	C0022074	71
B0088793	121	B0342130	250	B0934224	227	B3046095	106	C0022075	71
B0088796	123	B0342149	250	B0934518	229	B3046605	108	C0022076	62
B0088797	123	B0342160	250	B0934552	221	B3046668	108	C0022077	62
B0088798	124	B0344117	250	B0934579	227	B3090333	171	C0022080	71
B0088803	122	B0346497	249	B0934708	223	B3090485	172	C0022081	68
B0088806	124	B0346500	249	B0934710	223	B3090751	181	C0022084	60
B0088807	124	B0346675	249	B0934828	221	B3095081	171	C0022085	60
B0089786	127	B0346691	249	B0934844	222	B3095585	172	C0022087	60
B0089797	124	B0431303	237	B0935001	223	B3095674	172	C0022088	60
B0102035	218	B0436500	237	B0935549	221	C0020003	75	C0022089	60
B0120009	216	B0436503	237	B0935584	222	C0020004	75	C0022093	55
B0120010	216	B0436504	237	B0935630	223	C0020014	75	C0022094	55
B0120011	216	B0436532	237	B0935727	222	C0020015	75	C0022095	55
B0120022	218	B0436533	237	B0935743	222	C0020016	75	C0022096	55
B0120024	218	B0436534	237	B0935769	221	C0020024	75	C0022098	55
B012003	218	B0436535	237	B0935905	227	C0020025	75	C0022100	55
B0120031	218	B0436536	237	B0935910	227	C0020026	75	C0022101	55
B0120032	218	B0436537	237	B0935913	227	C0020027	75	C0022102	67
B0120070	214	B0436538	237	B0935914	227	C0020035	76	C0022103	68
B0120085	217	B0436540	237	B0935915	227	C0020038	76	C0022106	55
B0120087	217	B0436658	237	B0992710	295	C0022007	56	C0022109	67
B0120105	216	B0436675	237	B0992722	295	C0022009	56	C0022111	55
B0120106	216	B0694770	242	B1094920	289	C0022013	57	C0022115	69
B0120111	217	B0712604	241	B1095013	289	C0022016	58	C0022121	55
B0120122	217	B0715827	241	B1095021	289	C0022017	58	C0022123	56
B0120123	217	B0760350	259	B1095030	289	C0022018	58	C0022125	55
B0212113	244	B0760633	255	B1095048	289	C0022019	56	C0022126	55
B0262110	267	B0760761	261	B1095110	289	C0022022	59	C0022141	74

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0022151	63	C0022336	66	C0022485	60	C0022621	63	C0022815	58
C0022210	68	C0022337	66	C0022486	60	C0022625	63	C0022823	60
C0022218	60	C0022338	66	C0022487	60	C0022626	57	C0022824	60
C0022220	68	C0022343	65	C0022488	60	C0022629	64	C0022825	60
C0022229	56	C0022344	65	C0022496	60	C0022630	64	C0022826	60
C0022238	56	C0022354	65	C0022497	60	C0022632	58	C0022829	55
C0022239	69	C0022355	65	C0022501	57	C0022635	63	C0022830	55
C0022240	57	C0022357	59	C0022502	57	C0022636	63	C0022832	64
C0022246	58	C0022358	59	C0022503	68	C0022637	63	C0022835	60
C0022250	59	C0022365	65	C0022505	69	C0022638	58	C0022836	60
C0022251	70	C0022366	65	C0022507	65	C0022639	58	C0022845	64
C0022252	70	C0022376	65	C0022508	65	C0022643	59	C0022854	55
C0022254	70	C0022377	65	C0022510	57	C0022647	73	C0022863	56
C0022255	65	C0022378	65	C0022511	58	C0022648	73	C0022904	68
C0022256	72	C0022382	64	C0022512	58	C0022649	60	C0022914	58
C0022257	56	C0022392	64	C0022516	66	C0022650	60	C0022915	58
C0022259	56	C0022403	64	C0022517	66	C0022654	60	C0023003	56
C0022262	57	C0022404	66	C0022518	66	C0022659	58	C0023004	57
C0022263	57	C0022405	66	C0022519	58	C0022660	58	C0023005	57
C0022264	69	C0022406	64	C0022520	58	C0022661	58	C0023006	57
C0022267	69	C0022410	64	C0022521	59	C0022670	64	C0023007	56
C0022283	67	C0022412	57	C0022522	59	C0022679	64	C0023008	56
C0022286	69	C0022413	57	C0022523	59	C0022685	74	C0023009	56
C0022289	70	C0022415	58	C0022524	59	C0022688	57	C0023012	73
C0022291	70	C0022420	68	C0022525	59	C0022689	57	C0023014	57
C0022293	70	C0022421	68	C0022526	59	C0022707	67	C0023015	58
C0022295	70	C0022423	59	C0022527	66	C0022708	67	C0023016	58
C0022296	60	C0022424	59	C0022528	66	C0022714	64	C0023024	59
C0022297	71	C0022430	65	C0022535	61	C0022715	64	C0023025	59
C0022300	65	C0022431	65	C0022536	61	C0022716	64	C0023026	59
C0022301	56	C0022432	73	C0022542	61	C0022717	64	C0023037	60
C0022304	65	C0022434	74	C0022563	74	C0022718	64	C0023045	61
C0022307	65	C0022435	61	C0022571	59	C0022724	65	C0023081	61
C0022308	65	C0022436	61	C0022572	59	C0022725	65	C0023114	69
C0022309	72	C0022438	67	C0022575	64	C0022727	63	C0023115	69
C0022310	65	C0022440	66	C0022582	55	C0022729	63	C0023116	69
C0022311	65	C0022441	66	C0022585	60	C0022730	63	C0023131	72
C0022315	66	C0022444	74	C0022601	73	C0022731	63	C0023162	74
C0022316	66	C0022445	61	C0022602	73	C0022734	63	C0023163	74
C0022317	66	C0022446	61	C0022606	63	C0022735	63	C0023181	70
C0022318	66	C0022447	61	C0022607	63	C0022736	63	C0023182	70
C0022322	65	C0022453	67	C0022608	73	C0022740	63	C0023191	70
C0022325	65	C0022456	61	C0022610	63	C0022783	55	C0023201	70
C0022326	65	C0022457	61	C0022611	63	C0022790	55	C0023207	70
C0022330	65	C0022458	61	C0022614	63	C0022800	56	C0023220	72
C0022331	65	C0022466	62	C0022615	63	C0022801	56	C0023224	70
C0022332	66	C0022467	62	C0022616	57	C0022804	57	C0023226	70
C0022333	66	C0022477	71	C0022618	63	C0022805	57	C0023230	71
C0022335	66	C0022478	71	C0022619	63	C0022814	58	C0023238	71

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0023239	71	C0024004	80	C0024162	80	C0024322	90	C0024531	81
C0023244	71	C0024005	79	C0024163	80	C0024323	90	C0024532	79
C0023247	72	C0024008	78	C0024169	87	C0024332	90	C0024533	79
C0023250	71	C0024009	80	C0024170	87	C0024333	90	C0024534	79
C0023251	71	C0024010	78	C0024174	78	C0024352	90	C0024535	93
C0023258	72	C0024011	88	C0024175	93	C0024353	90	C0024537	79
C0023259	72	C0024012	80	C0024176	96	C0024401	84	C0024538	93
C0023263	70	C0024015	80	C0024177	96	C0024402	84	C0024539	93
C0023264	70	C0024023	94	C0024179	94	C0024404	91	C0024540	95
C0023279	72	C0024034	83	C0024180	94	C0024406	91	C0024541	93
C0023280	72	C0024038	83	C0024184	94	C0024407	96	C0024543	90
C0023281	72	C0024040	84	C0024188	94	C0024408	91	C0024545	90
C0023284	72	C0024044	83	C0024189	95	C0024424	80	C0024546	90
C0023406	69	C0024045	83	C0024190	94	C0024433	82	C0024547	82
C0023414	68	C0024046	83	C0024193	93	C0024434	82	C0024548	82
C0023436	70	C0024050	91	C0024195	94	C0024435	82	C0024550	82
C0023437	70	C0024055	84	C0024199	82	C0024436	82	C0024551	82
C0023456	61	C0024056	84	C0024202	95	C0024437	82	C0024560	95
C0023503	68	C0024063	85	C0024205	80	C0024438	82	C0024571	86
C0023506	69	C0024066	84	C0024206	80	C0024439	83	C0024572	87
C0023546	61	C0024067	84	C0024207	80	C0024440	83	C0024573	86
C0023562	68	C0024068	84	C0024213	87	C0024441	82	C0024598	93
C0023563	68	C0024080	83	C0024221	87	C0024443	81	C0024601	89
C0023601	73	C0024081	93	C0024222	87	C0024444	81	C0024602	80
C0023605	74	C0024085	83	C0024224	78	C0024447	83	C0024603	80
C0023608	75	C0024086	83	C0024232	88	C0024450	84	C0024605	89
C0023612	74	C0024092	86	C0024233	88	C0024452	84	C0024606	87
C0023615	75	C0024101	93	C0024238	81	C0024453	84	C0024613	81
C0023618	63	C0024104	94	C0024239	81	C0024462	92	C0024614	81
C0023620	63	C0024106	94	C0024240	86	C0024466	84	C0024620	82
C0023622	63	C0024108	94	C0024241	86	C0024467	84	C0024624	82
C0023632	74	C0024110	86	C0024243	88	C0024498	88	C0024625	82
C0023633	74	C0024111	86	C0024245	86	C0024501	78	C0024626	82
C0023634	74	C0024112	96	C0024247	86	C0024513	78	C0024630	95
C0023637	74	C0024121	95	C0024253	86	C0024514	78	C0024634	81
C0023638	75	C0024122	95	C0024261	88	C0024515	80	C0024635	81
C0023643	73	C0024126	87	C0024282	89	C0024516	80	C0024639	83
C0023651	75	C0024127	95	C0024283	89	C0024517	89	C0024644	83
C0023674	70	C0024129	81	C0024285	89	C0024518	89	C0024646	83
C0023705	72	C0024131	81	C0024286	89	C0024521	80	C0024649	87
C0023707	73	C0024132	81	C0024294	89	C0024522	81	C0024650	87
C0023708	73	C0024133	81	C0024295	89	C0024523	78	C0024651	87
C0023709	72	C0024136	81	C0024304	89	C0024524	78	C0024661	87
C0023710	72	C0024143	83	C0024305	89	C0024525	78	C0024664	87
C0023711	73	C0024145	82	C0024306	89	C0024526	81	C0024679	81
C0023717	73	C0024146	82	C0024307	89	C0024527	79	C0024680	81
C0023811	76	C0024147	82	C0024311	89	C0024528	79	C0024707	81
C0023915	58	C0024151	96	C0024316	89	C0024529	79	C0024708	81
C0023930	61	C0024156	94	C0024321	90	C0024530	81	C0024714	78

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0024721	87	C0024911	78	C0025057	47	C0025182	51	C0026018	194
C0024722	87	C0024921	96	C0025058	47	C0025186	51	C0026024	193
C0024724	82	C0024928	89	C0025059	47	C0025193	47	C0026026	193
C0024725	82	C0024936	86	C0025060	47	C0025194	47	C0026030	191
C0024726	82	C0024937	86	C0025064	47	C0025195	47	C0026031	191
C0024730	94	C0024945	83	C0025065	47	C0025207	47	C0026032	191
C0024732	88	C0024965	96	C0025066	47	C0025216	47	C0026035	197
C0024733	88	C0024966	95	C0025067	47	C0025225	47	C0026036	197
C0024764	81	C0024968	83	C0025070	47	C0025235	49	C0026037	197
C0024765	81	C0024970	96	C0025071	47	C0025236	49	C0026039	197
C0024774	82	C0024976	93	C0025072	47	C0025247	47	C0026041	199
C0024775	82	C0024981	78	C0025073	47	C0025256	51	C0026045	199
C0024776	82	C0024982	78	C0025076	48	C0025257	51	C0026046	199
C0024780	86	C0024983	96	C0025077	48	C0025265	51	C0026049	194
C0024801	78	C0024984	86	C0025078	48	C0025266	51	C0026050	196
C0024802	78	C0024985	86	C0025080	48	C0025275	49	C0026051	196
C0024807	80	C0024986	96	C0025082	48	C0025284	49	C0026052	196
C0024812	78	C0024988	96	C0025083	48	C0025285	49	C0026056	196
C0024813	78	C0024989	79	C0025086	48	C0025296	47	C0026057	196
C0024814	78	C0024991	93	C0025087	48	C0025304	50	C0026058	196
C0024818	90	C0024992	93	C0025088	48	C0025313	49	C0026059	196
C0024823	79	C0024994	95	C0025091	49	C0025314	49	C0026061	196
C0024824	79	C0024995	95	C0025092	49	C0025320	53	C0026062	191
C0024825	79	C0025001	50	C0025093	49	C0025323	50	C0026064	196
C0024833	79	C0025002	50	C0025096	49	C0025331	50	C0026066	197
C0024834	79	C0025003	50	C0025101	53	C0025333	50	C0026067	197
C0024835	86	C0025005	50	C0025103	49	C0025337	52	C0026068	197
C0024836	86	C0025006	50	C0025111	52	C0025342	50	C0026069	197
C0024837	79	C0025007	50	C0025112	52	C0025351	50	C0026070	194
C0024843	79	C0025008	50	C0025113	52	C0025352	50	C0026071	190
C0024847	80	C0025009	50	C0025114	48	C0025361	47	C0026072	197
C0024850	88	C0025011	50	C0025115	48	C0025370	48	C0026074	197
C0024861	95	C0025012	50	C0025119	48	C0025379	51	C0026079	197
C0024871	82	C0025013	50	C0025125	50	C0025388	51	C0026080	198
C0024877	92	C0025017	50	C0025130	52	C0025389	51	C0026089	198
C0024881	92	C0025020	52	C0025134	50	C0025801	52	C0026098	198
C0024889	80	C0025021	52	C0025135	50	C0025802	51	C0026099	206
C0024895	87	C0025027	52	C0025136	50	C0025805	51	C0026102	206
C0024896	87	C0025029	52	C0025138	52	C0025808	52	C0026104	189
C0024897	87	C0025031	52	C0025143	50	C0025809	52	C0026105	189
C0024898	87	C0025032	52	C0025152	49	C0026001	194	C0026111	194
C0024901	96	C0025033	52	C0025160	47	C0026002	194	C0026120	189
C0024902	80	C0025036	52	C0025165	47	C0026003	191	C0026121	189
C0024903	80	C0025039	53	C0025169	50	C0026007	193	C0026130	189
C0024904	80	C0025042	53	C0025172	51	C0026008	191	C0026131	189
C0024906	93	C0025043	53	C0025176	48	C0026009	191	C0026136	190
C0024907	96	C0025044	53	C0025177	49	C0026010	191	C0026137	190
C0024909	93	C0025047	48	C0025180	51	C0026014	194	C0026141	190
C0024910	96	C0025053	47	C0025181	51	C0026017	194	C0026142	190

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0026145	196	C0026283	212	C0026392	209	C0026518	211	C0026768	196
C0026152	191	C0026284	212	C0026393	209	C0026533	211	C0026792	191
C0026158	201	C0026287	215	C0026394	209	C0026534	211	C0026803	192
C0026159	201	C0026288	215	C0026395	209	C0026536	199	C0026805	192
C0026162	204	C0026289	215	C0026397	214	C0026537	211	C0026806	192
C0026163	203	C0026296	202	C0026401	209	C0026538	201	C0026814	195
C0026165	204	C0026299	203	C0026403	213	C0026540	199	C0026815	195
C0026171	211	C0026300	203	C0026404	213	C0026541	213	C0026817	195
C0026172	211	C0026301	203	C0026405	213	C0026542	213	C0026833	210
C0026176	211	C0026302	203	C0026406	208	C0026543	213	C0026836	197
C0026185	211	C0026304	200	C0026407	208	C0026544	213	C0026837	197
C0026190	211	C0026305	200	C0026413	207	C0026546	199	C0026840	197
C0026192	211	C0026306	200	C0026414	207	C0026548	199	C0026843	191
C0026193	215	C0026308	200	C0026416	208	C0026549	199	C0026844	191
C0026194	194	C0026312	203	C0026417	208	C0026550	199	C0026845	191
C0026196	213	C0026313	204	C0026419	204	C0026551	211	C0026852	189
C0026197	213	C0026314	215	C0026420	213	C0026554	211	C0026853	189
C0026198	213	C0026315	215	C0026421	213	C0026560	200	C0026854	189
C0026199	213	C0026316	204	C0026423	213	C0026563	200	C0026858	190
C0026202	213	C0026317	204	C0026426	208	C0026573	193	C0026863	190
C0026213	191	C0026318	204	C0026427	208	C0026577	202	C0026864	190
C0026214	213	C0026319	204	C0026441	215	C0026585	202	C0026865	190
C0026215	203	C0026321	203	C0026449	199	C0026594	204	C0026871	189
C0026226	190	C0026323	202	C0026458	209	C0026598	194	C0026873	190
C0026227	190	C0026326	206	C0026467	214	C0026602	205	C0026883	190
C0026228	190	C0026327	206	C0026468	214	C0026606	192	C0026903	192
C0026231	211	C0026329	212	C0026469	214	C0026608	202	C0026904	192
C0026233	211	C0026330	212	C0026471	214	C0026618	205	C0026906	192
C0026235	211	C0026331	212	C0026472	214	C0026627	209	C0026907	193
C0026238	190	C0026332	212	C0026473	214	C0026638	202	C0026915	195
C0026239	190	C0026335	209	C0026476	199	C0026643	205	C0026916	195
C0026242	211	C0026336	209	C0026477	191	C0026644	205	C0026920	209
C0026246	211	C0026337	209	C0026479	214	C0026646	202	C0026928	196
C0026248	200	C0026339	213	C0026480	214	C0026676	204	C0026937	200
C0026249	200	C0026342	213	C0026484	207	C0026695	191	C0026938	200
C0026250	200	C0026343	206	C0026485	207	C0026700	191	C0026954	189
C0026251	201	C0026352	199	C0026486	207	C0026724	196	C0026968	205
C0026253	201	C0026354	212	C0026490	207	C0026730	193	C0026972	197
C0026255	196	C0026356	207	C0026491	207	C0026732	194	C0026977	199
C0026257	193	C0026357	207	C0026492	211	C0026733	194	C0026982	205
C0026260	205	C0026359	207	C0026505	215	C0026735	193	C0026992	199
C0026263	202	C0026365	213	C0026506	215	C0026736	194	C0027010	193
C0026266	215	C0026366	213	C0026507	215	C0026737	193	C0027031	215
C0026267	197	C0026367	213	C0026508	215	C0026738	195	C0027059	196
C0026268	198	C0026371	213	C0026512	198	C0026739	195	C0027074	215
C0026275	198	C0026375	214	C0026514	211	C0026740	191	C0027086	215
C0026277	197	C0026378	207	C0026515	211	C0026750	197	C0027087	215
C0026281	212	C0026381	207	C0026516	211	C0026751	197	C0027096	215
C0026282	212	C0026390	214	C0026517	211	C0026763	193	C0027097	215

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0027306	195	C0059626	154	C0068094	123	C0068185	130	C0068285	130
C0027317	200	C0059627	154	C0068099	126	C0068186	118	C0068287	131
C0027326	204	C0059629	154	C0068100	121	C0068187	133	C0068288	130
C0027406	208	C0059630	154	C0068101	114	C0068189	118	C0068292	145
C0027407	208	C0059644	154	C0068102	114	C0068190	118	C0068293	146
C0027433	211	C0059645	154	C0068103	114	C0068191	118	C0068300	131
C0027455	192	C0059646	154	C0068105	114	C0068192	118	C0068301	131
C0027457	192	C0059665	154	C0068107	114	C0068193	136	C0068306	136
C0027816	195	C0059666	154	C0068108	114	C0068194	136	C0068307	136
C0027817	195	C0063802	131	C0068109	119	C0068196	120	C0068309	137
C0027822	189	C0068002	115	C0068110	116	C0068202	141	C0068310	132
C0027839	195	C0068004	117	C0068111	116	C0068205	144	C0068312	132
C0027853	189	C0068009	115	C0068114	117	C0068210	120	C0068313	132
C0027854	189	C0068016	116	C0068115	117	C0068211	148	C0068314	132
C0027890	189	C0068018	119	C0068116	117	C0068216	120	C0068315	132
C0027906	192	C0068019	120	C0068117	114	C0068217	120	C0068316	132
C0027957	215	C0068020	115	C0068118	117	C0068224	142	C0068319	136
C0027965	211	C0068021	123	C0068120	116	C0068227	147	C0068320	136
C0027974	211	C0068022	151	C0068121	124	C0068228	140	C0068321	136
C0044198	96	C0068023	137	C0068122	124	C0068232	142	C0068325	132
C0044200	96	C0068024	137	C0068123	124	C0068233	143	C0068326	132
C0044205	96	C0068025	151	C0068133	114	C0068239	143	C0068329	134
C0058064	155	C0068027	129	C0068134	114	C0068240	143	C0068331	132
C0058180	155	C0068028	117	C0068137	114	C0068243	144	C0068332	132
C0058181	155	C0068033	118	C0068138	114	C0068244	144	C0068333	132
C0058182	155	C0068034	119	C0068139	133	C0068245	143	C0068334	132
C0058183	155	C0068035	121	C0068144	116	C0068250	143	C0068337	132
C0058203	156	C0068036	118	C0068147	116	C0068251	145	C0068338	134
C0058404	155	C0068037	118	C0068149	115	C0068252	145	C0068340	134
C0058405	155	C0068038	118	C0068150	114	C0068255	143	C0068342	134
C0058444	155	C0068039	118	C0068152	116	C0068256	143	C0068343	132
C0058456	155	C0068045	121	C0068154	131	C0068257	143	C0068345	132
C0058457	155	C0068054	122	C0068155	114	C0068258	143	C0068349	138
C0058623	154	C0068059	125	C0068159	114	C0068259	143	C0068352	138
C0058643	154	C0068064	127	C0068160	114	C0068261	147	C0068353	138
C0058644	154	C0068065	127	C0068161	114	C0068262	147	C0068360	133
C0058645	154	C0068066	127	C0068162	149	C0068263	147	C0068361	133
C0058646	154	C0068067	119	C0068163	117	C0068264	148	C0068362	133
C0059205	156	C0068068	127	C0068164	114	C0068266	148	C0068363	133
C0059207	156	C0068069	117	C0068165	114	C0068267	147	C0068365	118
C0059208	156	C0068070	126	C0068168	115	C0068268	147	C0068371	133
C0059405	155	C0068078	117	C0068169	126	C0068269	147	C0068372	133
C0059409	155	C0068079	119	C0068170	115	C0068272	148	C0068373	133
C0059410	155	C0068081	132	C0068171	115	C0068274	148	C0068374	133
C0059445	155	C0068084	145	C0068172	115	C0068275	148	C0068375	133
C0059446	155	C0068086	146	C0068173	115	C0068281	130	C0068376	136
C0059447	155	C0068087	146	C0068175	124	C0068282	143	C0068377	136
C0059624	154	C0068088	119	C0068176	117	C0068283	143	C0068379	143
C0059625	154	C0068093	121	C0068179	114	C0068284	130	C0068381	124

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0068382	137	C0068458	144	C0068540	118	C0068635	140	C0068781	131
C0068383	137	C0068460	131	C0068541	119	C0068636	140	C0068782	150
C0068384	137	C0068461	147	C0068543	119	C0068638	139	C0068783	150
C0068386	137	C0068464	147	C0068544	119	C0068641	145	C0068784	150
C0068387	137	C0068465	148	C0068545	119	C0068642	121	C0068785	132
C0068391	137	C0068466	125	C0068547	122	C0068645	121	C0068791	121
C0068392	137	C0068467	125	C0068548	122	C0068647	140	C0068793	121
C0068393	137	C0068470	138	C0068550	122	C0068650	137	C0068798	136
C0068395	137	C0068471	138	C0068551	122	C0068659	151	C0068805	146
C0068397	137	C0068472	138	C0068559	122	C0068660	151	C0068806	146
C0068398	148	C0068474	138	C0068566	115	C0068663	140	C0068807	136
C0068400	138	C0068475	130	C0068567	115	C0068664	140	C0068810	129
C0068401	138	C0068477	136	C0068568	115	C0068669	151	C0068813	129
C0068402	138	C0068478	130	C0068569	124	C0068670	151	C0068815	129
C0068403	138	C0068479	136	C0068570	135	C0068671	151	C0068817	129
C0068405	130	C0068480	145	C0068571	124	C0068673	151	C0068818	129
C0068407	149	C0068481	130	C0068572	135	C0068684	149	C0068820	129
C0068409	115	C0068483	136	C0068573	135	C0068685	149	C0068827	131
C0068412	138	C0068484	138	C0068574	135	C0068688	149	C0068828	129
C0068413	138	C0068485	146	C0068576	124	C0068690	151	C0068830	131
C0068415	115	C0068490	129	C0068577	124	C0068691	147	C0068833	131
C0068417	129	C0068491	129	C0068580	121	C0068694	132	C0068840	144
C0068422	142	C0068492	138	C0068582	146	C0068695	130	C0068842	133
C0068424	129	C0068493	145	C0068584	123	C0068706	141	C0068843	133
C0068425	129	C0068494	145	C0068589	120	C0068708	149	C0068844	133
C0068426	129	C0068500	138	C0068590	120	C0068716	133	C0068847	126
C0068427	129	C0068501	138	C0068591	120	C0068721	133	C0068853	116
C0068428	129	C0068504	138	C0068592	120	C0068723	149	C0068854	116
C0068429	144	C0068505	136	C0068594	146	C0068726	149	C0068855	116
C0068431	144	C0068506	141	C0068596	146	C0068732	153	C0068857	136
C0068432	144	C0068511	141	C0068600	144	C0068744	131	C0068860	129
C0068433	114	C0068512	141	C0068603	145	C0068745	131	C0068861	129
C0068434	114	C0068516	140	C0068604	139	C0068746	131	C0068864	151
C0068435	114	C0068517	139	C0068608	139	C0068747	122	C0068865	151
C0068436	114	C0068518	139	C0068610	145	C0068749	131	C0068866	129
C0068438	117	C0068522	144	C0068613	121	C0068751	131	C0068867	129
C0068439	144	C0068523	136	C0068617	139	C0068752	131	C0068869	117
C0068440	145	C0068524	144	C0068618	139	C0068753	131	C0068870	117
C0068441	133	C0068525	137	C0068619	139	C0068754	131	C0068874	118
C0068442	144	C0068526	118	C0068624	149	C0068755	131	C0068875	118
C0068443	117	C0068528	150	C0068625	134	C0068756	131	C0068877	117
C0068444	133	C0068529	150	C0068626	150	C0068757	131	C0068880	117
C0068446	121	C0068530	150	C0068627	134	C0068758	151	C0068881	117
C0068447	121	C0068531	150	C0068628	134	C0068763	117	C0068888	116
C0068448	121	C0068532	137	C0068629	131	C0068765	117	C0068893	133
C0068450	115	C0068533	137	C0068630	150	C0068767	117	C0068894	133
C0068452	115	C0068534	137	C0068631	150	C0068769	141	C0068901	120
C0068453	143	C0068536	142	C0068633	122	C0068770	147	C0068902	120
C0068457	124	C0068538	150	C0068634	140	C0068775	129	C0068907	120

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0068908	134	C0069048	121	C0069272	148	C0069467	125	C0069672	138
C0068909	134	C0069050	122	C0069273	148	C0069475	132	C0069673	137
C0068920	148	C0069051	122	C0069280	148	C0069502	138	C0069709	149
C0068932	118	C0069052	122	C0069282	143	C0069513	141	C0069715	149
C0068934	118	C0069055	125	C0069293	145	C0069526	150	C0069716	149
C0068937	118	C0069057	125	C0069294	145	C0069528	150	C0069720	117
C0068943	130	C0069059	126	C0069295	145	C0069529	150	C0069725	114
C0068944	130	C0069083	145	C0069296	145	C0069530	150	C0069755	139
C0068946	126	C0069084	145	C0069298	136	C0069531	150	C0069772	140
C0068948	126	C0069087	146	C0069299	136	C0069534	142	C0069778	132
C0068949	134	C0069089	120	C0069302	141	C0069535	142	C0069802	115
C0068951	134	C0069090	120	C0069309	132	C0069540	119	C0069822	140
C0068953	123	C0069091	120	C0069320	136	C0069541	119	C0069865	133
C0068955	123	C0069092	120	C0069321	136	C0069543	119	C0069867	133
C0068956	123	C0069095	123	C0069322	144	C0069549	139	C0069903	134
C0068957	144	C0069096	123	C0069324	132	C0069550	139	C0069920	134
C0068958	134	C0069097	123	C0069325	150	C0069554	151	C0069934	118
C0068959	134	C0069098	124	C0069326	150	C0069555	151	C0069958	134
C0068960	134	C0069099	123	C0069327	150	C0069556	151	C0088025	132
C0068961	134	C0069135	130	C0069330	141	C0069557	125	C0088036	132
C0068962	135	C0069148	143	C0069331	141	C0069559	125	C0088285	133
C0068963	135	C0069187	146	C0069335	132	C0069561	126	C0088320	116
C0068964	135	C0069195	146	C0069339	132	C0069562	127	C0088321	116
C0068965	135	C0069196	146	C0069340	132	C0069564	126	C0088322	116
C0068971	134	C0069197	146	C0069341	132	C0069565	126	C0088325	117
C0068972	134	C0069203	143	C0069362	147	C0069572	151	C0088335	117
C0068975	145	C0069204	143	C0069363	147	C0069585	122	C0088340	116
C0068976	134	C0069206	141	C0069378	138	C0069591	151	C0088613	116
C0068977	134	C0069207	141	C0069392	137	C0069594	123	C0088614	116
C0068978	134	C0069208	141	C0069400	137	C0069595	123	C0088629	117
C0068982	134	C0069212	141	C0069405	115	C0069596	123	C0088630	117
C0068994	130	C0069213	141	C0069407	115	C0069597	123	C0088640	118
C0068997	138	C0069214	141	C0069408	115	C0069599	150	C0088642	119
C0069003	136	C0069217	141	C0069415	129	C0069601	149	C0088647	119
C0069007	115	C0069219	142	C0069422	142	C0069602	152	C0088660	121
C0069008	115	C0069223	142	C0069425	144	C0069606	151	C0088669	122
C0069012	116	C0069230	144	C0069430	144	C0069608	149	C0088696	123
C0069013	116	C0069232	142	C0069431	144	C0069617	149	C0088713	116
C0069014	116	C0069234	142	C0069432	144	C0069622	148	C0088714	116
C0069015	116	C0069236	142	C0069433	144	C0069628	150	C0088716	122
C0069029	117	C0069237	142	C0069438	144	C0069655	151	C0088718	115
C0069030	117	C0069246	143	C0069440	144	C0069659	151	C0088719	115
C0069031	117	C0069247	143	C0069444	133	C0069660	151	C0088729	117
C0069033	117	C0069248	143	C0069450	145	C0069661	137	C0088730	117
C0069040	118	C0069256	143	C0069451	145	C0069662	137	C0088731	117
C0069041	119	C0069265	148	C0069460	146	C0069663	137	C0088732	118
C0069042	119	C0069266	148	C0069461	145	C0069664	137	C0088740	118
C0069043	119	C0069267	148	C0069465	148	C0069670	138	C0088741	119
C0069047	121	C0069271	148	C0069466	125	C0069671	138	C0088742	119

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0088761	121	C0120101	216	C0266639	265	C0691097	239	C0716081	243
C0088769	122	C0120102	216	C0266647	265	C0691098	239	C0716189	243
C0088770	122	C0120103	216	C0266655	265	C0692085	240	C0716219	243
C0088790	120	C0120104	216	C0266663	265	C0692131	240	C0732354	258
C0088794	123	C0120110	217	C0266841	265	C0692132	240	C0760021	253
C0088795	123	C0120120	217	C0266850	265	C0692212	240	C0760030	253
C0088810	121	C0120121	217	C0266868	265	C0692263	242	C0760048	253
C0088953	142	C0192014	244	C0268054	267	C0692352	241	C0760072	253
C0089001	122	C0192058	244	C0268062	267	C0692549	242	C0760080	253
C0089713	116	C0192066	244	C0268070	267	C0692620	241	C0760099	253
C0089741	119	C0192074	244	C0268097	267	C0692689	242	C0760129	253
C0089795	123	C0192090	244	C0268640	265	C0692719	242	C0760153	253
C0100008	217	C0196452	244	C0268666	265	C0692859	243	C0760235	253
C0100017	217	C0196460	244	C0284840	266	C0692964	243	C0760242	253
C0102020	218	C0196479	244	C0284858	266	C0692972	243	C0760280	261
C0102025	218	C0212059	244	C0284866	266	C0694487	241	C0760285	254
C0120005	216	C0212067	244	C0342050	250	C0699403	240	C0760293	254
C0120006	216	C0212075	244	C0342068	250	C0710101	242	C0760404	254
C0120007	216	C0212091	244	C0342076	250	C0710102	242	C0760439	254
C0120008	216	C0212105	244	C0342092	250	C0710130	239	C0760447	254
C0120015	217	C0214051	244	C0342106	250	C0710148	239	C0760498	254
C0120016	217	C0216445	244	C0344060	250	C0710149	239	C0760510	255
C0120017	217	C0216453	244	C0344079	250	C0710245	239	C0760544	255
C0120020	218	C0216461	244	C0344095	250	C0710474	239	C0760560	255
C0120021	218	C0216470	244	C0344109	250	C0711306	239	C0760625	255
C0120025	218	C0262048	267	C0346241	249	C0712116	240	C0760739	256
C0120026	218	C0263664	265	C0346250	249	C0712370	241	C0760740	256
C0120027	218	C0263842	266	C0346268	249	C0712469	241	C0760758	261
C0120028	218	C0263850	266	C0346276	249	C0712477	241	C0760759	261
C0120029	218	C0263869	266	C0346292	249	C0712493	241	C0760765	256
C0120030	218	C0264105	266	C0346306	249	C0712540	241	C0760766	256
C0120036	217	C0264440	266	C0346454	249	C0712558	241	C0760767	256
C0120037	217	C0264458	266	C0346462	249	C0712566	241	C0760927	254
C0120050	217	C0264466	266	C0346470	249	C0712574	241	C0760951	254
C0120051	217	C0264474	266	C0346640	249	C0712612	241	C0760952	254
C0120080	217	C0264644	266	C0346659	249	C0712850	243	C0760960	255
C0120081	217	C0264652	266	C0346667	249	C0712884	243	C0760978	255
C0120082	217	C0265152	266	C0346861	250	C0712892	243	C0761010	252
C0120083	217	C0265373	265	C0372102	250	C0712930	243	C0761060	252
C0120084	217	C0266248	265	C0431249	237	C0712949	243	C0761079	252
C0120090	216	C0266256	265	C0431257	237	C0714060	240	C0761133	252
C0120091	216	C0266264	265	C0431265	237	C0714070	240	C0761137	252
C0120092	216	C0266272	265	C0431273	237	C0714135	240	C0761147	252
C0120093	216	C0266299	265	C0431290	237	C0714224	240	C0761150	252
C0120094	216	C0266302	265	C0432059	237	C0714380	241	C0761192	252
C0120095	216	C0266310	265	C0432067	237	C0714461	241	C0761206	252
C0120096	216	C0266450	265	C0436275	237	C0714470	241	C0761214	252
C0120097	216	C0266469	265	C0436283	237	C0714488	241	C0761273	253
C0120100	216	C0266477	265	C0690465	239	C0716073	243	C0761311	253

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0761460	253	C0764043	253	C0765117	259	C0766700	264	C0842249	248
C0761476	253	C0764060	257	C0765120	258	C0766704	264	C0842257	248
C0761478	253	C0764064	258	C0765163	262	C0767023	254	C0842265	248
C0761494	253	C0764065	258	C0765171	258	C0767158	258	C0842273	248
C0761508	253	C0764069	258	C0765198	258	C0767220	252	C0842281	248
C0761613	255	C0764086	253	C0765203	258	C0767239	263	C0842303	248
C0761998	258	C0764094	253	C0765212	258	C0767840	258	C0842354	248
C0761999	259	C0764124	257	C0765236	258	C0768065	263	C0842362	248
C0762016	260	C0764175	260	C0765238	258	C0768260	263	C0842427	248
C0762024	257	C0764183	259	C0765295	252	C0768472	257	C0842478	248
C0762032	260	C0764184	259	C0765309	252	C0768529	252	C0842486	248
C0762148	258	C0764191	263	C0765317	252	C0768790	264	C0842494	248
C0762156	258	C0764230	263	C0765325	252	C0768863	263	C0842583	248
C0762270	260	C0764248	260	C0765374	254	C0769029	253	C0842591	248
C0762377	259	C0764302	260	C0765378	254	C0769100	256	C0842664	248
C0762384	258	C0764303	260	C0765473	259	C0769126	252	C0844149	247
C0762393	259	C0764319	255	C0765481	259	C0769193	252	C0844357	248
C0762407	261	C0764324	255	C0765490	260	C0769215	252	C0844365	248
C0762440	261	C0764388	261	C0765503	260	C0769240	252	C0845198	247
C0762482	259	C0764396	261	C0765511	255	C0770477	255	C0846198	249
C0762486	264	C0764400	261	C0765597	257	C0770493	255	C0848060	249
C0762504	259	C0764450	255	C0765694	262	C0770507	255	C0849350	247
C0762547	260	C0764581	262	C0765767	252	C0772410	259	C0849383	247
C0762598	259	C0764582	262	C0765791	261	C0772437	259	C0850144	246
C0762601	259	C0764590	262	C0765805	261	C0840130	246	C0850400	248
C0762610	259	C0764612	261	C0766049	264	C0840149	246	C0850420	246
C0762628	259	C0764620	261	C0766127	256	C0840297	246	C0852139	247
C0762644	262	C0764655	262	C0766135	264	C0840300	246	C0852201	247
C0762652	262	C0764690	262	C0766136	264	C0840319	246	C0852210	247
C0762679	262	C0764698	261	C0766137	264	C0840416	246	C0854336	249
C0762709	262	C0764710	262	C0766168	254	C0840424	246	C0854352	248
C0762717	262	C0764728	262	C0766169	254	C0840432	246	C0858056	247
C0762741	262	C0764744	262	C0766186	263	C0840440	246	C0858188	246
C0762750	262	C0764752	262	C0766194	263	C0840467	246	C0912224	229
C0762760	262	C0764760	262	C0766216	263	C0840475	246	C0912242	231
C0762768	262	C0764779	261	C0766224	263	C0840483	246	C0912247	231
C0762776	259	C0764787	262	C0766232	263	C0840491	246	C0916022	231
C0762814	259	C0764817	259	C0766262	264	C0840521	246	C0916033	231
C0762954	261	C0764825	260	C0766275	264	C0840522	246	C0916043	231
C0762970	261	C0764876	260	C0766283	264	C0840530	246	C0916044	231
C0763136	256	C0764957	262	C0766372	257	C0840556	246	C0916054	231
C0763144	256	C0764990	262	C0766390	257	C0841366	246	C0916055	232
C0763152	256	C0765023	254	C0766498	254	C0841587	246	C0916065	232
C0763217	256	C0765024	254	C0766506	256	C0841595	246	C0916081	231
C0763411	256	C0765031	262	C0766542	252	C0841609	246	C0916122	231
C0763420	256	C0765066	257	C0766654	264	C0842125	247	C0916133	231
C0763527	256	C0765082	257	C0766677	264	C0842192	247	C0916134	231
C0764000	257	C0765090	258	C0766682	264	C0842206	247	C0916143	231
C0764027	253	C0765112	259	C0766690	264	C0842222	247	C0916148	223

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C0916154	231	C0932710	230	C0935042	224	C0936740	232	C2026215	203
C0916155	232	C0932736	229	C0935050	224	C0936839	232	C2026248	200
C0916165	232	C0932760	229	C0935069	224	C0936952	232	C2026250	200
C0916308	232	C0932779	229	C0935106	225	C0937614	220	C2026263	202
C0916618	232	C0932787	229	C0935107	225	C0938248	220	C2026304	200
C0916626	232	C0932809	227	C0935115	224	C0938505	222	C2026305	200
C0930003	228	C0932873	228	C0935131	225	C0990008	295	C2026306	200
C0930004	228	C0932876	228	C0935181	225	C0992038	295	C2026307	193
C0930006	224	C0932884	228	C0935213	225	C0992041	295	C2026308	200
C0930007	225	C0932957	228	C0935220	225	C0992045	295	C2026311	203
C0930008	226	C0932973	228	C0935239	225	C0992046	295	C2026312	203
C0930009	226	C0933112	224	C0935247	225	C0992054	295	C2026313	203
C0930011	226	C0933236	225	C0935254	224	C0992062	295	C2026316	203
C0930015	227	C0933341	225	C0935255	225	C0992097	295	C2026317	204
C0930018	231	C0933384	225	C0935285	220	C0992100	295	C2026318	204
C0930040	222	C0933430	226	C0935294	220	C0992110	295	C2026319	204
C0930095	227	C0933457	226	C0935296	220	C0992130	295	C2026323	202
C0930158	220	C0933465	226	C0935310	225	C0992131	295	C2026359	207
C0930165	225	C0933490	221	C0935336	226	C0992701	295	C2026406	208
C0930210	220	C0933901	230	C0935380	226	C0992702	295	C2026407	208
C0930423	220	C0933902	230	C0935387	226	C0992703	295	C2026413	207
C0930431	220	C0933904	230	C0935410	228	C0992704	295	C2026414	207
C0930474	221	C0933908	230	C0935418	232	C0992720	295	C2026415	207
C0930482	221	C0933909	230	C0935522	226	C0992721	295	C2026416	208
C0930490	221	C0934004	230	C0935530	229	C1118001	231	C2026417	208
C0930539	221	C0934005	230	C0935557	230	C1118002	220	C2026419	204
C0930601	221	C0934006	230	C0935565	229	C2022005	57	C2026426	208
C0930701	221	C0934007	230	C0935573	229	C2022008	56	C2026427	208
C0930741	222	C0934008	230	C0935590	229	C2022094	55	C2026465	199
C0930786	220	C0934046	229	C0935603	229	C2022100	55	C2026466	199
C0930970	222	C0934061	224	C0935646	230	C2022354	64	C2026474	199
C0931071	220	C0934067	224	C0935654	230	C2022355	64	C2026484	207
C0932019	224	C0934070	224	C0935735	230	C2022357	59	C2026485	207
C0932020	224	C0934391	226	C0935948	228	C2022445	61	C2026486	207
C0932108	224	C0934406	228	C0935963	228	C2022621	63	C2026490	207
C0932317	225	C0934410	226	C0936014	231	C2022659	58	C2026491	207
C0932370	226	C0934429	226	C0936028	228	C2023163	74	C2026500	196
C0932441	226	C0934569	227	C0936143	231	C2023303	68	C2026538	201
C0932450	226	C0934570	232	C0936226	231	C2023414	68	C2026560	200
C0932469	226	C0934573	227	C0936251	232	C2023613	74	C2026563	200
C0932485	226	C0934577	227	C0936280	232	C2023632	74	C2026572	200
C0932493	226	C0934658	229	C0936294	232	C2023633	74	C2026585	202
C0932507	228	C0934690	229	C0936378	232	C2023634	74	C2026594	204
C0932531	227	C0934691	229	C0936511	230	C2023643	73	C2026606	192
C0932545	227	C0934780	227	C0936593	228	C2023712	73	C2026634	205
C0932582	227	C0934801	227	C0936618	232	C2026091	193	C2026638	202
C0932612	229	C0934810	227	C0936626	232	C2026094	193	C2026643	205
C0932647	229	C0934836	227	C0936650	231	C2026116	190	C2026646	202
C0932650	227	C0934860	221	C0936731	232	C2026213	191	C2026676	204

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C2026730	193	C2027326	203	C3046053	105	C3046590	106	C3090086	167
C2026731	193	C2027336	204	C3046078	107	C3046591	106	C3090087	169
C2026732	193	C2027397	208	C3046079	107	C3046597	106	C3090088	158
C2026733	193	C2027406	208	C3046083	107	C3046601	108	C3090092	170
C2026734	194	C2027407	208	C3046090	105	C3046610	111	C3090094	170
C2026735	193	C2027455	192	C3046091	105	C3046611	111	C3090096	170
C2026738	195	C2027457	192	C3046131	105	C3046625	111	C3090098	172
C2026739	195	C2027656	200	C3046140	110	C3046631	111	C3090105	158
C2026763	193	C2027816	195	C3046148	112	C3046636	109	C3090106	171
C2026792	191	C2027817	195	C3046154	112	C3046661	106	C3090107	158
C2026802	192	C2027822	189	C3046155	112	C3046662	108	C3090110	158
C2026803	192	C2027839	195	C3046170	106	C3046663	106	C3090116	173
C2026804	192	C2027853	189	C3046180	106	C3046664	108	C3090119	163
C2026805	192	C2027854	189	C3046201	109	C3046665	106	C3090120	163
C2026806	192	C3037004	112	C3046202	109	C3046670	108	C3090126	160
C2026814	195	C3037005	112	C3046203	109	C3046685	111	C3090128	160
C2026815	195	C3037006	112	C3046204	110	C3046686	111	C3090131	160
C2026816	195	C3037024	112	C3046219	109	C3046755	107	C3090132	164
C2026817	195	C3037026	112	C3046223	109	C3046810	107	C3090134	160
C2026822	189	C3037027	112	C3046224	109	C3046838	109	C3090135	160
C2026843	191	C3037028	112	C3046231	110	C3090001	170	C3090136	160
C2026844	191	C3037444	112	C3046242	110	C3090002	170	C3090140	168
C2026845	191	C3037446	112	C3046262	110	C3090004	159	C3090144	170
C2026852	189	C3037625	112	C3046271	111	C3090012	166	C3090145	176
C2026853	189	C3037626	112	C3046274	111	C3090013	166	C3090150	170
C2026854	189	C3037627	112	C3046311	107	C3090014	166	C3090151	170
C2026858	190	C3037628	112	C3046320	107	C3090015	169	C3090152	170
C2026863	190	C3037692	112	C3046321	107	C3090020	181	C3090153	170
C2026864	190	C3037693	112	C3046325	107	C3090021	171	C3090154	170
C2026865	190	C3037694	112	C3046360	107	C3090027	184	C3090164	161
C2026871	189	C3037706	112	C3046365	108	C3090029	167	C3090169	173
C2026873	190	C3046001	105	C3046374	108	C3090032	169	C3090170	171
C2026883	190	C3046002	105	C3046375	108	C3090033	171	C3090172	173
C2026887	191	C3046003	107	C3046413	109	C3090038	166	C3090176	173
C2026903	192	C3046005	106	C3046419	109	C3090039	168	C3090191	162
C2026904	192	C3046006	106	C3046454	109	C3090045	165	C3090204	180
C2026905	192	C3046011	105	C3046455	109	C3090046	170	C3090208	180
C2026906	192	C3046014	105	C3046467	106	C3090048	170	C3090214	180
C2026916	195	C3046015	105	C3046506	106	C3090049	170	C3090222	180
C2026942	191	C3046018	107	C3046507	106	C3090053	170	C3090223	167
C2026954	189	C3046019	107	C3046515	111	C3090060	165	C3090230	181
C2026955	203	C3046020	107	C3046525	110	C3090062	161	C3090233	180
C2026968	205	C3046024	105	C3046529	111	C3090066	172	C3090234	180
C2026982	205	C3046043	105	C3046531	111	C3090069	170	C3090237	181
C2027042	192	C3046046	105	C3046554	106	C3090077	183	C3090238	181
C2027069	189	C3046047	105	C3046556	106	C3090079	158	C3090245	181
C2027306	195	C3046048	105	C3046558	106	C3090082	164	C3090249	181
C2027316	200	C3046049	105	C3046559	106	C3090083	164	C3090254	181
C2027317	200	C3046051	105	C3046586	110	C3090084	167	C3090259	181

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C3090261	182	C3090503	166	C3090685	159	C3090869	164	C3095057	163
C3090262	181	C3090511	184	C3090686	159	C3090876	167	C3095059	177
C3090264	181	C3090512	180	C3090690	184	C3090881	182	C3095066	177
C3090265	182	C3090514	180	C3090691	184	C3090882	182	C3095084	160
C3090267	182	C3090516	174	C3090692	184	C3090889	159	C3095092	163
C3090271	182	C3090522	161	C3090695	176	C3090898	166	C3095096	179
C3090273	182	C3090525	175	C3090703	159	C3090900	166	C3095097	179
C3090274	182	C3090526	175	C3090704	176	C3090904	166	C3095100	179
C3090275	182	C3090527	175	C3090707	168	C3090905	168	C3095101	179
C3090276	182	C3090535	175	C3090708	169	C3090910	168	C3095103	179
C3090279	182	C3090536	175	C3090709	169	C3090913	161	C3095110	158
C3090280	182	C3090538	173	C3090711	177	C3090915	161	C3095114	163
C3090281	182	C3090539	173	C3090715	161	C3090919	163	C3095120	165
C3090284	182	C3090541	160	C3090716	163	C3090920	163	C3095123	165
C3090285	182	C3090542	160	C3090717	163	C3090930	174	C3095124	165
C3090287	182	C3090543	174	C3090719	163	C3090933	165	C3095140	178
C3090303	176	C3090544	173	C3090720	163	C3090934	165	C3095141	174
C3090304	182	C3090547	162	C3090721	163	C3090942	170	C3095144	174
C3090317	171	C3090548	173	C3090722	163	C3090943	170	C3095145	174
C3090338	167	C3090553	174	C3090723	163	C3090956	169	C3095164	175
C3090402	164	C3090560	176	C3090724	164	C3090959	169	C3095165	175
C3090406	183	C3090565	177	C3090725	164	C3090963	179	C3095166	175
C3090407	183	C3090566	177	C3090728	175	C3090971	171	C3095171	174
C3090409	183	C3090571	176	C3090729	167	C3090972	171	C3095173	174
C3090410	183	C3090577	174	C3090750	165	C3090973	170	C3095194	175
C3090413	166	C3090578	174	C3090776	172	C3090976	167	C3095195	175
C3090420	180	C3090579	176	C3090799	160	C3090977	167	C3095200	181
C3090421	180	C3090580	177	C3090800	177	C3090979	167	C3095205	176
C3090422	172	C3090581	177	C3090803	164	C3090980	158	C3095209	173
C3090426	167	C3090584	178	C3090806	177	C3090981	170	C3095211	173
C3090427	184	C3090585	178	C3090808	177	C3090982	171	C3095231	173
C3090428	184	C3090599	159	C3090811	177	C3091008	173	C3095242	163
C3090429	184	C3090603	164	C3090815	161	C3091011	173	C3095244	174
C3090444	168	C3090604	164	C3090820	177	C3095014	158	C3095246	173
C3090445	181	C3090612	183	C3090821	163	C3095015	158	C3095251	173
C3090446	181	C3090614	160	C3090822	163	C3095020	176	C3095268	174
C3090447	181	C3090615	161	C3090823	163	C3095021	163	C3095271	174
C3090460	182	C3090641	183	C3090824	163	C3095025	173	C3095272	173
C3090461	182	C3090655	184	C3090829	180	C3095026	163	C3095286	158
C3090462	170	C3090657	184	C3090830	179	C3095027	163	C3095288	173
C3090472	177	C3090667	184	C3090837	166	C3095032	162	C3095301	174
C3090473	177	C3090672	184	C3090838	169	C3095033	163	C3095303	174
C3090474	177	C3090673	184	C3090839	165	C3095036	162	C3095305	174
C3090477	170	C3090674	184	C3090853	165	C3095039	176	C3095306	161
C3090478	171	C3090678	184	C3090860	167	C3095042	176	C3095311	175
C3090481	184	C3090680	184	C3090863	167	C3095045	176	C3095315	175
C3090488	164	C3090681	184	C3090865	164	C3095046	173	C3095324	174
C3090499	165	C3090682	184	C3090866	164	C3095052	177	C3095327	166
C3090502	166	C3090684	159	C3090867	164	C3095054	170	C3095329	182

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
C3095336	167	C3095526	167	C3095667	162	C3095832	159	C3096011	167
C3095341	165	C3095531	174	C3095668	177	C3095834	158	C3096013	175
C3095346	165	C3095533	178	C3095669	158	C3095835	158	C3096014	164
C3095347	169	C3095541	168	C3095670	178	C3095836	175	C3096015	164
C3095349	165	C3095557	169	C3095671	174	C3095838	160	C3096017	168
C3095350	172	C3095558	169	C3095673	174	C3095839	162	C3096018	167
C3095351	172	C3095559	175	C3095679	161	C3095840	162	C3096019	167
C3095360	172	C3095562	178	C3095680	174	C3095843	161	C3096020	168
C3095367	176	C3095564	175	C3095683	163	C3095857	158	C3096021	168
C3095377	177	C3095565	160	C3095687	162	C3095861	164	C3096024	158
C3095385	182	C3095569	177	C3095688	169	C3095870	159	C3096111	158
C3095388	164	C3095570	177	C3095697	173	C3095885	162	C3096121	159
C3095400	180	C3095572	177	C3095700	173	C3095886	162	C3096123	161
C3095407	178	C3095574	177	C3095701	179	C3095887	162	C3096125	161
C3095411	178	C3095576	160	C3095706	183	C3095894	162	C3096127	158
C3095413	178	C3095580	177	C3095708	183	C3095895	162	C3096129	159
C3095414	178	C3095581	177	C3095709	168	C3095896	162	C3096141	159
C3095415	172	C3095591	183	C3095710	169	C3095907	162	C3096145	161
C3095421	172	C3095592	177	C3095712	168	C3095908	162	C3096148	161
C3095430	160	C3095593	177	C3095717	183	C3095912	182	C3096152	158
C3095438	175	C3095594	177	C3095718	183	C3095918	163	C3096165	174
C3095439	175	C3095596	168	C3095720	167	C3095920	163	C3096173	162
C3095442	169	C3095597	178	C3095721	169	C3095921	163	G0020005	75
C3095443	169	C3095598	178	C3095722	169	C3095926	162	G0020006	75
C3095444	169	C3095599	176	C3095723	169	C3095927	170	G0020007	75
C3095445	171	C3095606	168	C3095734	178	C3095930	161	G0020008	75
C3095448	166	C3095607	178	C3095737	178	C3095931	161	G0020036	76
C3095449	166	C3095608	178	C3095738	178	C3095932	161	G0020037	76
C3095452	169	C3095609	162	C3095756	175	C3095935	165	G0020046	76
C3095456	175	C3095611	168	C3095764	160	C3095938	162	G0020047	76
C3095460	167	C3095612	176	C3095768	173	C3095939	162	G0020048	76
C3095461	167	C3095613	183	C3095771	177	C3095940	162	G0021246	76
C3095462	174	C3095614	178	C3095775	182	C3095950	164	G0021247	76
C3095477	160	C3095629	176	C3095779	178	C3095960	184	G0022002	56
C3095488	181	C3095630	176	C3095789	170	C3095983	183	G0022003	56
C3095492	167	C3095631	176	C3095792	165	C3095992	166	G0022004	56
C3095493	167	C3095632	176	C3095796	177	C3095995	179	G0022005	57
C3095494	167	C3095633	176	C3095805	159	C3095996	176	G0022008	56
C3095495	176	C3095634	176	C3095812	161	C3095997	162	G0022014	57
C3095499	183	C3095635	169	C3095813	173	C3095999	183	G0022015	58
C3095503	167	C3095636	176	C3095816	161	C3096001	166	G0022024	59
C3095508	168	C3095637	178	C3095817	159	C3096002	176	G0022025	59
C3095512	168	C3095643	166	C3095819	159	C3096003	168	G0022026	59
C3095513	168	C3095645	175	C3095821	159	C3096004	168	G0022027	59
C3095517	183	C3095646	175	C3095822	159	C3096006	165	G0022035	60
C3095520	175	C3095647	169	C3095823	159	C3096007	165	G0022036	60
C3095522	180	C3095654	184	C3095824	159	C3096008	167	G0022037	60
C3095523	175	C3095656	163	C3095826	159	C3096009	167	G0022039	60
C3095525	178	C3095660	166	C3095829	159	C3096010	167	G0022046	61

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
G0022047	61	G0022486	60	G0023647	73	G0024187	94	G0026076	209
G0022048	61	G0022504	68	G0023701	73	G0024194	96	G0026081	210
G0022067	62	G0022620	63	G0023702	72	G0024284	89	G0026083	197
G0022068	62	G0022644	73	G0023703	73	G0024358	91	G0026113	199
G0022078	62	G0022803	57	G0023704	73	G0024393	90	G0026114	206
G0022079	62	G0022810	56	G0023706	72	G0024409	91	G0026146	210
G0022082	71	G0022811	57	G0024002	80	G0024448	83	G0026148	210
G0022104	68	G0022905	69	G0024003	80	G0024458	84	G0026155	216
G0022108	71	G0023102	67	G0024013	80	G0024468	84	G0026173	211
G0022110	55	G0023103	68	G0024014	80	G0024512	78	G0026177	211
G0022117	55	G0023204	69	G0024017	94	G0024519	93	G0026189	211
G0022118	55	G0023205	69	G0024018	94	G0024520	93	G0026200	213
G0022132	56	G0023210	69	G0024019	94	G0024536	93	G0026203	214
G0022136	71	G0023214	69	G0024021	94	G0024567	84	G0026232	211
G0022204	68	G0023215	69	G0024022	95	G0024568	84	G0026245	211
G0022205	69	G0023216	69	G0024024	82	G0024908	96	G0026344	206
G0022214	69	G0023225	70	G0024025	82	G0024916	96	G0026345	206
G0022215	69	G0023235	71	G0024026	82	G0024990	93	G0026379	207
G0022216	69	G0023236	71	G0024027	82	G0025014	50	G0026380	207
G0022217	70	G0023237	71	G0024028	94	G0025015	50	G0026415	208
G0022225	69	G0023240	71	G0024031	95	G0025023	52	G0026531	211
G0022226	69	G0023243	71	G0024035	83	G0025024	52	G0026532	211
G0022231	70	G0023248	72	G0024036	83	G0025025	52	G0026552	211
G0022232	70	G0023285	72	G0024037	83	G0025028	52	G0026553	211
G0022233	70	G0023286	72	G0024057	84	G0025030	52	G0026610	215
G0022234	70	G0023303	68	G0024058	84	G0025037	52	G0026702	210
G0022236	71	G0023403	68	G0024078	85	G0025038	52	G0026702	293
G0022237	71	G0023404	69	G0024087	83	G0025040	53	G0026705	210
G0022241	71	G0023405	69	G0024088	83	G0025051	47	G0026705	293
G0022242	71	G0023412	67	G0024091	85	G0025052	47	G0026718	209
G0022243	71	G0023413	68	G0024102	93	G0025126	50	G0026723	210
G0022247	71	G0023423	68	G0024103	96	G0025174	51	G0026731	193
G0022248	71	G0023424	68	G0024105	94	G0025245	47	G0026804	192
G0022249	71	G0023425	68	G0024107	85	G0025246	47	G0026816	195
G0022269	72	G0023435	70	G0024109	96	G0025294	47	G0026822	189
G0022299	71	G0023602	73	G0024114	94	G0025295	47	G0026905	192
G0022305	65	G0023603	73	G0024115	94	G0025332	50	G0026987	206
G0022306	65	G0023604	74	G0024116	95	G0025803	52	G0027062	216
G0022323	65	G0023613	74	G0024117	95	G0025804	52	G0027114	216
G0022324	65	G0023614	74	G0024118	95	G0025806	51	G0027115	216
G0022349	70	G0023623	74	G0024119	95	G0025807	51	G0027116	216
G0022419	68	G0023624	74	G0024128	95	G0026004	191	G0027895	216
G0022422	59	G0023625	74	G0024134	81	G0026005	191	G0041006	102
G0022425	59	G0023627	74	G0024135	81	G0026006	191	G0041015	98
G0022426	59	G0023628	74	G0024157	94	G0026015	194	G0041035	99
G0022433	73	G0023635	74	G0024158	95	G0026016	194	G0041076	99
G0022448	61	G0023636	74	G0024168	89	G0026025	193	G0041077	99
G0022461	71	G0023641	73	G0024185	94	G0026029	191	G0041118	100
G0022468	62	G0023642	73	G0024186	94	G0026038	197	G0041119	100

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
G0041138	100	G0068042	119	G0068220	142	G0068508	141	G0068735	153
G0041148	100	G0068043	119	G0068221	142	G0068513	141	G0068736	153
G0041203	102	G0068044	119	G0068225	144	G0068514	141	G0068737	153
G0058204	156	G0068046	121	G0068226	144	G0068542	119	G0068738	153
G0058205	156	G0068047	121	G0068230	144	G0068549	122	G0068739	153
G0058207	156	G0068048	121	G0068234	142	G0068552	122	G0068740	153
G0058208	156	G0068049	121	G0068235	142	G0068553	122	G0068741	153
G0058209	156	G0068050	122	G0068236	142	G0068556	125	G0068748	153
G0058210	156	G0068051	122	G0068237	142	G0068557	125	G0068766	117
G0058406	155	G0068052	122	G0068241	144	G0068558	125	G0068778	153
G0058407	155	G0068053	122	G0068242	144	G0068560	126	G0068788	139
G0058409	155	G0068055	125	G0068246	143	G0068561	126	G0068796	152
G0058410	155	G0068056	125	G0068247	143	G0068562	127	G0068823	150
G0058445	155	G0068057	125	G0068248	143	G0068563	127	G0068824	150
G0058446	155	G0068058	125	G0068249	143	G0068583	146	G0068850	149
G0058447	155	G0068060	126	G0068253	145	G0068585	147	G0068895	133
G0058624	154	G0068061	126	G0068265	148	G0068586	147	G0068896	133
G0058625	154	G0068062	127	G0068290	145	G0068587	147	G0068904	117
G0058626	154	G0068063	127	G0068291	145	G0068588	147	G0068924	148
G0058627	154	G0068076	128	G0068294	146	G0068595	123	G0068930	128
G0058629	154	G0068085	146	G0068296	146	G0068596	146	G0068947	126
G0058630	154	G0068089	120	G0068297	146	G0068597	123	G0068966	153
G0058664	154	G0068090	120	G0068298	146	G0068598	124	G0068967	153
G0058665	154	G0068091	120	G0068299	153	G0068599	146	G0068968	153
G0058666	154	G0068092	120	G0068335	132	G0068615	152	G0069220	142
G0058667	154	G0068095	123	G0068336	132	G0068616	153	G0069221	142
G0058715	156	G0068096	123	G0068396	137	G0068620	152	G0069235	142
G0058716	156	G0068097	123	G0068408	130	G0068621	152	G0069290	145
G0058717	156	G0068098	124	G0068410	130	G0068622	149	G0069419	142
G0058719	156	G0068113	117	G0068414	129	G0068623	149	G0069420	142
G0058720	156	G0068140	133	G0068415	129	G0068637	140	G0069421	142
G0059715	156	G0068141	133	G0068416	129	G0068646	122	G0069441	144
G0059716	156	G0068142	133	G0068419	142	G0068651	137	G0069524	150
G0059717	156	G0068143	133	G0068420	142	G0068652	137	G0069525	150
G0068003	115	G0068145	152	G0068421	142	G0068653	137	G0069593	151
G0068006	115	G0068146	152	G0068430	144	G0068654	137	G0069600	152
G0068007	115	G0068151	114	G0068449	115	G0068657	135	G0069607	149
G0068008	115	G0068181	118	G0068462	147	G0068699	152	G0069618	149
G0068011	116	G0068198	120	G0068463	147	G0068701	152	G0069619	149
G0068012	116	G0068203	143	G0068476	136	G0068702	152	G0069620	149
G0068013	116	G0068204	143	G0068486	146	G0068710	152	G0069629	150
G0068014	116	G0068206	141	G0068487	146	G0068711	152	G0069630	150
G0068015	116	G0068207	141	G0068488	146	G0068712	152	G0069632	151
G0068029	117	G0068208	141	G0068489	129	G0068713	152	G0069635	151
G0068030	117	G0068209	120	G0068495	145	G0068715	152	G0069636	151
G0068031	117	G0068212	141	G0068496	145	G0068718	153	G0069656	151
G0068032	117	G0068213	141	G0068497	145	G0068724	152	G0069657	151
G0068040	118	G0068214	141	G0068498	145	G0068733	153	G0069734	153
G0068041	119	G0068219	142	G0068507	141	G0068734	153	G0069735	153

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
G0069740	153	G0264075	266	G0617040	291	G0617864	291	G0715140	239
G0092061	271	G0264091	266	G0617130	292	G0617865	291	G0715370	242
G0092070	271	G0264660	266	G0617134	292	G0617880	293	G0717718	291
G0092096	271	G0264696	266	G0617135	292	G0617881	293	G0760137	253
G0092100	271	G0341215	250	G0617142	292	G0617882	293	G0760145	253
G0094153	271	G0341223	250	G0617143	292	G0617901	293	G0760307	254
G0094269	271	G0341231	250	G0617144	292	G0617966	292	G0760315	254
G0094277	271	G0341240	250	G0617145	292	G0617969	292	G0760412	254
G0094285	271	G0341258	250	G0617545	291	G0617995	293	G0760420	254
G0098442	271	G0341266	250	G0617546	291	G0617996	293	G0760463	254
G0098469	271	G0341274	250	G0617550	292	G0690008	244	G0760471	254
G0098477	271	G0341282	250	G0617555	291	G0698642	244	G0760480	254
G0098485	271	G0371243	250	G0617556	291	G0698643	244	G0760501	255
G0098493	271	G0371244	250	G0617559	291	G0710103	242	G0760528	255
G0098507	271	G0371245	250	G0617563	291	G0710104	242	G0760536	255
G0098515	271	G0371246	250	G0617564	291	G0710105	242	G0760760	261
G0098523	271	G0371247	250	G0617579	291	G0711292	239	G0760986	255
G0098531	271	G0592471	269	G0617580	291	G0712035	242	G0761290	255
G0112046	271	G0592793	270	G0617681	292	G0712043	242	G0762040	260
G0112054	271	G0592960	270	G0617682	292	G0712051	242	G0762059	260
G0120055	218	G0593019	269	G0617703	292	G0712060	240	G0762067	257
G0120056	218	G0593020	269	G0617706	291	G0712078	240	G0762075	257
G0120060	218	G0593052	269	G0617717	291	G0712086	240	G0762083	257
G0120061	218	G0593508	270	G0617733	291	G0712094	240	G0762091	257
G0120062	218	G0594350	269	G0617736	291	G0712124	240	G0762113	257
G0120063	218	G0595209	269	G0617737	291	G0712132	240	G0762121	257
G0120064	218	G0595217	269	G0617741	291	G0712140	240	G0762130	257
G0120065	218	G0595230	270	G0617742	291	G0712191	240	G0762199	258
G0120067	218	G0595950	270	G0617749	292	G0712205	240	G0762202	258
G0190233	244	G0599409	270	G0617750	291	G0712213	240	G0762210	258
G0190250	244	G0599417	270	G0617776	291	G0712221	240	G0762229	258
G0190268	244	G0599480	270	G0617780	291	G0712248	242	G0762245	260
G0230260	267	G0599484	270	G0617784	291	G0712256	242	G0762253	260
G0230286	267	G0599492	270	G0617792	291	G0712264	242	G0762261	260
G0260410	267	G0599506	270	G0617795	291	G0712345	241	G0762300	260
G0260428	267	G0599530	270	G0617796	291	G0712353	241	G0762326	260
G0260436	267	G0610008	291	G0617798	291	G0712361	241	G0762342	258
G0260444	267	G0610017	292	G0617802	292	G0712418	242	G0762350	258
G0260452	267	G0610018	292	G0617804	292	G0712419	242	G0762369	259
G0260460	267	G0610167	292	G0617806	291	G0712426	242	G0762415	261
G0260479	267	G0610283	269	G0617813	292	G0712434	242	G0762423	261
G0260487	267	G0610461	269	G0617814	291	G0712435	242	G0762431	261
G0262056	267	G0612197	269	G0617815	291	G0712442	242	G0762466	259
G0262064	267	G0612340	269	G0617835	291	G0712485	241	G0762474	259
G0262072	267	G0612359	269	G0617838	291	G0714208	240	G0762490	259
G0262099	267	G0612413	270	G0617839	291	G0714216	240	G0762563	260
G0262102	267	G0612472	269	G0617848	291	G0714356	241	G0762636	259
G0263877	266	G0613410	269	G0617851	291	G0714364	241	G0762660	262
G0264067	266	G0617020	291	G0617854	291	G0714372	241	G0763137	256

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
G0763145	256	G0930182	228	G0934925	228	G0994628	277	G1118420	234
G0763153	256	G0930628	221	G0934933	228	G0994636	277	G1118439	234
G0763200	256	G0932060	224	G0934968	228	G0994725	277	G1118447	234
G0764132	257	G0932078	224	G0935000	228	G0994733	277	G1118455	234
G0764140	258	G0932086	224	G0935002	228	G0994768	277	G1118463	233
G0764159	258	G0932116	224	G0935034	228	G0994776	277	G1118471	234
G0764647	261	G0932124	224	G0935123	224	G0994784	277	G1118528	235
G0764892	259	G0932132	225	G0935190	225	G0994792	277	G1118530	236
G0764906	260	G0932140	225	G0935204	225	G0994814	277	G1118535	233
G0764914	260	G0932191	225	G0935212	225	G0994865	277	G1118560	236
G0764922	260	G0932205	225	G0935328	225	G0994873	277	G1118579	235
G0765074	257	G0932213	225	G0935344	225	G0994882	277	G1118609	236
G0765104	258	G0932221	225	G0935352	225	G1110012	235	G1118617	236
G0765201	258	G0932272	227	G0935360	226	G1110225	235	G1118625	236
G0765210	258	G0932280	227	G0935379	226	G1110250	235	G1118633	236
G0765228	258	G0932345	225	G0935468	226	G1110326	236	G1118641	236
G0765350	260	G0932353	225	G0935476	226	G1110740	220	G1118650	236
G0765392	261	G0932361	226	G0935484	226	G1110802	236	G1118668	235
G0765406	261	G0932477	226	G0935492	226	G1111140	234	G1118684	235
G0765554	255	G0932540	227	G0935611	229	G1111213	235	G1118706	235
G0765782	261	G0932558	227	G0935620	229	G1111248	235	G1118714	235
G0766020	263	G0932566	227	G0935859	227	G1111272	235	G1118722	235
G0766038	263	G0932574	227	G0935964	228	G1111337	236	G1118730	235
G0766046	263	G0932604	229	G0936022	231	G1111434	233	G1118737	236
G0766070	263	G0932620	229	G0936081	231	G1111693	235	G1118749	235
G0766089	263	G0932655	229	G0936090	231	G1111922	236	G1118757	235
G0766208	263	G0932663	229	G0936103	231	G1117041	233	G1118765	235
G0766380	257	G0932850	227	G0936146	231	G1118013	233	G1118773	235
G0768022	263	G0933066	224	G0936154	231	G1118025	233	G1118781	235
G0768073	263	G0933074	224	G0936162	231	G1118030	233	G1118790	235
G0768278	263	G0933120	224	G0936227	231	G1118032	235	G1118838	235
G0768464	257	G0933139	225	G0936235	232	G1118048	234	G1118854	235
G0768480	257	G0933589	222	G0936243	232	G1118064	233	G1118862	235
G0768723	264	G0933619	222	G0936316	232	G1118072	233	G1118870	235
G0768731	264	G0933903	230	G0936324	232	G1118080	233	G1118889	235
G0768758	264	G0933905	230	G0936812	232	G1118099	233	G2022003	56
G0772429	259	G0933906	230	G0936820	232	G1118110	233	G2022004	56
G0841528	247	G0933907	230	G0938106	237	G1118129	233	G2022014	57
G0842214	247	G0933910	230	G0938210	237	G1118137	233	G2022015	58
G0844136	247	G0933911	230	G0938920	228	G1118138	233	G2022024	59
G0844144	247	G0934003	228	G0994113	277	G1118161	233	G2022025	59
G0848425	249	G0934011	228	G0994211	277	G1118170	233	G2022035	60
G0848430	249	G0934020	228	G0994229	277	G1118250	233	G2022204	68
G0848630	249	G0934038	228	G0994318	277	G1118331	235	G2022205	69
G0858420	249	G0934054	229	G0994326	277	G1118366	233	G2022215	69
G0858630	249	G0934534	221	G0994330	277	G1118374	233	G2022236	71
G0916144	231	G0934585	229	G0994334	277	G1118390	234	G2022305	64
G0930104	228	G0934909	228	G0994555	277	G1118404	234	G2022419	68
G0930105	226	G0934917	228	G0994610	277	G1118412	234	G2022425	59

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
G2022620	63	G3046230	110	G3090089	159	G3090401	164	G3090668	187
G2022825	60	G3046234	109	G3090099	171	G3090434	180	G3090669	187
G2023204	68	G3046235	109	G3090100	171	G3090435	180	G3090670	186
G2023205	69	G3046236	109	G3090118	158	G3090436	181	G3090671	186
G2023214	69	G3046240	110	G3090121	158	G3090466	172	G3090675	184
G2023215	69	G3046241	110	G3090124	158	G3090482	185	G3090676	184
G2023225	70	G3046246	109	G3090127	158	G3090500	165	G3090677	184
G2023285	72	G3046247	109	G3090130	158	G3090501	166	G3090693	186
G2023303	68	G3046248	109	G3090146	165	G3090513	180	G3090694	186
G2023403	68	G3046272	111	G3090168	173	G3090519	180	G3090698	186
G2023404	68	G3046273	111	G3090179	173	G3090520	180	G3090702	186
G2023405	69	G3046409	111	G3090194	166	G3090521	180	G3090712	158
G2023412	67	G3046410	111	G3090195	176	G3090529	161	G3090714	160
G2023413	68	G3046420	109	G3090199	171	G3090545	173	G3090740	185
G2023423	68	G3046421	109	G3090200	171	G3090546	174	G3090742	186
G2023424	68	G3046422	109	G3090202	174	G3090561	176	G3090753	185
G2023425	68	G3046442	110	G3090205	180	G3090570	176	G3090755	186
G2023603	73	G3046530	111	G3090206	180	G3090589	187	G3090758	185
G2023604	73	G3046535	109	G3090207	180	G3090590	187	G3090768	186
G2023613	74	G3046536	109	G3090211	180	G3090591	187	G3090770	164
G2023614	74	G3046557	106	G3090212	180	G3090593	187	G3090775	187
G2023624	74	G3046587	110	G3090213	180	G3090594	187	G3090777	187
G2023625	74	G3046595	106	G3090216	160	G3090595	187	G3090778	187
G2023627	74	G3046596	106	G3090218	160	G3090596	187	G3090780	185
G2023628	74	G3046603	111	G3090219	180	G3090597	187	G3090781	185
G2023635	74	G3046607	111	G3090220	180	G3090606	183	G3090782	185
G2023642	73	G3046612	111	G3090221	180	G3090607	183	G3090783	185
G2023701	73	G3046619	111	G3090234	180	G3090608	183	G3090784	185
G2023704	73	G3046620	111	G3090235	180	G3090609	185	G3090785	185
G3046012	105	G3046629	111	G3090236	181	G3090610	185	G3090804	164
G3046013	105	G3046630	111	G3090246	181	G3090611	160	G3090812	177
G3046029	105	G3046651	107	G3090247	181	G3090613	161	G3090814	186
G3046030	105	G3046652	107	G3090248	181	G3090617	183	G3090832	186
G3046031	105	G3046653	107	G3090255	181	G3090618	183	G3090846	187
G3046040	105	G3046657	112	G3090256	181	G3090619	183	G3090868	164
G3046041	105	G3046658	112	G3090266	182	G3090620	183	G3090874	185
G3046042	105	G3090016	164	G3090269	182	G3090625	165	G3090880	158
G3046092	105	G3090024	185	G3090270	182	G3090628	184	G3090883	185
G3046136	110	G3090025	185	G3090300	171	G3090629	184	G3090885	159
G3046142	110	G3090026	185	G3090357	158	G3090630	184	G3090886	159
G3046208	111	G3090030	167	G3090361	159	G3090631	169	G3090887	159
G3046212	109	G3090040	168	G3090362	159	G3090633	169	G3090888	159
G3046213	109	G3090041	168	G3090363	159	G3090636	161	G3090892	159
G3046214	109	G3090042	168	G3090364	159	G3090638	187	G3090901	166
G3046220	109	G3090043	168	G3090369	160	G3090642	166	G3090902	166
G3046221	109	G3090047	170	G3090371	160	G3090644	166	G3090903	166
G3046226	110	G3090050	170	G3090373	160	G3090647	187	G3090906	168
G3046227	110	G3090051	170	G3090394	163	G3090656	184	G3090907	168
G3046229	110	G3090052	170	G3090399	159	G3090659	163	G3090908	169

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
G3090909	169	G3095334	175	G3095958	182	M0026175	201	M0027451	205
G3090914	160	G3095429	160	G3095959	182	M0027002	200	M0027465	205
G3090932	171	G3095472	162	G3095970	162	M0027004	203	M0027471	205
G3090953	165	G3095480	187	G3095979	162	M0027008	192	M0027474	202
G3090954	165	G3095481	187	G3095980	162	M0027009	195	M0027477	205
G3090975	167	G3095485	160	G3095993	169	M0027046	200	M0027480	202
G3090978	167	G3095500	183	G3096105	158	M0027088	192	M0027486	202
G3090983	185	G3095501	166	G3096108	161	M0027090	193	M0027489	205
G3095009	163	G3095518	183	G3096116	158	M0027091	192	M0027498	202
G3095010	165	G3095521	166	G3096138	159	M0027100	202	M0027519	200
G3095011	163	G3095543	180	G3096151	161	M0027102	202	M0027525	193
G3095012	162	G3095547	185	G3096167	161	M0027107	203	M0027543	204
G3095016	163	G3095548	187	G3096169	161	M0027108	203	M0027549	202
G3095043	176	G3095549	183	M0022148	58	M0027112	194	M0027555	204
G3095047	176	G3095550	183	M0022153	59	M0027119	193	M0027566	203
G3095048	178	G3095551	186	M0022260	59	M0027125	194	M0027568	201
G3095050	186	G3095560	173	M0022261	59	M0027127	194	M0027576	205
G3095051	186	G3095561	174	M0022287	67	M0027128	201	M0027579	201
G3095053	179	G3095571	162	M0022627	58	M0027150	193	M0027580	201
G3095060	186	G3095582	162	M0022646	59	M0027151	193	M0027582	205
G3095080	159	G3095588	183	M0022695	57	M0027157	194	M0027584	200
G3095126	165	G3095589	183	M0022696	58	M0027169	194	M0027585	201
G3095127	165	G3095616	167	M0022871	67	M0027178	193	M0027586	201
G3095128	165	G3095620	167	M0022880	67	M0027181	194	M0027594	205
G3095139	186	G3095659	163	M0022881	67	M0027184	193	M0027600	199
G3095149	185	G3095672	187	M0022890	67	M0027186	196	M0027601	199
G3095162	177	G3095685	187	M0022891	67	M0027187	196	M0027603	202
G3095168	176	G3095727	170	M0022938	57	M0027199	196	M0027605	194
G3095169	176	G3095751	178	M0022939	57	M0027205	196	M0027610	203
G3095172	174	G3095759	177	M0024052	91	M0027211	196	M0027611	203
G3095174	174	G3095760	178	M0024381	81	M0027229	201	M0027615	203
G3095175	174	G3095761	178	M0024556	92	M0027232	194	M0027617	202
G3095176	174	G3095765	186	M0024557	92	M0027241	201	M0027618	203
G3095177	174	G3095793	176	M0024684	81	M0027247	201	M0027619	203
G3095178	173	G3095794	176	M0024698	82	M0027251	203	M0027625	202
G3095179	173	G3095801	160	M0024759	85	M0027253	201	M0027628	201
G3095180	173	G3095810	160	M0024760	85	M0027259	201	M0027647	200
G3095181	174	G3095811	161	M0024796	92	M0027265	201	M0027660	204
G3095182	177	G3095825	178	M0024864	92	M0027280	196	M0027661	204
G3095183	166	G3095841	158	M0024865	92	M0027300	203	M0027671	190
G3095197	178	G3095858	164	M0024866	92	M0027310	199	M0027685	204
G3095216	186	G3095865	164	M0024869	82	M0027311	199	M0027686	204
G3095222	175	G3095866	164	M0024875	92	M0027312	200	M0027687	204
G3095249	186	G3095868	166	M0024876	92	M0027371	204	M0027688	205
G3095277	186	G3095878	164	M0024948	84	M0027375	203	M0027689	205
G3095284	186	G3095905	162	M0024949	84	M0027391	203	M0027700	195
G3095307	185	G3095906	162	M0024950	84	M0027424	205	M0027704	194
G3095309	185	G3095910	183	M0024961	82	M0027425	205	M0027705	194
G3095313	176	G3095957	162	M0024962	82	M0027443	205	M0027706	193

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
M0027707	193	M0027824	201	M0088137	123	M0766423	254
M0027709	207	M0027832	202	M0088139	124	M0766426	254
M0027712	195	M0027834	202	M0088140	124	M0998284	275
M0027713	195	M0027836	203	M0088145	122	M0998295	275
M0027715	195	M0027841	203	M0088146	122	M0998489	275
M0027716	195	M0027843	204	M0088160	121	M0998490	275
M0027717	195	M0027845	204	M0088164	120	M0998505	275
M0027722	201	M0027851	205	M0088165	120	M0998519	275
M0027723	201	M0027858	205	M0088166	121	M0998520	275
M0027725	208	M0027859	204	M0088170	118		
M0027728	208	M0027863	201	M0088171	119		
M0027729	207	M0027867	194	M0088172	119		
M0027733	209	M0027905	193	M0088177	117		
M0027735	209	M0027921	201	M0088178	117		
M0027736	209	M0027925	204	M0088180	117		
M0027738	201	M0027926	205	M0088185	116		
M0027740	208	M0027929	201	M0088187	116		
M0027747	207	M0027935	200	M0088190	115		
M0027754	209	M0027941	199	M0088191	115		
M0027755	209	M0027949	202	M0088204	127		
M0027759	195	M0027953	193	M0088207	125		
M0027764	192	M0027971	201	M0088208	125		
M0027766	195	M0027975	201	M0088212	123		
M0027768	208	M0027976	201	M0088213	123		
M0027769	190	M0027979	206	M0088214	124		
M0027771	207	M0068153	116	M0088215	124		
M0027773	207	M0068182	118	M0088218	122		
M0027774	207	M0068188	118	M0088219	122		
M0027775	192	M0068200	120	M0088225	122		
M0027776	192	M0068201	120	M0088234	121		
M0027779	208	M0068295	120	M0088237	119		
M0027780	208	M0068305	121	M0088239	119		
M0027781	208	M0088001	129	M0088241	119		
M0027782	208	M0088037	132	M0088248	117		
M0027783	208	M0088081	145	M0088249	117		
M0027784	208	M0088101	126	M0088250	117		
M0027786	208	M0088102	126	M0088255	116		
M0027787	207	M0088103	127	M0088295	140		
M0027788	207	M0088104	127	M0088296	140		
M0027789	208	M0088110	126	M0089116	119		
M0027791	204	M0088111	126	M0089117	119		
M0027792	204	M0088115	125	M0089131	123		
M0027796	208	M0088116	125	M0089132	123		
M0027798	208	M0088117	125	M0089133	124		
M0027801	204	M0088118	125	M0089140	127		
M0027802	192	M0088131	124	M0089504	123		
M0027811	201	M0088132	124	M0766076	253		
M0027813	201	M0088135	123	M0766117	253		
M0027819	201	M0088136	123	M0766294	253		

B. Braun Milano S.p.A. | Via Vincenzo da Seregno, 14 | 20161 Milano

Tel. 02 662181 | Fax 02 66218.357 | www.bbraun.it

I marchi dei prodotti "Safil", "Monosyn", "Premilene", "PremiCron", "Dafilon", "Dagrofil", "Silkam", "Steelex", "Securex", "Tendofil", "Ventrofil", "Histoacryl", "Lyostypt" and "Osteovit" sono marchi registrati di B. Braun Melsungen AG.

I marchi dei prodotti "RacePack", "Novosyn", "MonoPlus", "Monomax", "Optilene", "Trelon", "Omyra", "Sangustop", "Cellistypt", "Endo-SPONGE" and "Eso-SPONGE" sono marchi registrati di Aesculap AG.

Sono possibili variazioni tecniche. Tutti i diritti riservati. Questa brochure può essere utilizzata esclusivamente allo scopo di ottenere informazioni sui nostri prodotti. La riproduzione in qualsiasi forma parziale o in altro modo non è consentita.

Pubblicazione ad esclusivo uso degli operatori sanitari.