

Riferimenti di gara

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale	Siringhe Originali Perfusor®
Descrizione Prodotto	Siringhe da infusione e irrigazione con cono Luer-Lock, a tre pezzi, con e senza ago, per la somministrazione manuale di farmaci e con pompa a siringa
Codice Prodotto	Riferirsi all'elenco allegato
Divisione	Hospital Care
Prodotto da	B. Braun Melsungen AG - Melsungen Germania
Rappresentato in Italia da	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazione	CE D.O.C. ISO
Ente certificatore	0123
Classe di rischio	Ila
Codice CND	Riferirsi all'elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Siringhe da infusione e irrigazione con cono Luer-Lock, a tre pezzi, con e senza ago, per la somministrazione attraverso l'uso di pompa elettronica oppure in forma manuale di farmaci, soluzioni infusionali, soluzioni nutrizionali e mezzi di contrasto.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta.

Utilizzare il dispositivo subito dopo la rimozione delle capsule di protezione.

Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sulla confezione.

INFORMAZIONI TECNICHE

- Elevata trasparenza del corpo siringa
- Doppia scala graduata in ml permanente, ad elevato contrasto, per un'ottima visibilità quando allocata all'interno della pompa
- Cono luer lock centrale per la connessione a un ago o a un altro dispositivo medico (deflussore)
- Base del corpo siringa ovale per ottimizzare la manualità ed evitare la rotazione della siringa
- Sicuro backstop dello stantuffo per evitare l'estrazione involontaria del pistone dal corpo siringa

- Stantuffo dotato di doppio anello siliconato per una scorrevole aspirazione e infusione delle soluzioni infusionali
- Minimo volume residuo

Particolarmente indicate per l'utilizzo in pompa a siringa:

- ottima scorrevolezza per tutta la lunghezza del corpo siringa
- rispetto degli standard di produzione in accordo alla ISO 7886-2 (siringhe per uso con pompa) assicurano la più elevata accuratezza e rapide curve di avvio dell'infusione.

Codice	Volume Nominale	Ago per il prelievo da flaconi e sacche	Corpo siringa
8728810F-06	50 ml	G14 Ø Outer 2.0 mm x Lungh 30 mm	Trasparente
8728844F-06	50 ml	Senza ago	Trasparente
8728852F-06	50 ml	G14 Ø Outer 2.0 mm x Lungh 28 mm con filtro da 15 µm per eliminazione del particolato	Trasparente
8728615	20 ml	Senza ago	Trasparente
8728861F-06	50 ml	G14 Ø Outer 2.0 mm x Lungh 28 mm con filtro da 15 µm per eliminazione del particolato	Arancione traslucido per l'infusione di sostanze fotosensibili. Protezione dalla luce nel range di lunghezza d'onda compresa tra 290 e 520 nm (nanometri)

Materiali costituenti

Cilindro: polipropilene (PP)

Stantuffo: polietilene (PE)

Stantuffo di materiale sintetico privo di lattice

Pigmento opacizzante atossico

Lubrificante: olio al silicone per uso medicale. Come da normativa ISO 7886-1 paragrafo 8 (1993) il contenuto di lubrificante non supera gli 0.25 mg/cm² della superficie interna del cilindro della siringa stessa

PVC-free, Latex-free

Gli inchiostri e i materiali usati per la stampa di etichette o per la stampigliatura su raccordi, tubi, cateteri, ecc., sono assolutamente atossici.

Monouso	SI
Sterile alla vendita	SI
Metodo di sterilizzazione	Il prodotto è sterilizzato ad Ossido di Etilene (ETO) e l'eventuale residuo è conforme ai limiti fissati dalla circolare ministeriale n. 56 del 22/06/83 stabiliti in < 2ppm.
Mesi validità	Il prodotto nella confezione integra è stabile per 5 (cinque) anni dalla data di sterilizzazione
Presenza di Lattice	No
Confezionamento	Peel-pack costituito da foglio in poliestere/polipropilene (PE/PP) trasparente e carta permeabile all'ossido di etilene. Scatole in cartone
Temperatura di conservazione	Room temperature_ Temperatura ambiente
Biocompatibilità	Si
	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali : ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test"

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
8728615	SIR ORIG PERF 20ML LL	A020102020102	Ila	SCT 400 PZ	14380/R
8728844F-06	SIR ORIG PERF 50ML LL	A020102020102	Ila	SCT 100 PZ	1515878/R
8728810F-06	SIR ORIG PERF 50ML LL AGO	A020102020101	Ila	SCT 100 PZ	1515874/R
8728852F-06	SIR ORIG PERF 50ML LL AGO e FILTRO	A020102020101	Ila	SCT 100 PZ	1515875/R
8728861F-06	SIR ORIG PERF 50 UV PROT. AGO E FILTRO	A020102020101	Ila	SCT 100 PZ	1207196/R