



Arredamenti per centri estetici,  
centri medicali, fisioterapici e  
cardiologia

**MANUALE D'ISTRUZIONE**  
Numero: 1 Edizione: 1 Data: 16/01/26

LETTINO MASSAGGI IN LEGNO FISSO PROFESSIONALE

**PRODUZIONE ITALIANA**

**Art. Firenze**

**Lettino per fisioterapia e cardiologia**

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della  
**MG Legno Arredo** e senza autorizzazione scritta, non dovranno essere riprodotte  
totalmente o in parte, né usate per alcun altro scopo che quello per cui esse sono fornite.

**Questo libretto è parte integrante  
del lettino quindi non va disperso.**

**MG Legno Arredo  
Showroom ed uffici:**

C.so Vitt. Emanuele II, trav. Porcaro 22, 84087 - Sarno (SA)  
Tel: 081-967125  
E-mail: [info@mglegnoarredo.it](mailto:info@mglegnoarredo.it)



## MANUALE D'ISTRUZIONE

PAGINA  
2 DI 2



## MANUALE D'ISTRUZIONE

Allegato 1

Gentile Cliente,

La MG Legno Arredo è lieta di annoverarla tra i suoi Clienti e confida che la qualità di questo prodotto soddisfi pienamente le Sue aspettative.

I lettini per fisioterapia e cardiologia Art. Firenze prodotti dalla MG Legno Arredo assicurano un alto livello qualitativo e di robustezza, affinché possano fornire nel tempo le migliori condizioni di utilizzo.

In questo manuale sono riportate tutte le istruzioni per l'uso corretto e la manutenzione del prodotto. È pregato di leggerlo attentamente prima dell'utilizzo e di applicare quanto prescritto.

La MG Legno Arredo non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivati a persone in caso di:

- Uso improprio, scorretto, o comunque difforme dalle indicazioni del presente manuale.
- Montaggio non corretto.
- Modifiche non autorizzate espressamente dalla MG Legno Arredo.

La MG Legno Arredo, rende noto che le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Per qualsiasi problema o chiarimento Contatti il Rivenditore di Zona autorizzato, oppure direttamente la MG Legno Arredo all'indirizzo si seguito riportato. Saremo a Sua completa disposizione per darle la migliore assistenza e supporto.

### Uffici e showroom: MG Legno Arredo

C.so Vitt. Emanuele II, trav. Porcaro 22, 84087 - Sarno (SA)


Tel: 081-967125

E-mail: [info@mglegnoarredo.it](mailto:info@mglegnoarredo.it)

## 2. ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO.

### 2.1 Montaggio delle gambe del lettino:

1. Togliere dallo scatolone e dall'imballo il lettino.
2. Aprire la bustina con i perni.
3. Sollevare i piedi e inserire i perni come in figura.
4. Prendere il dado e le rondelle e avvitarlo dal lato interno della struttura con la chiave data in dotazione.
5. Prendere il rotolo di carta, inserire all'interno l'asta di legno e infine inserire il tutto nelle alette reggi porta rotolo.



## 3. GARANZIA

I prodotti della MG Legno Arredo sono garantiti contro i difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

La MG Legno Arredo, si impegna a riparare o sostituire i prodotti che risultassero difettosi durante il periodo di validità della garanzia.