

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale:	Uncini chirurgici
Descrizione Prodotto:	Sono dispositivi poliuso per esercitare una trazione su strutture oggetto di esame o di trattamento da parte dell'operatore
Divisione:	Aesculap
Prodotto da:	Aesculap AG - Tuttlingen
Officina di produzione:	Aesculap AG - Tuttlingen
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	Vedi elenco allegato
Classe di rischio:	Vedi elenco allegato
Codice CND:	Vedi elenco allegato

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Una preparazione efficace è nella responsabilità esclusiva del gestore. Vi preghiamo di fare attenzione alle indicazioni ed alle normative descritte nell'istruzione d'uso e ai manuali nazionali dei regolamenti e delle normative.

PULIZIA: Pulizia automatica alcalina o manuale con / senza trattamento a ultrasuoni

DISINFEZIONE: Disinfezione termica 5 min a 90°C

ASCIUGATURA: Asciugatura a max 120°C 248 °F

PREPARAZIONE NEL PUNTO DI UTILIZZO : AD UMIDO O A SECCO.

SOSTANZE CHIMICHE E TEMPERATURE X LA PULIZIA E DISINFEZIONE: sostanze di tipo acido / neutro/ alcalino con/senza aggiunta di tensioattivi .CHIMICA a max 80°C o TERMICA con acqua completamente desalinizzata a max 93°C .

Si presuppone che per la pulizia e disinfezione vengano utilizzati prodotti omologati per il caso di impiego e che siano rispettate le concentrazioni, i tempi d'azione e le temperature raccomandate. E' necessario assicurare che sui prodotti non permangano residui. Per il risciacquo finale usare acqua completamente desalinizzata.

Fare sempre riferimento alle modalità d'uso indicate dal produttore

INFORMAZIONI TECNICHE

DATI TECNICI

Monouso:	No
Poliuso:	SI
Sterile alla vendita:	NO
Risterilizzabile:	Fare riferimento alle modalità d' uso
Medodo di sterilizzazione:	Fare riferimento alle modalità d' uso
Confezionamento:	1 pezzo per confezione
Temperatura di conservazione:	Conservare a T ambiente, non esporre a valori estremi di temperatura per periodi prolungati
Biocompatibilità	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Anno inizio commercializzazione:	2001.0
Garanzia:	Garanzia pluriennale sulla base dei seguenti requisiti: uso da parte di personale esperto, preparazione, massima cura durante le manipolazioni, sterilizzazione. Sono esclusi dalla garanzia: Danni violenti o overstressing Applicazioni improprie, non adatte all'uso del prodotto Danneggiamento per corrosione da mezzi chimici, come ad esempio uso di soluzioni saline Maneggiamento , pulizia e trattamento improprio durante la preparazione, (ad esempio uso di disinfettanti , agenti di pulizia o materiali di manutenzione inadatti) Invecchiamento naturale Inadatte condizioni di sterilizzazione (in particolare insoddisfacente qualità di vapore).
Manutenzione:	Per evitare durezza del movimento o corrosione da attrito, gli strumenti con snodi o con suoerfici di scorrimento metalliche devono essere oliati prima di ogni sterilizzazione. Aesculap raccomanda l' utilizzo di JG600 o JG598 . in caso di trattamento con detergenti contenenti acido fosforico o acido fluoridrico i prodotti con incisioni al laser possono sbiadire . Cio' puo' determinare la compromissione o la perdita totale della funzione di codifica.

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
BT075R	UNCINO P.VENA BROM	L03140103	lr	SCA da 1 PZ	2614722/R
BT100R	UNCINO BERGMANN 1 DENTE ACUTO 7MM	L1705	lr	SCA da 1 PZ	2614723/R
BT103R	GANCIO TRACHEALE 1 DENTE ACUTO	L1705	lr	SCA da 1 PZ	2614724/R
BT106R	GANCIO TRACHEALE 1 DENTE SMUSSO	L1705	lr	SCA da 1 PZ	2614725/R
BT107R	GANCIO TRACHEALE 2 DENTI SMUSSO	L1705	lr	SCA da 1 PZ	2614726/R
BT111R	UNCINO MODELLO FINE 1 DENTE ACUTO	L1705	lr	SCA da 1 PZ	2393546/R
BT116R	UNCINO MODELLO FINE 1 DENTE SMUSSO	L1705	lr	SCA da 1 PZ	2393557/R
BT121R	DIVARIC.FERITE E TRACHEA ACUTO 1 DENTE	L1705	lr	SCA da 1 PZ	2451674/R
BT126R	DIVARIC.FERITE E TRACHEA SMUSSO 1 DENTE	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2234593/R
BT161R	UNCINO PER FISTOLA EMMET	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2614735/R
BT166R	UNCINO PER FISTOLA SIMON 1 DENTE	L03140104	lr	SCA da 1 PZ	2614736/R
BT167R	UNCINO PER FISTOLA SIMON 2 DENTI	L03140104	lr	SCA da 1 PZ	2266100/R
BT173R	UNCINO 1 DENTE ACUTO	L03140104	lr	SCA da 1 PZ	2614740/R
BT901R	DIVARICAT.MANNERFELT MOD.1DENTE SMUSSO	L03140104	lr	SCA da 1 PZ	2679244/R
BT902R	DIVARICAT.MODIF.MANNERFELT 1DENTE ACUTO	L03140104	lr	SCA da 1 PZ	2679245/R
BT911R	DIVARICAT.TREANG.STRETTO 1PUNTA ACUTO	L03140104	lr	SCA da 1 PZ	2679247/R
BT916R	DIVARICAT.TREANG.STRETTO 1PUNTA SMUSSO	L03140104	lr	SCA da 1 PZ	2679250/R
BT921R	DIVARICAT.TREANGLE LARGO 1PUNTA ACUTO	L03140104	lr	SCA da 1 PZ	2679253/R
BT926R	DIVARICATORE TRIANG.LARGO 1DENTE SMUSSO	L03140104	lr	SCA da 1 PZ	2630205/R
BT964R	GANCIO DOPPIO MANNERFELT 160MM	L03140104	lr	SCA da 1 PZ	2679260/R
ER002R	UNCINO ESTRAZIONE IUD SAUNDERS 318MM	L059003	l	SCA da 1 PZ	2692061/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
FA025R	UNCINO TRACHEALE BOSE MM 165	L03140104	Ir	SCA da 1 PZ	2679261/R
FA026R	UNCINO TRACHEALE BOSE MM 165	L03140104	Ir	SCA da 1 PZ	2679262/R
FF313R	UNCINO DURA CAIRNS ACUTO 130MM	L1102	III	SCA da 1 PZ	2634974/R
MD581	UNCINO CUTE JOSEPH 2 DENTI.10MM 160MM	L149003	Ir	SCA da 1 PZ	2531014/R
OA332R	UNCINO PER IRIDE GRAEFE 1 DENTE PUNTUTO	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2631879/R
OA333R	UNCINO PER IRIDE GRAEFE 1 DENTE SMUSSO	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2631892/R
OA334R	UNCINO PER IRIDE GUTHRIE 2 DENTI PUNTUTO	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2631893/R
OA335R	UNCINO PER IRIDE GUTHRIE 2 DENTI PUNTUTO	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2631894/R
OA336R	UNCINO PER IRIDE ROLLET 2 DENTI PUNTUTO	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2631895/R
OA337R	UNCINO PER IRIDE ROLLET 4 DENTI PUNTUTO	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2631896/R
OA338R	UNCINO PER IRIDE ROLLET 4 DENTI SMUSSO	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2631897/R
OA351R	UNCINO PER STRABISMO JAEGER	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2683194/R
OA357R	UNCINO PER STRABISMO GRAEFE 140MM	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2683195/R
OA358R	UNCINO PER STRABISMO GRAEFE 140MM	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2683196/R
OA359R	UNCINO PER STRABISMO GRAEFE 140MM	L1705	Ir	SCA da 1 PZ	2683197/R
OF277R	UNCINO LUCAE #1 140MM	L149003	Ir	SCA da 1 PZ	2360685/R
OF278R	UNCINO LUCAE #2 140MM	L149003	Ir	SCA da 1 PZ	2360686/R
OF279R	UNCINO LUCAE #3 140MM	L149003	Ir	SCA da 1 PZ	2360687/R
OF282R	UNCINO WAGENER #4 150MM	L149003	Ir	SCA da 1 PZ	2360705/R
OF283R	UNCINO WAGENER #3 150MM	L149003	Ir	SCA da 1 PZ	2360706/R
OF284R	UNCINO WAGENER #2 150MM	L149003	Ir	SCA da 1 PZ	2444396/R
OF285R	UNCINO WAGENER #1 150MM	L149003	Ir	SCA da 1 PZ	2266112/R
OF288R	ELEVATORE AURICOLARE ST.BARTS	L149003	Ir	SCA da 1 PZ	2497009/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
OG007R	MICRO-UNCINO 45 GRADI ANGOLATO 0,4MM	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2631804/R
OG008R	MICRO-UNCINO 45 GRADI ANGOLATO 0,6MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631805/R
OG009R	MICRO-UNCINO 45 GRADI ANGOLATO 0,8MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631806/R
OG010R	MICRO-UNCINO 45 GRADI ANGOLATO 1,0MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631807/R
OG011R	MICRO-UNCINO 90 GRADI ANGOLATO 0,4MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631808/R
OG012R	MICRO-UNCINO 90 GRADI ANGOLATO 0,6MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631809/R
OG013R	MICRO-UNCINO 90 GRADI ANGOLATO 0,8MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631810/R
OG014R	MICRO-UNCINO 90 GRADI ANGOLATO 1,0MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631811/R
OG021R	MICRO-UNCINO 1MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631814/R
OG023R	MICRO-UNCINO 60 GRADI ANGOLATO 2,0MM	L14050199	lr	SCA da 1 PZ	2689600/R
OG031R	UNCINO 0,6MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631815/R
OG034R	UNCINO HOUGH	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631816/R
OG035R	UNCINO OVALE PLESTER 90°ANG.SMUSO	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631817/R
OG036R	MICRO-UNCINO CURVO	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631818/R
OG037R	UNCINO PER ANTRO 90 GRADI	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631819/R
OG038R	UNCINO PER ANTRO 45 GRADI	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2631820/R
OL201R	UNCINO PER COANE LANGE 230MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531015/R
OL203R	RETRATT.DI ALA NASALE COTTLE SM/AC 145MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531017/R
OL204R	RETRATT.DI ALA NASALE COTTLE AC/SM 145MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531018/R
OL206R	RETRATT.DI ALA NASALE KILNER AC/AC 80MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2437691/R
OL214R	RETRATT.DI ALA NASALE COTTLE SM/SM 200MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531023/R
OL218R	UNCINO DOPPIO WALTER	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531024/R
OL219R	UNCINO KILNER 25X19MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531025/R

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	Banca Dati/Repertorio
OL220R	UNCINO KILNER 35X29MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531026/R
OL221R	UNCINO HAJEK	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531027/R
OL601R	DIVARICATORE KLEINERT-KUTZ #1 160MM	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2531048/R
OL602R	DIVARICATORE KLEINERT-KUTZ #2 160MM	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2531049/R
OL603R	DIVARICATORE KLEINERT-KUTZ #3 160MM	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2531050/R
OL610R	DIVARICATORE KILNER 158MM	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2531051/R
OL611R	DIVARICATORE GILLIES PICCOLO 180MM	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2531052/R
OL612R	DIVARICATORE GILLIES GRANDE 180MM	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2531053/R
OL614R	UNCINO DERMATOLOGICO BARSKY 155MM	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2531054/R
OL615R	UNCINO DERMAT.MC'INDOE LA:9MM 150MM	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2531055/R
OL616R	UNCINO DERMAT.MC'INDOE LA:10MM 150MM	L03140105	lr	SCA da 1 PZ	2451675/R
OL617R	DIVARICAT.COTTLE 120°ANG.RETROGR.160MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531028/R
OL619R	DIVARICAT.COTTLE 180°ANG.RETROGR.160MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531029/R
OL620R	UNCINO JOSEPH MM 165	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2457861/R
OL621R	UNCINO FREER 2 DENTI 150MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531030/R
OL622R	UNCINO JOSEPH 2-DENTE 3MM 160MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531031/R
OL623R	UNCINO JOSEPH 2-DENTE 6MM 160MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531032/R
OL624R	UNCINO JOSEPH 2-DENTE 8MM 160MM	L149003	lr	SCA da 1 PZ	2531033/R