



Oscilla® A30 Audiometro per screening basato su PC



Trasforma il tuo PC in un audiometro e concentrati sul tuo paziente

Facilità d'uso – Effettua test dell'udito e gestisci i dati dei pazienti senza sforzo, tutto comodamente dal tuo schermo del PC. Con l'audiometro USB Oscilla beneficerai di una soluzione integrata che ti consente di dedicare più tempo ai tuoi pazienti.

Ultra-portatile e leggero – Porta il test direttamente al paziente. L'audiometro è alimentato via USB; basta collegarlo al PC e avviare il software AudioConsole® per iniziare a lavorare immediatamente. Non ci sono tempi di caricamento lunghi: è semplice plug & play. Ogni audiometro viene fornito con una pratica borsa per il trasporto, rendendo facile trasportarlo e usarlo in qualsiasi luogo insieme al tuo laptop.

Ottimizza il tuo flusso di lavoro – Il software Oscilla AudioConsole offre un'interfaccia intuitiva sia per l'audiometria che per la gestione dei dati. Osserva gli audiogrammi aggiornarsi in tempo reale sullo schermo, condividi i risultati con il paziente immediatamente, memorizzali nel database, genera report PDF personalizzati o esporta i risultati nel sistema di gestione dei pazienti per una maggiore efficienza.

Screening dell'udito mobile

- Compatto e ultra-portatile, pesa solo 600 g, o 900 g inclusa la borsa per il trasporto.
- Basta collegarlo a qualsiasi PC, notebook o tablet tramite USB per iniziare i test.
- Un pulsante di risposta luminoso colorato che si accende e cambia colore durante la sessione per stimolare la concentrazione.
- Le cuffie Oscilla con attenuazione del rumore creano un ambiente di test controllato.
- Carica elenchi di pazienti ed esporta i dati dei pazienti in formati standard.
- Il software AudioConsole consente l'integrazione con una vasta gamma di sistemi di gestione dei pazienti utilizzando interfacce come GDT, XML, Noah e WebAPI tra gli altri.



Guarda il video
o scopri di più
su Oscilla.com



