



Una visualizzazione più estesa, più accurata, più nitida. Solo con il nuovo Otoscopio Welch Allyn MacroView™.



Visione quasi panoramica
della membrana timpanica

Il nuovo Otoscopio MacroView di Welch Allyn rappresenta l'ultima innovazione nell'indagine otoscopica migliorando le modalità di visualizzazione senza tuttavia modificare il modus operandi. Questo otoscopio di ultimissima generazione è dotato di avanzata tecnologia ottica che fornisce un maggiore ingrandimento del campo visivo consentendo una visualizzazione quasi panoramica della membrana timpanica – praticamente eliminando la necessità di rotazione dell'otoscopio. Inoltre, grazie all'ottica con facile regolazione della messa a fuoco, MacroView assicura un più ampio campo visivo che consente di vedere oltre il cerume, localizzare il fluido al di là della membrana timpanica ed eseguire esami persino senza occhiali. Infine: MacroView offre una visione più estesa, più accurata e più nitida dell'orecchio consentendo l'esecuzione di quotidiane indagini otoscopiche in modo più rapido, accurato ed efficiente.

L'Otoscopio Welch Allyn MacroView offre:

- Campo visivo raddoppiato
- Ingrandimento superiore del 30% rispetto a un otoscopio tradizionale
- Visione quasi panoramica della membrana timpanica
- Maggiore chiarezza e definizione dei punti di repere
- Sistema di illuminazione potenziato
- Messa a fuoco regolabile in funzione della lunghezza del condotto uditivo o dell'eventuale ipermetropia dello specialista
- Nuovo sistema per un sicuro posizionamento e una facile rimozione / espulsione degli specula

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



- Nuovo sistema per un sicuro posizionamento e una facile rimozione degli specula
- Messa a fuoco regolabile in funzione della diversa lunghezza del condotto uditivo e dell'eventuale ipermetropia dell'esaminatore
- Posizione di messa a fuoco di default (punto e linea)
- L'ottica tecnologicamente avanzata garantisce il doppio del campo visivo e un ingrandimento del 30% superiore rispetto ai tradizionali otoscopi
- Compatibile con specula monouso o riutilizzabili
- Attacco per insufflatore monopalla per test pneumatico
- Opzione di illuminatore laringeo

Otoscopio Welch Allyn MacroView™

Informazioni per gli ordini

23820 Otoscopio Welch Allyn MacroView™ con illuminatore laringeo

23810 Otoscopio Welch Allyn MacroView™

Set diagnostici



97202-MVPS Set diagnostico

Set ricaricatore da tavolo



71812-MPS Set ricaricatore da tavolo

Sistemi integrati a parete



Sistema a parete

Accessori

- 23804** Insufflatore monopalla con connettore
- 06500-U** Lampadina di ricambio
- 52432-U** Specula universali KleenSpec® pediatrici monouso
- 52434-U** Specula universali KleenSpec® monouso per adulti
- 24302-U** Specula universali riutilizzabili 2mm
- 24303-U** Specula universali riutilizzabili 3mm
- 24304-U** Specula universali riutilizzabili 4mm
- 24305-U** Specula universali riutilizzabili 5mm
- 24400-U** Set universale di 4 specula riutilizzabili

Scoprite come il nuovo Otoscopio Welch Allyn MacroView può aiutarVi a migliorare drasticamente la qualità delle Vostre indagini ORL. Per maggiori informazioni visita il sito www.welchallyn.com/macroview

Distributore per l'Italia

CORIOS
NETWORK

Corios S.c.r.l.
via Tolstoj, 86
20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel: 02 98240506 Fax: 02 98491761

Welch Allyn European Customer Service
Navan Business Park, Dublin Road, Navan,
County Meath, Ireland
dall'Italia Tel: +39 02 69 682 425
Fax: +39 02 69 633 697
www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™