

SCHEMA TECNICA



Nome Commerciale:	Injekt®Siringhe Monouso Due-pezzi
Descrizione Prodotto:	Siringhe monouso a due pezzi da 1 - 2 – 5 – 10 – 20 ml con attacco luer e luer lock
Divisione:	Hospital Care
Prodotto da:	B. Braun Melsungen AG - Melsungen
Rappresentato in Italia da:	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazioni:	D.O.C., CE, ISO
Ente certificatore:	0123
Classe di rischio:	I sterile
Codice CND:	A020102010102 - A020199

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Siringhe per l'infusione e il prelievo sterile di liquidi all'interno dell'organismo.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta .

Utilizzare il dispositivo subito dopo la rimozione delle capsule di protezione .

Attenersi alle istruzioni d'uso e modalità d'impiego riportate sulla confezione.

INFORMAZIONI TECNICHE

SIRINGA

Cilindro : polipropilene (PP)

Stantuffo : polietilene ad alta densità (PE-HD)

Gli inchiostri e i materiali usati per la stampa di etichette o per le stampigliature su raccordi, tubi, cateteri, ecc. sono assolutamente atossici

Siringhe monouso a due pezzi da 1- 2 – 5 – 10 – 20 ml con attacco luer

Codici :

9166017V - 1 ml cono centrale, intervalli di graduaz. 0,1 ml. – Unità di vendita scatole da 1800 pz (18 box da 100 conf. singole sterili)

4606027V - 2 ml cono centrale , intervalli di graduaz. 0,1 ml. – Unità di vendita scatole da 2500 pz (25 box da 100 conf. singole sterili)

4606051V - 5 ml cono eccentrico, intervalli di graduaz. 0,2 ml – Unità di vendita scatole da 2000 pz (20 box da 100 conf. singole sterili)

4606108V - 10 ml cono eccentrico, intervalli di graduaz. 0,5 ml – Unità di vendita scatole da 1200 pz (12 box da 100 conf. singole sterili)

4606205V - 20 ml cono eccentrico, intervalli di graduaz. 1,0 ml – Unità di vendita scatole da 800 pz (8 box da 100 conf. singole sterili)

Siringhe monouso a due pezzi da 2 – 5 – 10 – 20 ml con attacco luer-lock Codici :

4606701V - 2 ml cono centrale , intervalli di graduaz. 0,1 ml. – Unità di vendita scatole da 2500 pz (25 box da 100 conf. singole sterili)

4606710V - 5 ml cono eccentrico, intervalli di graduaz. 0,2 ml – Unità di vendita scatole da 2000 pz (20 box da 100 conf. singole sterili)

4606728V - 10 ml cono eccentrico, intervalli di graduaz. 0,5 ml – Unità di vendita scatole da 1200 pz (12 box da 100 conf. singole sterili)

4606736V - 20 ml cono eccentrico, intervalli di graduaz. 1,0 ml – Unità di vendita scatole da 800 pz (8 box da 100 conf. singole sterili)

Posizione del cono luer e luer-lock:

1 e 2 ml: centrale

5 ml: eccentrico

10 ml: eccentrico

20 ml: eccentrico

Tutte le siringhe sono prive di silicone (SI)

DATI TECNICI

Monouso:	Sì
Sterile alla vendita:	SI
Medodo di sterilizzazione:	Il prodotto è sterilizzato ad Ossido di Etilene (ETO) e l'eventuale residuo è conforme ai limiti fissati dalla circolare ministeriale n. 56 del 22/06/83 stabiliti in < 2ppm.
Validità:	Il prodotto nella confezione integra è stabile per 5 (cinque) anni dalla data di sterilizzazione
Presenza di lattice:	No
Confezionamento:	Peel-pack costituito da foglio in poliestere/polipropilene (PE/PP) trasparente e carta permeabile all'ossido di etilene. Scatole in cartone
Temperatura di conservazione:	Non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento. Evitare comunque di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.
Biocompatibilità	Sì I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali: ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test
Presenza ftalati:	No

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
4606027V	INJEKT SOLO 2ML LUER CENTRALE	A020102010102	I sterile con funzioni di misura	SCT da 2500 PZ	698474/R
4606051V	INJEKT SOLO 5ML LUER ECCENTRICO	A020102010102	I sterile con funzioni di misura	SCT da 2000 PZ	10023/R
4606108V	INJEKT SOLO 10ML LUER ECCENTRICO	A020102010102	I sterile con funzioni di misura	SCT da 1200 PZ	698476/R
4606205V	INJEKT SOLO 20ML LUER ECCENTRICO	A020102010102	I sterile con funzioni di misura	SCT da 800 PZ	698479/R
4606701V	INJEKT SOLO 2ML LUER LOCK CENTRALE	A020199	I sterile con funzioni di misura	SCT da 2500 PZ	11361/R
4606710V	INJEKT SOLO 5 ML LUER LOCK CENTR.	A020199	I sterile con funzioni di misura	SCT da 2000 PZ	698767/R
4606728V	INJEKT SOLO 10ML LUER LOCK	A020199	I sterile con funzioni di misura	SCT da 1200 PZ	698768/R
4606736V	INJEKT SOLO 20ML LUER LOCK CENTRALE	A020199	I sterile con funzioni di misura	SCT da 800 PZ	698769/R
9166017V	INJEKT-F SOLO 1ML CENTR	A020102010102	I sterile con funzioni di misura	SCT da 1800 PZ	698480/R