

Riferimenti di gara

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale	Perifix® Siringa L.O.R.
Descrizione Prodotto	Siringa a bassa resistenza per la ricerca dello spazio peridurale con attacco luer o luer-lock
Codice Prodotto	Vedi elenco allegato
Divisione	Hospital Care
Prodotto da	B. Braun Melsungen AG - Melsungen Germania
Rappresentato in Italia da	B.Braun Milano S.p.A. Via Vincenzo da Seregno 14 20161 Milano
Certificazione	CE D.O.C. ISO
Ente certificatore	0123
Classe di rischio	Is
Codice CND	A020101

INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE

Siringhe a perdita di resistenza per anestesia peridurale.
Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta .
Utilizzare il dispositivo subito dopo la rimozione delle capsule di protezione .
Attenersi alle istruzioni d'uso riportate sulla confezione.

INFORMAZIONI TECNICHE

(per una valutazione di compatibilità biologica e chimico-fisica con tessuti e soluzioni infusionali e di termodistruzione)
Cilindro : polipropilene (PP)
Stantuffo : polipropilene (PP)
Pistone: elastomero termoplastico privo di lattice
Gli inchiostri e i materiali usati per la stampa di etichette o per le stampigliature sono assolutamente atossici

Monouso	SI
Sterile alla vendita	Si
Metodo di sterilizzazione	Il prodotto è sterilizzato ad Ossido di Etilene (ETO) e l'eventuale residuo è conforme ai limiti fissati dalla circolare ministeriale n. 56 del 22/06/83 stabiliti in < 2ppm.
Mesi validità	Il prodotto nella confezione integra è stabile per 5 (cinque) anni dalla data di sterilizzazione
Presenza di Lattice	No
Confezionamento	Peel-pack costituito da foglio in poliestere/polipropilene (PE/PP) trasparente e carta permeabile all'ossido di etilene. Scatole in cartone
Temperatura di conservazione	Non richiede particolari condizioni di conservazione e immagazzinamento. Evitare comunque di esporre il prodotto all'azione diretta del sole.
Biocompatibilità	Si
	I dispositivi sono sottoposti e soggetti a test di biocompatibilità secondo gli standard internazionali : ISO 10993 -1 Valutazioni Biologiche dei dispositivi medici Part. 1: valutazione e test"

LISTA CODICI

Codice	Descrizione	CND	Classe	Confezione	N° Repertorio
4637100	PERIFIX SIRINGA LOR LUER-SLIP	A020101	I sterile	scada 25 pz	16844/R
4638107	PERIFIX SIRINGA LOR LUER-LOCK	A020101	I sterile	scada 25 pz	698827/R